

# 食品検査を応援!! 検査消耗品キャンペーン



キャンペーン期間 2011.12/1 thu ▶ 2012.3/30 fri

## ▶サニスペックテストバッグ 滅菌済

品番	型番	サイズ(mm)	入数	通常価格(税抜)	特別価格(税抜)	1枚あたり
2-6391-01	フィルター付き	190×300	500枚 (25枚/袋× 10袋×2箱)	<del>¥12,900</del>	¥10,000	¥20.0
2-6391-02	フィルター無し			<del>¥8,630</del>	¥7,800	¥15.6
2-6391-03	ミニ(フィルター付き)	130×180		<del>¥8,430</del>	¥7,600	¥15.2
2-6391-04	エコ(フィルター付き)	150×260		<del>¥10,300</del>	¥9,300	¥18.6
2-6391-06	ソフト(フィルター付き)	190×300		<del>¥8,400</del>	¥7,600	¥15.2

## ▶サニスペックテストバッグ(ケース販売) 滅菌済

品番	型番	サイズ(mm)	入数	通常価格(税抜)	特別価格(税抜)	1枚あたり
2-6391-51	フィルター付き	190×300	10ケース (5000枚入)	<del>¥116,000</del>	¥92,800	¥18.6
2-6391-52	フィルター無し			<del>¥78,000</del>	¥70,000	¥14.0
2-6391-53	ミニ(フィルター付き)	130×180		<del>¥76,000</del>	¥68,500	¥13.7
2-6391-54	エコ(フィルター付き)	150×260		<del>¥93,000</del>	¥83,500	¥16.7
2-6391-56	ソフト(フィルター付き)	190×300		<del>¥76,000</del>	¥68,500	¥13.7



通常価格より  
**10%~20% OFF!!**



特長 ●ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。

仕様 ●目付:25g/m<sup>2</sup>  
●材質:本体/ナイロン(厚さ15μm)・低密度ポリエチレン(厚さ50μm、ソフトのみ厚さ40μm)、  
フィルター部/不織布スパンボンド  
●γ線滅菌済

サニーフーズ 2011 P.43掲載

通常価格より **15% OFF!!**

通常価格より **5% OFF!!**

OR-9 OR-90

## ▶サニスペック滅菌希釈水 滅菌済

品番	型番	容量(ml)	入数	通常価格(税抜)	特別価格(税抜)	1本あたり
2-7588-11	OR-9	9	1箱(400本入)	<del>¥16,800</del>	¥15,900	¥39.8
2-7588-12	OR-90	90	1箱(60本入)	<del>¥5,800</del>	¥4,980	¥83.0

※有効期限:製造後1年間

特長 <OR-9> ●1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。  
<OR-90> ●検体10gと混合し、10倍希釈液を作成する際に使用します。

仕様 ●組成:リン酸緩衝生理食塩水  
●γ線滅菌済

**アズワン株式会社**

サニーフーズグループ

- 大阪本社
- 東京支店
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- つくば営業所
- 大宮営業所
- 京都営業所
- 高松営業所
- 広島営業所
- 福岡営業所
- 静岡セールスプランチ
- 金沢セールスプランチ
- 熊本セールスプランチ

TEL: 06-6447-8637 FAX: 06-6447-8683

E-mail: sf@so.as-1.co.jp

SANIFOODS WEB

<http://www.as-1.co.jp/sanifoods/>

ご利用は信用のある代理店へ