

# 取扱中止のお知らせ

平成27年11月30日現在

| 掲載カタログ  |     |     |     |     | 品 番       | 商 品 名                | 代替品 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------------|-----|
| 総合SA/NG | ナビス | 素材  | Bio | SF  |           |                      |     |
| 424     |     |     |     |     | 2-1572-01 | 卓上型pHメーター HM-30R     |     |
| 424     |     |     |     |     | 2-1572-02 | 卓上型pHメーター HM-25R     |     |
| 456     |     |     |     |     | 2-9350-01 | 残留塩素計ULTRAPEN PT-4   |     |
| 484     |     |     |     |     | 1-5444-11 | 酸素濃度計 MAXO2+A        |     |
| 484     |     |     |     |     | 1-5444-12 | 酸素濃度計 MAXO2+AE       |     |
| 603     |     |     | 209 |     | 2-7636-21 | デジタル生物顕微鏡 DMBA210 標準 |     |
| 603     |     |     | 209 |     | 2-7636-22 | デジタル生物顕微鏡 DMBA310 標準 |     |
| 607     |     |     |     | 62  | 2-7638-03 | 顕微鏡デジタルMoticom480N   |     |
| 637     |     |     |     |     | 1-1832-02 | マイクロスコープⅡ 2054-40EIM |     |
| 637     |     |     |     |     | 1-1832-03 | マイクロスコープⅡ 2054-60EIM |     |
| 637     |     |     |     |     | 1-1832-04 | マイクロスコープⅡ2054-100EIM |     |
| 637     |     |     |     |     | 2-201-02  | ワイドマイクロスコープ 2034-40  |     |
| 637     |     |     |     |     | 2-201-03  | ワイドマイクロスコープ 2034-60  |     |
| 637     |     |     |     |     | 2-201-04  | ワイドマイクロスコープ 2034-100 |     |
| 637     |     |     |     |     | 2-201-05  | ワイドマイクロスコープ 2034-150 |     |
| 637     |     |     |     |     | 2-201-07  | ワイドマイクロスコープ 2034-300 |     |
| 638     |     |     |     |     | 2-204-03  | ライトスケールルーベ15× 2016L  |     |
| 638     |     |     |     |     | 2-204-04  | ライトスケールルーベ20× 2055-L |     |
| 695     |     |     |     |     | 2-9798-03 | シンプルデスクPDK-450・ホワイト  |     |
| 1045    |     |     | 97  |     | 2-4269-01 | 小動物手術用クランプLW500621直  | *   |
| 1045    |     |     | 97  |     | 2-4269-02 | 小動物手術クランプLW500622曲25 | *   |
| 1045    |     |     | 97  |     | 2-4269-03 | 小動物手術クランプLW500623曲45 | *   |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-02 | 紫外可視分光光度計 3000-N-CO1 |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-03 | 紫外可視分光光度計 3000-N-CO3 |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-04 | 紫外可視分光光度計 3000-N-CO4 |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-05 | 紫外可視分光光度計3000-N-CO5W |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-06 | 紫外可視分光光度計3000-N-CO5C |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-08 | 紫外可視分光光度計3000-N-CO16 |     |
| 1133    |     |     |     |     | 1-1966-09 | 紫外可視分光光度計3000-N-CO25 |     |
| 1506    |     |     |     | 105 | 6-678-03  | カチットNO.3 ゴム管用(送り側)   |     |
| 1532    |     | 135 |     |     | 2-9820-11 | 樹脂メッシュPVDC-60        |     |
| 1650    |     |     |     |     | 1-8119-11 | 組立式暗室 ADR-L          |     |
| 1882    |     |     |     |     | 2-9675-01 | ヘルメット391-S-C 白       | *   |
|         | 296 |     |     |     | 7-1361-01 | Koo殺菌・洗浄手袋CL001      | *   |
| 491     |     |     |     |     | 0-6199-11 | 全自動血圧計 TM9325 専用架台   | *   |
| 532     |     |     |     |     | 7-1276-01 | 白色LEDアルカトータライト シルバー  | *   |
| 532     |     |     |     |     | 7-1276-03 | 白色LEDアルカトータライト Cブルー  | *   |
| 532     |     |     |     |     | 7-1276-04 | 白色LEDアルカトータライト Wレッド  | *   |

| 掲載カタログ  |      |    |     |    | 品 番       | 商 品 名                | 代替品 |
|---------|------|----|-----|----|-----------|----------------------|-----|
| 総合SA/NG | ナビス  | 素材 | Bio | SF |           |                      |     |
|         | 532  |    |     |    | 7-1276-05 | 白色LEDアルカトータライト ホワイト  | *   |
|         | 532  |    |     |    | 7-1276-06 | 白色LEDアルカトータライト ブラック  | *   |
|         | 532  |    |     |    | 7-1276-07 | 白色LEDアルカトータライト Pグリーン | *   |
|         | 532  |    |     |    | 7-1276-08 | 白色LEDアルカトータライト Lイエロー | *   |
|         | 677  |    |     |    | 0-4007-21 | 据置型おむつ交換ベッドC-101 NW  | *   |
|         | 677  |    |     |    | 0-4007-22 | 据置型おむつ交換ベッドC-102 NS  | *   |
|         | 763  |    |     |    | 7-1108-01 | イーゼースワローKE-04セット     | *   |
|         | 779  |    |     |    | 8-7640-01 | ダームライト6053           |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-01 | フードモデルKF-0111        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-02 | フードモデルKF-0131        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-03 | フードモデルKF-0109        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-04 | フードモデルKF-0301        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-05 | フードモデルKF-1101        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-06 | フードモデルKF-0801        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-07 | フードモデルKF-0805        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-08 | フードモデルKF-1009        |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-09 | 介護予防用フードモデル KF-0804  |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-10 | フードモデル KF-0703       |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-11 | 骨粗37 KF-0704         |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-12 | 骨粗鬆症一品料理 KF-0705     |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-13 | スイーツセット KF-1037      |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-14 | 嚥下障害食献立例模型 KF-0802   |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-15 | フードモデル KF-1310 セット   |     |
|         | 1220 |    |     |    | 8-3741-16 | フードモデル KF-1032       |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-3742-01 | 脂肪模型KF-1604          |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-3742-02 | 脂肪模型KF-1605          |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-3742-03 | 脂肪模型KF-1606          |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-3742-04 | 脂肪模型500g KF-1600     |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-5553-01 | 筋肉模型1kg KF-1601      |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-5553-02 | 筋肉模型2kg KF-1602      |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-5553-03 | 筋肉模型3kg KF-1603      |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-8268-01 | 肥満模型KF-1607          |     |
|         | 1221 |    |     |    | 8-8269-01 | 脂肪肝模型KF-0509         |     |
|         | 1234 |    |     |    | 0-1408-01 | 米式便器カバー 大 サックス       |     |
|         |      |    | 209 |    | 2-4339-03 | 生物顕微鏡DMBA210LED・デジタル |     |
|         |      |    | 210 |    | 1-4923-11 | 倒立顕微鏡対物レンズLWDPPh40X  |     |
|         |      |    | 210 |    | 1-4923-12 | 倒立顕微鏡 取付式メカニカルステージ   |     |