

# カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ					品番	商品名	項目	内 容			
総合Q	ナビス	AP	設備	素材				プロセス	SF	誤	正
187					101	38	5-5358-21	バッグミキサーミニックス100VPC	仕様	本体サイズ:480×280×500mm	210×370×200mm
610							2-904-01	マイクロサブQX800HD720P3D	削除	特長:付属のソフトウェアで計測ができます。	
979						78	2-3598-08	マイクロペットプラス100-1000μl	価格表	※マイクロペットチップ適合表でチップ(2-3006-03)適合と記載していますが、正しくは不適合です。	
984							2-3006-03	アイビスペットチップ 1-502B 青	価格表	※マイクロペットチップ適合表でペット(2-3598-08)適合と記載していますが、正しくは不適合です。	
1245							5-130-71-81	箱格瓶用 中	価格表	5-130-※(透明)用の中枠です。2-4999-※(茶褐色)には使用できません。	
1409							1-7983-01	連結具 KS-13	写真	※画像右から2番目の商品は「US-13(止めネジタイプ)」ではなく、「KS-13」です。	
							6-778-05	連結具止めネジ US-13	写真	※画像一番右の商品は「KS-13」ではなく、「US-13(止めネジタイプ)」です。	
1548				161		357	1-5584-03	PTFE配合多目的グリース 4116K	価格表	内容量:400g(9.07fl.oz)	
	85						8-9564-01-02	JUSTナーシングカートJNC264	仕様	高さ:900mm	960mm
							8-9565-01-02	JUSTナーシングカートJNC264	仕様	高さ:900mm	960mm
123							7-1253-01	羅帯交換車YC-34-J-a3023	追記	付属品:フタ付バケツ×1個	付属品:フタ付バケツ×1個、引出し仕切板(横・縦)×各4枚
							7-1187-01	バスケットカートTM-BW2	追記	脚注:バスケット(7-5649-03/7-5650-03)は付属していません。	
131							7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	型番	バスケット(浅型・交換用)	バスケット(浅型)
							7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	型番	バスケット(深型・交換用)	バスケット(深型)
152							8-4475-01-02	パンフレットスタンドPS	削除	特長:小型ワゴンは折りたたんで収納できます。	
192							7-1258-05	MD調剤台 水割台 W600	構成	①基本体S79221WH(8-5860-11)	①基本体S79220WH(8-5860-13)
240							8-2699-01~04	組合せ投薬箱 取手付き外箱	特長	外箱には、最大で薬付き駒(大)20個、もしくは(小)30個の収納が可能です。	外箱には、最大で薬付き駒(大)20個、もしくは(小)32個の収納が可能です。
569							7-1363-01-02	体組成計DC430A	写真	※カタログ掲載写真はいずれもホワイトです。	
							7-1364-01-02	体組成計DC430A	写真	※カタログ掲載写真はいずれもホワイトです。	
618							8-9430-01	JUST救急カートJEC264	仕様	高さ:900mm	1060mm
684							0-1442-01~08	ブライトン100	写真	※カタログ掲載写真のキャプションが逆です。	
							8-4315-11	プレスネット11671 1号	仕様	サイズ:8mm×20m	7mm×25m
							8-4315-11~18	プレスネット	仕様	材質:綿・天然ゴム	PU(ポリウレタン)・ポリエステル
							8-4315-12	プレスネット11672 1.5号	仕様	サイズ:13mm×20m	10mm×25m
							8-4315-13-17-18	プレスネット	仕様	長さ:20m	25m
							8-4315-14	プレスネット11674 3号	仕様	サイズ:27mm×20m	32mm×25m
							8-4315-15	プレスネット11675 4号	仕様	サイズ:35mm×20m	42mm×25m
							8-4315-16	プレスネット11676 5号	仕様	サイズ:48mm×20m	50mm×25m
901							8-1755-10	プラスチックシリンジ 01012	仕様	筒先:横口	中口
1186							8-9551-01	歩行補助器HN827	写真	※カタログ掲載画像(左側)に座面がありますが、座面は付属していません。	
1197							8-6956-01	杖固定ホルダーL01	写真	※カタログ掲載の使用例画像は誤りです(壁に付けるのではなく、台等につっかかって使用します)。	
							8-6956-01	杖固定ホルダーL01	削除	仕様:粘着テープ付き	
1241							8-9334-01~11	抗菌フォーリーカーテテル	ピット	医療機器クラス分類:管理	医療機器クラス分類:高度管理
1253							0-6685-23-24	おしりシャワー	仕様	容量:400ml	450ml
							1-4278-71	APフットストラップII ヒール	型番	FG301	FG101
							1-4279-71	APフットストラップII トゥー	型番	FG101	FG301
							3-4190-01	サイド実験台HSOD-607	型番	HSOD-607	HTOD-607
							3-4190-02	サイド実験台HSOD-907	型番	HSOD-907	HTOD-907
							3-4190-03	サイド実験台HSOD-1207	型番	HSOD-1207	HTOD-1207
							3-4190-04	サイド実験台HSOD-1507	型番	HSOD-1507	HTOD-1507
							3-4190-05	サイド実験台HSOD-1807	型番	HSOD-1807	HTOD-1807
							3-4190-06	サイド実験台HSOD-2407	型番	HSOD-2407	HTOD-2407
							3-4190-07	サイド実験台HSOD-3007	型番	HSOD-3007	HTOD-3007
							3-4190-08	サイド実験台HSOD-3607	型番	HSOD-3607	HTOD-3607
						225	2-2220-01	安全缶切り55844	型番	55844	22844