

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ					品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	プロセス	SF	素材				誤	正
375	303				6-7161-01	最高最低温度計 NTS9888アラーム付	型番	NTS9888	NTS888
389					1-5780-01	大表示温湿度計EM-9913R	型番	EM-9913R	EM913NR
569			214		1-5757-01	手持ちデジタル屈折計 AR200	仕様	電池:単3乾電池(テスト用付属)	単4乾電池×4本(テスト用付属)
744					3-5608-02・03・31	酸性ガス吸着薬品保管庫SD	仕様	鍵付き	南京錠取付用穴付き
826					1-1461-02	真空デシケーターVDC-11	特長	左右側面にそれぞれ2個ずつバルブを取り付けできます。	左右側面にそれぞれ1個ずつバルブを取り付けできます。
					1-612-02	真空デシケーターVDC-11U	特長	左右側面にそれぞれ2個ずつバルブを取り付けできます。	左右側面にそれぞれ1個ずつバルブを取り付けできます。
827					2-931-01~04	成形真空デシケーターVD	仕様	真空バルブ径:外径φ8mm	約φ11mm
1036	1105				0-3696-01	ソフトクールン レギュラー	仕様	サイズ:340×190×25mm	340×185×約18mm
1416					6-775-04	クランプ 片開・ミニ 自在ムッフ付	仕様	両開きではなく、正しくは片開きタイプです。	
1417					6-776-04・05	片開クランプ	仕様	両開きではなく、正しくは片開きタイプです。	
1496				188	2-9973-01~06	ルアーフィッティングSRB	写真	掲載画像(上側)のキャプションが逆です。正しくは、左:SRB-M6(メス)、右:SRB-1.6です。	
1621			123		6-7154-01	トリプルタイマー WB9388	型番	WB9388	WB388N
					6-7157-01	トリプルタイマー N9388	型番	N9388	N388N
	79				8-9454-01	JUST点滴カートJIC264	仕様	引出し有効内寸法:(幅)400×(奥行)360×(高さ)110mm	(幅)398×(奥行)360×(高さ)97mm
	85				8-9564-01・02	JUSTナーシングカートJNC264	仕様	引出し有効内寸法:400×360×110mm	398×360×97mm
					8-9565-01・02	JUSTナーシングカートJNC264	仕様	引出し有効内寸法:400×360×110mm	398×360×97mm
287					8-1577-21	コンデンス除湿機DBX-AZR	型番	DBX-AZR	AZRプラス
337					8-8287-01~05	手術用ゴム手袋OM-100	仕様	材質:天然ゴム(ラテックス)(パウダーフリー)	天然ゴム(ラテックス)(パウダー付)
					8-8287-01~05	手術用ゴム手袋OM-100	削除	ピクト:パウダーフリー	
355					8-3662-11	注射針瞬間消滅器 ME-NE-K10	型番	ME-NE-K10	MK-NE-K10
391					7-1313-01~03	ライトシートリストバンドフローラルブルー	仕様	入数:1袋(200枚入)	1巻(200枚入)
505					8-6400-01	非接触型体温計HPC-01	仕様	測定範囲:体温/22.0~42.4℃、表面温度/0.0~100.0℃	体温/34.0~42.4℃、表面温度/0.0~100.0℃
606					8-9659-01~05	携帯型超音波画像診断装置GP3.5MHz	仕様	※セット内容の画像表示用PCがラップトップ型からタブレット型に変更になります。詳細はJus-tisをご覧ください。	
	618				8-9430-01	JUST救急カートJEC264	仕様	引出し内寸法:(幅)400×(奥行)360×(高さ)110mm	1~3段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)97mm、 4段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)138mm、 5段目/(幅)398×(奥行)360×(高さ)180mm
	131				3-3352-01	インターフェースII022.840	型番	22.8400	022-8441
					3-3352-02	インターフェースII022.8401	型番	22.8401	022-8440
					3-3352-01・02	インターフェースII022.840	仕様	抽出溶媒流量:0.1~0.2ml/分 サイズ:230×500×250mm 重量:11kg	抽出溶媒流量:0.05~0.3ml/分 サイズ:275×425×275mm 重量:14.5kg