

取扱中止のお知らせ

掲載カタログ						品番	商品名	代替品
総合SANQ	ナビス	プロセス	Bio	SF	素材			
91						2-1999-01	高低温サーキュレーター F12-ED	*
91						2-1999-02	高低温サーキュレーター F25-ED	*
106		52	237			1-5716-04	防爆冷蔵庫・冷凍冷蔵庫 EP-351FR	
273						2-5530-01	イムノウオッシュ8 470174	*
273						2-5530-02	イムノウオッシュ12 470175	*
334				229		1-3182-13	アルミトレイ 丸型 R-190 100入	*
435			269	172		2-3498-01	ポータブルpHメーターH160NP	*
435			269	172		2-3498-11	ポータブルpHメーターPHW77-SS	*
435			269	172		2-3498-12	ポータブルpHメーターPHW17-SS	*
435			269	172		2-3498-13	ポータブルpHメーターPHW37-SS	*
435			269	172		2-3498-14	ポータブルpHメーターPHW47-SS	*
435			269	172		2-3498-15	ポータブルpHメーターPHW57-SS	*
568				213		1-5430-21	手持屈折計MASTER-A10T	*
568				213		1-5434-21	手持屈折計MASTER-A4T	*
586						2-3358-11	レーザー距離計 LKT-F04BOX	
630						2-119-02	LEDライトRDT-02	*
887						1-7250-02	鋼鉄製運搬車TC469	*
887						1-7254-02	鋼鉄製運搬車TC469S	*
1029		54	243			2-5896-02	保存容器CryoSystem2000	
1029		54	243			2-5896-03	保存容器CryoSystem4000	
1029		54	243			2-5896-04	保存容器CryoSystem6000	
1030			244			2-6546-05	凍結保存システム JRプラス	*
1030			244			2-6546-06	凍結保存システム 4プラス	*
1030			244			2-6546-07	凍結保存システム 6プラス	*
1030			244			2-6546-08	凍結保存システム 8プラス	*
1090						2-852-01	ガラス繊維濾紙021100N-SPGFB	*
1090						2-852-02	ガラス繊維濾紙024100N-SPGFB	*
1090						2-852-03	ガラス繊維濾紙025100N-SPGFB	*
1090						2-852-04	ガラス繊維濾紙037100N-SPGFB	*
1090						2-852-05	ガラス繊維濾紙042100N-SPGFB	*
1090						2-852-06	ガラス繊維濾紙047100N-SPGFB	*
1090						2-852-07	ガラス繊維濾紙050100N-SPGFB	*
1090						2-852-08	ガラス繊維濾紙055100N-SPGFB	*
1090						2-852-09	ガラス繊維濾紙070100N-SPGFB	*
1090						2-852-10	ガラス繊維濾紙090100N-SPGFB	*
1090						2-852-11	ガラス繊維濾紙110100N-SPGFB	*
1090						2-852-12	ガラス繊維濾紙125100N-SPGFB	*
1090						2-852-13	ガラス繊維濾紙142100N-SPGFB	*
1090						2-852-14	ガラス繊維濾紙150100N-SPGFB	*
1090						2-852-15	ガラス繊維濾紙810100N-SPGFB	*
1130						2-4771-11	UVランプ用スタンド 022-9145	*
1174		82	328			2-5954-08	DNA抽出キットXNAB2RE1KT	
1174		82	328			2-5954-13	DNA抽出PCRキットXNABRE1KT	
1174		82	328			2-5954-24	DNA抽出PCRキットXNASR1KT	
1175		75	321			2-4302-01	マスターミックス制限酵素R5016S	
1309						1-8414-07	ケルダールフラスコ 1054-1000	
1456						2-300-01	番号付磁器るつぼ15cc	
1456						2-300-02	番号付磁器るつぼ30cc	
1456						2-300-03	番号付磁器るつぼ50cc	
1880						2-9695-01	つなぎ服1-8600NB-M	
1880						2-9695-02	つなぎ服1-8600NB-L	
1880						2-9695-03	つなぎ服1-8600NB-LL	
1880						2-9695-04	つなぎ服1-8600NB-3L	
	341			256		2-8903-02	サニエコ ニトリル手袋パウダー付ブルーM	
	548					8-6425-04	ディスク電極 2009101-403	
	565					8-5496-11	スマートリフトスケール AD-6081	*
	565					8-5496-24	プリンタ取付金具 AD6081-01	
	565					8-5496-25	直進安定金具 AD6081-02	
	628					8-6417-01	手動式人工蘇生器8570017	
	628					8-6417-02	手動式人工蘇生器8570022	
	628					8-6417-03	手動式人工蘇生器8570027	
	642					8-4083-01	喉頭鏡 グリーンライト 4558GSP	
	642					8-4083-02	喉頭鏡 グリーンライト 4559GSP	
	642					8-4083-11	喉頭鏡 グリーンライト 4002GSP	
	642					8-4083-12	喉頭鏡 グリーンライト 4003GSP	
	642					8-4083-13	喉頭鏡 グリーンライト 4004GSP	

掲載カタログ						品番	商品名	代替品
総合SANQ	ナビス	プロセス	Bio	SF	素材			
	642					8-4083-14	喉頭鏡 グリーンライト 4602	
	642					8-4083-15	喉頭鏡 グリーンライト 4603EU	
	642					8-4083-16	喉頭鏡 グリーンライト 4604EU	
	642					8-4083-17	喉頭鏡 グリーンライト 4010GSP	
	642					8-4083-18	喉頭鏡 グリーンライト 4011GSP	
	642					8-4083-19	喉頭鏡 グリーンライト 4012GSP	
	642					8-4083-20	喉頭鏡 グリーンライト 4013GSP	
	642					8-4083-21	喉頭鏡 グリーンライト 4610	
	642					8-4083-22	喉頭鏡 グリーンライト 4611EU	
	642					8-4083-23	喉頭鏡 グリーンライト 4612	
	642					8-4083-24	喉頭鏡 グリーンライト 4613	
	766					8-6954-02	コンタクトケースE-315-2C G	*
	837					8-6418-01	インフューザー加圧バッグIN800012	
	837					8-6418-02	インフューザー加圧バッグIN900012	
	837					8-6418-03	インフューザー加圧バッグIN950006	
	943					8-6420-01	人工鼻8004231	
	943					8-6420-02	人工鼻557070500	
	943					8-6420-03	人工鼻M1004132	
	943					8-6420-04	人工鼻M1010538	
	943					8-6420-05	人工鼻557070100	
	943					8-6420-06	人工鼻M1010534	
	969					8-6569-01	メディコム 滅菌ロール9170D	*
	1009					8-6421-01	呼吸回路AFMXXXXX-R	
	1009					8-6421-02	呼吸回路AFRXXXXX-R	
	1009					8-6421-03	呼吸回路AFNXXXXX-R	
	1009					8-6421-04	呼吸回路AFPXXXXX-R	
	1009					8-6422-01	麻酔回路セットAGMX2XXX	
	1009					8-6422-02	麻酔回路セットAGR2XXX	
	1009					8-6422-03	麻酔回路セットAGNX2XXX	
	1009					8-6422-04	麻酔回路セットAGPX2XXX	
	1009					8-6423-01	麻酔回路A46XXXXX	
	1009					8-6423-02	麻酔回路M1019542	
	1009					8-6423-03	麻酔回路5037AE	
	1009					8-6423-04	麻酔回路M1019515	
	1009					8-6424-01	麻酔用マスク6860	
	1009					8-6424-02	麻酔用マスク6850	
	1009					8-6424-03	麻酔用マスク6840	
	1094					0-3062-01	防水シート(抗菌防臭加工) MA-100	*
	1197					8-5393-01	ステッキホルダ SOA-203-A・SH	
	1333					8-5857-02	ナースパンツ AHN-001 L	
	1333					8-5857-03	ナースパンツ AHN-001 LL	
	1352					8-8375-01	手術室用クロック003W 22	*
		146				3-3457-08	分析用試薬A469-500	
		200	155			2-4245-21	テストキット 1.14697.0001	
						1-3865-01	サーマルサイクラーTCP0024	*
						1-3865-02	サーマルサイクラーTCP0096	*
						1-3865-11	セーフティキット 81110904	
						2-4258-03	調製試薬E6160S	
						2-4258-04	調製試薬E6160L	
						2-5582-01	調製試薬E6090S	*
						2-5582-02	調製試薬E6090L	*
				171		2-3508-01	卓上型pHメーターH260GNP	*
				171		2-3508-11	標準pH電極 PH77-SS	*
				171		2-3508-12	マイクロpH電極 PH17-SS	*
				171		2-3508-13	突き刺しマイクロpH電極 PH37-SS	*
				171		2-3508-14	NMRロングpH電極 PH47-SS	*
				171		2-3508-15	強力突き刺しpH電極 PH57-SS	*
				224		2-3808-01	まな板 アドバンス600308	
				148		3-1953-02	研磨微粉A-#320	
				148		3-1953-03	研磨微粉A-#400	
				148		3-1953-04	研磨微粉A-#600	
				148		3-1953-05	研磨微粉A-#800	
				148		3-1953-06	研磨微粉A-#1000	
				74		3-3086-04	丸棒TECAFORM AH MT黄-4	
				74		3-3086-05	丸棒TECAFORM AH MT黄-5	