

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

平成28年5月31日現在

掲載カタログ				品番	商品名	代替品
給SANQ	ナビス	プロセス	素材			
84				1-8779-02	投込ヒーター ASNH-1105	
84				1-8779-04	投込ヒーター ASNH-1105L	
86				1-8024-01	投込ヒーター TWTH-1110	
86				7-620-03	チタン製パイプヒーター L-C型	
86				7-620-06	チタン製パイプヒーター W-C型	
232				2-7748-11	ドライバードリルキット BD-715KT	*
268				1-5703-37	ミニポンプ QCM-10N 充電池	
294				1-8787-17	真空ポンプ モーターカバー	
577				1-4440-01	電気式水分計 MR-300	
637				2-3277-02	LED拡大鏡 smoliaT&Z	*
678				1-2864-01	ワークテーブルSWRN1-1260-II	*
678				1-2864-02	ワークテーブルSWRN2-1260-II	*
678				1-2865-01	ワークテーブルSWRN1-1275-II	*
678				1-2865-02	ワークテーブルSWRN2-1275-II	*
678				1-2866-01	ワークテーブルSWRN1-1875-II	*
678				1-2866-02	ワークテーブルSWRN2-1875-II	*
678				1-2866-03	ワークテーブルSWRN3-1875-II	*
678				1-2867-01	ワークテーブルSWRN1-1890-II	*
678				1-2867-02	ワークテーブルSWRN2-1890-II	*
678				1-2867-03	ワークテーブルSWRN3-1890-II	*
1040				2-4267-01	小動物用ベンチレーターModel 35	
1151			235	1-3998-01	高耐圧脱気モジュール ERC-38M	
1151				2-9173-01	インラインフィルタキット68250	
1151				2-9173-11	交換用プレフィルタ68152 5個入	
1175		75		2-4302-02	マスターミックス制限酵素R5552S	
1175		75		2-4302-05	マスターミックス制限酵素R5101S	
1175		75		2-4302-10	マスターミックス制限酵素R5131S	
1175		75		2-4302-11	マスターミックス制限酵素R5189S	
1175		75		2-4302-12	マスターミックス制限酵素R5547S	
1175		75		2-4302-13	マスターミックス制限酵素R5138S	
1175		75		2-4302-17	マスターミックス制限酵素R5146S	
1474				1-1454-01	PEEK管 35720	*
1474				1-1454-02	PEEK管 35722	*
1474				1-1454-03	PEEK管 35728	*
1474				1-1454-04	PEEK管 35726	*
1474				1-1454-05	PEEK管 35724	*
1474				1-1454-07	PEEK管 35716	
1474				1-1454-08	PEEK管 35718	
1541			9	2-9852-03	アルミ処理板A6063Sアルマイト加工	*
1567			128	5-4007-01	バイタックテープ9860002VF-81	

掲載カタログ				品番	商品名	代替品
給SANQ	ナビス	プロセス	素材			
1567			128	5-4007-02	バイタックテープ9860003VF-81	
1567			128	5-4007-03	バイタックテープ9860004VF-81	
1920				3-1589-01	キャリ電CADE350-3405	
1920				3-1589-02	キャリ電CADE350-3405	
1920				3-1589-03	キャリ電CADE350-3405S27	
1920				3-1589-04	キャリ電CADE350-3405S27	
1920				3-1589-11	キャリ電CVFM-0270T3-WH	
1920				3-1589-12	キャリ電CVFM-0540T2-WH	
1920				3-1590-01	キャリ電CADE1500-1151	
1920				3-1590-02	キャリ電CADE1500-11510	
	194			8-1088-02	MD調剤台 S79270WH Aセット	
	194			8-1088-11	MD調剤台S79268WH Aセット	
	194			8-3969-01	MD調剤台S79280WH小AセットL型	
	194			8-3969-02	MD調剤台S79281WH小AセットR型	
	194			8-3969-03	MD調剤台S79284WH小AセットL型	
	194			8-3969-04	MD調剤台S79285WH小AセットR型	
	194			8-3969-05	MD調剤台S79296WH大AセットL型	
	194			8-3969-06	MD調剤台S79297WH大AセットR型	
	194			8-3969-07	MD調剤台S79300WH大AセットL型	
	194			8-3969-08	MD調剤台S79301WH大AセットR型	
	196			8-3533-03	MD調剤台 078786SEステージ天板	
	196			8-3555-03	調剤台078792SEステージ天板左仕様	
	196			8-3574-03	調剤台078795SEステージ天板右仕様	
	196			8-3647-03	MD調剤台 078804SEステージ天板	
	196			8-4067-13	MD調剤台 078845WH作業台ピンク	
	196			8-4068-13	MD調剤台 078857WH引出付ピンク	
	406			8-4161-05	訓練用モデルGM-UC0030	
	743			8-7655-01	ネイルマシーン一式	*
	853			0-7152-01	カップ入り綿球#14 10球 12入	
	853			0-7152-02	カップ入り綿球#14 20球 12入	
	853			0-7152-03	カップ入り綿球#20 10球 12入	
	853			0-7152-04	カップ入り綿球#20 20球 12入	
	853			0-7152-05	カップ入り綿球#25 5球 12入	
	853			0-7152-06	カップ入り綿球#25 10球 12入	
	853			0-7152-07	カップ入り綿球#30 5球 12入	
	853			0-7152-08	カップ入り綿球#40 3球 12入	
	993			8-1829-12	外科用手術台 DR-OPTM-BL	
	1103			0-3995-12	ミリオン アイスバック Mタイプ	
			44	3-3119-02	多孔質炭素P(2)010	