

navis*



おすすめの約 300 品目を厳選！
年度末のお買い求めチャンス！

最大

35% OFF

お客様感謝セール

セール期間 2014年11月4日(火)～2015年3月31日(火)

カート・ワゴン

P.01～



P.06

清拭・おむつ交換



P.07

チェア・点滴・
採血関連



吸引器・シーラー

P.08



P.11

計測・測定



P.12

診察台・
救急備品



P.13

エアーマット・
居室備品



P.14

入浴・洗髪・
トイレ



P.15

ストレッチャー・
車椅子



救急カート

軽量&コンパクトでラクラク移動!



- 特長**
- 最上段にカギ付き引出しを組み込んでいます(ロックは最上段のみ)。
- 仕様**
- 材質: 本体/スチール、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/合板
 - 補助天板サイズ: 456×426mm ● キャスター: φ100mm(対角ストッパー)
 - 仕切板取付可能数: 中/小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
 - 重量: 49kg ● 付属品: 蘇生板(合板製)

20% OFF

品番	型番	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-4559-31	P-P5NB (ピンク)	450 × 420 × 955	¥127,000	▶ ¥101,600
0-4559-32	P-G5NB (グリーン)	450 × 420 × 955	¥127,000	▶ ¥101,600
0-4559-33	P-B5NB (ブルー)	450 × 420 × 955	¥127,000	▶ ¥101,600
0-4559-34	P-R5NB (レッド)	450 × 420 × 955	¥127,000	▶ ¥101,600

※本体にポンベ架台・汚物缶・仕切板は付属していません。 ※部品についてはカタログ又はJus-Tisをご覧ください。

救急カート [LUXE]

シンプルかつスタイリッシュデザイン。



- 特長**
- 収納力と丈夫さを追求した救急カートです。
 - 引出しはゆっくりと静かに閉まる構造です。

- 仕様**
- 材質: 本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、仕切板/AS、ストリップ/ABS樹脂
 - 天板サイズ: 590×420mm
 - 補助天板サイズ: 350×380mm
 - キャスター: φ125mm TPR製(双輪・前面ストッパー)
 - ロック機構付き・開封サイン機構付き(上段のみ)
 - 本体付属品: 上段/中段仕切板セット各1セット・マグネットラベルホルダー6枚・鍵×2本・封印具×50本

30% OFF

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1341-01	LX31EMG	690 × 540 × 930 (ハンドル含まず)	62.2	¥168,000	▶ ¥117,600

※蘇生板・IVスタンド・酸素ボンベホルダーは別売です。 ※部品についてはカタログ又はJus-Tisをご覧ください。

小児科用カート [LUXE]

LUXE 可愛いイラスト入りカート。



- 特長**
- 移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さない機能付きです。

- 仕様**
- 材質: 本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
 - 天板サイズ: 590×420mm ● キャスター: φ125mm(前面ストッパー付き)
 - 重量: 65kg ● 引出しロック機構付き ● 補助天板付き
 - 付属品: 鍵(2本)、仕切板セット上段用・中段用各1セット、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本)

30% OFF

品番	型番	色	サイズ(mm) (ハンドル含まず)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3304-01	LX3405PRO	ピンク	約 690 × 540 × 930	¥173,300	▶ ¥121,310
8-3304-02	LX3405PROS	ブルー	約 690 × 540 × 930	¥173,300	▶ ¥121,310

※部品についてはカタログ又はJus-Tisをご覧ください。 ※蘇生板は別売です。

マルチカート (麻酔カート)



- 特長**
- 移動時に壁等を傷付けにくいバンパー付きで、耐久性に優れています。
 - コンパクトサイズですが収納力に優れています。

- 仕様**
- 材質: 本体/スチール、天板/ABS樹脂
 - 補助天板サイズ: 280×385mm
 - 引出し内寸法: 浅/353×385×56mm、中/353×385×134mm、深/353×385×213mm
 - キャスター: φ102mm(前輪ストッパー付き)
 - 耐荷重: 天板/15kg、引出し/約10kg/段、補助天板/5kg
 - 重量: NC3405/49.2kg、NC3706/53.2kg
 - 付属品: 鍵×2本(NC3405・NC3706)


25% OFF

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4812-01	NC3405	引出し 5段 (浅2・中2・深1)	510 × 542 × 977	¥128,100	▶ ¥96,000
8-4812-02	NC3706	引出し 6段 (浅3・中2・深1)	510 × 542 × 1056	¥140,700	▶ ¥105,500

※引出しに仕切板は付属していません。

ナビスメイト・トレイワゴン

収納量に応じて選べる引出し3タイプ!



- 特長**
- 1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。
 - 天板の三方に転落防止用の枠付きです。

- 仕様**
- 材質: フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/引出し/ABS樹脂
 - 引出し内寸法: 2段/365×270×107mm、3段/365×270×70mm、5段/365×270×107(2段) / 70(3段) mm
 - サイズ: 455×405×910mm
 - 重量: 2段・3段BOX(天板無し) / 12.5kg、5段BOX(天板無し) / 16.5kg、2段・3段BOX(天板有り) / 15.1kg、5段BOX(天板有り) / 19.1kg
 - キャスター: φ100mm(ストッパー無し)
 - 足パイプ径: φ25mm

20% OFF

品番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1607-01	2段 BOX ブルー	¥44,000	▶ ¥35,200
8-1607-02	3段 BOX ブルー	¥44,000	▶ ¥35,200
8-1607-03	5段 BOX ブルー	¥52,000	▶ ¥41,600
8-1607-04	2段 BOX ピーチ	¥44,000	▶ ¥35,200
8-1607-05	3段 BOX ピーチ	¥44,000	▶ ¥35,200
8-1607-06	5段 BOX ピーチ	¥52,000	▶ ¥41,600

※仕切板は別売です。

詳細はナビカタログまたはJus-Tisをご覧ください。▶ <http://www.navisweb.jp/>

ヨーロピアンカートⅡ

軽快な操作性と利便性を追求し、より洗練されたカートのご紹介

- 従来品より静かで軽く押せるようになりました。
- 天板は抗菌加工を施し、脱落防止エッジ付きです。



- 特長**
- 引出しは鍵付きです。(引出し5段の鍵は3ヶ所です)
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧板、引出し/ABS樹脂
 - サイズ：本体/600×400×850mm、天板/600×400mm
 - キャスター：φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)

20% OFF

【回診タイプ】

品番	型番	引出し	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5647-21	ES-A2B	2段	ブルー	¥62,000	▶ ¥49,600
0-5647-22	ES-A2P	2段	ピンク	¥62,000	▶ ¥49,600
0-5647-23	ES-A5B	5段	ブルー	¥76,000	▶ ¥60,800
0-5647-24	ES-A5P	5段	ピンク	¥76,000	▶ ¥60,800

鍵付き ナビカタログ P.63 掲載




- 特長**
- 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
 - 引出しは鍵付きです。(引出し5段の鍵は3ヶ所です)
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧板、引出し/ABS樹脂
 - サイズ：本体/630×400×855mm、天板/590×390mm、補助天板/290×390mm
 - キャスター：φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)

20% OFF

【補助天板付き・回診タイプ】

品番	型番	引出し	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5884-01	ES-B2B	2段	ブルー	¥78,000	▶ ¥62,400
8-5884-02	ES-B2P	2段	ピンク	¥78,000	▶ ¥62,400
8-5884-03	ES-B5B	5段	ブルー	¥90,000	▶ ¥72,000
8-5884-04	ES-B5P	5段	ピンク	¥90,000	▶ ¥72,000

鍵付き ナビカタログ P.63 掲載




- 特長**
- ハンドルは握りやすく疲れにくいデザインです(ELタイプ)。
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧板
 - 天板サイズ：EL-NB・NP/690×490mm(脱落防止エッジ付き)、ES-NB・NP/590×390mm
 - 耐荷重(均等荷重)：天板/30kg、棚板/10kg
 - キャスター：EL-NB・NP/φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)、ES-NB・NP/φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)

20% OFF

【引出し無し】

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-3589-21	EL-NB	ブルー	850 × 540 × 915	¥80,000	▶ ¥64,000
0-3589-22	EL-NP	ピンク	850 × 540 × 915	¥80,000	▶ ¥64,000
0-3589-23	ES-NB	ブルー	600 × 400 × 855	¥56,000	▶ ¥44,800
0-3589-24	ES-NP	ピンク	600 × 400 × 855	¥56,000	▶ ¥44,800

ナビカタログ P.63 掲載



- 特長**
- 補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧板、引出し/プラスチック(鍵付き)
 - サイズ：天板/600×400mm、補助天板/300×400mm
 - キャスター：φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)


20% OFF

【救急処置タイプ】

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	引出し	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-7950-21	ES-E2	705 × 400 × 880	2段	¥115,000	▶ ¥92,000

鍵付き ナビカタログ P.499 掲載

※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。



- 特長**
- 点滴ハンガーは高さ調節が可能です。
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧板、点滴ハンガー/ステンレス(SUS304)
 - 天板サイズ：700×500mm
 - トレイ収納枚数：浅型/最大8枚、深型/最大4枚
 - ハンガー数：上下各5本
 - キャスター：φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)


20% OFF

【点滴処置車】

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-7930-11	EL-IB	ブルー	700 × 535 × 1765	¥110,000	▶ ¥88,000
0-7930-12	EL-IP	ピンク	700 × 535 × 1765	¥110,000	▶ ¥88,000

アルティアトリー 対応 ナビカタログ P.64 掲載

※本商品にトレイ&バスケットは付属していません。下記にて確認下さい。



- 特長**
- ハンドルは持ちやすく疲れにくいユニークなデザインです。
- 仕様**
- 材質：フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧板
 - 天板サイズ：700×500mm
 - トレイ収納枚数：スタンダード浅型/最大8枚、深型/最大4枚
 - キャスター：φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)

20% OFF

【アルティアトリー】


品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5751-11	EL-TB	ブルー	850 × 540 × 1050	¥115,000	▶ ¥92,000
0-5751-12	EL-TP	ピンク	850 × 540 × 1050	¥115,000	▶ ¥92,000

アルティアトリー 対応 ナビカタログ P.64 掲載

※本商品にトレイ&バスケットは付属していません。下記にて確認下さい。

アルティアバスケット

埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。



- 仕様**
- 材質：ABS樹脂(帯電防止剤入り)
 - 有効内寸法：AB-75/(幅)542×(奥行)342×(深さ)69mm、AB-150/(幅)535×(奥行)335×(深さ)144mm
 - 仕切間隔(セパレーター取り付け用)：25mm
 - 付属品：ストッパー×2個
 - トレイセパレーターについてはナビカタログP.18を参照下さい。

- 特長**
- 横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。
 - アルティアトリーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。

ナビカタログ P.17 掲載

品番	型番	外寸法(mm)	価格(税抜)
8-2176-11	AB-75	600 × 400 × 75	¥3,300
8-2176-12	AB-150	600 × 400 × 150	¥5,000

アルティアスタンドトレイ



- 仕様**
- 材質：ABS樹脂(帯電防止剤入り)
 - 有効内寸法：NRT-75/550×350×70mm、NRT-150/550×350×145mm
 - セパレーター仕切間隔：25mm
 - 付属品：ストッパー用部品×2個
 - トレイセパレーターについてはナビカタログP.18を参照下さい。


- 特長**
- 帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。
 - 角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
 - アルティアトリーセパレーターを取り付けることでトレイ内を小分けできます。

ナビカタログ P.17 掲載

品番	型番	色	外寸法(mm)	価格(税抜)
0-5732-01	NRT-75	アイボリー	600 × 400 × 75	¥4,100
0-5732-02	NRT-150	アイボリー	600 × 400 × 150	¥5,000



カレンカート フレームは軽量アルミ製なので、軽快にご使用いただけます。



特長
●便利な補助天板とゴミ箱を標準装備しています。

高さ調節可能



鍵付き **15% OFF**



特長
●天板下部にコード受けを設けています。

鍵付き **15% OFF**

[点滴処置タイプ]

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8974-01	TSC-T1P	ピンク	600×450×1295~1695	¥147,000	▶ ¥124,950
8-8974-02	TSC-T1BL	ブルー	600×450×1295~1695	¥147,000	▶ ¥124,950

仕様

- 材質：天板/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミ、ベース/スチール、脚部カバー/カイドック、コーナーバンパー/エラストマー樹脂、点滴ハンガー/ステンレス
- 補助天板サイズ：300×368mm
- キャスター：φ100mm(双輪・対角ストッパー付き)
- ゴミ箱：容量12ℓ
- ハンガーパイプ径：φ16mm
- ハンガー数：5本

[処置対応タイプ]

品番	型番	色	引出	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8973-01	TSC-S1P	ピンク	浅型2段	600×450×850	¥111,000	▶ ¥94,350
8-8973-02	TSC-S1BL	ブルー	浅型2段	600×450×850	¥111,000	▶ ¥94,350
8-8973-03	TSC-S2P	ピンク	浅型4段	600×450×850	¥121,000	▶ ¥102,850
8-8973-04	TSC-S2BL	ブルー	浅型4段	600×450×850	¥121,000	▶ ¥102,850

仕様

- 材質：天板/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミ、ベース/スチール、脚部カバー/カイドック、コーナーバンパー/エラストマー樹脂
- キャスター：φ100mm(双輪・ストッパー付き)
- 補助天板サイズ：(幅)300×(奥行)450mm
- ゴミ箱：容量12ℓ

[PCカートタイプ]

品番	型番	色	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8975-01	TSC-PC1P	ピンク	600×450×900	¥111,000	▶ ¥94,350
8-8975-02	TSC-PC1BL	ブルー	600×450×900	¥111,000	▶ ¥94,350

仕様

- 材質：天板/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミ、ベース/スチール、脚部カバー/カイドック、コーナーバンパー/エラストマー樹脂
- キャスター：φ100mm(双輪・ストッパー付き)
- 補助天板サイズ：(幅)300×(奥行)368mm
- 重量：24.8kg

点滴処置車




特長
●TSS-NB1(片引出し)は別売のアルティアトレーを使用することで保管・管理がさらに便利になります。
●作業に便利なゴミ箱キャスター台を付属しています(NB1のみ)。
●最上段引出しはシリンダー錠付きです。

仕様

- 材質：本体/スチール、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン貼木天板、ハンガー/ステンレス(SUS304)、引出し/鋼板製
- 天板サイズ：TSS/1400×700mm、TSW/1400×800mm
- 天板高さ：965mm
- キャスター：φ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
- 重量：TSS-NB1/120kg、TSW-NB1/130kg、TSS-NB3/155kg、TSW-NB3/179kg
- ゴミ箱キャスター台寸法：238×342×115mm(φ50mm自在キャスター付き)
- 14個架

鍵付き アルティアトレー 対応 **25% OFF**



片引出し

両引出し

※TSW(両引出し)はアルティアトレーに対応していません。

※トレー・ゴミ箱は別売です。 ※片引出しタイプ用のアルティアトレーはP.2を参照下さい。

品番	型番	引出し仕様	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-7922-11	TSS-NB1	片引出し	1446×700×1650	¥413,000	▶ ¥309,750
0-7922-12	TSW-NB1	両引出し	1446×800×1650	¥462,000	▶ ¥346,500
0-7922-13	TSS-NB3	3列片引出し	1446×700×1650	¥433,000	▶ ¥324,750
0-7922-14	TSW-NB3	3列両引出し	1446×800×1650	¥497,000	▶ ¥372,750

処置車

収納性ピカイチ!!



特長
●引出しが多く小物類の収納時に便利です。
●静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。

静音仕様 ナビスカタログ **P.94 掲載**

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1289-01	BH2148	600×450×850	¥136,000	▶ ¥108,800

仕様

- 材質：本体/ステンレス(SUS304)
- キャスター：φ125mm(ストッパー無し)
- 天板サイズ：600×450mm
- 重量：約40kg
- 足パイプ径：φ25mm

繃帯交換車

ワイドサイズで実用性はイチオシ!!



特長
●補助天板はスライド式を採用しています。
●φ125mmのキャスター・両面ハンドルで機動性・操作性に優れています。

仕様

- 材質：ステンレス ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
- 引出し内寸法：ステンレス製/310×410×100mm、プラスチック製/286×421×105mm
- 補助天板サイズ：315×440mm
- 仕切板最大収納数：タテ3枚・ヨコ3枚
- キャスター：φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
- 付属品：汚物缶、ボール ●重量：40kg



便利な取っ手付き

ナビスカタログ **P.95 掲載**

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-4596-01	BC-3000	750×450×880	¥170,000	▶ ¥136,000

※プラスチック製引出しの仕切板は別売です。

回診車

用途にあわせた3サイズ!!



落下防止の枠付きです。

仕様

- 材質：ステンレス
- キャスター：φ75mm
- ウレタン製(対角ストッパー付き)
- 高さ(手摺含む)：905mm
- 棚間隔(有効寸法)：275mm
- 棚板耐荷重：15kg
- 足パイプ径：φ25mm

ナビスカタログ **P.85 掲載**

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-2694-01	HM-450	450×300×850	8	¥23,000	▶ ¥18,400
0-2694-02	HM-600	600×400×850	10	¥33,000	▶ ¥26,400
0-2694-03	HM-750	750×450×850	13	¥45,000	▶ ¥36,000

詳細はナビスカatalogまたはJus-Tisをご覧ください。▶ <http://www.navisweb.jp/>

電子カルテワゴン



特長
● 静音大型タイプのキャスターを使用しています。

仕様
● 材質：RKW-202/フレーム/スチール製、キャスター/ウレタン
RKW-302/フレーム/スチール製、キャスター/エラストマー
RKW-402/フレーム/スチール製、キャスター/エラストマー
● キャスター径：φ100mm(ストッパー付き)

RKW-402は高さ900mmのテーブル下に収納OK!ステーションが広く使えます。チェアに座っても入力しやすいです。

静音仕様 ナビスカatalog P.78 掲載 **30% OFF**

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-9081-11	RKW-202	530 × 415 × 1037	22	¥84,000	▶ ¥58,800
0-9081-12	RKW-302	500 × 500 × 935	24	¥96,000	▶ ¥67,200
0-9081-13	RKW-402	550 × 561 × 830～1020	26.8	¥148,000	▶ ¥103,600

パソコン処置カート



特長
● 天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
● 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
● 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。

仕様
● 材質：天板・トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/アルミニウム(クリア・電着塗装)、引出し/PS(ポリスチレン)
● キャスター：φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
● 耐荷重：天板・トレー・引出し/10kg
● 有効内寸法：天板/385×354mm、トレー/260×250×60mm、引出し/280×340×90mm
● 昇降幅(昇降式のみ)：785・850・900・950・1000mm(5段階設定)

ナビスカatalog P.77 掲載 **20% OFF**

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8189-01	AO-SNHN	固定式	535 × 450 × 900	7.2	¥29,800	▶ ¥23,840
8-8189-02	AO-SNHA	固定式(引出し付き)	535 × 450 × 900	8.8	¥39,400	▶ ¥31,520
8-8190-01	AO-SAHN	昇降式	535 × 450 × 785～1000	7.2	¥39,800	▶ ¥31,840
8-8190-02	AO-SAHA	昇降式(引出し付き)	535 × 450 × 785～1000	9.0	¥49,400	▶ ¥39,520

とっても静かな回診車

静かだから夜の回診も安心。患者様もグッスリです。

ハンドルが抗菌加工されています。

高い静音性で不快な金属音を軽減します。



[引出し無し]

静音仕様 ナビスカatalog P.81 掲載 **20% OFF**

品番	型番	段数	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5876-01	TSD-600K	2段	600(790) × 450 × 850	17.1	¥54,500	▶ ¥43,600
8-5876-02	TSD-750K	2段	750(940) × 450 × 850	19.9	¥60,000	▶ ¥48,000
8-5876-03	TSE-600K	3段	600(790) × 450 × 900	19.2	¥75,500	▶ ¥60,400
8-5876-04	TSE-750K	3段	750(940) × 450 × 900	23.4	¥85,000	▶ ¥68,000

仕様
● 材質：本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE®・抗菌コート加工*)
※1：(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
● キャスター：φ100mm(静音強化型・ストッパー無し) ● 耐荷重：70kg
● 棚間隔：TSD/415mm、TSE/(上段)320mm・(下段)300mm

[引出し2個付き]

両面引き出し 静音仕様 ナビスカatalog P.81 掲載 **20% OFF**

品番	型番	段数	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5877-01	TSB-600K	2段	600(790) × 450 × 850	18.9	¥82,500	▶ ¥66,000
8-5877-02	TSB-750K	2段	750(940) × 450 × 850	22.3	¥90,000	▶ ¥72,000
8-5877-03	TSC-600K	3段	600(790) × 450 × 900	25.1	¥87,000	▶ ¥69,600
8-5877-04	TSC-750K	3段	750(940) × 450 × 900	28.5	¥120,000	▶ ¥96,000

仕様
● 材質：本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE®・抗菌コート加工*)
※1：(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施
● キャスター：φ100mm(静音強化型・ストッパー無し) ● 耐荷重：70kg
● 棚間隔：TSB/305mm、TSC/(上段・下段)/250mm

ストレージステンレスカート

耐久性・機動力に優れた低価格のカート!

引出し取手カラー3タイプ。部署分けも可能です!!



落下防止の枠付きです。

静音仕様 ナビスカatalog P.83 掲載 **20% OFF**

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7465-01	CHS-2	600 × 450 × 835	約10	¥25,000	▶ ¥20,000
8-7465-02	CHW-2	750 × 450 × 835	約12	¥28,000	▶ ¥22,400
8-7465-03	CHS-3	600 × 450 × 835	約13	¥28,500	▶ ¥22,800
8-7465-04	CHW-3	750 × 450 × 835	約16	¥34,500	▶ ¥27,600

仕様
● 材質：ステンレス(SUS304) ● 段数：-2タイプ/2段、-3タイプ/3段
● キャスター：φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) ● 足パイプ径：φ25mm
● 棚間隔：-2タイプ/350mm、-3タイプ/上下段225mm ● 耐荷重：約15kg/棚

仕様
● 材質：ステンレス(SUS304)
● キャスター：φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
● 引出数：CHS-2H・CHS-3H/2個、CHW-2H・CHW-3H/3個
● 棚間隔：CHS-2H・CHW-2H/350mm、CHS-3H・CHW-3H/(上下段)225mm
● 棚板耐荷重：15kg
● 足パイプ径：φ25mm


特長
● 両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。
● 天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。

ナビスカatalog P.85 掲載 **20% OFF**

品番	型番	段数	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	取手色:ブルー	取手色:ピンク	取手色:イエロー	セール価格(税抜)
-01	CHS-2H	2段	600 × 450 × 835	14	¥38,000	¥38,000	¥38,000	▶ ¥30,400
-02	CHS-3H	3段	600 × 450 × 835	17	¥44,000	¥44,000	¥44,000	▶ ¥35,200
-03	CHW-2H	2段	750 × 450 × 835	18	¥48,000	¥48,000	¥48,000	▶ ¥38,400
-04	CHW-3H	3段	750 × 450 × 835	22	¥54,000	¥54,000	¥54,000	▶ ¥43,200

コンフォールドカート [折りたたみ式]

院内の整理整頓に貢献。



- 仕様**
- 材質：ステンレス(SUS304)
 - キャスター：φ75mm(対角ストッパー付き)
 - 折りたたみ時寸法：(幅)660×(奥行)260×(高さ)990mm
 - 足パイプ径：φ19mm

折りたたんでも安定性抜群



15% OFF

ナビスカタログ P.99 掲載

品番	幅×奥行×高さ(mm)	天板サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5715-01	660 × 420 × 860	600 × 420	¥65,000	▶ ¥55,250

折りたたみ式カート

折りたたみ式で天板一枚板(継ぎ目なし)タイプです。



- 仕様**
- 材質：ステンレス(SUS304)
 - 折りたたみ時サイズ：500×200×940mm(自立可)
 - 天板サイズ：435×282mm
 - キャスター：φ75mm(ストッパー無し)
 - 耐荷重：10kg/棚




20% OFF

ナビスカタログ P.99 掲載

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-9606-01	315	500 × 290 × 830	7	¥42,000	▶ ¥33,600

カルテワゴン [平板タイプ]



- 仕様**
- 材質：ステンレス
 - キャスター：φ100mm(対角ストッパー付き)

書類等の落下を防止する平板タイプ


25% OFF

ナビスカタログ P.51 掲載

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7482-01	30F	30冊用	540 × 320 × 1010	16	¥41,400	▶ ¥31,000
8-7482-02	40F	40冊用	670 × 320 × 1010	19	¥43,300	▶ ¥32,400
8-7482-03	60F	60冊用	970 × 320 × 1010	25	¥55,000	▶ ¥41,200

※適用カルテブックの背幅27mmとしての仕様です。

カルテワゴン [筆記台付き]



筆記台が付いているので、筆記や軽作業時に便利です。

特長

- 落下防止用底板がついています。

- 仕様**
- 材質：本体/ステンレス、天板/デコラ化粧板
 - 適用カルテサイズ：A4及びB5判(背幅27mm)
 - 天板サイズ：NCW-60H/910×320mm、NCW-40H/620×320mm
 - 天板耐荷重：5kg
 - 総耐荷重：約40kg
 - キャスター：φ100mmPU(ポリウレタン)製(対角ストッパー付き)

30% OFF

ナビスカタログ P.53 掲載

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1579-01	NCW-60H	60冊用	978 × 320 × 1200	¥96,000	▶ ¥67,200
0-1579-02	NCW-40H	40冊用	668 × 320 × 1200	¥75,000	▶ ¥52,500

※適用カルテブックの背幅27mmとしての仕様です。

注射薬カート

患者ごとの注射薬セットで正確な抽出が可能です。



- 特長**
- 1患者1ボックス管理を行うベシックタイプのオーダーリングカートです。
 - ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさと、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
 - ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
 - 大きめのキャスターを採用しており、軽力で搬送できます。
 - ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。



25% OFF

ナビスカタログ P.160 掲載


仕様

- 材質：ステンレス(SUS304)
- キャスター：φ150mm(2輪ストッパー付き)
- 耐荷重：20kg/段
- ネームシールサイズ：105×25mm
- 付属品：ISC-24-P/アソートボックス24個、ネームシール24枚
- 付属品：ISC-40-P/アソートボックス40個、ネームシール40枚
- アソートボックス内寸：130×180×120mm

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5753-12	ISC-24-P	約 640 × 480 × 1215	¥177,000	▶ ¥132,750
0-5753-11	ISC-40-P	約 960 × 480 × 1215	¥220,000	▶ ¥165,000

与薬カート [引出しカセット式]

- 特長**
- CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。
 - 仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。



- 仕様**
- 材質：本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げ
 - キャスター：φ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)
 - 引出し有効内寸法：WB-2/210×302×70mm、WB-8/95×302×70mm
 - 引出し仕切板可能枚数：WB-2/6枚、WB-8/9枚
 - 付属品：CC-55/引出し(WB-8)×55個、CC-55WIDE/大型引出し(WB-2)×55個

25% OFF

ナビスカタログ P.159 掲載

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm) ^{※1}	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1540-01	CC-55	55人用	752 × 483 × 1287	¥195,000	▶ ¥146,250
0-1540-12	CC-55WIDE	55人用(大型引出し)	1428 × 483 × 1287	¥263,000	▶ ¥197,200
3-261-11	WS-8	仕切板(CC-55用)	6枚入	¥540	—
3-261-08	WS-2	仕切板(CC-55WIDE用)	4枚入	¥580	—


※仕切板は別売です。 ※1 幅寸法はハンドル部分を含みます。

ナビクリーンⅢ [清拭車]

保温温度は低・中・高の3段階!!



- 特長**
- ワンタッチ操作による沸騰・保温自動タイプです。
 - ヒーター2本によるスピード昇温タイプです。
 - 使用済みタオル入れとして専用バスケットを用意しています。(別売)



専用バスケット (別売)



パネル部

10% OFF

ナビカタログ P.1074掲載

品番	色	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-3508-31	ラベンダー	770 (640) × 410 × 920	39.5	¥228,000	▶ ¥205,200

※()内は持手部を除いた寸法です。 ※バスケットは別売です。

タオルウォーマー

お値打ち価格!!



SO-H8F-MT S (ミルクティー)

SO-H18F-CP L (クールピンク)

25% OFF

ナビカタログ P.1077掲載

- 仕様**
- 庫内寸法: S/270×200×140mm, L/374×200×250mm
 - 庫内容量: S/7.5L, L/18L
 - 庫内温度: 70℃
 - 温度調節: パイメタル式サーモスタット
 - 電源: AC100V 50/60Hz
 - 消費電力: S/130W, L/180W
 - 重量: S/4kg, L/6kg

品番	型番	色	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4863-01	SO-H8F-CP S	クールピンク	350 × 280 × 260	¥15,600	▶ ¥11,700
8-4863-02	SO-H8F-MT S	ミルクティー	350 × 280 × 260	¥15,600	▶ ¥11,700
8-4863-03	SO-H18F-CP L	クールピンク	450 × 285 × 355	¥19,800	▶ ¥14,850

オムツ交換車 [スマート]



- 特長**
- シャワーポットなど小物を置くのに便利なバスケットや、おしぼりの一次保温・保管用にタオルボックスを標準装備しています。
 - 天板下には引出し式トレーボックスを装備しています。



付属タオルボックス

付属ダストボックス

20% OFF

ナビカタログ P.1067掲載

- 仕様**
- 材質: 本体/スチール粉体塗装、パネル/スチール(TOC-S/メラミン焼付塗装、TOC-SB/PVC(塩化ビニル樹脂)シート貼り付け)、天板/木(メラミン化粧板)
 - 天板サイズ: 530×320mm ●キャスター: φ75mm(ゴム巻き)
 - 重量: 28.5kg ●ダストボックス: 容量/12L
 - タオルボックス: サイズ/304×231×214mm、容量/7.5L
 - 付属品: ダストボックス×2個・タオルボックス×1個・トレーボックス×1個

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7460-01	TOC-S	525 × 720 × 905		¥143,000	▶ ¥114,400

※ワイヤーコーティングバスケットは付属していません。

おむつ交換カート



- 特長**
- ベッドサイドでおむつ交換ができる、コンパクトで使いやすいカートです。
 - オムツ用カゴは取り外しが可能です。
 - タオルポット付きです(TY411Dは電気ホットボックスタイプ)。

付属電気ホットボックス

TY411D

25% OFF

ナビカタログ P.1067掲載

- 仕様**
- 材質: フレーム/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・スチール、カゴ/スチール(コーティング仕上げ)、天板・ダストボックス・タオルポット/PP(ポリプロピレン)
 - キャスター: スチール製、前輪/φ100mm回転式、後輪/φ125mm固定式
 - 電源(TY411D): AC100V 50/60Hz 120W
 - 付属品: タオルポット、ダストボックス(25L×1個・10L×2個)、オムツ用カゴ×2個、小物カゴ、カルテカゴ、小物トレー

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-9876-01	TY411	585 × 760 × 930	約 21	¥145,000	▶ ¥108,750
8-9876-02	TY411D	585 × 760 × 930	約 26	¥188,000	▶ ¥141,000

オムツ交換車

- 汚れ物の区別ができ処置が容易です。
- ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉でき清潔です。



- 仕様**
- 材質: ステンレス(SUS304)、ビニール帆布/ターポリン
 - 前面引出し: (幅)510×(奥行)530×(高さ)105mm
 - キャスター: φ150mm(自在車2個・固定車2個/ストッパー無し)
 - パンパー付き
 - 付属品: ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚<ポリダスター部>
 - 容量: 35L (2個付き) ●材質: PP(ポリプロピレン)

タオル保温庫 (別売)

30% OFF

ナビカタログ P.1071掲載

品番	型番	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1299-01	SJ-25 (本体)	約 12	¥225,000	▶ ¥157,500

※本体にタオル保温庫は付属していません。



- 仕様**
- 材質: スチール(ハンマーネット)、ビニール帆布/ターポリン
 - 前面引出し寸法: (幅)480×(奥行)500×(高さ)100mm
 - 棚間隔: 上段/307mm、下段/305mm
 - キャスター: φ150mm(自在車2個・固定車2個、ストッパー無し)
 - 付属品: ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚<ポリダスター部>
 - 容量: 35L (2個付き) ●材質: PP(ポリプロピレン)

タオル保温庫 (別売)

20% OFF

ナビカタログ P.1072掲載

品番	型番	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1299-02	SO-230 (本体)	約 12	¥145,000	▶ ¥116,000

※本体にタオル保温庫は付属していません。

ナビチェアーⅡ

耐アルコール



背を折りたためば
テーブルの下にすっきり収納、
スツールとしても利用可能。



特長

- リング無しは740mm、リング付きは900mmの高さのテーブルに適しています。

仕様

- 材質：座面/抗菌/防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール
- 昇降方式：ガスシリンダー式(リングレバー付き)
- 座面径：φ385mm
- 座面高：リング無し/410~510mm、リング付き/465~625mm
- サイズ：リング無し/455×435×680~780mm、リング付き/455×435×735~895mm

20% OFF

組立 ナビスカタログ P.369 掲載

品番	型番	色	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8221-01	NVC II -SP	ピンク	脚部リング無し	¥28,000	▶ ¥22,400
8-8221-02	NVC II -SBL	ブルー	脚部リング無し	¥28,000	▶ ¥22,400
8-8221-03	NVC II -SV	バイオレット	脚部リング無し	¥28,000	▶ ¥22,400
8-8221-04	NVC II -SRP	ピンク	脚部リング付き	¥31,000	▶ ¥24,800
8-8221-05	NVC II -SRBL	ブルー	脚部リング付き	¥31,000	▶ ¥24,800
8-8221-06	NVC II -SRV	バイオレット	脚部リング付き	¥31,000	▶ ¥24,800

ナビスツール

転倒リスクを低減するステابل型もご用意。



仕様

- 材質：張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)
- 昇降方式：ガスシリンダー式
- 座面高：470~600mm
- 耐荷重：約100kg
- 幅×奥行×高さ：440×440×640~770mm

組立

ナビスカタログ P.369 掲載

30% OFF

品番	型番	仕様	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-8055-03	CH-S142-B	ステابل	ピンク	¥11,900	▶ ¥8,330
0-8055-04	CH-S142-B	ステابل	ブルー	¥11,900	▶ ¥8,330
0-8055-01	CH-S142	キャスター	ピンク	¥11,600	▶ ¥8,120
0-8055-02	CH-S142	キャスター	ブルー	¥11,600	▶ ¥8,120

点滴用電動リクライニングチェア

点滴・リカバリーチェアとして大人気!

特長

- 手元のコントローラーでフットレストと背もたれをそれぞれ無段階で角度調節できます。
- 背面の脚部はキャスター仕様ですので、移動に便利です。



※搬入費・据付費・組立費などが必要です。別途ご確認ください。



耐アルコール張地で清拭も安心。

耐アルコール

ナビスカタログ P.661 掲載

30% OFF

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4914-01	NWR-010	チェア7種:880×800×1100/ベッド種:880×1700×500	¥250,000	▶ ¥175,000

※イリリガードル棒は別売です。

仕様

- 材質：クッション/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 重量：約55kg
- トレンデレンバーグポジション不可

イリリガードルスタンド



ハンドルが付いてこの価格!



4本架(ブルー)



2本架(ピンク)

特長

- 低重心タイプで、安定性に優れています。
- フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。
- ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。
- ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。

仕様

- 材質：支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
- サイズ：460×460×1200~2000mm
- 支柱パイプ径：上部/φ22.2mm、下部/φ27.0mm
- キャスター：φ50mmPP(ポリプロピレン)製
- 重量：2本架タイプ/2.1kg、4本架タイプ/2.2kg

カラーコード表	
コード	-01 -02
色	ピンク ブルー

20% OFF

組立 ナビスカタログ P.664 掲載

品番	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4169-※	AP2-1	2本架	¥14,600	▶ ¥11,680
8-4955-※	AP4-1	4本架	¥15,600	▶ ¥12,480

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

イリリガードル台



特長

- 大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。(φ75mm)

仕様

- フック数：2本架
- サイズ：510×510×1290~2000mm
- 材質：支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
- 支柱パイプ径：上/φ19.1mm、下/φ22.2mm
- キャスター：φ75mmウレタン製
- 重量：6.4kg
- 組み立て式(要工具)

キャスターφ75mm

組立 要工具

ナビスカタログ P.664 掲載

20% OFF

品番	型番	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1527-01	TI-50	ラベンダー	¥29,800	▶ ¥23,840
0-1527-02	TI-50P	ピンク	¥29,800	▶ ¥23,840
0-1527-03	TI-50G	グリーン	¥29,800	▶ ¥23,840

採血台 [昇降式]

車椅子の方でも無理なく採血姿勢が取れます。



ラチェット昇降式

車椅子使用例

仕様

- 材質：天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付け塗装)
- 昇降ピッチ：20mm・10段階
- 重量：約18kg
- 組み立て式(要工具)

組立 要工具

ナビスカタログ P.652 掲載

20% OFF

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8954-02	TSD-01	900×450×720~920	¥45,000	▶ ¥36,000

注射台



ガススプリング式昇降レバー

仕様

- 材質：クッション部/ウレタンフォーム、ビニールレザー張り、脚部/スチールメッキ仕上げ
- クッションサイズ：170×240mm
- 組み立て式(要工具)

20% OFF

組立 ナビスカタログ P.649 掲載

品番	型番	ベース径×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1640-01	TYU-1	φ400×680~840	5.4	¥35,800	▶ ¥28,640

上肢台



特長

- ガススプリング式昇降機構付きで高さ調節が容易です。

仕様

- 材質：クッション部/ウレタンフォーム、ビニールレザー張り、脚部/スチールクロムメッキ仕上げ
- クッションサイズ：220×480mm
- 組み立て式(要工具)

20% OFF

組立 ナビスカタログ P.651 掲載

品番	型番	ベース径×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1640-02	JYO-1	φ400×635~815	6	¥35,300	▶ ¥28,240

詳細はナビスカatalogまたはJus-Tisをご覧ください。▶ <http://www.navisweb.jp/>

パルスオキシメーター

夜でもくっきり、はっきり!見やすくなった液晶画面。



コーラルピンク ペールブルー ライラック リーフグリーン レモンイエロー

- 特長**
- 見やすい大型LCDディスプレイで明るい白色バックライト機能付きです。
 - 指先にフィットする二軸可動構造です。
 - ボタン一つで表示反転切り替えができます。
- 仕様**
- 測定方法: 2波長吸光度測定法
 - 測定範囲: SpO₂/0~100%、脈拍数/30~240bpm
 - 測定精度: SpO₂/±2% (70%≦SpO₂≦100%)、脈拍数/±3%、または±1digitの大きい方(30~240回/分)
 - 電源: 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
 - 重量: 約40g(電池除く) ●ENIC規格: IEC60601-1-2:2007
 - 付属品: ストラップ

Pulmoni パルスオキシメーター

パルモニ KM-350

品番	型番	色	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-6221-01	0358001	コーラルピンク	59×36×36	¥34,000	▶ ¥23,800
8-6221-02	0358002	ペールブルー	59×36×36	¥34,000	▶ ¥23,800
8-6221-03	0358003	ライラック	59×36×36	¥34,000	▶ ¥23,800
8-6221-04	0358004	リーフグリーン	59×36×36	¥34,000	▶ ¥23,800
8-6221-05	0358005	レモンイエロー	59×36×36	¥34,000	▶ ¥23,800

30% OFF

ボタン一つで画面表示を6パターンに切り替えでき、どの方向からでも数値を読む事ができます(MD300C2)。

立ち位置にあわせて表示部の向きを切り替えることができます。(MD300C1のみ)



- 仕様**
- 測定範囲: SpO₂/70~99%、脈拍・心拍数/30~235拍/分
 - 分解能: SpO₂/1%、脈拍・心拍数/1拍/分
 - 測定精度: SpO₂/±2% (80~90%)、±3% (70~79%)、規定なし(その他)、脈拍・心拍数/±2拍/分または±2%
 - 表示: MD300C1/LED、MD300C2/LCD(バックライト10段階調節可能)
 - 機能: オートパワーオフ・電池容量低下インジケータ(アラーム)
 - 電源: 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
 - サイズ: 32×58×34mm
 - 重量: 50g(電池含む) ●シリコンケース付き

パルスオキシメーター [パルティア]

品番	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1432-01	MD300C1	SpO ₂ ・心拍(脈拍)数・パルス	¥22,800	▶ ¥18,240
8-1432-02	MD300C2	SpO ₂ ・心拍(脈拍)数・パルス・SpO ₂ 差	¥27,800	▶ ¥22,240

20% OFF

子どもから大人までこれ一台でOK!




- 特長**
- 末梢の灌流(Pi)状態を4段階のインジケータで表示しますので、測定に適した指を選択できます。
 - 筐体部は強度・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 測定方式: 2波長吸光度法
 - 小児(約10kg以上)~成人まで対応
 - 測定範囲: SpO₂/0~100%、脈拍数/30~240bpm
 - 測定精度: SpO₂/±2% (70~100%)、脈拍数/±2%以下
 - 表示: %SpO₂・脈拍数・灌流(Pi)状態・パルス・バッテリー
 - LED/バックライト付(照度検知・自動点灯)
 - 電源: CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
 - 重量: 33g ●付属品: ネットストラップ

パルスオキシメーター [PumoRi 7165]

品番	型番	色	サイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3498-01	PMR/BG	ブルーグリーン	34×27.6×55	¥33,000	▶ ¥28,000
8-3498-02	PMR/PK	ピンク	34×27.6×55	¥33,000	▶ ¥28,000
8-3498-03	PMR/WT	ホワイト	34×27.6×55	¥33,000	▶ ¥28,000
8-3498-04	PMR/YL	イエロー	34×27.6×55	¥33,000	▶ ¥28,000

15% OFF



- 特長**
- 操作性に優れたコンパクトタイプです。
 - 付属のプロープで小児・幼児の測定も可能です。

- 仕様**
- 測定範囲: SpO₂/0~100%、脈拍数/30~240bpm
 - 精度: SpO₂/±2digit (70~100%)、脈拍数/±3digit
 - 表示: SpO₂・脈拍数・パルスインジケータ・灌流インジケータ・アラーム・電池残量
 - 機能: メモリ・アラーム(LKL2800m除く)
 - 電源: 単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(LKL2800macのみ)
 - サイズ: 59×92×16.4mm ●重量: 105g
 - 付属品: ・フィンガークリッププロープ・60cmストラップ
 - ※カラーで仕様異なります。

パルスオキシメーター [LUKLA]

品番	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1582-01	LKL2800m	イエロー	¥55,000	▶ ¥49,500
8-1582-02	LKL2800ma	ブルー	¥65,000	▶ ¥58,500
8-1582-03	LKL2800mac	シルバー	¥85,000	▶ ¥76,500
8-1582-16	乳児用フィンガークリッププロープ60	全長 60cm	¥25,000	—

10% OFF

耳鏡

WelchAllyn



デジタルマクロビュー™ [耳鏡]

品番	型番	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7454-01	23920	3.5V デジタルマクロビューヘッド	¥184,000	▶ ¥147,200



- 特長**
- USBポートへの接続で、鼓膜・外耳道の観察画像が手持ちのパソコン画面で確認でき、患者への説明も便利。
 - 焦点調整ホイールにより、焦点調整がスムーズに行えます。
 - パワーハンドルは、従来のウェルチ・アレックス3.5Vリチウムハンドル・ニッカドハンドル・壁掛トランスが使用できます。
- 仕様**
- <23920>
 - ヘッドサイズ: 37×102×70mm
 - 焦点位置: スペキュラ先端から5~25mm
 - 画像解像度: 1280×1024ピクセル
 - 光源: ハロゲンHPXランプ
 - 動作環境: Windows®XP SP2以上・USBポート(USB2.0)
 - ヘッド重量: 95g
 - 付属品: USBケーブル3m、リューザブルスペキュラ2.5・3・4・5mm、ハロゲン電球

20% OFF

LED ヘッドライト

WelchAllyn



3.5V リチウム・イオン充電式ハンドルセット

品番	型番	タイプ	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-8217-01	49020	LED ヘッドライト	¥142,000	▶ ¥113,600
0-6584-12	75260	バッテリーパッケージ	¥63,000	▶ ¥50,400

※0-8217-01のみ一般医療機器です。

- 特長**
- 自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。(5500K)
 - 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。(ACアダプター付属)
 - オプションの75260バッテリーパッケージを使用することによりコードレスで使用範囲が広がります。

- 仕様**
- LED電源: 5Wソリッドステイトランプ
 - 色温度: 5500K ●光束: 50ルーメン
 - スポットサイズ: 38~152mm(距離406mmの場合)
 - 重量: 170g ●バッテリー使用時間: 約60分
 - ランプ寿命: 約10000時間
 - 付属品: 75260・75200/充電電池×1個

20% OFF

WelchAllyn



3.5V リチウム・イオン充電式ハンドルセット

品番	品名	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5904-16	充電式ハンドルセット(チャージャー付き)	¥58,000	▶ ¥46,400

LED 予備電球

品番	型番	対応モデル	価格(税抜)
0-9595-15	06500-LED	耳鏡: 23820、23920	¥15,800

- 特長**
- ハロゲン電球と比べ、充電式ハンドルの使用継続時間は約3倍になります。
- 仕様**
- ランプ寿命: 約500時間 ●入数: 1個

20% OFF

20% OFF

金属身長計



特長
●左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちら側にも目盛を読み取れます。

仕様
●最小目盛：1mm
●サイズ：YS-OC/300×410×1620mm、YS-OA/300×410×2120mm
●材質：柱部/アルミ製アルマイト加工、台部/鉄製(焼付塗装)
●組み立て式(要工具)

安定性のある金属身長計

組立 要工具 ナビスカタログ P.447掲載

15% OFF

品番	型番	タイプ	測定範囲 (cm)	重量 (kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-8149-01	YS-OC	幼児 1.5m	50 ~ 150	約 7.5	¥23,000	▶ ¥19,550
0-8149-02	YS-OA	成人 2m	10 ~ 200	約 8	¥27,000	▶ ¥22,950

デジタル体重計 [検定付]



特長
●表示方向の切り替えが可能ですので、対面側からも読み取りやすく健診に便利です。
●軽量・取手付きで持ち運びに便利です。

仕様
●材質：ABS樹脂・アルミニウム ●秤量：200kg
●最小表示：0~100kg/100g、100~200kg/200g ●表示：4桁LCD表示
●機能：表示固定・オートパワーオフ(1/5/10/30/60分・連続)・プリセット風袋引き
●電源：ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×4本(別売)
●重量：約4kg ●精度等級：4級

ナビスカタログ P.456掲載

15% OFF

品番	型番	幅×奥行×高さ (mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3772-01	WB-260A	309 × 310 × 55	¥38,000	▶ ¥32,300

※国家検定付き

オーディオメーター

「一般検診」「学校検診」2つのモードを簡単切替!!



特長
●多人数での集団検診も素早くこなす使いやすい操作性です。
●ヘッドホンは赤と青の色分けで左右の判別ができ、コンパクトに折りたたみ可能です。
●検診で定められた周波数・聴力レベルに、ワンタッチで切り替えが可能です。
●MSJタイプは(財)日本品質保証機構(JQA)による検査合格品です。

仕様
●周波数：500・1000・2000・3000・4000・6000Hz ●周波数精度：±3%以内
●聴力レベル：-10~+70dB(5dB間隔)
●出力音圧精度：6000Hz/±5dB、その他/±3dB
●電源：AC100V 50/60Hz ●サイズ：280×224×102mm
●重量：1.3kg

管理 ナビスカタログ P.437掲載

20% OFF

品番	型番	仕様	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3273-01	52-2011 MS	本体 (1人用)	¥98,000	▶ ¥78,400
8-3274-01	52-2001 MSJ	本体 (1人用・JQA 検査合格品)	¥114,000	▶ ¥91,200

身長計付体重計 [検定付]

charder



体重表示部



身長表示部 (-02のみ)



MS4900+HM201D MS4900+HM200D

デジタル表示でこの価格!

特長
●容易なキー操作でBMI計算ができます。
●MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。

仕様
●機能：ホールド・風袋引き・BMI指数
●電源：ACアダプター(付属)または単3乾電池×6本(テスト用付属)または単4乾電池×2本(MS4900+HM200Dのみ対応・テスト用付属)
●メジャー測定範囲(目視)：600~2000mm
●サイズ：360×520×1090mm
●重量：約12kg
<体重>
●測定範囲：2~150kg
●秤量：150kg
●表示単位：100kgまで/100g、100~150kgまで/200g
●精度等級：3級

組立 要工具 ナビスカタログ P.460掲載

15% OFF

品番	型番	身長測定範囲/最小目盛(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1222-01	MS4900 + HM201D	600 ~ 2000 / 1	¥95,000	▶ ¥80,750
8-1222-02	MS4900 + HM200D	1200 ~ 2000 / 1	¥125,000	▶ ¥106,250

※国家検定付き ※ご注文の際は使用地域をご指定ください。

車いす用体重計 [検定付]

特長
●測定台までの高さが約29mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。

仕様
●測定範囲：2~200kg
●秤量：200kg ●目量：100g
●機能：表示固定・オートパワーオフ・風袋引き
●電源：ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)
●サイズ：計量部/691×700mm、コントローラー/209×56×159mm
●重量：測定台/約28kg、コントローラー/約500g
●キャスター付



移動用キャスター

段差わずか29mm


15% OFF

品番	型番	サイズ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4827-11	PW-650A	幅 908 × 奥行 875 × 高さ 50	—	¥198,000	▶ ¥168,300
8-4827-21	表示ボックススタンド OP-002	φ 400 × 高さ 665 ~ 1105 (表示部 BOX 固定含む)	約 5.6	¥38,000	—

※国家検定付き ※ご注文の際は使用地域をご指定ください。

はかり付ストレッチャー [検定付]

透析コントロール・NST活動の評価に。



サイド式ブレーキ

オプション(別売)取り付け例 (マクラ+ガードル架+ボンベ取り付け台+アンダーバック+固定脚)

ベッドサイドでの作業動線を考えたサイド式ブレーキ。

仕様
●秤量：160kg ●目量：100g
●電源：指示計/ACアダプターまたは単1乾電池×6本(テスト用付属)、プリンタ/ACアダプターまたは充電式バッテリー(付属)
●プリンタ印字内容：DP-7300PW/日付・時刻・体重・風袋値、DP-7310PW/日付・時刻・体重・風袋値・身長・BMIまたはローレル指数
●キャスター：φ125mm 合成ゴム製(トータルロック式)
●重量：82kg
●付属品：プリンタ充電用ケーブル、プリンタ用ロール紙×1巻
●精度等級：3級

特長
●ベッドと高さを合わせ重ねることができ、ベッドからの移乗が安全かつ楽に行えます。
●ハンドル操作で容易に昇降できます。
●ブレーキ付きキャスターには方向規制がついており、直進する時に便利です。

ナビスカタログ P.455掲載

20% OFF

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-7620-01	DP-7300PW (風袋表示)	650 × 2025 × 610 ~ 1015	¥850,000	▶ ¥680,000
8-7620-02	DP-7310PW (BMI 表示)	650 × 2025 × 610 ~ 1015	¥920,000	▶ ¥736,000

※国家検定付き ※ご注文の際は使用地域をご指定ください。 ※マクラは付属していません。 ※オプション品の仕様についてはJUS-TISをご覧ください。

詳細はナビスクATALOGまたはJus-Tisをご覧ください。▶ <http://www.navisweb.jp/>

電動診察処置台

期間限定
ナビスク特選カラー4種



TB500NV6490
(ライムグリーン)



TB500NV6512
(ブルーグレー)

TB500NV6478
(ローズピンク)

TB500NV6415
(ベージュ)

特長

- 移動出来る診察台として、内視鏡検査室・リカパリー室・救急外来・処置室でご使用出来ます。
- バッテリー搭載により、場所を選ばずご使用頂けます。
- 無段階可動リクライニングにより任意の位置で止められます。
- 水平時にチルト機能を使う事で、緊急ポジションをとる事が出来ます。
- 耐アルコール生地を使用しています。

仕様

- 全高：ストレッチャー時/550～900mm、チェア時/1400～1750mm
- 奥行：ストレッチャー時/1879mm(クッション部奥行1830mm)、チェア時/1200mm
- 全幅：709mm(サイドフェンス使用時)、660mm(サイドフェンス収納時) ●座幅：650mm ●座奥行：430mm
- 背もたれ角度：0°～75° ±3° ●チルト角度：0°～12° ●キャスター：φ150 トータルロックタイプ ●最大負荷：120kg
- カラー：フレーム/ホワイト、張り地/ブルー ●材質：フレーム/鋼管フレーム、表皮地/ビニールレザー(防汚)
- 電源：AC100V 50/60Hz ●消費電力：約150W
- 昇降時間：昇り約14秒、降り約11秒(70kgの人が乗っている場合) ●電源入力：100V 3A
- 定格連続運転許容時間※：最大2分 ※定格連続運転許容時間：昇降動作を休止することなく、連続的にを行う時間です。
- 一般名称：汎用診察処置台 ●届出番号：20B2X10007THW001
- 電撃に対する保護の形式：クラスI機器 ●分類：B形装着部
- モーター形式：24VDCモーター(IP保護等級 IP54)

15% OFF

品名	品番	色	価格(税抜)	セール価格(税抜)
ナビスク電動診察処置台	TB500NV6415	ベージュ	¥650,000	▶¥533,700
	TB500NV6478	ローズピンク	¥650,000	▶¥533,700
	TB500NV6490	ライムグリーン	¥650,000	▶¥533,700
	TB500NV6512	ブルーグレー	¥650,000	▶¥533,700
フットスイッチ	TB554	—	¥57,000	▶¥51,300

診察台 3点セット

枕と診察台カバーがセットになってお買得!




- 仕様**
- 材質：診察台/スチールメラミン焼付塗装(脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35%・ポリエステル65%
 - 耐荷重：120kg(等分布荷重)
 - 枕サイズ：280×120×90mm
 - アジャスター付き
 - 付属品：組立工具(スパナ)

20% OFF

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3371-01	NDF-KCK	650 × 1800 × 550	約19	¥36,000	▶¥28,800
8-3371-02	NDF-KCK70	700 × 1800 × 550	約20	¥39,000	▶¥31,200

*枕カバーは付属していません。

診察台ベッド [FV-215]



特長

- 本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしてもお使いいただけます。

仕様

- 材質：マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
- アジャスター付き ●重量：約30kg
- 耐荷重：約200kg(等分布荷重)
- 付属品：組立工具(六角レンチ)
- 組み立て式(要工具)

20% OFF

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5663-※	65-50	650 × 1800 × 500	¥34,000	▶¥27,200
8-5664-※	65-55	650 × 1800 × 550	¥34,000	▶¥27,200
8-3283-※	65-60	650 × 1800 × 600	¥34,000	▶¥27,200
8-5674-※	70-50	700 × 1800 × 500	¥34,000	▶¥27,200
8-5676-※	70-55	700 × 1800 × 550	¥34,000	▶¥27,200
8-3426-※	70-60	700 × 1800 × 600	¥34,000	▶¥27,200

*ご注文の際は下記のカラーコード表にて色をご指定ください。

ローポジション電動診察台

子どもや高齢者にも適応。



特長

- ベッドを一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
- フットペダルでスムーズに昇降調節ができます。


仕様

- 材質：マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装
- 耐荷重：約200kg(等分布荷重)
- 電源：AC100V 50/60Hz

20% OFF

品番	型番	色	幅×長さ×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-2657-01	DST-01W	ホワイト	650 × 1850 × 400～790	約50	¥138,000	▶¥110,400
8-2657-02	DST-01B	ブルー	650 × 1850 × 400～790	約50	¥138,000	▶¥110,400
8-2657-03	DST-01P	ピンク	650 × 1850 × 400～790	約50	¥138,000	▶¥110,400

油圧上下式診察台 [キャスター付き]



特長

- キャスターはダブルストッパー式ですので安全です。
- 高さ調節は脚踏み油圧式で、ペダルは左右どちらでも取り付けが可能です。
- マットレスは防汚・抗菌加工のため衛生的です。

仕様

- 材質：フレーム/スチール製(焼付塗装仕上げ) マット/ビニールレザー張り(ウレタン入)
- キャスター：φ100mmスチール製(ダブルストッパー付き)
- 重量：約60kg

15% OFF

品番	型番	仕様	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8074-01	TY430C	本体	650 × 1900 × 500～825	¥215,000	▶¥182,750

*サイドレール・患者固定ベルトは付属していません。

救急蘇生セット [一般救急用]



特長

- 人工蘇生器に吸引や気道確保に必要な医療ツールを加えたセットです。
- オレンジ色のバッグは非常時に目立ちやすく、肩かけ式ですので携帯に便利です。

仕様

- 人工蘇生器(リザーバシステム付・成人用・小児用×各1個)
- シリコンマスク(成人用大・成人用中・小児用×各1個)
- エアウェイ(成人用大・成人用中・小児用×各1個)
- 手動吸引器(18Frカテーテル付き)
- 酸素チューブ ●板状舌圧子
- エスマル開口器 ●コラン舌鉗子
- ソフトクリアケース(小)
- エマジンバッグ(大)

15% OFF

品番	型番	バッグサイズ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-3456-01	成人・小児用ST プラス	400 × 140 × 270	¥54,000	▶¥45,900

救助用担架 [フレスト]

特長

- 肩で担ぐショルダーベルト付きで、患者の容態に合わせて頭部の高さが調節できます。
- 階段昇降や狭所での安定姿勢保持及び方向転換が容易です。



耐荷重 100kg

仕様

- 材質：本体/ナイロン(防水加工)、滑り止め/ポリエステル(アクリル加工)、ベルト/PP(ポリプロピレン)
- 収納袋付き

10% OFF

品番	型番	幅×長さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-4304-01	UD-001	680 × 1900 (取手含まず)	¥30,000	▶¥27,000

折りたたみ担架



特長

- YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
- YDC-1A4Hは背板のスリットにヘッドイモビライザー(0-7097-01)を固定でき、二つ折りにして収納可能です。

仕様

- 材質：フレーム/アルミニウム、シート(YDC-1A1) /ビニールレザー、ベッド面(YDC-1A4H黒) /アルミニウム板
- 折りたたみ時サイズ：YDC-1A1 / 520×930×100mm、YDC-1A4H黒 / 500×930×70mm
- 耐荷重：約160kg
- 付属品：バックル式固定ベルト×2ヶ所

30% OFF

品番	型番	幅×長さ×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-2252-01	YDC-1A1	520 × 1850 × 230	5.8	¥21,200	▶¥14,840
8-2252-12	YDC-1A4H黒	500 × 1850 × 50	7.0	¥21,200	▶¥14,840

エースエアマスター

体圧分散能力の高いトリプルセルシステム採用！
内圧低下アラーム+防水カバー付き！




- 特長**
- セルは全てポリウレタン製のため心地よい感触で接触面の負担を軽減します。
 - 頭部セル3本は圧固定で船酔い状態を軽減し、その他のセルは3本セットで右・左・中の順で交互に膨張・収縮を繰り返します。(トリプルセルシステム)
 - 中央セル8本は湿気を防止する微エア噴出タイプになっています。
 - ホース抜け、内圧不足を知らせるアラーム機能付きです。
- 仕様**
- 材質：セル/PU(ポリウレタン)、マット・カバー/ナイロン+ウレタンフィルムコーティング
 - エアポンプサイズ：(幅)300×(長さ)95×(高さ)190mm
 - エアポンプ重量：2.8kg ●電源：AC100V 50/60Hz 10W
 - 電源コード長：3.1m ●エアセル数：18本
 - セット内容：マットセット(エアセル18本)、ポンプ、接続ホース、防水カバー

品番	仕様	マットサイズ 幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-9825-01	Supra318PLUS	800 × 1920 × 102 (使用時)	¥76,500	▶ ¥61,200

体位固定クッション

ポジショニング&体位変換に。



- 特長**
- 体位保持に適した30°傾斜タイプで、大型サイズと標準サイズがあります。

- 仕様**
- 材質：中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
 - カバー洗濯方法：洗濯可/乾燥機不可

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-8680-01	STC-60	600 × 250 × 145	¥8,400	▶ ¥5,880
8-8680-02	STC-100	1000 × 250 × 145	¥12,000	▶ ¥8,400

床頭台




- 仕様**
- 材質：本体/スチール粉体塗装、天板/ABS樹脂、棚板/スチール、タオル掛け(左右2ヶ所) /スチールメッキ仕上げ
 - 収納天板寸法：376×376mm ●収納天板耐荷重：15kg
 - キャスター：約φ50mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
 - 棚板×1枚付き

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1836-11	BC30BL	460 × 508 × 760	17.8	¥22,100	▶ ¥17,680
8-1836-12	BC30PK	460 × 508 × 760	17.8	¥22,100	▶ ¥17,680

ベッドサイドテーブル SL II

ベース高さ50mm。低床ベッドにも対応！



- 特長**
- 板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。
 - 低床タイプベッドにも対応しています。
- 仕様**
- 材質：本体/スチール、天板/MDF化粧板
 - ベース高さ：50mm
 - テーブルサイズ：760×380mm ●耐荷重：15kg
 - キャスター：φ50mm(2輪ストッパー付き)

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1747-01	No.717	760 × 390 × 670~1100	8.7	¥22,000	▶ ¥17,600

ミニテーブル

コンパクトに収納。



- 特長**
- サイドテーブル、読書スタンド、メモ台として使用できます。
 - 高さは570~870mm、角度は180°簡単に調節できます。
 - テーブルを傾斜して使用しても脱落しない滑り止めが付いています。
- 仕様**
- 天板寸法：500×350mm ●耐荷重：10kg
 - キャスター：φ30mm(ストッパー無し)

品番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-1166-01	500 × 350 × 570~870	7	¥19,800	▶ ¥15,840

スリッパ殺菌ディスペンサー




- 付属品**
- 専用スリッパ10足 ●専用マット ●付属シール
 - クリーナーセット(スポンジ・スプレー・クリーナー・300ml)

品番	型番	仕様	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-5232-21	SSDX	341 × 445 × 1207mm	31	¥235,000	▶ ¥188,000
0-5232-31	専用スリッパ	10足入(グレー)	-	¥20,000	▶ ¥18,000

エアマッサージ器 [ドクターメドマー™]

脚用カフ・腕用アームバンドに抗菌生地を採用。



- 特長**
- ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。
 - 4種類のマッサージパターン(揉み上げ方式・絞り上げ方式・同時加圧方式・コースモード)を選択できます。
 - 操作が容易なコンパクトタイプで、手軽にご使用いただけます。
- 仕様**
- 電源：AC100V 50/60Hz ●消費電力：34/29W最大 ●重量：4.8kg
 - もみあげサイクル：ウェーブモード/約55秒、スウィーズモード/約39秒、ハイパーモード/約24秒、コースモード/ウェーブモード2回・スウィーズモード2回・ハイパーモード1回
 - タイマー設定時間：10・20・30分
 - 空気圧設定範囲：4.0~17.3kPa(30~130mmHg)
 - 定格時間：30分
- セット内容**
- 本体 ●脚用カフ×2本 ●両脚用ホース

品番	型番	品名	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-8249-11	DM-6000	両脚セット	¥158,000	▶ ¥134,300

歩行補助器 [アルコール1型・折りたたみ式]



- 特長**
- 簡単に折りたたみできるので、保管・移動に便利です。
 - 廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
- 仕様**
- 材質：本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合成レザー巻き
 - 手摺内寸法：(幅)380×(奥行)480mm
 - 折りたたみ時寸法：(幅)210×(奥行)710×(高さ)1090~1290mm
 - キャスター：φ110mm

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
0-513-01	1型	580 × 710 × 920~1120	13	¥59,000	▶ ¥47,200

マニュアルストレッチャー

説明動画をご覧頂けます!




安全性・機能性を高めたストレッチャー。

特長

- 背もたれは65°まで無段階調節が可能です。
- キャスターは4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(方向制御)の3段階切り替えが可能です。
- キャスターロック用レバーは頭側と足側に付いており、どちら側からでも操作可能です。
- ガードル棒はベッド面の下に収納できます。
- 縦置きポンベ架(オプション)は酸素ポンベを縦置きに収納することができます。
- バスケット(オプション)は足元に設置可能で、収納に便利です。

仕様

- 材質: フレーム/スチール、サイドパネル/ABS樹脂、ベッド面/HDPE樹脂、マットレス/ポリエステル製
- マットレスサイズ: 500×1800×12mm
- キャスター径: φ150mm ● 高さ調節範囲: 530~830mm
- 酸素ポンベ架径: φ105mm(500Q用)
- 耐荷重: 約150kg ● 重量: 約60kg
- 付属品: 酸素ポンベ架(横置き用)、ガードル台、伸縮式ガードル棒(長さ: 820~1530mm)、安全ベルト(2本)、マットレス(移乗用グリップ付き)



キャスターロックレバー
旋回ロック・4輪フリー・4輪オールロックの3段階切り替え可能。レバーは頭と足側の双方にあります。



サイドガードパネル
左右のサイドパネルはワンタッチで垂直に移動し、操作時にスペースをとりません。



バスケット
足元に設置すれば収納に便利です。



10% OFF

ナビスカタログ P.517 掲載

品番	型番	仕様	幅×長さ×高さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-5163-01	NV-STR	本体	750 × 1900 × 530 ~ 830	¥198,000	▶ ¥178,200
8-2176-13	バスケット		400 × 300 × 75	¥2,200	▶ -

※本体に横置きポンベ架は付属しています。

車椅子

特長


- 後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。
- 背折れタイプで収納に便利です。 ● バンド式介助ブレーキ付きで安心です。



(中床タイプ)



折りたたみ例




■サイズ:mm(車輪はインチ)



(中床タイプ)



折りたたみ例



■サイズ:mm(車輪はインチ)

自走式 ノーパンクタイヤ

35% OFF

[アルミ製・背折れタイプ]

ナビスカタログ P.985 掲載

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-2914-01	NKV22-405B	650 × 1000 × 855	12.7	¥28,000	▶ ¥18,200

仕様

- 材質: 本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
- 車輪径: キャスタ/φ6インチ、主輪/φ22インチ
- 折りたたみ時サイズ: 350×1000×670mm ● 肘固定式
- 座面サイズ: (幅)400×(奥行)400mm ● 座面高: 前/430mm、後/400mm
- フットレスト高さ: 320~380mm(20mm間隔・4段階調節) ● 耐荷重: 100kg
- 駐車ブレーキ付き ● 介助ブレーキ(ドラム式ブレーキ)付き ● 背もたれ固定式

介助式 ノーパンクタイヤ

35% OFF

[アルミ製・背折れタイプ]

ナビスカタログ P.985 掲載

品番	型番	幅×奥行×高さ(mm)	重量(kg)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-2915-01	NKV16-405B	605 × 980 × 855	11.3	¥28,000	▶ ¥18,200

仕様

- 材質: 本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
- 車輪径: キャスタ/φ6インチ、主輪/φ16インチ
- 折りたたみ時サイズ: 310×890×670mm ● 肘固定式
- 座面サイズ: (幅)400×(奥行)400mm ● 座面高: 430mm
- フットレスト高さ: 320~380mm(20mm間隔・4段階調節)・スイングアウト式
- 耐荷重: 100kg ● 介助ブレーキ(バンド式)付き ● 背もたれ固定式

移乗用ボード [EZ-go®]

X線透過可。

たった3kg!
2ツ折りできて、
持ち運び、収納が
カンタン!



EZ-100
(ベッドから
ストレッチャーの移動に)

EZ-200
(ベッド上で移動・体位変換に)

EZ-250
(ベッド上での
ズレ修正に)

特長

- 低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。
- 清拭ができるので清潔に保てます。

耐アルコール 20% OFF

ナビスカタログ P.917 掲載

品番	型番	仕様	幅×長さ(mm)	価格(税抜)	セール価格(税抜)
8-1257-01	EZ-100	ボードタイプ	540 × 1790	¥42,000	▶ ¥33,600
8-1257-02	EZ-200	シートタイプ	550 × 1560	¥33,000	▶ ¥26,400
8-1257-03	EZ-250	シートタイプ	500 × 600	¥19,500	▶ ¥15,600

仕様

- 材質: カバー/ナイロン、ボード/EVA樹脂、シート/ナイロン・綿
- 抗菌・防炎・防水・静電防止加工 ● 表面消毒可 ● 洗濯不可
- 重量: EZ-100/3kg、EZ-200/1.2kg、EZ-250/0.4kg
- 折りたたみ時: 550×880mm(EZ-100のみ) ● 耐荷重: 100kg

AS ONE アズワン株式会社

- 大阪本社 東京支店 横浜支店 名古屋支店 札幌営業所
- 仙台営業所 大宮営業所 静岡営業所 京都営業所 神戸営業所
- 高松営業所 広島営業所 福岡営業所

商品の内容に関するお問い合わせ専用窓口
カスタマー相談センター
 (TEL) ☎ 0120-711-875
 (FAX) ☎ 0120-700-763
 (URL) <https://help.as-1.co.jp/q/>

※仕様・金額等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

ご用命は下記販売店へ