

2023年2月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、一部の商品につき、2023年3月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となってきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2022-2023
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2022
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログ2021
感染症対策用品パンフレット

2023年3月1日

 **アズワン株式会社**

| 品番 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 研究用総合 機種2023 頁 | サンクアスト 2023 頁 | ナビス2022 頁 | サニーフーズ 2016 頁 | サニーフーズ 2020 頁 | 歌織2022 頁 | アズソール 2021 頁 | ナビス2023 頁 | レンタル2021 頁 | 感染症対策 用品パンフ 頁 |
|-----------|---|---------|---------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 7-8530-11 | イットコタオLM200ダブルソフト 200枚入 50200030 | 210 | 250 | | | | | | | | 83 | | |
| 7-8530-61 | イットコタオLM200ダブルソフト 得々パック 200枚×40パック入 | 7,590 | 8,900 | | | | | | | | 83 | | |
| 7-8697-01 | とろみエール 2.5g×30本 | 570 | 580 | | | | | | | | 22 | | |
| 7-8697-02 | とろみエール 1kg | 3,600 | 3,680 | | | | | | | | 22 | | |
| 7-8721-01 | ベーシックE(伸縮) ブラウン WB3713 | 2,500 | 3,000 | | | | | | | | 238 | | |
| 7-8721-02 | ベーシックE(伸縮) ブラック WB3754 | 2,500 | 3,000 | | | | | | | | 238 | | |
| 7-8784-11 | ディーニククリーン 12枚入 YSS66 | 550 | 670 | | | | | | | | 117 | | |
| 7-8914-01 | 折りたたみバランスピーム18 H-7179 | 11,800 | 13,000 | | | 1200 | | | | | 309 | | |
| 7-8914-02 | 折りたたみバランスピーム10 H-1786 | 11,800 | 13,000 | | | 1200 | | | | | 309 | | |
| 7-8928-01 | フットホッケー やわらかパック 青 U-7021 | 2,100 | 2,500 | | | | | | | | 293 | | |
| 7-8930-12 | ピンゴボードゲーム用スティック B-3442 | 4,800 | 5,300 | | | | | | | | 290 | | |
| 7-8931-01 | やわらかいボール 青 B-6341B | 3,200 | 3,800 | | | | | | | | 316 | | |
| 7-8931-02 | やわらかいボール 赤 B-6341R | 3,200 | 3,800 | | | | | | | | 316 | | |
| 7-8931-03 | やわらかいボール 白 B-6341W | 3,200 | 3,800 | | | | | | | | 316 | | |
| 7-8931-04 | やわらかいボール 黄 B-6341Y | 3,200 | 3,800 | | | | | | | | 316 | | |
| 7-8932-01 | ステップカラーラバーリング40 B-6009 | 7,840 | 8,300 | | | | | | | | 313 | | |
| 7-8932-02 | ステップカラーラバーリング60 B-2700 | 10,940 | 11,600 | | | | | | | | 313 | | |
| 7-8932-03 | ステップカラーラバーリング60 B-2705 | 3,400 | 3,600 | | | | | | | | 313 | | |
| 7-8934-01 | バランスポッド2 H-7449 | 7,300 | 7,800 | | | | | | | | 309 | | |
| 7-8934-02 | バランスポッド3 H-7175 | 7,300 | 7,800 | | | | | | | | 309 | | |
| 7-8938-01 | 水に流せるペーパータオル L200ハード 200枚入 | 240 | 280 | | | 433 | | | | | | | |
| 8-1626-01 | 抜管防止手袋 トレンちゃん | 10,000 | 11,000 | | | 620 | | | | | | | |
| 8-1667-01 | クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね 218×230mm 100組入 37018B | 140 | 190 | 2494 | 2494 | 431 | | | | | 84 | | 10 |
| 8-1667-02 | クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね 218×230mm 200組入 37005B | 280 | 370 | 2494 | 2494 | 431 | | | | | 84 | | 10 |
| 8-1667-03 | クレシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね 170×218mm 200組入 37030B | 260 | 280 | | | 431 | | | | | 84 | | |
| 8-268-11 | セキスイMIGUSA抗菌フロア垫 枠材費4枚用 | 28,000 | 10,400 | | | | | | | | 338 | | |
| 8-268-12 | セキスイMIGUSA抗菌フロア垫 枠材費6枚用 | 35,000 | 12,800 | | | | | | | | 338 | | |
| 8-268-13 | セキスイMIGUSA抗菌フロア垫 枠材費9枚用 | 42,000 | 15,200 | | | | | | | | 338 | | |
| 8-3909-01 | ワイブオールX50 クロスライク4つ折りタイプ 50枚×18袋入 60555 | 12,240 | 13,500 | 2487 | 2487 | 434 | | | | | 84 | | |
| 8-3909-02 | ワイブオールX50 クロスライクハンディワイパー 100枚×16袋入 60525 | 10,240 | 11,200 | 2487 | 2487 | 434 | | | | | 84 | | |
| 8-3909-03 | ワイブオール X50 4つ折・青 60650 | 15,360 | 16,800 | 2486 | 2486 | | | | | | | | |
| 8-3909-04 | ワイブオール X50 6つ折・青 60654 | 19,260 | 21,600 | 2486 | 2486 | | | | | | | | |
| 8-3910-01 | ジャンボウエット消毒タオル ポール 64110 | 5,500 | 6,340 | | | 476 | 387 | | | | 398 | | |
| 8-3910-02 | ジャンボウエット消毒タオル 本体 140×200mm 100枚入 64120 | 1,100 | 1,280 | | | | 387 | | | | | | |
| 8-3910-11 | ジャンボウエット消毒タオル 替替え用 64115 | 3,300 | 3,800 | | | 476 | 387 | | | | 398 | | |
| 8-3910-12 | ジャンボウエット消毒タオル替替え用 140×200mm 100枚入 64125 | 970 | 1,120 | | | | 387 | | | | | | |
| 8-4793-01 | 昇降式器械台 900×430×930mm SR-301 | 430,000 | 528,000 | | | 1565 | | | | | | | |
| 8-4793-02 | 昇降式器械台 1000×600×880mm SR-311 | 620,000 | 669,000 | | | 1565 | | | | | | | |
| 8-4801-01 | エクササイズマット H8085 | 9,100 | 9,300 | 3118 | 3118 | 1198 | | | | | 312 | | |
| 8-4802-01 | ビラティスボール 青 φ200mm H9345B | 800 | 900 | 3119 | 3119 | 1196 | | | | | 316 | | |
| 8-4802-02 | ビラティスボール 赤 φ200mm H9345R | 800 | 900 | 3119 | 3119 | 1196 | | | | | 316 | | |
| 8-4802-03 | ビラティスボール 黄 φ200mm H9345Y | 800 | 900 | 3119 | 3119 | 1196 | | | | | 316 | | |
| 8-4802-04 | ビラティスボール 青 φ250mm H7352B | 990 | 1,000 | 3119 | 3119 | 1196 | | | | | 316 | | |
| 8-4802-05 | ビラティスボール 赤 φ250mm H-7352R | 990 | 1,000 | 3119 | 3119 | 1196 | | | | | | | |
| 8-4803-01 | バランスクッション 青 H8955B | 3,300 | 3,600 | 3119 | 3119 | 1197 | | | | | 310 | | |
| 8-4803-02 | バランスクッション 赤 H8955R | 3,300 | 3,600 | 3119 | 3119 | 1197 | | | | | 310 | | |
| 8-5238-11 | 4段スライド式懸掛台 T1125 | 146,000 | 170,000 | | | 1185 | | | | | | | |
| 8-6263-01 | ペーパーホルダー(縦型) 139×103×245mm PTH200 | 2,500 | 2,800 | | | 437 | | | | | | | |
| 8-6263-02 | ペーパーホルダー(縦型) 139×103×245mm マグネット固定 PTH200MB | 3,200 | 3,600 | | | 437 | | | | | | | |
| 8-6298-01 | 伸縮4ポイントステッキ(かるがもE4点DX) レッド WB3776 | 5,800 | 6,500 | | | 1852 | | | | | 241 | | |
| 8-6298-02 | 伸縮4ポイントステッキ(かるがもE4点DX) ブルー WB3777 | 5,800 | 6,500 | | | 1852 | | | | | 241 | | |
| 8-6298-03 | 伸縮4ポイントステッキ(かるがもE4点DX) ブラック WB3778 | 5,800 | 6,500 | | | 1852 | | | | | 241 | | |
| 8-6402-01 | 電子血圧計 WSK-1011 | 6,800 | 7,810 | | | 817 | | | | | 436 | | |
| 8-6608-01 | ソフタオル防水シート(エコミー) 部分用 S-5000 | 2,900 | 3,770 | | | 1712 | | | | | | | |
| 8-6608-02 | ソフタオル防水シート(エコミー) 全身用 S-7000 | 5,900 | 7,380 | | | 1712 | | | | | | | |
| 8-6676-01 | クレシア やわらかクロス 320×335mm 50枚×18パック 65200 | 13,500 | 14,940 | | | | | | | | 117 | | |
| 8-6676-31 | クレシア やわらかクロス 320×335 65200 小分け | 830 | 1,000 | | | | | | | | 117 | | |
| 8-6774-01 | かるがもE(伸縮式) レッド WB3738 | 3,800 | 4,500 | | | 1845 | | | | | 238 | | |
| 8-6774-02 | かるがもE(伸縮式) ブルー WB3739 | 3,800 | 4,500 | | | 1845 | | | | | 238 | | |
| 8-6774-03 | かるがもE(伸縮式) ブラック WB3740 | 3,800 | 4,500 | | | 1845 | | | | | 238 | | |
| 8-6774-04 | かるがもE(伸縮式) 市松黒 WB3791 | 5,000 | 5,600 | | | 1845 | | | | | 238 | | |
| 8-6774-05 | かるがもE(伸縮式) 市松青 WB3792 | 5,000 | 5,600 | | | 1845 | | | | | 238 | | |
| 8-7060-01 | ドライバキュームクリーナー VP300HEPA | 45,400 | 47,700 | | | 300 | | | | | | | |
| 8-7060-12 | ドライバキュームクリーナー交換用HEPAフィルター | 4,540 | 6,000 | 2759 | 2759 | 300 | | | | | | | |
| 8-7303-11 | ファーストピアドクターセット(プロムダールTM 圧シリングシステム) 11-301 | 46,000 | 51,000 | | | 1227 | | | | | | | |
| 8-7750-21 | 歯ブラシ(子供用サイズ) リセラエコムL 48本入 | 2,640 | 2,780 | | | 1770 | | | | | | | |
| 8-7750-22 | 歯ブラシ(子供用サイズ) リセラエコムS 48本入 | 2,640 | 2,780 | | | 1770 | | | | | | | |
| 8-7834-01 | ステップ台 高さ3段階調節 H7207 | 7,600 | 8,300 | 3119 | 3119 | 1185 | | | | | 308 | | |
| 8-7834-02 | ステップ台 高さ2段階調節 H7346 | 5,200 | 5,600 | 3119 | 3119 | 1185 | | | | | 308 | | |
| 8-7838-11 | 輪投げ B8181 | 16,290 | 17,700 | | | 1201 | | | | | | | |
| 8-7841-01 | エクササイズマット H9285 | 4,600 | 5,000 | | | | | | | | 312 | | |
| 8-7918-31 | ホットルプロ(専用ティッシュ/65枚×2巻) HP-100 | 1,520 | 1,700 | | | 1934 | | | | | 342 | | |
| 8-7918-32 | ホットルプロ(専用ティッシュ/65枚×10巻) HP-100 | 7,610 | 8,500 | | | 1934 | | | | | 342 | | |
| 8-8780-11 | ウェットタスク キムテクプレップ 60434 | 12,540 | 13,800 | 2491 | 2491 | | | | | | | | |
| 8-9147-41 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス スッキリタイプ ポール入り C19 | 800 | 830 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9147-42 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス スッキリタイプ 携帯用 C17 | 300 | 310 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9147-43 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス マイルドタイプ 横置き用 C21 | 400 | 420 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9147-44 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス マイルドタイプ ポール入り C22 | 800 | 830 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9147-51 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス スッキリタイプ ポール替替用 C20 | 640 | 660 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9147-52 | 口腔ケアウェッティアー オーラルプラス マイルドタイプ ポール替替用 C23 | 640 | 660 | | | 1784 | | | | | 54 | | |
| 8-9653-01 | 角膜保護用テープ(メパッチ)(R)クリアSG 33×55mm 2枚×50シート入 M | 2,100 | 2,310 | | | 1207 | | | | | | | |
| 8-9653-02 | 角膜保護用テープ(メパッチ)(R)クリアSG 43×80mm 2枚×50シート入 L | 2,600 | 2,860 | | | 1207 | | | | | | | |
| 8-9773-01 | ペーパーホルダー(クリーンウェーブ) 252×154×330mm PT600 | 3,500 | 4,200 | | | 437 | | | | | 85 | | |
| 8-9773-02 | ペーパーホルダー(クリーンウェーブ) 244×150×130mm PT200 | 2,500 | 2,800 | | | 437 | | | | | 85 | | |