

2023年11月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2023年12月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となってきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
サニーフーズ 食品検査・衛生管理総合カタログ2016
サニーフーズ2020パンフレット
アスレ研究設備カタログ2024
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023
レンタルカタログVol.2
感染症対策用品パンフレット

2023年12月1日

 **アズワン株式会社**

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁
0-3406-42	DP-7800PW-T 手すり付きデジタル体重計	185,000	200,000			756							
0-3406-47	DP-7800PW-120S デジタル体重計	105,000	120,000			756							
0-3406-48	DP-7800PW-200S デジタル体重計	105,000	120,000			756							
0-3406-49	DP-7800PW-120 デジタル体重計	105,000	120,000			756							
0-3406-50	DP-7800PW-200 デジタル体重計	105,000	120,000			756							
0-3557-02	フラットハイローベッド SH-1460S	78,100	108,000			1684							
0-3558-02	2クランクハイローギャッチベッド SH-1462S	209,000	316,000			1684							
0-3559-02	1クランクハイローギャッチベッド SH-1461S	138,600	192,000			1684							
0-3771-11	ビーズソフト円座専用防水クッションカバー 1031-P	2,200	2,400								195		
0-5026-31	DP-7500PW-S バリアフリー体重計	198,000	210,000			760					448		
0-5026-32	DP-7500PW-S プリント付 バリアフリー体重計	240,000	252,000			760					448		
0-5026-33	DP-7500PW バリアフリー体重計	230,000	242,000			760					448		
0-5026-34	DP-7500PW プリント付 バリアフリー体重計	272,000	210,000			760					448		
0-5200-01	マイクロボア(TM)サージカルテープ 12.5mm×9.1m 12巻 1530SP-0	1,300	1,500	3090	3090	1344					410		
0-5200-02	マイクロボア(TM)サージカルテープ 25.0mm×9.1m 6巻 1530SP-1	1,300	1,500	3090	3090	1344					410		
0-5201-03	マイクロボア(TM)スキントーンサージカルテープ 12.5mm×9.1m 1巻入り 1533EP-0	400	470			1344					409		
0-5201-04	マイクロボア(TM)スキントーンサージカルテープ 25mm×9.1m 1巻入り 1533EP-1	550	640			1344					409		
0-5232-31	スリッパ殺菌ディスペンサー 専用新スリッパ グレー 1袋(10足入) 専用スリッパ	20,000	22,000			341					354		
0-567-02	デラックス角座クッション 1032	4,100	4,300			1766					196		
0-6288-11	食食用エブロンⅡ ロングタイプ シャーベットオレンジ 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6288-12	食食用エブロンⅡ ロングタイプ シャーベットグリーン 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6288-13	食食用エブロンⅡ ロングタイプ アーガイルピンク 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6288-14	食食用エブロンⅡ ロングタイプ アーガイルブルー 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6288-15	食食用エブロンⅡ ロングタイプ フラワーピンク 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6288-16	食食用エブロンⅡ ロングタイプ フラワーブルー 6068	1,700	1,900			1862					27		
0-6810-01	コーバンTM自着性伸縮包帯 10巻入 1581SP	1,700	2,130			1337							
0-6810-02	コーバンTM自着性伸縮包帯 6巻入 1582SP	2,100	2,630			1337							
0-6810-03	コーバンTM自着性伸縮包帯 4巻入 1583SP	2,100	2,630			1337							
0-7351-41	UDS-211Be-K ベビースケール	63,000	69,000			1015							
0-7596-01	ネオフィード栄養ボトル 600mL オレンジ 5個入 6417	2,360	2,540			1421					458		
0-7596-03	ネオフィード栄養ボトル06422 06422	2,360	2,540								458		
0-8032-04	トランスボア(TM)サージカルテープ 12.5mm×9.1m 1巻 1527EP-0	300	350	3090	3090	1344					409		
0-8032-05	トランスボア(TM)サージカルテープ 25.0mm×9.1m 1巻 1527EP-1	450	530	3090	3090	1344					409		
0-8034-04	マイクロボア(TM)サージカルテープ 12.5mm×9.1m 1巻入り 1530EP-0	300	350	3090	3090	1344					410		
0-8034-05	マイクロボア(TM)サージカルテープ 25.0mm×9.1m 1巻入り 1530EP-1	450	530	3090	3090	1344					410		
1-1793-01	テルモシリンジ注射針付 1mL ツベルクリン用 25G オレンジ 1箱(100本入) SS-01T2525	3,550	4,000	1488	1488	1403							
1-1793-02	テルモシリンジ注射針付 1mL ツベルクリン用 26G 茶 1箱(100本入) SS-01T2613S	3,550	4,000	1488	1488	1403							
1-1810-01	電動ファン付呼吸用保護具 Sy11V3	69,100	69,200	2831	2831								
1-2044-01	テルモシリンジ注射針付 2.5mL 21G 緑 1箱(100本入) SS-02SZ2138	3,070	3,410	1488	1488	1403							
1-2044-02	テルモシリンジ注射針付 2.5mL 22G 黒 1箱(100本入) SS-02SZ2232	3,050	3,410	1488	1488	1403							
1-2044-03	テルモシリンジ注射針付 2.5mL 23G 青 1箱(100本入) SS-02SZ2325	3,050	3,410	1488	1488	1403							
1-2045-01	テルモシリンジ注射針付 5mL 21G 緑 1箱(100本入) SS-05SZ2138	3,570	4,000	1488	1488	1403							
1-2045-02	テルモシリンジ注射針付 5mL 22G 黒 1箱(100本入) SS-05SZ2232	3,570	4,000	1488	1488	1403							
1-2046-01	テルモシリンジ注射針付 10mL 21G 緑 1箱(100本入) SS-10SZ2138P	4,730	5,300	1488	1488	1403							
1-2046-02	テルモシリンジ注射針付 10mL 22G 黒 1箱(100本入) SS-10SZ2232P	4,730	5,300	1488	1488	1403							
1-3096-06-64	恒温恒湿器 レンタル30日 LHU-114	135,000	95,000	882	882					115		8	
1-4564-01	フラットシャーレ φ32×16mm FS-30	630	690	1300	1300		112						
1-4564-02	フラットシャーレ φ46×18mm FS-45	630	690	1300	1300		112						
1-4564-03	フラットシャーレ φ64×20mm FS-60	640	710	1300	1300		112						
1-4564-04	フラットシャーレ φ75×20mm FS-70	640	710	1300	1300		112						
1-4564-05	フラットシャーレ φ91×20mm FS-90A	690	750	1300	1300		112						
1-4564-06	フラットシャーレ φ94×22mm FS-90B	790	870	1300	1300		112						
1-4564-08	フラットシャーレ φ122×26mm FS-120	2,560	2,800	1300	1300		112						
1-4908-01	テルモシリンジ(R) 1mL ツベルクリン用 スリッパチップ 白 1箱(100本入) SS-01T	2,730	3,060	1488	1488	1403					457		
1-4908-02	テルモシリンジ(R) 2.5mL スリッパチップ(中口) 白 1箱(100本入) SS-02SZ	2,250	2,470	1488	1488	1403					457		
1-4908-03	テルモシリンジ(R) 5mL スリッパチップ(中口) 白 1箱(100本入) SS-05SZ	2,940	3,060	1488	1488	1403					457		
1-4908-04	テルモシリンジ(R) 10mL スリッパチップ(中口) 白 1箱(100本入) SS-10SZ	3,890	4,350	1488	1488	1403					457		
1-4908-05	テルモシリンジ(R) 10mL スリッパチップ(横口) 白 1箱(100本入) SS-10ESZ	3,890	4,360	1488	1488	1403					457		
1-4908-06	テルモシリンジ(R) 20mL スリッパチップ(横口) 白 1箱(50本入) SS-20ESZ	3,310	3,710	1488	1488	1403					457		
1-4908-07	テルモシリンジ(R) 30mL スリッパチップ(横口) 白 1箱(50本入) SS-30ESZ	6,300	7,060	1488	1488	1403					457		
1-4908-08	テルモシリンジ(R) 50mL スリッパチップ(横口) 白 1箱(20本入) SS-50ESZ	3,280	3,680	1488	1488	1403					457		
1-4909-01	注射針 ピンク 100本入り 18G NN-1838R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-02	注射針 黄 100本入り 20G NN-2038R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-03	注射針 緑 100本入り 21G NN-2116R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-04	注射針 緑 100本入り 21G NN-2138R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-05	注射針 黒 100本入り 22G NN-2225R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-06	注射針 水 100本入り 23G NN-2325R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-07	注射針 水 100本入り 23G NN-2332R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-08	注射針 紫 100本入り 24G NN-2425R	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-09	注射針 ピンク 100本入り 18G NN-1838S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-10	注射針 黄 100本入り 20G NN-2038S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-11	注射針 深緑 100本入り 21G NN-2138S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-12	注射針 黒 100本入り 22G NN-2232S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-13	注射針 黒 100本入り 22G NN-2238S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-14	注射針 茶 100本入り 26G NN-2613S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-15	注射針 グレー 100本入り 27G NN-2719S	920	1,030	1488	1488	1404							
1-4909-16	注射針 黒 22G 100本入 NN-2238R	920	1,020			1404							
1-4909-17	注射針 オレンジ 25G 100本入 NN-2516R	920	1,020			1404							
1-4909-18	注射針 グレー 27G 100本入 NN-2725R	2,100	2,360			1404							
1-4910-01	テルモシリンジ(R) ロック基 2.5mL 100本入 SS-02LZ	2,330	2,470	1488	1488	1403							
1-4910-02	テルモシリンジ(R) ロック基 5mL 100本入 SS-05LZ	3,050	3,410	1488	1488	1403							
1-4910-03	テルモシリンジ(R) ロック基 10mL 100本入 SS-10LZ	4,730	5,300	1488	1488	1403							
1-4910-04	テルモシリンジ(R) ロック基 20mL 50本入 SS-20LZ	3,680	4,120	1488	1488	1403							
1-4910-05	テルモシリンジ(R) ロック基 30mL 50本入 SS-30LZ	7,350	8,240	1488	1488	1403							
1-4910-06	テルモシリンジ(R) ロック基 50mL 20本入 SS-50LZ	3,280	3,680	1488	1488	1403							
1-5118-01-20	真空計 校正証明書付 DVR2pro	179,000	205,000	806	806								
1-5470-03	ホットプレート・ホットスターラー用 支持棒	4,000	5,800	130	130								
1-5710-11-22	恒温振盪水槽 出荷前点検検査書付 T-3S	240,000	255,000	114	114								
1-6168-11-22	加温型ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付き HRM-1B	146,000	150,000	281	281								
1-6395-11	紫外線強度計 UV-340C	36,900	27,000	756	756								
1-8396-05	標本瓶 1600mL 242092808	28,500	29,800	2047	2047								
1-840-01-22	卓上型低温恒温水槽(トーマスタット) 出荷前点検検査書付 T-22LA	300,000	320,000	92	92								
1-8523-03	RQフレックス(多項目水質検査)用 キャリブレーションセット 16954-1M	11,400	11,600	701	701		221						
1-8523-11	RQフレックス20(多項目水質検査器) 本体 17246-1M	188,000	198,000	701	701								
1-8523-14	RQフレックス(多項目水質検査)用 ストリップアダプター 1.17267.0001	14,500	15,300	701	701								
1-8547-02	スクリュウキャップチューブ 1.5mL(コニカル型) 1箱(500本入)	17,000	19,000	1332	1332								
1-8547-04	スクリュウキャップチューブ 2.0mL(コニカル型) 1箱(500本入)	17,000	19,000	1332	1332								
1-8637-11	ペーパーウェス 235mm×170mm/巻 トーク430 1箱(2巻入)	6,380	7,570	2491	2491		386						
1-8847-11	UDS-600-WPK-3 デジタル上皿はかり	39,800	43,000	508	508	1617							
1-8847-12	UDS-600-WPK-6 デジタル上皿はかり	39,800	43,000	508	508	1617							
1-8847-13	UDS-600-WPK-15 デジタル上皿はかり	39,800	43,000	508	508	1617							
1-8847-14	UDS-600-WPN-3 デジタル上皿はかり	39,800	43,000	508	508								
1-8847-15	UDS-600-WPN-6 デジタル上皿はかり	39,800											

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品/パンフ 頁
2-4527-01	ホモジナイザー ダウンス型 1mL 1箱(2本入) 357538	63,900	69,900	305	305								
2-4527-02	ホモジナイザー ダウンス型 7mL 1箱(2本入) 357542	70,800	77,500	305	305								
2-4527-03	ホモジナイザー ダウンス型 15mL 1箱(2本入) 357544	81,200	88,900	305	305								
2-4527-04	ホモジナイザー ダウンス型 40mL 1箱(2本入) 357546	101,000	110,500	305	305								
2-4527-05	ホモジナイザー ポッター型 5mL 1箱(2本入) 358034	63,800	69,900	305	305								
2-4527-06	ホモジナイザー ポッター型 10mL 1箱(2本入) 358039	64,100	70,100	305	305								
2-4527-07	ホモジナイザー テーパー型 1mL 358133	31,400	34,400	305	305								
2-4527-08	ホモジナイザー マイクロ 0.1mL 1箱(2本入) 357844	38,600	43,100	305	305								
2-4528-01	カウンティングバイアル (ガラス製) PPキャップノアルミ箔パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986541	67,300	73,800	1932	1932								
2-4528-02	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップノアルミ箔パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986542	69,800	76,400	1932	1932								
2-4528-03	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップノホリシールユニパッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986546	81,100	88,800	1932	1932								
2-4528-04	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップノアルミ箔パッキン 内径φ18mm用 1箱(500本入) 986562	74,700	81,800	1932	1932								
2-4528-05	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップノポリ板パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986548	78,900	86,400	1932	1932								
2-4528-06	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップノポリ板パッキン 内径φ18mm用 1箱(500本入) 986568	77,600	85,000	1932	1932								
2-4529-01	カウンティングバイアル PPキャップ付きノパッキンアルミ箔 1箱(500個入) 986701	46,100	50,600	1932	1932								
2-4529-02	カウンティングバイアル ユリアキャップ付きノパッキンアルミ箔 1箱(500個入) 986702	54,000	59,000	1932	1932								
2-4529-03	カウンティングバイアル PEキャップ付きノパッキン無し 1箱(500個入) 986704	51,800	56,600	1932	1932								
2-5855-01	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16892-1M	23,300	23,700	701	701		221						
2-5855-02	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16899-1M	23,300	23,700	701	701		221						
2-5855-03	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16977-1M	23,000	23,900	701	701		221						
2-5855-04	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) アスコルビン酸 1箱(50枚入) 16981-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-05	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) ブランkestリップ 1箱(50枚入) 16730-1M	7,100	7,220	701	701		221						
2-5855-06	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) カルシウムイオン 1箱(50枚入) 16993-1M	24,800	34,800	701	701		221						
2-5855-07	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 塩素 1箱(50枚入) 16896-1M	20,900	21,300	701	701		221						
2-5855-10	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) ホルムアルデヒド 1箱(50枚入) 16989-1M	20,900	21,300	701	701		221						
2-5855-11	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16732-1M	20,100	21,200	701	701		221						
2-5855-12	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 過酢酸 1箱(50枚入) 16975-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-13	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 過酢酸 1箱(50枚入) 16976-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-14	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 過酸化物 1箱(50枚入) 16974-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-15	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 過酸化物 1箱(50枚入) 16731-1M	13,100	13,400	701	701		221						
2-5855-17	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) pHテスト 1箱(50枚入) 16996-1M	10,300	10,900	701	701		221						
2-5855-20	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) リン酸イオン 1箱(50枚入) 16978-1M	17,400	18,300	701	701		221						
2-5855-21	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 亜硫酸イオン 1箱(50枚入) 16987-1M	10,300	10,700	701	701		221						
2-5855-23	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) グルコース 1箱(50枚入) 16720-1M	12,800	13,300	701	701		221						
2-5855-24	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 鉄イオン 1箱(50枚入) 16982-1M	10,300	10,700	701	701		221						
2-5855-30	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16995-1M	10,300	10,700	701	701		221						
2-5855-31	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 硝酸イオン 1箱(50枚入) 16971-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-32	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16973-1M	10,300	10,500	701	701		221						
2-5855-35	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) グルコース・フルクトース 1箱(50枚入) 16136-1M	56,100	57,100	701	701		221						
2-5855-37	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) マグネシウム 1箱(50枚入) 16124-1M	12,600	12,900	701	701		221						
2-5855-38	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) カルシウム 1箱(50枚入) 16125-1M	12,800	13,100	701	701		221						
2-5855-40	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) 乳酸 1箱(50枚入) 16127-1M	26,600	28,000	701	701		221						
2-5855-41	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) リンゴ酸(ワイン用) 1箱(50枚入) 16128-1M	27,900	29,400	701	701		221						
2-5855-44	リフレクトuant(RQフレックス用試験紙) カリウム 1箱(50枚入) 16992-1M	19,000	20,000	701	701		221						
2-8047-17	自給式マイクロビペット(アキュラ)用 8chマニホールド 1.170.058	20,400	22,500	1442	1442								
2-9140-01	秤量瓶 25×25	850	900	2048	2048								
2-9140-02	秤量瓶 25×30	850	900	2048	2048								
2-9140-03	秤量瓶 30×30	850	900	2048	2048								
2-9140-04	秤量瓶 30×40	850	900	2048	2048								
2-9244-01	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-1	41,800	50,700	338	338								
2-9244-02	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-2	22,000	31,500	338	338								
2-9244-03	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-3	18,000	21,300	338	338								
2-9244-04	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-4	14,800	18,100	338	338								
2-9244-05	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-5	11,200	13,700	338	338								
2-9244-06	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-6	11,200	13,700	338	338								
2-9244-07	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-7.14	11,200	13,700	338	338								
2-9244-08	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-8	11,200	13,700	338	338								
2-9244-09	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-9.5	10,900	13,400	338	338								
2-9244-10	ステンレス球(SUS304) 1箱(1kg) SUS-10	10,900	13,400	338	338								
2-9245-01	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-1 100個入 WC-1	8,890	11,200	339	339								
2-9245-03	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-3 50個入 WC-3	11,100	13,400	339	339								
2-9245-04	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-4 50個入 WC-4	13,300	15,600	339	339								
2-9245-05	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-5 50個入 WC-5	17,800	20,100	339	339								
2-9245-06	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-6 10個入 WC-6	8,900	11,200	339	339								
2-9245-07	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-7 10個入 WC-7	13,300	15,600	339	339								
2-9245-08	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-8 10個入 WC-8	15,600	17,900	339	339								
2-9245-10	タングステンカーバイド球(超硬球) WC-10 10個入 WC-10	20,000	22,300	339	339								
2-9421-01	HPLC配管用PFAチューブ 0.5×1/16 1巻(10m) NFK-041	12,600	15,000	2268	2268								
2-9421-02	HPLC配管用PFAチューブ 0.75×1/16 1巻(10m) NFK-042	12,600	15,000	2268	2268								
2-9421-03	HPLC配管用PFAチューブ 1.00×1/16 1巻(10m) NFK-043	11,000	13,500	2268	2268								
2-9422-07	HPLC配管用PEEKチューブ NPK-007 0.25×1/32 1巻(10m) NPK-007	14,000	14,700	2268	2268								
2-9422-11	HPLC配管用PEEKチューブ NPK-023 0.25×1/16 1巻(10m) NPK-023	12,000	14,400	2268	2268								
2-9566-01	ナイロンメッシュ 3300um	15,600	17,200	2391	2391								
2-9566-02	ナイロンメッシュ 1000um	9,800	10,800	2391	2391								
2-9566-03	ナイロンメッシュ 500um	9,800	10,800	2391	2391								
2-9566-04	ナイロンメッシュ 250um	9,800	10,800	2391	2391								
2-9566-05	ナイロンメッシュ 100um	13,000	14,400	2391	2391								
2-9566-06	ナイロンメッシュ 1um	50,500	55,600	2391	2391								
2-9567-01	PETメッシュ 5000um	22,400	24,700	2391	2391								
2-9567-02	PETメッシュ 1000um	9,660	10,700	2391	2391								
2-9567-03	PETメッシュ 500um	9,660	10,700	2391	2391								
2-9567-04	PETメッシュ 250um	9,660	10,700	2391	2391								
2-9567-05	PETメッシュ 100um	12,900	14,300	2391	2391								
2-9567-06	PETメッシュ 1um	55,700	61,300	2391	2391								
2-9568-01	PPメッシュ 3360um	20,600	22,700	2391	2391								
2-9568-02	PPメッシュ 1000um	19,000	21,000	2391	2391								
2-9568-03	PPメッシュ 500um	10,000	11,000	2391	2391								
2-9568-04	PPメッシュ 250um	16,000	17,700	2391	2391								
2-9568-05	PPメッシュ 105um	12,400	13,700	2391	2391								
2-9569-01	フッ素樹脂メッシュ 2000um	78,500	86,400	2391	2391								
2-9569-02	フッ素樹脂メッシュ 1000um	85,100	93,700	2391	2391								
2-9569-03	フッ素樹脂メッシュ 500um	64,500	71,000	2391	2391								
2-9569-04	フッ素樹脂メッシュ 250um	50,500	55,600	2391	2391								
2-9569-06	フッ素樹脂メッシュ 70um	67,800	74,600	2391	2391								
2-9570-01	PEEKメッシュ 1000um	319,000	351,000	2391	2391								
2-9570-03	PEEKメッシュ 220um	54,900	60,400	2391	2391								
2-9570-04	PEEKメッシュ 100um	73,600	81,000	2391	2391								
2-9570-05	PEEKメッシュ 35um	68,600	75,500	2391	2391								
3-1422-01	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット ClassII Type B2 2フィートモデル 744×810×2055mm BB2-2S7	1,790,000	2,068,000			270			328				
3-1422-02	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット ClassII Type B2 3フィートモデル 1049×810×2055mm BB2-3S7	1,980,000	2,264,000			270			328				
3-1422-03	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット ClassII Type B2 4フィートモデル 1354×810×2055mm BB2-4S7	2,100,000	2,373,000			270			328				
3-1422-04	ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット ClassII Type B2 5フィートモデル 1659×810×2055mm BB												

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁
4-2810-09	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 26.0cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2810-10	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 26.5cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2810-11	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 27.0cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2810-12	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 27.5cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2810-13	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 28.0cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2810-14	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ホワイト 29.0cm SD-11	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-01	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 22.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-02	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 22.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-03	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 23.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-04	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 23.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-05	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 24.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-06	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 24.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-07	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 25.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-08	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 25.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-09	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 26.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-10	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 26.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-11	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 27.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-12	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 27.5cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-13	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 28.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-2811-14	静電気帯電防止靴 ダイナスティ SD ブラック 29.0cm SD-22	5,950	8,140	3215	3215								
4-3352-01	PTFEフィルター&吸引ボトルキット(シリコンチューブ2m付き) VAC-102	70,000	92,000						330				
4-3973-01	UVディスプレイ 759170 100本入	6,000	6,300	1712	1712								
4-3973-02	UVディスプレイ 759150 100本入	6,600	6,900	1712	1712								
4-4389-01	疲労軽減マット・グリップーSofttred 413S0023BL	5,800	6,200	2616	2616								
4-4389-02	疲労軽減マット・グリップーSofttred 413S0023BY	5,800	6,200	2616	2616								
4-4698-01	消毒液スプレーモップ HM40	18,800	19,500	2768	2768								
4-4813-11	TOCハリアル瓶 1BT24-414ROT 100本入 100本入	12,100	12,900	1927	1927								
4-5288-01	防塵マスク サカキ式1180H型	3,470	3,640	2817	2817								
4-5436-01	メッシュカーボン510μ	19,100	21,100	2391	2391								
4-5436-02	メッシュカーボン245μ	19,100	21,100	2391	2391								
4-5436-03	メッシュカーボン105μ	24,100	26,600	2391	2391								
5-5389-01	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 5.6mm	18,000	23,200	358	358								
5-5389-02	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 4.75mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-03	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 4.00mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-04	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 3.35mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-05	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 2.80mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-06	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 2.36mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-07	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 2.00mm	15,700	21,200	358	358								
5-5389-08	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 1.70mm	15,500	21,200	358	358								
5-5389-09	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 1.40mm	15,500	20,100	358	358								
5-5389-10	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 1.18mm	15,500	20,100	358	358								
5-5389-11	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 1.00mm	15,500	20,100	358	358								
5-5389-12	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 850um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-13	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 710um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-14	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 600um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-15	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 500um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-16	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 425um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-17	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 355um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-18	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 300um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-19	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 250um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-20	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 212um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-21	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 180um	15,500	20,100	358	358								
5-5389-22	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 160um	16,800	21,900	358	358								
5-5389-23	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 150um	17,200	21,900	358	358								
5-5389-24	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 125um	17,600	21,900	358	358								
5-5389-25	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 106um	19,100	24,100	358	358								
5-5389-26	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 100um	19,500	24,100	358	358								
5-5389-27	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 90um	19,900	25,700	358	358								
5-5389-28	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 75um	20,800	25,700	358	358								
5-5389-29	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 63um	21,900	27,000	358	358								
5-5389-30	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 53um	24,900	30,600	358	358								
5-5389-31	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 45um	26,200	32,200	358	358								
5-5389-32	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 38um	37,900	46,200	358	358								
5-5389-33	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm 32um	45,700	55,600	358	358								
5-5389-35	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm用 蓋及び受器	9,600	11,600	358	358								
5-5389-36	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm用 蓋のみ	3,800	4,600	358	358								
5-5389-37	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm用 受器のみ	7,600	9,200	358	358								
5-5389-38	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ150mm用 中間受器	12,500	15,000	358	358								
5-5390-01	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 5.6mm	20,400	26,300	358	358								
5-5390-02	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 4.75mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-03	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 4.00mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-04	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 3.35mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-05	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 2.80mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-06	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 2.36mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-07	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 2.00mm	18,300	24,600	358	358								
5-5390-08	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 1.70mm	17,600	24,600	358	358								
5-5390-09	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 1.40mm	17,600	22,800	358	358								
5-5390-10	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 1.18mm	17,600	22,800	358	358								
5-5390-11	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 1.00mm	17,600	22,800	358	358								
5-5390-12	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 850um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-13	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 710um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-14	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 600um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-15	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 500um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-16	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 425um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-17	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 355um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-18	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 300um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-19	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 250um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-20	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 212um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-21	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 180um	17,600	22,800	358	358								
5-5390-22	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 160um	18,600	24,000	358	358								
5-5390-23	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 150um	18,800	24,000	358	358								
5-5390-24	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 125um	19,300	24,000	358	358								
5-5390-25	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 106um	20,700	26,200	358	358								
5-5390-26	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 100um	21,100	26,200	358	358								
5-5390-27	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 90um	22,100	28,900	358	358								
5-5390-28	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 75um	23,400	28,900	358	358								
5-5390-29	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 63um	24,600	30,400	358	358								
5-5390-30	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 53um	26,800	33,000	358	358								
5-5390-31	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 45um	29,800	36,600	358	358								
5-5390-32	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 38um	41,800	51,000	358	358								
5-5390-33	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 32um	51,800	63,000	358	358								
5-5390-35	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 蓋及び受器	10,000	12,000	358	358								
5-5390-36	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 蓋のみ	4,000	4,800	358	358								
5-5390-37	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 受器のみ	8,000	9,600	358	358								
5-5390-38	標準試験用ふるい(ID製)実新型 IDφ200mm 中間受器	12,400	14,900	358	358								
61-0502-21	テガダーム(TM) CHGドレッシング 7cm×8.5cm 1箱(25枚入) 1660R	27,500	30,250			1370							
61-0502-22	テガダーム(TM) CHGドレッシング 10cm×12cm 1箱(25枚入) 1658R	30,000	33,000										

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2016 頁	サニークーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁
63-1517-55	粘着ソフトクッションドーム型 8.5mm丸×高さ2.2mm 15個入 CN-001	270	300	3038	3038								
63-1517-56	粘着ソフトクッションドーム型 9.5mm丸×高さ3.8mm 8個入 CN-002	270	300	3038	3038								
63-1517-57	粘着ソフトクッションドーム型 11.1mm丸×高さ5.1mm 10個入 CN-003	270	300	3038	3038								
63-1517-58	粘着ソフトクッションドーム型 16mm丸×高さ7.9mm 4個入 CN-004	270	300	3038	3038								
63-1517-59	粘着ソフトクッションドーム型 丸φ17.6mm×高さ9.6mm 4個入 CN-005	270	300	3038	3038								
63-1517-70	粘着ソフトクッション 角型 10.1mm角×高さ2.5mm 10個入 CN-012	310	350	3038	3038								
63-1517-71	粘着ソフトクッション 角型 25.4mm角×高さ4.7mm 4個入 CN-013	310	350	3038	3038								
63-1517-72	粘着ソフトクッション 角型 12.7mm角×高さ3.1mm 10個入 CN-014	310	350	3038	3038								
63-1517-73	粘着ソフトクッション 角型 12.7mm角×高さ5.8mm 8個入 CN-015	310	340	3038	3038								
63-1517-74	粘着ソフトクッション 角型 20.5mm角×高さ7.6mm 4個入 CN-016	310	350	3038	3038								
63-5521-45	エスカップ (90mL) 200個入 66-90	2,800	3,200			917							
63-5521-46	エスカップ (110mL) 200個入 66-110	3,000	3,400			917							
63-5521-47	エスカップ (130mL) 200個入 88-130	6,400	7,000			917							
63-5521-48	エスカップ (180mL) 200個入 88-180	6,400	7,000			917							
64-1123-27	サライバエジェクター クリアノブルー 1パック(100本入) 300B	1,000	1,200			1175							
64-1123-28	サライバエジェクター クリアノホワイト 1パック(100本入) 300W	1,000	1,200			1175							
64-1123-29	サライバエジェクター ソフトチップタイプ クリアノネイビー 1パック(100本入) 333	1,600	2,000			1175							
64-8815-19	電気化学式アルコール検知器 mini AC-016	11,500	13,000	755	755								
64-8815-22	電気化学式アルコール検知器 Bluetooth内蔵 AC-018	31,000	35,000	755	755								
64-8870-08	定温輸送保冷库 8.4L MHD14F-D-ES	240,000	168,000	192	192								
64-9538-39	CL08-BLACK同梱品 ニッケル水素充電電池 PMNN4467	1,840	2,150	2604	2604								
64-9538-40	CL08-BLACK同梱品 ACアダプター PS000132A01	1,710	2,100	2604	2604								
65-1211-20	防水タイマー TM-16WP	3,200	2,600	2526	2526								
65-5698-58	マスクにくつつくアイガード 40枚 EAG-1M	4,800	5,040			443							
65-5724-02	はだしマルチ平均板 77604	50,000	54,000			1149							
65-5724-03	ウェイブバランス平均台 ブルー 8本入 93366	45,400	49,000			1146							
65-5724-04	ウェイブバランス平均台 グリーン 8本入 93367	45,400	49,000			1146							
65-5724-05	レインボーバランスストーン 98505	30,000	32,700			1146							
65-5724-06	レインボーバランスストーン用接続部品 6個入 98506	3,600	4,000			1146							
65-5724-08	クリスタルカーニバル 2セット組 60596	12,600	13,600			1153							
65-5724-09	はだしバランスボード 77607	6,950	7,800			1146							
65-5724-19	のせのせストーン 60659	27,000	30,000			1152							
6-577-01	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-5.6mm	13,800	17,300	358	358								
6-577-02	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-4.75mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-03	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-4.00mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-04	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-3.35mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-05	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-2.80mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-06	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-2.36mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-07	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-2.00mm	11,500	15,000	358	358								
6-577-08	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-1.70mm	11,300	15,000	358	358								
6-577-09	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-1.40mm	11,300	14,200	358	358								
6-577-10	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-1.18mm	11,300	14,200	358	358								
6-577-11	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-1.00mm	11,300	14,200	358	358								
6-577-12	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-850um	11,300	14,200	358	358								
6-577-13	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-710um	11,300	14,200	358	358								
6-577-14	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-600um	11,300	14,200	358	358								
6-577-15	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-500um	11,300	14,200	358	358								
6-577-16	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-425um	11,300	14,200	358	358								
6-577-17	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-355um	11,300	14,200	358	358								
6-577-18	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-300um	11,300	14,200	358	358								
6-577-19	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-250um	11,300	14,700	358	358								
6-577-20	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-212um	11,300	14,700	358	358								
6-577-21	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-180um	11,300	14,700	358	358								
6-577-22	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-160um	12,600	16,600	358	358								
6-577-23	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-150um	13,000	16,600	358	358								
6-577-24	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-125um	13,400	16,600	358	358								
6-577-25	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-106um	14,900	18,900	358	358								
6-577-26	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-100um	15,300	18,900	358	358								
6-577-27	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-90um	15,700	20,500	358	358								
6-577-28	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-75um	16,600	20,500	358	358								
6-577-29	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-63um	17,700	21,800	358	358								
6-577-30	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-53um	20,700	26,900	358	358								
6-577-31	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-45um	22,000	28,300	358	358								
6-577-32	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-38um	33,700	41,800	358	358								
6-577-33	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150-32um	41,500	50,800	358	358								
6-577-35	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150mm用蓋及び受器	9,600	11,600	358	358								
6-577-36	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150mm用蓋のみ	3,800	4,600	358	358								
6-577-37	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150mm用受器のみ	7,600	9,200	358	358								
6-577-38	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID150mm用中間受器	12,200	14,700	358	358								
6-578-01	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-5.6mm	15,600	19,500	358	358								
6-578-02	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-4.75mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-03	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-4.00mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-04	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-3.35mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-05	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-2.80mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-06	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-2.36mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-07	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-2.00mm	13,500	17,600	358	358								
6-578-08	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-1.70mm	12,800	17,600	358	358								
6-578-09	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-1.40mm	12,800	16,000	358	358								
6-578-10	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-1.18mm	12,800	16,000	358	358								
6-578-11	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-1.00mm	12,800	16,000	358	358								
6-578-12	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-850um	12,800	16,000	358	358								
6-578-13	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-710um	12,800	16,000	358	358								
6-578-14	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-600um	12,800	16,000	358	358								
6-578-15	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-500um	12,800	16,000	358	358								
6-578-16	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-425um	12,800	16,000	358	358								
6-578-17	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-355um	12,800	16,000	358	358								
6-578-18	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-300um	12,800	16,000	358	358								
6-578-19	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-250um	12,800	16,600	358	358								
6-578-20	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-212um	12,800	16,600	358	358								
6-578-21	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-180um	12,800	16,600	358	358								
6-578-22	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-160um	13,800	18,000	358	358								
6-578-23	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-150um	14,000	18,000	358	358								
6-578-24	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-125um	14,500	18,000	358	358								
6-578-25	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-106um	15,900	20,200	358	358								
6-578-26	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-100um	16,300	20,200	358	358								
6-578-27	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-90um	17,300	23,000	358	358								
6-578-28	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-75um	18,600	23,000	358	358								
6-578-29	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-63um	19,800	24,400	358	358								
6-578-30	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-53um	22,000	28,700	358	358								
6-578-31	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-45um	25,000	32,200	358	358								
6-578-32	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-38um	37,000	46,000	358	358								
6-578-33	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200-32um	47,000	57,500	358	358								
6-578-35	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200mm用蓋及び受器	10,000	12,000	358	358								
6-578-36	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200mm用蓋のみ	4,000	4,800	358	358								
6-578-37	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200mm用受器のみ	8,000	9,600	358	358								
6-578-38	標準試験用ふるい(ID製) SUS普及型ID200mm用中間受器	12,000	14,400	358	358								
6-593-02	フッ素ゴムチューブ 2×4	2,480	2,930	2266	2266								
6-593-03	フッ素ゴムチューブ 3×5	2,480	2,930	2266	2266								
6-593-04	フッ素ゴムチューブ 4×6	3,140	3,										

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁
66-0003-37	CSスマート	1,000	1,100			1769							
66-0003-70	音波式電動歯ブラシ 替えブラシ 2本セット	4,000	4,200			1769							
66-0006-88	おくすりカレンダー ダブルポケット 1枚 KWP2-32-LB	1,500	1,600			295							
66-0009-89	オープンタイプミキシングカート KC-830-01S	228,000	273,000			292							
66-0009-90	オープンタイプミキシングカート KC-831-01S	268,000	308,000			292							
66-0009-91	オープンタイプミキシングカート KC-832-01S	379,000	459,000			292							
66-0009-92	オープンタイプミキシングカート KC-833-01S	404,000	484,000			292							
66-0009-93	オープンタイプミキシングカート KC-834-01S	430,000	520,000			292							
66-0009-94	オープンタイプミキシングカート KC-835-01S	480,000	540,000			292							
66-0009-99	tenキー麻薬金庫 KH-395	115,000	129,000			225							
66-0013-57	サーフローV3プラス SR-FVP1432P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-58	サーフローV3プラス SR-FVP1632P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-59	サーフローV3プラス SR-FVP1832P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-60	サーフローV3プラス SR-FVP2025P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-61	サーフローV3プラス SR-FVP2032P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-62	サーフローV3プラス SR-FVP2225P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-63	サーフローV3プラス SR-FVP2416P 50本入	16,800	18,820			1409							
66-0013-65	メディセーフファインタッチ ディスボ MS-FD08030 30本入	900	1,000			744							
66-0013-66	メディセーフファインタッチ ディスボ MS-FD15030 30本入	900	1,000			744							
66-0014-01	シングル歯ブラシ CS1006	1,150	1,250			1769							
66-0014-02	クラブロックス(ウルトラソフト)CS5460	1,000	1,100			1770							
7-160-01	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WL	5,880	6,590	3378	3378								
7-160-02	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.2WF	5,880	6,590	3378	3378								
7-160-03	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WF	5,880	6,590	3378	3378								
7-160-04	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WFG	6,120	6,580	3378	3378								
7-160-14	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.48WF	7,400	7,990	3378	3378								
7-160-15	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.3WF	5,990	6,720	3378	3378								
7-160-16	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.5WF	7,050	7,570	3378	3378								
7-160-17	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.6WF	6,880	7,830	3378	3378								
7-160-27	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.34A	5,200	5,430	3378	3378								
7-160-28	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.35A	5,200	5,430	3378	3378								
7-160-30	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.36A	5,200	5,430	3378	3378								
7-160-33	フラットピンセット(表面洗浄済) 115mm No.33A	5,050	5,280	3378	3378								
7-1708-01	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 1.1×2.1mm×0.6mL×50cm 50本入 X1-FL50(SB)	10,500	11,340			1433							
7-1708-02	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 2.2×3.5mm×2.0mL×50cm 50本入 X2-FL50(SB)	10,500	11,340			1433							
7-1708-03	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 1.1×2.1mm×1.1mL×100cm 50本入 X1-FL100(SB)	14,700	15,870			1433							
7-1708-04	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 2.2×3.5mm×3.9mL×100cm 50本入 X2-FL100(SB)	14,700	15,870			1433							
7-1708-05	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 1.1×2.1mm×1.5mL×150cm 50本入 X1-FL150(SB)	17,330	18,710			1433							
7-1708-06	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 1.1×2.1mm×0.7mL×50cm 20本入 LX1-FL50(360)(SB)	6,930	7,480			1433							
7-1708-07	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 2.2×3.5mm×2.1mL×50cm 20本入 LX2-FL50(360)(SB)	6,930	7,480			1433							
7-1708-08	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 1.1×2.1mm×1.2mL×100cm 20本入 LX1-FL100(360)(SB)	7,980	8,610			1433							
7-1708-09	麻酔用エクステンションチューブ(DEHPフリー) 2.2×3.5mm×4.0mL×100cm 20本入 LX2-FL100(360)(SB)	7,980	8,610			1433							
7-1728-01	麻酔用エクステンションチューブ(PVCフリー) 1.1×2.1mm×0.6mL×50cm 50本入 X1-FL50NP(SB)	18,900	20,410			1433							
7-1728-02	麻酔用エクステンションチューブ(PVCフリー) 2.2×3.5mm×2.0mL×50cm 50本入 X2-FL50NP(SB)	18,900	20,410			1433							
7-1728-03	麻酔用エクステンションチューブ(PVCフリー) 1.1×2.1mm×1.1mL×100cm 50本入 X1-FL100NP(SB)	20,480	22,110			1433							
7-1728-04	麻酔用エクステンションチューブ(PVCフリー) 2.2×3.5mm×3.9mL×100cm 50本入 X2-FL100NP(SB)	20,480	22,110			1433							
7-1728-05	麻酔用エクステンションチューブ(PVCフリー) 2.2×3.5mm×2.1mL×50cm 20本入 X2-FL50(360)NP(SB)	9,450	10,200			1433							
7-1740-02	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリグリーン M 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1740-03	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリグリーン L 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1740-04	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリグリーン LL 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1741-01	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリベージュ S 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1741-02	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリベージュ M 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1741-03	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリベージュ L 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1741-04	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) チドリベージュ LL 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1742-02	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフブルー M 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1742-03	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフブルー L 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1742-04	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフブルー LL 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1743-01	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフピンク S 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1743-02	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフピンク M 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1743-03	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフピンク L 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1743-04	介護寝巻き コンビネーションII(フルオープン型) リーフピンク LL 5638-A	7,700	8,100								154		
7-1744-01	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンピンク S 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1744-02	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンピンク M 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1744-03	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンピンク L 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1744-04	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンピンク LL 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1745-02	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンブルー M 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1745-03	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンブルー L 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1745-04	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータンブルー LL 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1746-02	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータングリーン M 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1746-03	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータングリーン L 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-1746-04	介護寝巻き コンビネーション(フルオープン型) タータングリーン LL 5738-TA	9,200	9,600								154		
7-2901-01	DP-7900PW デジタル体重計	55,000	60,000			755							
7-2901-02	DP-7900PW-S デジタル体重計	55,000	60,000			755							
7-4037-05	ニューマティッククリーナー CVC-370・PPH-320・CRQ370用フィルターパック 1袋(10枚入) NVM-2BH	7,300	7,500	2760	2760	206							
7-4037-06	ニューマティッククリーナー HVR-200・HVR-160・MFQ-302用フィルターパック 1袋(10枚入) NVM-1CH	5,650	5,850	2760	2760		362						
7-4214-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) ピンク S 5075	7,300	7,700			1976							
7-4214-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) ピンク M 5075	7,300	7,700			1976							
7-4214-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) ピンク L 5075	7,300	7,700			1976							
7-4214-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) ピンク LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-4215-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) サックス S 5075	7,300	7,700			1976							
7-4215-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) サックス M 5075	7,300	7,700			1976							
7-4215-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) サックス L 5075	7,300	7,700			1976							
7-4215-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) サックス LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-4216-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) ベージュ S 5075	7,300	7,700			1976							
7-4216-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) ベージュ M 5075	7,300	7,700			1976							
7-4216-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) ベージュ L 5075	7,300	7,700			1976							
7-4216-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) ベージュ LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-4219-01	のびのび防水ボックスシート(エアーマット対応) 2219	4,800	5,000			1719					172		
7-4690-10	ニプロ 輸液セット50本入り ISA-200CP23Z	7,900	8,690			1412							
7-4690-13	ニプロ 輸液セット50本入り ISA-200CP23STZ	8,400	9,240			1412							
7-4735-01	延長チューブ(三方活栓付き) L型180° ルアータイプ 0.9mL (20本入) LX1-50	5,670	6,120			1414							
7-4735-02	延長チューブ(三方活栓付き) R型180° ルアータイプ 0.9mL (20本入) RX1-50	5,670	6,120			1414							
7-4735-03	延長チューブ(三方活栓付き) R型180° ロックタイプ 0.8mL (20本入) RX1-L50	6,300	6,800			1414							
7-4735-04	延長チューブ(三方活栓付き) L型360° ルアータイプ 2.3mL (20本入) LX2-50	5,670	6,120			1414							
7-4735-05	延長チューブ(三方活栓付き) L型360° ルアータイプ 4.2mL (20本入) LX2-100	7,140	7,710			1414							
7-4735-06	延長チューブ(三方活栓付き) R型180° ルアータイプ 2.3mL (20本入) RX2-50	5,670	6,120			1414							
7-4735-07	延長チューブ(三方活栓付き) R型180° ルアータイプ 4.2mL (20本入) RX2-100	7,140	7,710			1414							
7-4735-08	延長チューブ(三方活栓付き) R型180° ロックタイプ 2.2mL (20本入) RX2-L50	6,300	6,800			1414							
7-5558-01	ボディスーツ ノースリーブ M 7110	4,200	4,500								160		
7-5558-02	ボディスーツ ノースリーブ L 7110	4,200	4,500								160		
7-5558-03	ボディスーツ ノースリーブ LL 7110	4,500	4,800								160		
7-5559-01	ボディスーツ 半袖 M 7110	4,600	4,900								160		
7-5559-02	ボディスーツ 半袖 L 7110	4,600	4,900								160		
7-5559-03	ボディスーツ 半袖 LL 7110	5,000	5,300								160		
7-594-23	マルチ真空ピンセット用チップ 4~6インチ T75028V	46,400	73,600	3369	3369								
7-601-01	エレクトリックピンセット 凹 特殊鋼 571	5,280	6,060	3381	3381								
7-601-02	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 572	5,280	6,060	3381	3381								
7-601-03	エレクトリックピンセット 丸筒 特殊鋼 573	5,280	6,060	3381									

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品パンフ 頁
7-7524-02	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 10Fr 50本入 14442	3,410	3,750			1464					478		
7-7524-03	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 12Fr 50本入 14443	3,410	3,750			1464					478		
7-7524-04	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 14Fr 50本入 14444	3,410	3,750			1464					478		
7-7524-05	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 10Fr 50本入 14445	3,830	4,210			1464					478		
7-7524-06	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 12Fr 50本入 14446	3,830	4,210			1464					478		
7-7524-07	トップ吸引カテーテル クリアサクシオン 14Fr 50本入 14447	3,830	4,210			1464					478		
7-769-04	RUSCH フォーリーカテーテル 18Fr ガンマ線滅菌済 (個包装) 10本入 25-023	5,050	5,560			1891							
7-769-05	RUSCH フォーリーカテーテル 20Fr ガンマ線滅菌済 (個包装) 10本入 25-024	5,050	5,560			1891							
7-7814-01	ネラトンカテーテル・ショートタイプ 8Fr 50本入 14230	2,260	2,440			1889							
7-7814-02	ネラトンカテーテル・ショートタイプ 10Fr 50本入 14231	2,260	2,440			1889							
7-7814-03	ネラトンカテーテル・ショートタイプ 12Fr 50本入 14232	2,260	2,440			1889							
7-7814-04	ネラトンカテーテル・ショートタイプ 14Fr 50本入 14233	2,260	2,440			1889							
7-8227-01	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) S ブルー 5748	8,000	8,400			1978							
7-8227-02	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) M ブルー 5748	8,000	8,400			1978							
7-8227-03	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) L ブルー 5748	8,000	8,400			1978							
7-8227-04	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) LL ブルー 5748	9,000	9,300			1978							
7-8228-01	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) S ピンク 5748	8,000	8,400			1978							
7-8228-02	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) M ピンク 5748	8,000	8,400			1978							
7-8228-03	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) L ピンク 5748	8,000	8,400			1978							
7-8228-04	エコノミーコンビネーション(フルオープン型) LL ピンク 5748	9,000	9,300			1978							
7-8639-01	やわらかおかき うす塩味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8639-02	やわらかおかき きな粉味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8639-03	やわらかおかき 砂糖しょうゆ味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8639-04	やわらかおかき えび味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8639-05	やわらかおかき のり塩味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8639-06	やわらかおかき コーンポタージュ味 1箱(8袋×12パック入)	4,440	4,770								19		
7-8887-01	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(半袖) ホワイト M 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8887-02	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(半袖) ホワイト L 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8887-03	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(半袖) ホワイト LL 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8888-01	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(七分袖) ホワイト M 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8888-02	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(七分袖) ホワイト L 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8888-03	らくらく前開きワンタッチ肌着 紳士用(七分袖) ホワイト LL 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8889-01	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(半袖) ベージュ M 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8889-02	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(半袖) ベージュ L 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8889-03	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(半袖) ベージュ LL 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8890-01	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(七分袖) ベージュ M 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8890-02	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(七分袖) ベージュ L 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8890-03	らくらく前開きワンタッチ肌着 婦人用(七分袖) ベージュ LL 7505-1	1,300	1,500								158		
7-8911-01	新旧接続コネクタ(栄養用) オスオス 1箱(10個入) 26210	2,420	2,610			1423							
7-8911-02	新旧接続チューブ(栄養用) メスメス 1箱(10個入) 26211	2,940	3,170			1423							
7-8912-03	ネオフィードシリンジ 20mL 1箱(25本入) 25014	3,680	3,970			1430					463		
7-8912-04	ネオフィードシリンジ 30mL 1箱(25本入) 25015	4,200	4,530			1430					463		
7-8912-05	ネオフィードシリンジ 50mL 1箱(25本入) 25016	4,940	5,330			1430					463		
7-8912-12	ネオフィードシリンジ26305	3,760	4,060			1430					463		
7-8912-13	ネオフィードシリンジ26306	4,280	4,620			1430					463		
7-8912-14	ネオフィードシリンジ26307	5,020	5,420			1430					463		
7-8912-21	ネオフィードシリンジ 26317	6,830	7,370			1430					463		
7-8912-22	ネオフィードシリンジ 26318	7,880	8,510			1430					463		
7-8925-01	ネオフィード三方活栓 1箱(20個入) 25030	14,280	15,420			1423					464		
7-8926-01	ネオフィード栄養セット オレンジ 1箱(20本入) 25038	4,200	4,530			1422					464		
7-8926-02	ネオフィード栄養セット オレンジ(600mLバッグ付) 1箱(10本入) 25040	5,460	5,890			1422					464		
7-8926-03	ネオフィード栄養セット オレンジ(1200mLバッグ付) 1箱(10本入) 25041	5,990	6,460			1422					464		
7-8926-04	ネオフィード栄養セット オレンジ(600mLボトル付) 1箱(5本入) 25042	2,990	3,220			1422					464		
7-8926-05	ネオフィード栄養セット用保護栓 1箱(50個入) 25000	2,100	2,260			1422					464		
7-8926-06	ネオフィード栄養セット オレンジ(600mL) ナチュラルEパック 1箱(10本入) 25043	3,360	3,620								464		
7-8926-07	ネオフィード栄養セット オレンジ(600mL) クリアフィードEパック 1箱(20本入) 25044	6,720	7,250								464		
7-8926-08	ネオフィード栄養セット クリアフィード 1箱(50本入) 25045	10,500	11,340								464		
7-9311-01	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 19G×19mm クリーム 50本入 18400	4,200	4,530			1407							
7-9311-02	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 21G×19mm ディープグリーン 50本入 18401	4,200	4,530			1407							
7-9311-03	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 22G×19mm ブラック 50本入 18402	4,200	4,530			1407							
7-9311-04	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 23G×19mm ディープブルー 50本入 18403	4,200	4,530			1407							
7-9311-05	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 25G×19mm オレンジ 50本入 18404	4,200	4,530			1407							
7-9311-06	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 27G×13mm ミディアムグレー 50本入 18405	4,200	4,530			1407							
7-9311-07	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 21G×16mm ディープグリーン 50本入 18406	4,200	4,530			1407							
7-9311-08	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 22G×16mm ブラック 50本入 18407	4,200	4,530			1407							
7-9311-09	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 23G×16mm ディープブルー 50本入 18408	4,200	4,530			1407							
7-9311-10	ファインガードSVセット 誤刺防止安全機構付 25G×16mm オレンジ 50本入 18409	4,200	4,530			1407							
7-9316-01	トップ胃管カテーテル 10Fr 25本入 14331	2,890	3,170			1588							
7-9316-02	トップ胃管カテーテル 12Fr 25本入 14332	2,890	3,170			1588							
7-9316-03	トップ胃管カテーテル 14Fr 25本入 14333	2,890	3,170			1588							
7-9316-04	トップ胃管カテーテル 16Fr 25本入 14334	2,890	3,170			1588							
7-9316-05	トップ胃管カテーテル 18Fr 25本入 14310	2,890	3,170			1588							
7-9316-06	トップ胃管カテーテル 10Fr X線不透過ライン入り 25本入 14311	3,150	3,460			1588							
7-9316-07	トップ胃管カテーテル 12Fr X線不透過ライン入り 25本入 14312	3,150	3,460			1588							
7-9316-08	トップ胃管カテーテル 14Fr X線不透過ライン入り 25本入 14313	3,150	3,460			1588							
7-9316-09	トップ胃管カテーテル 16Fr X線不透過ライン入り 25本入 14314	3,150	3,460			1588							
7-9316-10	トップ胃管カテーテル 18Fr X線不透過ライン入り 25本入 14315	3,150	3,460			1588							
7-9597-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーピンク S 5075	7,300	7,700			1976							
7-9597-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーピンク M 5075	7,300	7,700			1976							
7-9597-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーピンク L 5075	7,300	7,700			1976							
7-9597-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーピンク LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-9598-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーブルー S 5075	7,300	7,700			1976							
7-9598-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーブルー M 5075	7,300	7,700			1976							
7-9598-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーブルー L 5075	7,300	7,700			1976							
7-9598-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニーブルー LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-9599-01	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニークリーム S 5075	7,300	7,700			1976							
7-9599-02	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニークリーム M 5075	7,300	7,700			1976							
7-9599-03	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニークリーム L 5075	7,300	7,700			1976							
7-9599-04	ケアねまき(メリヤスタイプ) ファニークリーム LL 5075	8,300	8,700			1976							
7-986-01	シリンジ 2.5mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 100本入 00939	2,630	2,840			1433							
7-986-02	シリンジ 5mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 100本入 00940	3,150	3,400			1433							
7-986-03	シリンジ 10mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 100本入 00941	3,990	4,300			1433							
7-986-04	シリンジ 20mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 50本入 00942	3,100	3,340			1433							
7-986-05	シリンジ 30mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 25本入 00943	3,680	3,970			1433							
7-986-06	シリンジ 50mL スリッパ EOG滅菌済(個包装) 25本入 00944	4,730	5,100			1433							
7-986-07	シリンジ 2.5mL ロック EOG滅菌済(個包装) 100本入 00932	2,840	3,060			1433							
7-986-08	シリンジ 5mL ロック EOG滅菌済(個包装) 100本入 00933	3,470	3,740			1433							
7-986-09	シリンジ 10mL ロック EOG滅菌済(個包装) 100本入 00934	4,310	4,650			1433							
7-986-10	シリンジ 20mL ロック EOG滅菌済(個包装) 50本入 00935	3,360	3,620			1433							
7-986-11	シリンジ 30mL ロック EOG滅菌済(個包装) 25本入 00936	3,830	4,130			1433							
7-986-12	シリンジ 50mL ロック EOG滅菌済(個包装) 25本入 00937	4,940	5,330			1433							
8-1754-01	シリンジ(針付き) 1mL(インシュリン用) 27G×1/2(13mm) 1箱(100本入) 00921	3,570	3,850			1401							
8-1754-03	シリンジ(針付き) 2mL(ツベルクリン等) 23G×1(25mm) 1箱(100本入) 00903	3,470	3,740			1401							
8-1754-10	シリンジ(針付き) 1mL(ツベルクリン用) 27G×1/2(13mm) 1箱(100本入) 00920	3,360	3,620			1401							
8-1755-03	プラスチックシリンジ(針なし) 1mL ルアーチップ(中口) 100本入 01001	2,600	2,720			1400					457		
8-1755-04	プラスチックシリンジ(針なし) 2.5mL ルアーチップ(中口) 100本入 01004	2,210	2,380			1400							

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニークーズ 2016 頁	サニークーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品/パンフ 頁
8-1757-03	注射針 19G 1・1/2(38mm)RB クリーム 100本入 00803	850	990			1405							
8-1757-04	注射針 19G 1・1/2(38mm)SB クリーム 100本入 00804	900	990			1405							
8-1757-05	注射針 20G 1・1/2(38mm)RB イエロー 100本入 00805	900	990			1405							
8-1757-06	注射針 20G 1・1/2(38mm)SB イエロー 100本入 00806	900	990			1405							
8-1757-08	注射針 21G 1/2(13mm)RB グリーン 100本入 00824	900	990			1405							
8-1757-09	注射針 21G 5/8(16mm)RB グリーン 100本入 00823	900	990			1405							
8-1757-10	注射針 21G 1・1/2(38mm)SB グリーン 100本入 00808	900	990			1405							
8-1757-12	注射針 22G 1・1/4(32mm)SB ブラック 100本入 00810	900	990			1405							
8-1757-13	注射針 22G 1・1/2(38mm)RB ブラック 100本入 00811	900	990			1405							
8-1757-14	注射針 22G 1・1/2(38mm)SB ブラック 100本入 00812	900	990			1405							
8-1757-15	注射針 23G 1・1/4(32mm)RB ブルー 100本入 00814	900	990			1405							
8-1757-16	注射針 23G 1・1/4(32mm)SB ブルー 100本入 00815	900	990			1405							
8-1757-18	注射針 26G 1/2(13mm)RB ブラウン 100本入 00820	900	990			1405							
8-1757-19	注射針 27G 1/2(13mm)SB グレー 100本入 00822	900	990			1405							
8-1757-21	注射針 24G 1・1/4(32mm)RB パープル 100本入 817	900	990			1405							
8-1757-22	注射針 24G 1(25mm)RB パープル 100本入 816	900	990			1405							
8-1757-23	注射針 25G 5/8(16mm)RB オレンジ 100本入 819	900	990			1405							
8-1757-24	注射針 27G 3/4(19mm)RB グレー 100本入 821	900	990			1405							
8-1758-01	注射針(カテラン針) 22G 1箱(100本入) 3901	1,680	1,840			1405							
8-1758-02	注射針(カテラン針) 23G 1箱(100本入) 3902	1,680	1,840			1405							
8-1758-03	注射針(カテラン針) 25G 1箱(100本入) 3903	1,680	1,840			1405							
8-1759-01	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 1mL 1箱(10セット入) 00054	9,000	9,900			1401							
8-1759-02	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 2mL 1箱(10セット入) 00055	7,300	8,100			1401							
8-1759-03	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 3mL 1箱(10セット入) 00056	8,700	9,600			1401							
8-1759-04	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 5mL 1箱(10セット入) 00057	10,100	11,200			1401							
8-1759-05	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 10mL 1箱(10セット入) 00058	13,100	14,500			1401							
8-1759-06	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 20mL 1箱(10セット入) 00059	17,500	19,300			1401							
8-1759-07	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 30mL 1箱(5セット入) 00060	12,400	13,650			1401							
8-1759-08	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 50mL 1箱(5セット入) 00061	16,150	17,800			1401							
8-1759-09	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 100mL 1箱(5セット入) 00062	30,400	33,450			1401							
8-1759-10	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 1mL(ツベルクリン)1箱(10セット入) 00052	15,300	16,900			1401							
8-1759-11	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 セット 2mL(ツベルクリン)1箱(10セット入) 00053	15,300	16,900			1401							
8-1760-01	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)セット 20mL 1箱(10セット入) 63	17,500	19,300			1401							
8-1760-02	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)セット 30mL 1箱(5セット入) 64	12,400	13,650			1401							
8-1760-03	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)セット 50mL 1箱(5セット入) 65	16,150	17,800			1401							
8-1760-04	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)セット 100mL 1箱(5セット入) 66	30,400	33,450			1401							
8-1765-01	翼状針 18G×19mm ピンク 1箱(50本入) 01201	3,680	3,970			1407							
8-1765-02	翼状針 19G×19mm クリーム 1箱(50本入) 01202	3,680	3,970			1407							
8-1765-03	翼状針 20G×19mm イエロー 1箱(50本入) 01203	3,680	3,970			1407							
8-1765-04	翼状針 21G×19mm グリーン 1箱(50本入) 01204	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-05	翼状針 22G×19mm ブラック 1箱(50本入) 01205	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-06	翼状針 23G×19mm ブルー 1箱(50本入) 01206	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-07	翼状針 24G×19mm パープル 1箱(50本入) 01207	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-08	翼状針 25G×19mm オレンジ 1箱(50本入) 01208	3,680	3,970			1407							
8-1765-09	翼状針 27G×13mm グレー 1箱(50本入) 01209	3,680	3,970			1407							
8-1765-10	翼状針 21G×16mm グリーン 1箱(50本入) 1218	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-11	翼状針 22G×16mm ブラック 1箱(50本入) 1219	3,680	3,970			1407					456		
8-1765-12	翼状針 23G×16mm ブルー 1箱(50本入) 1220	3,680	3,970			1407					456		
8-1767-01	三方活栓 L型(180° 回転) ルアーテーパー仕様 1箱(20個入) L-1	3,780	4,080			1414					457		
8-1767-02	三方活栓 R型(360° 回転) ルアーテーパー仕様 1箱(20個入) R-1	3,780	4,080			1414					457		
8-1767-03	三方活栓 R型(360° 回転) フラッシュロック仕様 1箱(20個入) R1-FL	4,200	4,530			1414					457		
8-1767-04	三方活栓 L型(360° 回転) フラッシュロック仕様 1箱(20個入) L1-FL	4,200	4,530			1414					457		
8-1767-05	三方活栓 L型(180° 回転) ロック仕様 1箱(20個入) L1-L	4,200	4,530			1414					457		
8-1767-06	三方活栓 R型(360° 回転) ロック仕様 1箱(20個入) R1-L	4,200	4,530			1414					457		
8-1767-07	三方活栓 L型(360° 回転) ルアーテーパー仕様(20個入) L(360°)-1	3,780	4,080			1414					457		
8-1767-08	三方活栓 L型(360° 回転) ロック仕様 1箱(20個入) L(360°)1-L	4,200	4,530			1414					457		
8-212-01	マキシ・ツイン KTBB2EEX2JP	1,075,000	1,290,000								178		
8-212-02	マキシ・ツイン MLA2000-M	56,000	67,200								178		
8-212-03	マキシ・ツイン MLA2000-L	56,000	67,200								178		
8-2408-01	保冷カバー 4025	1,200	1,400			1731							
8-2495-01	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)外筒 20mL 1箱(10本入) 213	12,800	14,100			1401							
8-2495-02	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)外筒 30mL 1箱(5本入) 214	9,050	10,000			1401							
8-2495-03	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)外筒 50mL 1箱(5本入) 215	11,800	13,000			1401							
8-2495-04	硝子注射筒(インターチェンジャブル洗腸器)外筒 100mL 1箱(5本入) 216	21,900	24,100			1401							
8-2496-01	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 1mL 1箱(10本入) 00204	6,700	7,400			1401							
8-2496-02	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 2mL 1箱(10本入) 00205	5,500	6,100			1401							
8-2496-03	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 3mL 1箱(10本入) 00206	6,500	7,200			1401							
8-2496-04	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 5mL 1箱(10本入) 00207	7,500	8,300			1401							
8-2496-05	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 10mL 1箱(10本入) 00208	9,600	10,600			1401							
8-2496-06	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 20mL 1箱(10本入) 00209	12,800	14,100			1401							
8-2496-07	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 30mL 1箱(5本入) 00210	9,050	10,000			1401							
8-2496-08	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 50mL 1箱(5本入) 00211	11,800	13,000			1401							
8-2496-09	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 100mL 1箱(5本入) 00212	21,900	24,100			1401							
8-2496-10	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 1mL(ツベルクリン)1箱(10本入) 00202	11,200	12,400			1401							
8-2496-11	硝子注射筒 ルアー・ガラス先 外筒 2mL(ツベルクリン)1箱(10本入) 00203	11,200	12,400			1401							
8-2497-01	硝子注射筒 内筒 1mL 1箱(10本入) 00254	4,000	4,400			1401							
8-2497-02	硝子注射筒 内筒 2mL 1箱(10本入) 00255	3,100	3,500			1401							
8-2497-03	硝子注射筒 内筒 3mL 1箱(10本入) 00256	3,600	4,000			1401							
8-2497-04	硝子注射筒 内筒 5mL 1箱(10本入) 00257	4,200	4,700			1401							
8-2497-05	硝子注射筒 内筒 10mL 1箱(10本入) 00258	5,200	5,800			1401							
8-2497-06	硝子注射筒 内筒 20mL 1箱(10本入) 00259	8,000	8,800			1401							
8-2497-07	硝子注射筒 内筒 30mL 1箱(5本入) 00260	4,900	5,400			1401							
8-2497-08	硝子注射筒 内筒 50mL 1箱(5本入) 00261	7,350	8,100			1401							
8-2497-09	硝子注射筒 内筒 100mL 1箱(5本入) 00262	12,300	13,550			1401							
8-2497-10	硝子注射筒 内筒 1mL(ツベルクリン)1箱(10本入) 00252	6,300	7,000			1401							
8-2497-11	硝子注射筒 内筒 2mL(ツベルクリン)1箱(10本入) 00253	6,300	7,000			1401							
8-2696-12	3M やさしくはがせるシリコンテープ 25mm×5m 1巻 2775-1	800	990			1345					410		
8-282-01	ネオフィード吸引チップ25090	1,760	1,900								464		
8-282-02	ネオフィード吸引チップ25091	1,580	1,700								464		
8-284-01	ENスター・バック26200 26200	7,750	8,350								458		
8-3697-01	軟こうめり(軟こうめりちゃん/孫の手兼用) ASH-40BL	1,500	2,200			1982					509		
8-3822-02	3M(TM)アテスト(TM)短時間判定用生物学的モニタリングシステム 生物学的インジケータ(一般オートクレーブ用)1箱(50本入) 1292	22,000	24,640			1524							
8-3822-03	3M(TM)アテスト(TM)短時間判定用生物学的モニタリングシステム 生物学的インジケータ(EOG減菌用)1箱(50本入) 1294	22,000	24,640			1524							
8-3822-04	3M アテスト 短時間判定用生物学的モニタリングシステム 生物学的インジケータ(過酸化水素低温ガスプラスマ滅菌用) 30本 1295	23,400	26,210	2737	2737	1524							
8-3822-06	3M アテスト 超短時間判定用生物学的インジケータ 1492V	28,300	29,700	2737	2737								
8-4344-01	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) サーマンピング/S 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4344-02	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) サーマンピング/M 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4344-03	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) サーマンピング/L 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4344-04	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) サーマンピング/LL 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4345-01	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) グリーン/S 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4345-02	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) グリーン/M 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4345-03	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) グリーン/L 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8-4345-04	前開き介護寝巻き(フルオープン型/ロック機能付) グリーン/LL 5738-TA	9,200	9,600			1978					154		
8													

2023年12月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	サニーフーズ 2016 頁	サニーフーズ 2020 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁	レンタルカタ ログ 頁	感染症対策 用品/パンフ 頁
8-6561-17	集細胞遠心装置用A78710001 EZ メガフューNELス キャップ・スライド付 25個入	19,000	21,000			900							
8-6561-18	集細胞遠心装置用5991040 シングル ホワイト サイトフューNELス キャップ付 50個入	34,000	38,000			900							
8-6561-19	集細胞遠心装置用1102548 シングル ホワイト サイトフューNELス キャップ付 エコノミーパック 500個入	248,000	271,000			900							
8-6561-20	集細胞遠心装置用5991043 シングル ブラウン サイトフューNELス キャップ付 50個入	35,000	39,000			900							
8-6561-21	集細胞遠心装置用5991039 ダブル ホワイト サイトフューNELス キャップ付 25個入	34,000	38,000			900							
8-6561-22	集細胞遠心装置用1102547 ダブル ホワイト サイトフューNELス キャップ付 エコノミーパック 500個入	494,000	539,000			900							
8-6561-23	59910052 サイトクリップ 6個入	169,000	185,000			900							
8-6561-24	A78710018 TPXサンプルチャンバー 12個入	78,000	86,000			900							
8-6561-25	5991022 フィルター カード ホワイト (サンプル量 : 0.5 mLまで) 200枚入	16,000	18,000			900							
8-6561-26	5991023 フィルター カード ブラウン (サンプル量 : 0.4 mL以下) 200枚入	16,000	18,000			900							
8-6561-27	5991056 シングル サイトスライド バックサークル コートタイプ 100枚入	30,000	33,000			900							
8-6561-28	5991051 シングル サイトスライド バックサークル 100枚入	20,000	22,000			900							
8-6561-29	5991059 サイトスライド シングル フロントサークル 100枚入	20,000	22,000			900							
8-6561-30	5991055 ダブル サイトスライド コートタイプ 100枚入	30,000	33,000			900							
8-6561-31	5991054 ダブル サイトスライド 100枚入	26,000	29,000			900							
8-6561-32	5991057 サイトスライド シングル サークル ブラックマスク 100枚入	30,000	33,000			900							
8-6561-33	B5991050 サイトスライド ダブルサークル ブルーマスク 100枚入	30,000	33,000			900							
8-6592-01	ディスボフェイスシールド(スブラッシュシールド)1箱(1枚×24袋入) ショートタイプ	9,480	11,400			454							
8-6592-02	ディスボフェイスシールド(スブラッシュシールド)1箱(1枚×24袋入) ロングタイプ	9,480	11,400			454							
8-7019-04	マルチボA(TM)高通気性撥水テープEX(粘着性伸縮包帯) ライトブラウン 25mm×2m 1巻入り 4733EP-25	500	600			1337							
8-7348-01	吸引カテーテルMT 10Fr 20本 14461	1,580	1,730			1464					479		
8-7348-02	吸引カテーテルMT 12Fr 20本 14462	1,580	1,730			1464					479		
8-7348-03	吸引カテーテルMT 14Fr 20本 14463	1,580	1,730			1464					479		
8-7348-04	吸引カテーテルMT 8Fr 20本 14460	1,580	1,730			1464					479		
8-7792-01	ネオフィード栄養ボトル 1000mL オレンジ 2個入 6423	3,150	3,400			1421					458		
8-7843-01	吸引処置キット 6Fr 50組 20101	5,250	5,770			1464					478		
8-7843-02	吸引処置キット 8Fr 50組 20102	5,250	5,770			1464					478		
8-7843-03	吸引処置キット 10Fr 50組 20103	5,250	5,770			1464					478		
8-7843-04	吸引処置キット 12Fr 50組 20104	5,250	5,770			1464					478		
8-7843-05	吸引処置キット 14Fr 50組 20105	5,250	5,770			1464					478		
8-7843-06	吸引処置キット 16Fr 50組 20106	5,250	5,770			1464					478		
8-7875-01	フォーリーカテーテル (オールシリコン製/ホワイト/12Fr) 10本 08455	15,200	16,720			1893					481		
8-7875-02	フォーリーカテーテル (オールシリコン製/グリーン/14Fr) 10本 08456	15,200	16,720			1893					481		
8-7875-03	フォーリーカテーテル (オールシリコン製/オレンジ/16Fr) 10本 08457	15,200	16,720			1893					481		
8-7875-04	フォーリーカテーテル (オールシリコン製/レッド/18Fr) 10本 08458	15,200	16,720			1893					481		
8-7875-05	フォーリーカテーテル (オールシリコン製/イエロー/20Fr) 10本 08459	15,200	16,720			1893					481		
8-7876-01	バルーンカテーテル (ラテックス製/ホワイト/12Fr) 10本入 08003	4,800	5,280			1891					481		
8-7876-02	バルーンカテーテル (ラテックス製/グリーン/14Fr) 10本入 08004	4,800	5,280			1891					481		
8-7876-03	バルーンカテーテル (ラテックス製/オレンジ/16Fr) 10本入 08005	4,800	5,280			1891					481		
8-7876-04	バルーンカテーテル (ラテックス製/レッド/18Fr) 10本入 08006	4,800	5,280			1891					481		
8-7876-05	バルーンカテーテル (ラテックス製/イエロー/20Fr) 10本入 08007	4,800	5,280			1891					481		
8-7877-01	尿バック(ユーバック)2500mL 1箱(5セット入) 2601	2,360	2,540			1900					481		
8-7988-01	EVAたたみマット 半畳(2枚組) 940×940×15mm 58536	16,600	18,300			171							
8-7988-02	EVAたたみマット 1畳 940×1840×15mm 58537	16,600	18,300			171							
8-7994-11	保育用ベッド 敷きふとん 57408	8,090	9,500			1018							
8-7994-12	保育用ベッド 掛ふとん 57409	8,390	9,440			1018							
8-9158-31	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅300mm/パープル 1312-30	6,300	6,800			1755					189		
8-9158-32	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅300mm/ベージュ 1312-30	6,300	6,800			1755					189		
8-9158-33	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅500mm/パープル 1312-50	8,600	9,200			1755					189		
8-9158-34	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅500mm/ベージュ 1312-50	8,600	9,200			1755					189		
8-9158-35	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅700mm/パープル 1312-70	12,800	13,200			1755					189		
8-9158-36	体位固定クッション(洗えるフィット三角柱クッションII) 幅700mm/ベージュ 1312-70	12,800	13,200			1755					189		
8-9213-01	シャンプーハット グリーン 6048	900	980			1940					122		
8-9213-02	シャンプーハット ピンク 6048	900	980			1940					122		
89-5781-32	ルシフェラーゼアッセイ試薬 ルシフェラーゼ基質 15mL LUC015	59,000	63,000	1788	1788								
89-5781-33	ルシフェラーゼアッセイ試薬 ルシフェラーゼ基質 100mL LUC100	203,000	215,000	1788	1788								
8-9609-11	純綿弾力ホータイ(バリュウタイ) 50mm×4.5m 1箱(6巻入) 446114	1,500	1,800			1332							
8-9609-12	純綿弾力ホータイ(バリュウタイ) 75mm×4.5m 1箱(6巻入) 446121	2,350	2,800			1332							
8-9609-13	純綿弾力ホータイ(バリュウタイ) 100mm×4.5m 1箱(6巻入) 446138	2,900	3,400			1332							
8-9777-11	すっぽり防水シートII (エアーマット対応/グリーン) 2023	9,000	9,800			1720					171		
8-9777-12	すっぽり防水シートII (エアーマット対応/クリーム) 2023	9,000	9,800			1720					171		
8-9778-01	DX水枕カバー 4024	1,600	1,800			1729					197		
9-1336-01	FC-0149B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブラック	38,000	40,000			1173							
9-1336-02	FC-0149BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブルー	38,000	40,000			1173							
9-1336-03	FC-0149P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ピンク	38,000	40,000			1173							
9-1336-04	FC-0149R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 レッド	38,000	40,000			1173							
9-1336-05	FC-0149S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 シルバー	38,000	40,000			1173							
9-1337-01	FC-0150B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブラック	38,000	40,000			1173							
9-1337-02	FC-0150BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ブルー	38,000	40,000			1173							
9-1337-03	FC-0150P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 ピンク	38,000	40,000			1173							
9-1337-04	FC-0150R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 レッド	38,000	40,000			1173							
9-1337-05	FC-0150S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 2.5倍 シルバー	38,000	40,000			1173							
9-1338-01	FC-0151B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブラック	40,000	45,000			1173							
9-1338-02	FC-0151BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブルー	40,000	45,000			1173							
9-1338-03	FC-0151P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ピンク	40,000	45,000			1173							
9-1338-04	FC-0151R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 レッド	40,000	45,000			1173							
9-1338-05	FC-0151S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 シルバー	40,000	45,000			1173							
9-1339-01	FC-0152B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブラック	40,000	45,000			1173							
9-1339-02	FC-0152BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ブルー	40,000	45,000			1173							
9-1339-03	FC-0152P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 ピンク	40,000	45,000			1173							
9-1339-04	FC-0152R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 レッド	40,000	45,000			1173							
9-1339-05	FC-0152S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3倍 シルバー	40,000	45,000			1173							
9-1340-01	FC-0153B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブラック	42,000	50,000			1173							
9-1340-02	FC-0153BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブルー	42,000	50,000			1173							
9-1340-03	FC-0153P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ピンク	42,000	50,000			1173							
9-1340-04	FC-0153R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 レッド	42,000	50,000			1173							
9-1340-05	FC-0153S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 シルバー	42,000	50,000			1173							
9-1341-01	FC-0154B プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブラック	42,000	50,000			1173							
9-1341-02	FC-0154BL プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ブルー	42,000	50,000			1173							
9-1341-03	FC-0154P プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 ピンク	42,000	50,000			1173							
9-1341-04	FC-0154R プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 レッド	42,000	50,000			1173							
9-1341-05	FC-0154S プレミアムルーベ センターフィックスタイプ 3.5倍 シルバー	42,000	50,000			1173							