

2024年2月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2024年3月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2023
サンクアスト産業用研究機器カタログ2023
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024
アスレ研究設備カタログ2024
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023

2024年3月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
0-7656-01	エクササイズマット ST180 ブルー H-7465B	12,000	12,700			1147			312
0-7656-02	エクササイズマット ST180 グリーン H-7465G	12,000	12,700			1147			312
0-7656-03	エクササイズマット ST180 シルバー H-7465S	12,000	12,700			1147			312
0-7656-04	エクササイズマット ST180 オレンジ H-7465V	12,000	12,700			1147			312
0-7656-05	エクササイズマット ST180 イエロー H-7465Y	12,000	12,700			1147			312
0-7656-06	エクササイズマット ST180 ダークグリーン H-7465DG	12,000	12,700			1147			312
0-7656-07	エクササイズマット ST180 レッド H-7465R	12,000	12,700			1147			312
0-8665-03	ストレッチローラー 半円柱型 H7330	2,700	2,600	3119	3119	1145			312
1-1487-01	耐酸性ビンセット 細 ポリブチレンテレフタレート(PBT) K2A	2,700	2,720	3384	3384				
1-1487-02	耐酸性ビンセット 細 ポリブチレンテレフタレート(PBT) K6	2,700	2,720	3384	3384				
1-1487-03	耐酸性ビンセット 細 ポリブチレンテレフタレート(PBT) K7	2,700	2,720	3384	3384				
1-1487-04	耐酸性ビンセット 扁平 ポリブチレンテレフタレート(PBT) KR	2,700	2,720	3384	3384				
1-1487-05	耐酸性ビンセット 扁平 ポリブチレンテレフタレート(PBT) K35A	2,700	2,720	3384	3384				
1-1488-04	制電ビンセットNK 扁平 ポリアミド NKR	3,200	3,180	3384	3384				
1-1488-05	制電ビンセットNK 扁平 ポリアミド NK35A	3,200	3,180	3384	3384				
1-1712-01	アルミ深型バット(D型) 15cm	1,270	2,300	1979	1979				
1-1712-02	アルミ深型バット(D型) 17cm	1,880	2,700	1979	1979				
1-1712-03	アルミ深型バット(D型) 20cm	2,140	2,900	1979	1979				
1-1712-04	アルミ深型バット(D型) 23cm	2,200	3,300	1979	1979				
1-1712-05	アルミ深型バット(D型) 28cm	3,090	3,700	1979	1979				
1-1712-06	アルミ深型バット(D型) 32cm	4,140	4,500	1979	1979				
1-1712-07	アルミ深型バット(D型) 38cm	5,460	5,600	1979	1979				
1-1712-08	アルミ深型バット(D型) 43cm	7,470	7,000	1979	1979				
1-1712-09	アルミ深型バット(D型) 48cm	9,780	9,000	1979	1979				
1-1712-10	アルミ深型バット(D型) 56cm	11,690	10,000	1979	1979				
1-1712-11	アルミ深型バット(D型) 15cm用フタ	640	1,900	1979	1979				
1-1712-12	アルミ深型バット(D型) 17cm用フタ	750	2,100	1979	1979				
1-1712-13	アルミ深型バット(D型) 20cm用フタ	910	2,200	1979	1979				
1-1712-14	アルミ深型バット(D型) 23cm用フタ	1,100	2,400	1979	1979				
1-1712-15	アルミ深型バット(D型) 28cm用フタ	1,270	2,600	1979	1979				
1-1712-16	アルミ深型バット(D型) 32cm用フタ	1,810	2,900	1979	1979				
1-1712-17	アルミ深型バット(D型) 38cm用フタ	2,450	3,300	1979	1979				
1-1712-18	アルミ深型バット(D型) 43cm用フタ	3,180	4,000	1979	1979				
1-1712-19	アルミ深型バット(D型) 48cm用フタ	4,450	4,800	1979	1979				
1-1712-20	アルミ深型バット(D型) 56cm用フタ	4,930	5,200	1979	1979				
1-2834-01	石英ビーカー 50mL BQ-50	10,800	11,100	2061	2061				
1-3219-11-20	小型普通聴音計 校正証明書付 TYPE6230H	195,000	231,000	-	-				
1-4936-03	耐震マット付金具 ジャッキタイプ PS-3(No.1)	16,200	18,400	3034	3034				
1-4936-04	耐震マット付金具 ジャッキタイプ PS-4(No.3)	23,000	26,000	3034	3034				
1-5982-11	集じん機(乾燥5L・液体5L) VC-51	16,900	17,900	2759	2759				
1-5983-11	集じん機(乾燥15L・液体12L) VC-1100	17,200	19,800	2759	2759				
1-6239-11-20	ストップウォッチ 校正証明書付 SVAE301	16,000	17,000	2530	2530				
1-6744-11-20	M型標準ノギス 校正証明書付 GVC-20KD	11,900	12,700	893	893				
1-6744-12-20	M型標準ノギス 校正証明書付 GVC-15KD	9,900	10,500	893	893				
1-6744-13-20	M型標準ノギス 校正証明書付 GVC-30KD	17,000	18,300	893	893				
1-6995-01	MEISTERビンセット 極細 耐酸鋼 1G-SA	4,010	4,030	3374	3374				
1-6999-01	MEISTERビンセット 先鋭 耐酸鋼 5G-SA	5,160	5,180	3374	3374				
1-7000-01	MEISTERビンセット 先鋭 耐酸鋼 5AG-SA	5,160	5,540	3374	3374				
1-7003-01	MEISTERビンセット 先鋭 耐酸鋼 7G-SA	5,600	5,620	3374	3374				
1-7444-01	エアーコンプレッサ ACP-50	72,400	80,000	437	437				
1-8164-03	ナイロンチューブ φ6.0×φ8mm 黒 1巻(20m) NA0860-20	3,400	3,740	2278	2278				
1-8555-13	精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250-15N01	59,800	59,500	819	819				
1-9527-01	純水製造装置(ビュアライト) UV無し PRA-0015-001	393,000	432,000	1614	1614				
1-9527-02	純水製造装置(ビュアライト) UV有り PRA-0015-0V1	434,000	473,000	1614	1614				
2-2112-01	全自動セルカウンター MoxiZ	660,000	730,000	1597	1597				
2-2112-12	全自動セルカウンター用 Moxi カセット(S) 1袋(25枚入) MXC002	31,000	47,000	1597	1597				
2-4426-01	インジケータータープ(乾熱滅菌用) 13mm×6.35m SHTI-12	6,150	6,970	2739	2739				
2-4426-02	インジケータータープ(乾熱滅菌用) 20mm×6.35m SHTI-34	8,100	8,330	2739	2739				
2-4426-03	インジケータータープ(乾熱滅菌用) 25mm×6.35m SHTI-10	9,200	10,200	2739	2739				
2-4427-01	インジケータータープ(オートクレーブ用) 13mm×12.7m SIT-12	1,350	1,560	2739	2739				
2-4427-02	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIT-34	1,750	1,960	2739	2739				
2-4427-03	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIT-10	2,150	2,360	2739	2739				
2-4427-04	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-レッド	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-05	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-イエロー	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-06	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-グリーン	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-07	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-ブルー	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-09	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-レッド	2,350	2,660	2739	2739				
2-4427-10	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-イエロー	2,350	2,660	2739	2739				
2-4427-11	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-グリーン	2,350	2,660	2739	2739				
2-4427-12	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-ブルー	2,350	2,660	2739	2739				
2-4427-14	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-16	インジケータータープ(オートクレーブ用) 20mm×12.7m SIL-34-1	1,850	2,060	2739	2739				
2-4427-17	インジケータータープ(オートクレーブ用) 25mm×12.7m SIL-10-1	2,350	2,660	2739	2739				
2-554-01	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 8×18mm A型	4,600	5,700	1754	1754				
2-554-02	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 10×18mm A型	4,600	5,700	1754	1754				
2-554-03	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 12×20mm A型	4,800	5,800	1754	1754				
2-554-04	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 15×20mm A型	5,300	6,400	1754	1754				
2-554-05	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 20×20mm A型	5,300	6,400	1754	1754				
2-554-06	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 25×30mm A型	6,400	7,600	1754	1754				
2-554-07	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 8×10mm B型	4,600	5,700	1754	1754				
2-554-08	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 10×10mm B型	4,600	5,700	1754	1754				
2-554-09	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 12×10mm B型	4,800	5,800	1754	1754				
2-554-10	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 15×15mm B型	5,300	6,400	1754	1754				
2-554-11	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 20×15mm B型	5,300	6,400	1754	1754				
2-554-12	セラミフィルター(円筒ガス噴射管) 25×20mm B型	6,400	7,600	1754	1754				
2-6046-01	微量透析キット(3.5kDa/10〜100uL) 8連×1本 40071	7,240	7,680	1742	1742				
2-6046-02	微量透析キット(3.5kDa/10〜100uL) 8連×12本 40072	86,800	92,100	1742	1742				
2-6047-01	微量透析キット(3.5kDa/〜300uL) 8連×1本 40786	8,920	9,450	1742	1742				
2-6047-02	微量透析キット(3.5kDa/〜300uL) 8連×12本 40787	96,500	103,000	1742	1742				
2-6048-01	微量透析キット(6〜8kDa/〜810〜100uL) 8連×1本 40075	7,240	7,680	1742	1742				
2-6048-02	微量透析キット(6〜8kDa/10〜100uL) 8連×12本 40076	79,100	83,900	1742	1742				
2-6049-01	微量透析キット(6〜8kDa/〜300uL) 8連×1本 40788	8,920	9,450	1742	1742				
2-6049-02	微量透析キット(6〜8kDa/〜300uL) 8連×12本 40789	88,000	93,300	1742	1742				
2-6050-01	微量透析キット(12〜14kDa/10〜100uL) 8連×1本 40077	7,240	7,680	1742	1742				
2-6050-02	微量透析キット(12〜14kDa/10〜100uL) 8連×12本 40078	79,100	83,900	1742	1742				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
2-6051-01	微量透析キット(12~14kDa/～300μL) 8連×1本 40790	8,920	9,450	1742	1742				
2-6051-02	微量透析キット(12~14kDa/～300μL) 8連×12本 40791	88,000	93,300	1742	1742				
2-7205-11	フローサイトメーター前処理システム メディマックス	620,000	682,000	1321	1321				
2-7205-21	フローサイトメーター前処理システム メディマックス専用メディコンS50μm 1箱(30個入)	128,000	141,000	1321	1321				
2-7205-22	フローサイトメーター前処理システム メディマックス専用メディコンN50μm 1箱(30個入)	78,000	85,900	1321	1321				
2-7206-01	フローサイトメーター前処理システム メディコンS35μm 1箱(10個入)	14,000	15,500	1321	1321				
2-7206-02	フローサイトメーター前処理システム メディコンS50μm 1箱(10個入)	14,000	15,500	1321	1321				
2-7207-01	フローサイトメーター前処理システム メディコンN35μm 1箱(10個入)	9,000	9,900	1321	1321				
2-7207-02	フローサイトメーター前処理システム メディコンN50μm 1箱(10個入)	9,000	9,900	1321	1321				
2-7208-01	細胞分画フィルター フィルコンNシリンジ 20μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7208-02	細胞分画フィルター フィルコンNシリンジ 30μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7208-03	細胞分画フィルター フィルコンNシリンジ 50μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7208-07	細胞分画フィルター フィルコンNシリンジ 10μm 1袋(100本入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-01	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 20μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-02	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 30μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-03	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 50μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-05	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 100μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-06	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 200μm 1箱(100個入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7209-07	細胞分画フィルター フィルコンNカップ 10μm 1袋(100本入)	30,000	33,000	1321	1321				
2-7210-01	細胞分画フィルター フィルコンSシリンジ 20μm 1箱(100個入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7210-02	細胞分画フィルター フィルコンSシリンジ 30μm 1箱(100個入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7210-05	細胞分画フィルター フィルコンSシリンジ 100μm 1箱(100個入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7210-07	細胞分画フィルター フィルコンSシリンジ 10μm 1袋(100本入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7211-01	細胞分画フィルター フィルコンSカップ 20μm 1箱(100個入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7211-02	細胞分画フィルター フィルコンSカップ 30μm 1箱(100個入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-7211-07	細胞分画フィルター フィルコンSカップ 10μm 1袋(100本入)	50,000	55,100	1321	1321				
2-9869-01-20	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック 校正証明書付 SVAJ001	15,000	15,900	2529	2529				
2-9869-01-24	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブラック JCSS校正証明書付 SVAJ001	17,000	17,900	2529	2529				
2-9869-02-20	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) イエロー 校正証明書付 SVAJ003	15,000	15,900	2529	2529				
2-9869-02-24	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) イエロー JCSS校正証明書付 SVAJ003	17,000	17,900	2529	2529				
2-9869-03-20	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブルー 校正証明書付 SVAJ005	15,000	15,900	2529	2529				
2-9869-03-24	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) ブルー JCSS校正証明書付 SVAJ005	17,000	17,900	2529	2529				
2-9959-01-20	赤外放射温度計 校正証明書付 testo835-T1	74,000	70,000	539	539				
2-9959-02-20	赤外放射温度計 校正証明書付 testo835-T2	111,000	103,000	539	539				
3-5121-11	ステンレス製デューワー瓶(2重構造) 栓付 300mL D-301	4,000	5,030	1510	1510				
3-5159-01	電動クリンパ アルミキャップ11mm用 N9304500	93,000	130,800	1931	1931				
3-5159-02	電動デキャップ アルミキャップ11mm用 N9304502	93,000	130,800	1931	1931				
3-5159-03	電動クリンパ アルミキャップ20mm用 N9304501	93,000	130,800	1931	1931				
3-5159-04	電動デキャップ アルミキャップ20mm用 N9304503	93,000	130,800	1931	1931				
3-5312-11	ダストアウトR(ガラス器具保管庫)用スライドメッシュ150	10,000	12,000	1046	1046				
3-5312-12	ダストアウトR(ガラス器具保管庫)用スライドメッシュ48	9,600	11,700	1046	1046				
3-5312-13	ダストアウトR(ガラス器具保管庫)用スライドメッシュ20	9,400	11,000	1046	1046				
3-703-02	スライダ3軸ロボット用ドライバー一体型コントローラ MD5230D	89,400	104,000	392	392				
3-7196-01	環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤(クイックメルティ) 本体 1.5kg S-2801	4,000	4,600					34	
3-7196-02	環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤(クイックメルティ) 詰め替え用 1.2kg S-2802	3,000	3,600					34	
3-7196-03	環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤(クイックメルティ) 詰め替え用 16kg S-2803	22,000	26,500					34	
3-7218-01	集塵機(集塵容量 乾燥15/液体12L) AVC1150	22,000	24,200					31	
3-7218-02	集塵機(集塵容量 乾燥21/液体18L) AVC1250	28,000	30,600					31	
3-7561-32	工場扇(アルミ羽根45cm) 壁掛型 CFF452WMC	11,700	10,700	2638	2638				
3-7562-42	工場扇(樹脂羽根43.5cm)壁掛型 CFF435WPC	9,570	8,300	-	-				
3-7624-03	ECO冷風機(Air Cooler) タンク容量40L 35EXN50(50Hz)	152,000	171,000	2636	2636				
3-7624-04	ECO冷風機(Air Cooler) タンク容量40L 35EXN60(60Hz)	152,000	171,000	2636	2636				
3-7759-02	フレキシブルアーム空気清浄機 有機系用(YJ) MH460-YJ	435,000	501,000	1113	1113		294		
3-7759-04	フレキシブルアーム空気清浄機 HEPA MH460-HEPA	396,000	456,000	1113	1113		294		
3-7759-11	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター 一般用活性炭(TY)	57,000	66,000	1113	1113		294		
3-7759-12	フレキシブルアーム空気清浄機用 交換用フィルター 有機系用活性炭(YJ)	51,000	59,000	1113	1113		294		
3-8306-01	ミニヘルール継手 溶接ミニエルボ 8A EL-WS3-8A	10,800	12,000	2318	2318				
3-8306-02	ミニヘルール継手 溶接ミニエルボ 10A EL-WS3-10A	10,800	12,000	2318	2318				
3-8306-03	ミニヘルール継手 溶接ミニエルボ 15A EL-WS3-15A	9,450	10,500	2318	2318				
3-8307-01	ミニヘルール継手 ミニブラインドヘルール 8A FB-S3-8A	3,330	3,670	2318	2318				
3-8307-02	ミニヘルール継手 ミニブラインドヘルール 10A FB-S3-10A	3,330	3,670	2318	2318				
3-8307-03	ミニヘルール継手 ミニブラインドヘルール 15A FB-S3-15A	3,330	3,670	2318	2318				
3-8308-01	ミニヘルール継手 ミニヘルール 8A FS-S3-8A	1,660	1,890	2318	2318				
3-8308-02	ミニヘルール継手 ミニヘルール 10A FS-S3-10A	1,660	1,890	2318	2318				
3-8308-03	ミニヘルール継手 ミニヘルール 15A FS-S3-15A	1,660	1,890	2318	2318				
3-8323-01	サンタリーボールバルブ 1S CSS-1S	33,600	37,000	-	-				
3-8323-02	サンタリーボールバルブ 1.5S CSS-1.5S	53,000	58,300	-	-				
3-8323-03	サンタリーボールバルブ 2S CSS-2S	76,000	83,600	-	-				
3-8324-01	サンタリーミニボールバルブ 8A CSM-8A	31,900	35,100	-	-				
3-8324-02	サンタリーミニボールバルブ 10A CSM-10A	33,000	36,300	-	-				
3-8324-03	サンタリーミニボールバルブ 15A CSM-15A	34,100	37,500	-	-				
3-8340-01	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 1S GT-VI-1S	1,100	1,230	2319	2319				
3-8340-02	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 1.5S GT-VI-1.5S	1,100	1,230	2319	2319				
3-8340-03	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 2S GT-VI-2S	1,580	1,740	2319	2319				
3-8340-04	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 2.5S GT-VI-2.5S	1,960	2,160	2319	2319				
3-8340-05	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 3S GT-VI-3S	2,320	2,560	2319	2319				
3-8340-06	ヘルールガasket(フッ素ゴム) 4S GT-VI-4S	3,420	3,770	2319	2319				
3-8341-01	ヘルールガasket(シリコンゴム) 1S GT-SI-1S	220	250	2319	2319				
3-8341-02	ヘルールガasket(シリコンゴム) 1.5S GT-SI-1.5S	220	250	2319	2319				
3-8341-03	ヘルールガasket(シリコンゴム) 2S GT-SI-2S	240	270	2319	2319				
3-8341-04	ヘルールガasket(シリコンゴム) 2.5S GT-SI-2.5S	440	490	2319	2319				
3-8341-05	ヘルールガasket(シリコンゴム) 3S GT-SI-3S	560	620	2319	2319				
3-8341-06	ヘルールガasket(シリコンゴム) 4S GT-SI-4S	880	970	2319	2319				
3-8342-01	ヘルールガasket(PTFE) 1S GT-PT-1S	1,220	1,350	2319	2319				
3-8342-02	ヘルールガasket(PTFE) 1.5S GT-PT-1.5S	1,220	1,350	2319	2319				
3-8342-03	ヘルールガasket(PTFE) 2S GT-PT-2S	1,470	1,620	2319	2319				
3-8342-04	ヘルールガasket(PTFE) 2.5S GT-PT-2.5S	2,000	2,200	2319	2319				
3-8342-05	ヘルールガasket(PTFE) 3S GT-PT-3S	2,940	3,230	2319	2319				
3-8342-06	ヘルールガasket(PTFE) 4S GT-PT-4S	3,920	4,310	2319	2319				
3-8343-01	ヘルールガasket(NBR,黒) 1S GT-NB-1S	150	170	2319	2319				
3-8343-02	ヘルールガasket(NBR,黒) 1.5S GT-NB-1.5S	150	170	2319	2319				
3-8343-03	ヘルールガasket(NBR,黒) 2S GT-NB-2S	160	190	2319	2319				
3-8343-04	ヘルールガasket(NBR,黒) 2.5S GT-NB-2.5S	270	310	2319	2319				
3-8343-05	ヘルールガasket(NBR,黒) 3S GT-NB-3S	300	340	2319	2319				
3-8343-06	ヘルールガasket(NBR,黒) 4S GT-NB-4S	480	530	2319	2319				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
3-8344-01	ヘルールガasket(EPDM) 1S GT-EP-1S	180	210	2319	2319				
3-8344-02	ヘルールガasket(EPDM) 1.5S GT-EP-1.5S	180	210	2319	2319				
3-8344-03	ヘルールガasket(EPDM) 2S GT-EP-2S	210	240	2319	2319				
3-8344-04	ヘルールガasket(EPDM) 2.5S GT-EP-2.5S	350	390	2319	2319				
3-8344-05	ヘルールガasket(EPDM) 3S GT-EP-3S	410	460	2319	2319				
3-8344-06	ヘルールガasket(EPDM) 4S GT-EP-4S	640	710	2319	2319				
3-8345-01	クランプ(低圧用) 1S/1.5S 2L-1.5S	2,440	2,670	2318	2318				
3-8345-02	クランプ(低圧用) 2S 2L-2S	2,770	3,220	2318	2318				
3-8345-03	クランプ(低圧用) 2.5S 2L-2.5S	3,440	4,220	2318	2318				
3-8345-04	クランプ(低圧用) 3S 2L-3S	4,340	4,790	2318	2318				
3-8345-05	クランプ(低圧用) 4S 2L-4S	5,560	6,120	2318	2318				
3-8345-06	クランプ(中・高圧用) 1S/1.5S 2H-1.5S	2,440	2,670	2318	2318				
3-8345-07	クランプ(中・高圧用) 2S 2H-2S	2,770	3,220	2318	2318				
3-8345-08	クランプ(中・高圧用) 2.5S 2H-2.5S	3,440	4,220	2318	2318				
3-8345-09	クランプ(中・高圧用) 3S 2H-3S	4,330	4,780	2318	2318				
3-8345-10	クランプ(中・高圧用) 4S 2H-4S	5,560	6,120	2318	2318				
3-8346-01	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 1S EQ-FS1-1S	8,560	9,450	2317	2317				
3-8346-02	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 1.5S EQ-FS1-1.5S	9,670	10,700	2317	2317				
3-8346-03	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 2S EQ-FS1-2S	11,700	13,000	2317	2317				
3-8346-04	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 2.5S EQ-FS1-2.5S	19,200	21,100	2317	2317				
3-8346-05	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 3S EQ-FS1-3S	22,900	25,300	2317	2317				
3-8346-06	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 4S EQ-FS1-4S	37,300	41,100	2317	2317				
3-8346-07	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 1S EQ-FS3-1S	11,100	12,300	2317	2317				
3-8346-08	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 1.5S EQ-FS3-1.5S	13,200	14,600	2317	2317				
3-8346-09	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 2S EQ-FS3-2S	16,700	18,400	2317	2317				
3-8346-10	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 2.5S EQ-FS3-2.5S	25,200	27,800	2317	2317				
3-8346-11	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 3S EQ-FS3-3S	36,100	39,800	2317	2317				
3-8346-12	ヘルール継手 ヘルール45° エルボ 4S EQ-FS3-4S	57,000	62,700	2317	2317				
3-8347-01	ヘルール継手 ヘルールティー 1S TE-FS1-1S	12,400	13,700	2317	2317				
3-8347-02	ヘルール継手 ヘルールティー 1.5S TE-FS1-1.5S	13,400	14,800	2317	2317				
3-8347-03	ヘルール継手 ヘルールティー 2S TE-FS1-2S	16,500	18,200	2317	2317				
3-8347-04	ヘルール継手 ヘルールティー 2.5S TE-FS1-2.5S	27,600	30,400	2317	2317				
3-8347-05	ヘルール継手 ヘルールティー 3S TE-FS1-3S	35,300	38,800	2317	2317				
3-8347-06	ヘルール継手 ヘルールティー 4S TE-FS1-4S	67,200	74,000	2317	2317				
3-8347-07	ヘルール継手 ヘルールティー 1S TE-FS3-1S	15,400	17,000	2317	2317				
3-8347-08	ヘルール継手 ヘルールティー 1.5S TE-FS3-1.5S	17,900	19,700	2317	2317				
3-8347-09	ヘルール継手 ヘルールティー 2S TE-FS3-2S	21,800	24,100	2317	2317				
3-8347-10	ヘルール継手 ヘルールティー 2.5S TE-FS3-2.5S	37,400	41,200	2317	2317				
3-8347-11	ヘルール継手 ヘルールティー 3S TE-FS3-3S	50,300	55,400	2317	2317				
3-8347-12	ヘルール継手 ヘルールティー 4S TE-FS3-4S	87,200	96,000	2317	2317				
3-8348-01	ヘルール継手 ヘルールエルボ 1S EL-FS1-1S	7,800	8,620	2317	2317				
3-8348-02	ヘルール継手 ヘルールエルボ 1.5S EL-FS1-1.5S	8,000	8,820	2317	2317				
3-8348-03	ヘルール継手 ヘルールエルボ 2S EL-FS1-2S	10,700	11,800	2317	2317				
3-8348-04	ヘルール継手 ヘルールエルボ 2.5S EL-FS1-2.5S	15,100	19,600	2317	2317				
3-8348-05	ヘルール継手 ヘルールエルボ 3S EL-FS1-3S	19,600	22,800	2317	2317				
3-8348-06	ヘルール継手 ヘルールエルボ 4S EL-FS1-4S	40,000	44,000	2317	2317				
3-8348-07	ヘルール継手 ヘルールエルボ 1S EL-FS3-1S	10,000	11,100	2317	2317				
3-8348-08	ヘルール継手 ヘルールエルボ 1.5S EL-FS3-1.5S	11,300	12,500	2317	2317				
3-8348-09	ヘルール継手 ヘルールエルボ 2S EL-FS3-2S	13,600	15,000	2317	2317				
3-8348-10	ヘルール継手 ヘルールエルボ 2.5S EL-FS3-2.5S	24,800	27,300	2317	2317				
3-8348-11	ヘルール継手 ヘルールエルボ 3S EL-FS3-3S	29,900	33,000	2317	2317				
3-8348-12	ヘルール継手 ヘルールエルボ 4S EL-FS3-4S	57,100	62,800	2317	2317				
3-8349-01	ブラインドヘルール(SUS304) 1S/1.5S FB-S1-1.5S	1,980	2,220	2319	2319				
3-8349-02	ブラインドヘルール(SUS304) 2S FB-S1-2S	2,560	2,800	2319	2319				
3-8349-03	ブラインドヘルール(SUS304) 2.5S FB-S1-2.5S	3,610	3,960	2319	2319				
3-8349-04	ブラインドヘルール(SUS304) 3S FB-S1-3S	5,010	5,480	2319	2319				
3-8349-05	ブラインドヘルール(SUS304) 4S FB-S1-4S	7,100	7,800	2319	2319				
3-8349-06	ブラインドヘルール(SUS316L) 1S/1.5S FB-S3-1.5S	2,450	2,690	2319	2319				
3-8349-07	ブラインドヘルール(SUS316L) 2S FB-S3-2S	3,730	4,080	2319	2319				
3-8349-08	ブラインドヘルール(SUS316L) 2.5S FB-S3-2.5S	5,240	5,830	2319	2319				
3-8349-09	ブラインドヘルール(SUS316L) 3S FB-S3-3S	7,210	7,910	2319	2319				
3-8349-10	ブラインドヘルール(SUS316L) 4S FB-S3-4S	10,400	11,500	2319	2319				
3-8350-01	ヘルール継手 溶接ヘルール 1S FS-S1-1S	1,630	1,750	2317	2317				
3-8350-02	ヘルール継手 溶接ヘルール 1.5S FS-S1-1.5S	1,400	1,520	2317	2317				
3-8350-03	ヘルール継手 溶接ヘルール 2S FS-S1-2S	1,860	2,100	2317	2317				
3-8350-04	ヘルール継手 溶接ヘルール 2.5S FS-S1-2.5S	2,680	2,920	2317	2317				
3-8350-05	ヘルール継手 溶接ヘルール 3S FS-S1-3S	3,380	3,730	2317	2317				
3-8350-06	ヘルール継手 溶接ヘルール 4S FS-S1-4S	5,230	5,820	2317	2317				
3-8350-07	ヘルール継手 溶接ヘルール 1S FS-S3-1S	2,680	2,920	2317	2317				
3-8350-08	ヘルール継手 溶接ヘルール 1.5S FS-S3-1.5S	2,340	2,580	2317	2317				
3-8350-09	ヘルール継手 溶接ヘルール 2S FS-S3-2S	2,910	3,260	2317	2317				
3-8350-10	ヘルール継手 溶接ヘルール 2.5S FS-S3-2.5S	4,190	4,660	2317	2317				
3-8350-11	ヘルール継手 溶接ヘルール 3S FS-S3-3S	5,120	5,590	2317	2317				
3-8350-12	ヘルール継手 溶接ヘルール 4S FS-S3-4S	7,790	8,610	2317	2317				
3-8351-01	ヘルール継手 溶接45° エルボ 1S EQ-WS1-1S	3,330	3,670	2317	2317				
3-8351-02	ヘルール継手 溶接45° エルボ 1.5S EQ-WS1-1.5S	4,010	4,460	2317	2317				
3-8351-03	ヘルール継手 溶接45° エルボ 2S EQ-WS1-2S	4,770	5,220	2317	2317				
3-8351-04	ヘルール継手 溶接45° エルボ 2.5S EQ-WS1-2.5S	8,670	9,560	2317	2317				
3-8351-05	ヘルール継手 溶接45° エルボ 3S EQ-WS1-3S	10,600	11,800	2317	2317				
3-8351-06	ヘルール継手 溶接45° エルボ 4S EQ-WS1-4S	17,800	19,600	2317	2317				
3-8351-07	ヘルール継手 溶接45° エルボ 1S EQ-WS3-1S	4,110	4,560	2317	2317				
3-8351-08	ヘルール継手 溶接45° エルボ 1.5S EQ-WS3-1.5S	5,180	5,750	2317	2317				
3-8351-09	ヘルール継手 溶接45° エルボ 2S EQ-WS3-2S	6,560	7,230	2317	2317				
3-8351-10	ヘルール継手 溶接45° エルボ 2.5S EQ-WS3-2.5S	12,200	13,500	2317	2317				
3-8351-11	ヘルール継手 溶接45° エルボ 3S EQ-WS3-3S	16,100	17,800	2317	2317				
3-8351-12	ヘルール継手 溶接45° エルボ 4S EQ-WS3-4S	24,800	27,300	2317	2317				
3-8352-01	ヘルール継手 溶接エルボ 1S EL-WS1-1S	3,000	3,340	2317	2317				
3-8352-02	ヘルール継手 溶接エルボ 1.5S EL-WS1-1.5S	3,120	3,460	2317	2317				
3-8352-03	ヘルール継手 溶接エルボ 2S EL-WS1-2S	4,110	4,560	2317	2317				
3-8352-04	ヘルール継手 溶接エルボ 2.5S EL-WS1-2.5S	7,670	8,450	2317	2317				
3-8352-05	ヘルール継手 溶接エルボ 3S EL-WS1-3S	10,300	11,300	2317	2317				
3-8352-06	ヘルール継手 溶接エルボ 4S EL-WS1-4S	18,100	19,900	2317	2317				
3-8352-07	ヘルール継手 溶接エルボ 1S EL-WS3-1S	3,220	3,560	2317	2317				
3-8352-08	ヘルール継手 溶接エルボ 1.5S EL-WS3-1.5S	4,010	4,460	2317	2317				
3-8352-09	ヘルール継手 溶接エルボ 2S EL-WS3-2S	5,670	6,230	2317	2317				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
3-8352-10	ヘルール継手 溶接エルボ 2.5S EL-WS3-2.5S	11,700	13,000	2317	2317				
3-8352-11	ヘルール継手 溶接エルボ 3S EL-WS3-3S	14,300	15,800	2317	2317				
3-8352-12	ヘルール継手 溶接エルボ 4S EL-WS3-4S	26,300	29,000	2317	2317				
3-8353-01	ミニヘルール継手 ミニヘルールティー 8A TE-FS3-8A	33,800	37,200	2318	2318				
3-8353-02	ミニヘルール継手 ミニヘルールティー 10A TE-FS3-10A	31,400	34,600	2318	2318				
3-8353-03	ミニヘルール継手 ミニヘルールティー 15A TE-FS3-15A	30,400	33,400	2318	2318				
3-8354-01	ミニヘルール継手 ミニヘルールエルボ 8A EL-FS3-8A	16,500	18,200	2318	2318				
3-8354-02	ミニヘルール継手 ミニヘルールエルボ 10A EL-FS3-10A	15,600	17,200	2318	2318				
3-8354-03	ミニヘルール継手 ミニヘルールエルボ 15A EL-FS3-15A	14,800	17,300	2318	2318				
3-8355-01	ミニヘルール継手 溶接ミニティー 8A TE-WS3-8A	17,500	19,300	2318	2318				
3-8355-02	ミニヘルール継手 溶接ミニティー 10A TE-WS3-10A	16,400	18,100	2318	2318				
3-8355-03	ミニヘルール継手 溶接ミニティー 15A TE-WS3-15A	16,200	17,900	2318	2318				
3-8387-01	ミニヘルール継手 ミニヘルールクランプ 8A 2H-M-8A	2,900	3,240	2318	2318				
3-8387-02	ミニヘルール継手 ミニヘルールクランプ 10A 2H-M-10A	2,900	3,240	2318	2318				
3-8387-03	ミニヘルール継手 ミニヘルールクランプ 15A 2H-M-15A	2,900	3,240	2318	2318				
3-8388-01	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(シリコンゴム) 8A GT-SI-8A	340	380	2318	2318				
3-8388-02	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(シリコンゴム) 10A GT-SI-10A	340	380	2318	2318				
3-8388-03	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(シリコンゴム) 15A GT-SI-15A	340	380	2318	2318				
3-8409-01	緩衝材 アスバックサラサラ(R) 1袋	140	160	2478	2478				
3-8409-02	緩衝材 アスバックサラサラ(R) 20袋	1,650	1,850	2478	2478				
3-8409-03	緩衝材 アスバックサラサラ(R) 200袋	15,600	17,200	2478	2478				
3-8426-01	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(PTFE) 8A GT-PT-8A	1,110	1,240	2318	2318				
3-8426-02	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(PTFE) 10A GT-PT-10A	1,110	1,240	2318	2318				
3-8426-03	ミニヘルール継手 ミニヘルールガasket(PTFE) 15A GT-PT-15A	1,110	1,240	2318	2318				
3-8555-01	モーションコントロールボード(USB/LAN接続タイプ) MR540	74,800	78,500	393	393				
3-8555-02	モーションコントロールボード(USB/LAN接続タイプ) MR580	108,000	114,000	393	393				
3-8558-01	ドライバー 体型モーションコントローラ 1軸 MD5130D	56,100	62,000	393	393				
3-8558-02	ドライバー 体型モーションコントローラ 2軸 MD5230D	89,400	104,000	393	393				
3-8567-04	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8022P	53,900	67,900	393	393				
3-8567-05	モーションコントロールボード(PCIバスタイプ) MC8042P	63,800	76,500	393	393				
4-1328-01	二硫化モリブデン M-5パウダー	2,740	3,020	2412	2412				
4-1328-02	二硫化モリブデン Aパウダー	2,740	3,020	2412	2412				
4-1328-03	二硫化モリブデン Cパウダー	2,550	2,830	2412	2412				
4-1328-04	二硫化モリブデン Tパウダー	2,550	2,830	2412	2412				
4-1332-02	センターリング SUS304 NW16	1,600	1,940	464	464				
4-1332-03	センターリング SUS304 NW25	2,000	2,310	464	464				
4-1332-04	センターリング SUS304 NW40	2,700	3,170	464	464				
4-1332-05	センターリング SUS304 NW50	3,800	5,470	464	464				
4-1332-06	センターリング SUS304 NW63	3,750	4,650	464	464				
4-1332-07	センターリング SUS304 NW80	5,000	6,000	464	464				
4-1332-08	センターリング SUS304 NW100	6,000	7,000	464	464				
4-1342-01	ビューポート コパールガラス ICF34 vp34g	19,800	31,800	469	469				
4-1342-03	ビューポート コパールガラス ICF70(大口径) vp7038g	20,000	35,800	469	469				
4-1342-04	ビューポート コパールガラス ICF114 vp114g	33,000	52,600	469	469				
4-1342-05	ビューポート コパールガラス ICF152 vp152g	72,000	111,000	469	469				
4-1342-06	ビューポート コパールガラス ICF203 vp203g	122,000	202,000	469	469				
4-1343-01	ビューポート 合成石英 ICF34 vp34q	50,000	69,600	469	469				
4-1343-03	ビューポート 合成石英 ICF70(大口径) vp7038q	70,000	109,000	469	469				
4-1343-04	ビューポート 合成石英 ICF114 vp114q	140,000	234,000	469	469				
4-1343-05	ビューポート 合成石英 ICF152 vp152q	210,000	334,000	469	469				
4-1343-06	ビューポート 合成石英 ICF203 vp203q	450,000	756,000	469	469				
4-1344-01	ビューポート サファイヤ ICF34 vp34s	50,000	82,600	469	469				
4-1344-03	ビューポート サファイヤ ICF70(大口径) vp7038s	79,000	132,000	469	469				
4-1346-01	ブラנקフランチ SUS304 NW10	1,300	1,620	468	468				
4-1346-06	ブラנקフランチ SUS304 NW63	4,030	6,720	468	468				
4-1346-07	ブラנקフランチ SUS304 NW80	7,360	11,400	468	468				
4-1346-08	ブラנקフランチ SUS304 NW100	9,330	13,000	468	468				
4-1347-02	センターリング SUS316L NW25	2,200	2,420	464	464				
4-1347-03	センターリング SUS316L NW40	2,900	3,280	464	464				
4-1347-04	センターリング SUS316L NW50	4,000	5,250	464	464				
4-1348-11	メッシュ付きセンターリング NW16	4,620	5,430	464	464				
4-1348-12	メッシュ付きセンターリング NW25	4,890	5,510	464	464				
4-1348-13	メッシュ付きセンターリング NW40	5,440	6,250	464	464				
4-1348-14	メッシュ付きセンターリング NW50	8,470	10,900	464	464				
4-1365-01	真空フレキシブルチューブ NW16-250	5,990	7,710	466	466				
4-1365-02	真空フレキシブルチューブ NW16-500	6,860	9,720	466	466				
4-1365-03	真空フレキシブルチューブ NW16-750	8,610	11,800	466	466				
4-1365-04	真空フレキシブルチューブ NW16-1000	10,000	13,200	466	466				
4-1365-05	真空フレキシブルチューブ NW16-1500	15,100	20,300	466	466				
4-1365-06	真空フレキシブルチューブ NW16-2000	22,300	25,800	466	466				
4-1365-18	真空フレキシブルチューブ NW16-3000	25,100	31,400	466	466				
4-1366-01	真空フレキシブルチューブ NW25-250	6,690	9,480	466	466				
4-1366-02	真空フレキシブルチューブ NW25-500	7,980	11,200	466	466				
4-1366-03	真空フレキシブルチューブ NW25-750	9,160	12,600	466	466				
4-1366-04	真空フレキシブルチューブ NW25-1000	10,900	14,700	466	466				
4-1366-05	真空フレキシブルチューブ NW25-1500	16,300	20,100	466	466				
4-1366-08	真空フレキシブルチューブ NW25-3000	28,600	32,700	466	466				
4-1366-16	真空フレキシブルチューブ NW25-2000	24,000	28,300	466	466				
4-1367-01	真空フレキシブルチューブ NW40-250	9,180	11,800	466	466				
4-1367-02	真空フレキシブルチューブ NW40-500	11,100	14,300	466	466				
4-1367-03	真空フレキシブルチューブ NW40-750	13,500	16,700	466	466				
4-1367-04	真空フレキシブルチューブ NW40-1000	15,400	20,900	466	466				
4-1367-05	真空フレキシブルチューブ NW40-1500	25,400	29,200	466	466				
4-1367-06	真空フレキシブルチューブ NW40-2000	29,700	34,000	466	466				
4-1368-01	真空フレキシブルチューブ NW50-250	12,600	15,500	466	466				
4-1368-02	真空フレキシブルチューブ NW50-500	14,300	17,500	466	466				
4-1368-03	真空フレキシブルチューブ NW50-750	19,500	22,100	466	466				
4-1368-04	真空フレキシブルチューブ NW50-1000	22,900	27,000	466	466				
4-1368-05	真空フレキシブルチューブ NW50-1500	35,400	40,300	466	466				
4-2584-01	真空ボールバルブ NWフランジ接続 NW25	25,300	29,100	468	468				
4-2584-02	真空ボールバルブ NWフランジ接続 NW40	43,300	49,800	468	468				
4-2584-03	真空ボールバルブ NWフランジ接続 NW50	66,200	76,200	468	468				
4-4093-01	二硫化モリブデンパウダー M-5パウダー2kg	42,300	47,200	2412	2412				
4-4093-02	二硫化モリブデンパウダー Aパウダー2kg	41,400	46,400	2412	2412				
4-4093-03	二硫化モリブデンパウダー Cパウダー2kg	38,400	43,500	2412	2412				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
4-4093-04	二硫化モリブデンパウダー Tパウダー2kg	37,400	42,500	2412	2412				
4-4094-01	二硫化モリブデンパウダー M-5パウダー10kg	167,000	193,000	2412	2412				
4-4094-02	二硫化モリブデンパウダー Aパウダー10kg	162,000	188,000	2412	2412				
4-4094-03	二硫化モリブデンパウダー Cパウダー10kg	159,000	185,000	2412	2412				
4-4094-04	二硫化モリブデンパウダー Tパウダー10kg	157,000	183,000	2412	2412				
4-4518-01	低溶出広ロスクリュウキャップバイアル 6904-74502	9,970	6,800	1933	1933				
4-4518-02	低溶出広ロスクリュウキャップバイアル 6904-74503	10,110	6,940	1933	1933				
4-4711-01	一次抗体 E-AB-40451	38,000	27,000	1782	1782				
4-4712-01	プロサイトマトリ用抗体 E-AB-F1097C	12,000	14,000	1780	1780				
4-4712-02	プロサイトマトリ用抗体 E-AB-F1001C	21,000	17,000	1780	1780				
4-4713-01	ELISAキット E-OSEL-H0005	81,000	93,000	1777	1777				
4-4713-02	ELISAキット E-OSEL-H0006	81,000	93,000	1777	1777				
4-4713-04	ELISAキット E-EL-H6156	70,000	80,000	1777	1777				
4-4713-05	ELISAキット E-EL-M3059	70,000	80,000	1777	1777				
4-4713-06	ELISAキット E-EL-M3063	70,000	80,000	1777	1777				
4-5081-01	ICF フランジ cr34	24,900	28,600	466	466				
4-5081-02	ICF フランジ cr70	34,500	39,900	466	466				
4-5081-03	ICF フランジ cr114	74,400	93,000	466	466				
4-5081-04	ICF フランジ cr152	127,500	145,000	466	466				
4-5081-05	ICF フランジ cr203	243,900	302,000	466	466				
4-5082-01	ICF フランジ te34	16,200	19,900	466	466				
4-5082-02	ICF フランジ te70	18,300	22,500	466	466				
4-5082-03	ICF フランジ te114	60,900	68,800	466	466				
4-5082-04	ICF フランジ te152	93,900	108,000	466	466				
4-5082-05	ICF フランジ te203	168,900	194,000	466	466				
4-5083-01	ICF フランジ eb34	11,400	14,300	466	466				
4-5083-02	ICF フランジ eb70	19,200	22,600	466	466				
4-5083-03	ICF フランジ eb114	42,900	49,500	466	466				
4-5083-04	ICF フランジ eb152	74,400	86,600	466	466				
4-5083-05	ICF フランジ eb203	150,600	168,000	466	466				
4-5084-01	ICF フランジ ni34	8,700	11,300	466	466				
4-5084-02	ICF フランジ ni70	15,900	19,400	466	466				
4-5084-03	ICF フランジ ni114	36,600	45,200	466	466				
4-5084-04	ICF フランジ ni152	57,000	70,700	466	466				
4-5084-05	ICF フランジ ni203	102,600	131,000	466	466				
4-5085-01	NW ICF 変換ニップル ch1634	7,400	8,990	465	465				
4-5085-02	NW ICF 変換ニップル ch1670	9,700	11,100	465	465				
4-5085-03	NW ICF 変換ニップル ch2534	9,400	12,300	465	465				
4-5085-04	NW ICF 変換ニップル ch2570	10,400	12,600	465	465				
4-5085-05	NW ICF 変換ニップル ch4070	11,000	12,800	465	465				
4-5086-01	NW 変換ニップル テーパー型 ch2516ta	3,300	3,990	464	464				
4-5086-02	NW 変換ニップル テーパー型 ch4016ta	5,300	6,440	464	464				
4-5086-03	NW 変換ニップル テーパー型 ch4025ta	4,930	6,700	464	464				
4-5086-04	NW 変換ニップル テーパー型 ch5040ta	6,700	8,250	464	464				
4-5086-05	NW 変換ニップル テーパー型 ch5025ta	7,000	8,890	464	464				
4-5087-01	NW ニップル ni16	6,000	6,460	465	465				
4-5087-02	NW ニップル ni25	6,400	6,900	465	465				
4-5087-03	NW ニップル ni40	9,400	10,100	465	465				
4-5087-04	NW ニップル ni50	9,800	10,600	465	465				
4-5088-01	NW チェーン式クランプ cp63ch	3,740	5,060	463	463				
4-5088-02	NW チェーン式クランプ cp80ch	9,500	11,400	463	463				
4-5088-03	NW チェーン式クランプ cp100ch	10,500	12,600	463	463				
4-5089-01	NW SUSクランプ cp16s	5,400	6,430	463	463				
4-5089-02	NW SUSクランプ cp25s	5,900	6,910	463	463				
4-5089-03	NW SUSクランプ cp40s	6,600	8,250	463	463				
4-5089-04	NW SUSクランプ cp50s	8,000	9,860	463	463				
5-239-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-501	6,500	7,570	1510	1510				
5-240-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-1001	11,900	12,900	1510	1510				
5-241-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-2001	17,000	18,300	1510	1510				
5-242-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-1001W	13,000	14,300	1510	1510				
5-243-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-3001	33,000	37,600	1510	1510				
5-244-11	ステンレス製デュワー瓶(2重構造) 栓付 D-6001	43,000	47,600	1510	1510				
61-6971-44	ストレッチマットF180 青 H7479B	30,600	32,200			1147			
61-6971-45	ストレッチマットF180 緑 H7479G	30,600	32,200			1147			
61-6971-46	ストレッチマットF180 シルバー H7479S	30,600	32,200			1147			
61-6971-47	ストレッチマットF180 オレンジ H7479V	30,600	32,200			1147			
61-6971-48	ストレッチマットF180 黄 H7479Y	30,600	32,200			1147			
61-9671-10	スポーツ軽量マット900 青 T1960B	32,000	33,700			1147			
61-9671-11	スポーツ軽量マット900 ダークグリーン T1960DG	32,000	33,700			1147			
61-9671-12	スポーツ軽量マット900 緑 T1960G	32,000	33,700			1147			
61-9671-13	スポーツ軽量マット900 赤 T1960R	32,000	33,700			1147			
61-9671-14	スポーツ軽量マット900 オレンジ T1960V	32,000	33,700			1147			
61-9671-15	スポーツ軽量マット900 黄 T1960Y	32,000	33,700			1147			
61-9672-30	長座体前屈測定器I T2791	15,000	15,400						318
61-9672-44	障害物歩行用ハードル1組(12個入) T2686	26,700	28,000						312
63-1208-99	ユーティリティカッターナイフ 刃先調整固定式 10550	3,250	4,620	2549	2549				
63-1209-01	ユーティリティカッターナイフ 刃先自動収納式 10554	3,250	4,620	2549	2549				
63-1209-03	クラフトカッターナイフ 10548	2,050	2,800	2549	2549				
63-1209-06	セラミック スカーベルナイフ(替刃対応) 10568	1,650	2,320	2549	2549				
63-1209-14	セラミック替刃(ラウンド刃先、ストレート)1パック(4枚入) 10518	3,000	4,090	2549	2549				
63-1209-15	セラミック替刃(鋭角刃先)1パック(4枚入) 10519	3,000	4,090	2549	2549				
63-1209-16	セラミック替刃(ラウンド刃先、ユーティリティ)1パック(3枚入) 10526	3,000	4,090	2549	2549				
64-9510-45	電子ホイッスル HP588 B3286	3,100	3,300						274
64-9532-14	電子ホイッスル HP588-3 B3951	3,600	3,800						274
65-0546-45	スペースフープ U7005	1,100	1,300						313
6-5346-21-20	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 SVAJ101	16,000	17,000	2529	2529				
6-5346-21-24	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) シルバー JCSS校正証明書付 SVAJ101	18,000	19,000	2529	2529				
6-5347-21-20	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 SVAJ103	16,000	17,000	2529	2529				
6-5347-21-24	デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) レッド JCSS校正証明書付 SVAJ103	18,000	19,000	2529	2529				
65-3648-53	バウチカバー 口径82mm穴タイプ 82mm	4,000	5,000			1394			
65-3648-54	バウチカバー 口径70mm穴タイプ 70mm	4,000	5,000			1394			
66-0006-82	ウィル・ステラVHジェル 42339 携帯用	280	320			314			
66-0010-14	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691B ブルー	30,800	32,400			1147			
66-0010-15	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691DG ダークグリーン	30,800	32,400			1147			
66-0010-16	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691G グリーン	30,800	32,400			1147			

2024年3月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
66-0010-17	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691R レッド	30,800	32,400			1147			
66-0010-18	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691V オレンジ	30,800	32,400			1147			
66-0010-19	スポーツ軽量連結マット900 連結無 T-1691Y イエロー	30,800	32,400			1147			
6-7081-01	ハイパワークリーナー AS-10M	94,000	85,000	2759	2759				
7-1331-01	ドクターシューズ 24.5cm HN 24.5	20,000	22,000			2030			
7-1331-02	ドクターシューズ 25.0cm HN 25	20,000	22,000			2030			
7-1331-03	ドクターシューズ 25.5cm HN	20,000	22,000			2030			
7-1331-04	ドクターシューズ 26.0cm HN 26	20,000	22,000			2030			
7-1331-05	ドクターシューズ 26.5cm HN	20,000	22,000			2030			
7-1331-06	ドクターシューズ 27.0cm HN 27	20,000	22,000			2030			
7-1331-07	ドクターシューズ 27.5cm HN 27.5	20,000	22,000			2030			
7-1331-08	ドクターシューズ 28.0cm HN 28	20,000	22,000			2030			
7-1331-09	ドクターシューズ 29.0cm HN 29	20,000	22,000			2030			
7-1331-10	ドクターシューズ 30.0cm HN 30	20,000	22,000			2030			
7-1332-01	ドクターシューズ 24.5cm WN 24.5	20,000	22,000			2030			
7-1332-02	ドクターシューズ 25.0cm WN 25	20,000	22,000			2030			
7-1332-03	ドクターシューズ 25.5cm WN	20,000	22,000			2030			
7-1332-04	ドクターシューズ 26.0cm WN 26	20,000	22,000			2030			
7-1332-05	ドクターシューズ 26.5cm WN	20,000	22,000			2030			
7-1332-06	ドクターシューズ 27.0cm WN 27	20,000	22,000			2030			
7-1332-07	ドクターシューズ 27.5cm WN 27.5	20,000	22,000			2030			
7-1332-08	ドクターシューズ 28.0cm WN 28	20,000	22,000			2030			
7-1332-09	ドクターシューズ 29.0cm WN 29	20,000	22,000			2030			
7-1332-10	ドクターシューズ 30.0cm WN 30	20,000	22,000			2030			
7-1339-01	ドクターシューズ 24.5cm VN 24.5	20,000	22,000			2030			
7-1339-02	ドクターシューズ 25.0cm VN 25	20,000	22,000			2030			
7-1339-03	ドクターシューズ 25.5cm VN	20,000	22,000			2030			
7-1339-04	ドクターシューズ 26.0cm VN 26	20,000	22,000			2030			
7-1339-05	ドクターシューズ 26.5cm VN	20,000	22,000			2030			
7-1339-06	ドクターシューズ 27.0cm VN 27	20,000	22,000			2030			
7-1339-07	ドクターシューズ 27.5cm VN 27.5	20,000	22,000			2030			
7-1339-08	ドクターシューズ 28.0cm VN 28	20,000	22,000			2030			
7-1344-01	ドクターシューズ 24.5cm RN 24.5	21,000	24,000			2030			
7-1344-02	ドクターシューズ 25.0cm RN 25	21,000	24,000			2030			
7-1344-03	ドクターシューズ 25.5cm RN	21,000	24,000			2030			
7-1344-04	ドクターシューズ 26.0cm RN 26	21,000	24,000			2030			
7-1344-05	ドクターシューズ 26.5cm RN	21,000	24,000			2030			
7-1344-06	ドクターシューズ 27.0cm RN 27	21,000	24,000			2030			
7-1344-07	ドクターシューズ 27.5cm RN 27.5	21,000	24,000			2030			
7-1344-08	ドクターシューズ 28.0cm RN 28	21,000	24,000			2030			
7-1975-01	ターゲットゲーム ターゲット B-2215	28,800	29,400						293
7-1975-02	ターゲットゲーム ストライク B-2216	28,800	29,400						293
7-1975-03	ターゲットゲーム ダーツ B-2217	28,800	29,400						293
7-1976-01	レクリエーションパド&テニス B-4125	21,400	23,000						294
7-289-01	ニードルバルブ SSA型 6/3.0	19,200	23,000	2321	2321				
7-289-02	ニードルバルブ SSA型 8/4.8	19,200	23,000	2321	2321				
7-289-03	ニードルバルブ SSA型 10/6.8	20,900	25,000	2321	2321				
7-289-04	ニードルバルブ SSA型 12/8.8	22,800	27,500	2321	2321				
7-289-05	ニードルバルブ SSA型 15/11.0	31,200	37,500	2321	2321				
7-289-06	ニードルバルブ SSL型 6/3.0	19,200	23,000	2321	2321				
7-289-07	ニードルバルブ SSL型 8/4.8	19,200	23,000	2321	2321				
7-289-08	ニードルバルブ SSL型 10/6.8	20,900	25,000	2321	2321				
7-289-09	ニードルバルブ SSL型 12/8.8	22,800	27,500	2321	2321				
7-289-10	ニードルバルブ SSL型 15/11.0	31,200	37,500	2321	2321				
7-2931-01	ボールプール 1950×1950×400mm B-3996	156,000	164,000			1145			
7-2959-01	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm ブルー H-7191B	15,500	16,300			1136			
7-2959-02	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm グリーン H-7191G	15,500	16,300			1136			
7-2959-03	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm オレンジ H-7191V	15,500	16,300			1136			
7-2959-04	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm イエロー H-7191Y	15,500	16,300			1136			
7-2959-05	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm ダークグリーン H-7191DG	15,500	16,300			1136			
7-2959-06	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm レッド H-7191R	15,500	16,300			1136			
7-2959-07	スポーツ軽量連結マット 900×900×20mm シルバー H-7191S	15,500	16,300			1136			
7-2960-01	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm ブルー H-7192B	43,800	45,900			1136			
7-2960-02	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm グリーン H-7192G	43,800	45,900			1136			
7-2960-03	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm オレンジ H-7192V	43,800	45,900			1136			
7-2960-04	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm イエロー H-7192Y	43,800	45,900			1136			
7-2960-05	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm ダークグリーン H-7192DG	43,800	45,900			1136			
7-2960-06	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm レッド H-7192R	43,800	45,900			1136			
7-2960-07	スポーツ軽量連結マット 1800×1800×20mm シルバー H-7192S	43,800	45,900			1136			
7-3476-01	電子ホイッスル B2890	3,600	3,800						274
7-7539-01	ペーパーエプロン ブルー 500枚入 FC-0158B	3,000	3,500			1172			
7-7539-02	ペーパーエプロン イエロー 500枚入 FC-0158Y	3,000	3,500			1172			
7-7539-03	ペーパーエプロン グリーン 500枚入 FC-0158G	3,000	3,500			1172			
7-7539-04	ペーパーエプロン ピンク 500枚入 FC-0158P	3,000	3,500			1172			
7-7539-05	ペーパーエプロン オレンジ 500枚入 FC-0158O	3,000	3,500			1172			
7-7539-06	ペーパーエプロン 5色アソート 500枚入 FC-0158	3,000	3,500			1172			
7-7658-01	長座体前屈測定器 T1817	31,300	31,700			777			
7-7705-01	アンプル保護ポーチ W ブラック	10,400	7,650			934			
7-7705-02	アンプル保護ポーチ W スカイブルー	10,400	7,650			934			
7-9921-01	筆記台付カルテワゴン 2段タイプ 575×420×950mm	21,000	23,000			75			
8-1653-01	アンプル保護ポーチ ブラウン	6,300	5,100			934			512
8-1653-02	アンプル保護ポーチ ブラック	6,300	5,100			934			
8-1653-03	アンプル保護ポーチ スカイブルー	6,300	5,100			934			
8-1654-01	駆血ベルト(ラテックスフリー) KUK グリーン	650	560			1274			453
8-1654-02	駆血ベルト(ラテックスフリー) KUK ライトブルー	650	560			1274			453
8-1654-03	駆血ベルト(ラテックスフリー) レッド KUK	650	560			1274			453
8-1654-04	駆血ベルト(ラテックスフリー) ピンク KUK	650	560			1274			453
8-1654-11	駆血ベルトKUK-GL10	6,000	5,500			1274			453
8-1654-12	駆血ベルトKUK-PK10	6,000	5,500			1274			453
8-1654-13	駆血ベルトKUK-RD10	6,000	5,500			1274			453
8-1654-14	駆血ベルトKUK-PK10	6,000	5,500			1274			453
8-2176-13	アルティアバスケット 400×300×75mm アイボリー HAB-75	3,100	4,300			19			
8-3532-01	マルチシールドダーパッグ (仕切板取り外しタイプ) ブラック B-1309	13,600	10,900			932			511
8-3532-02	マルチシールドダーパッグ (仕切板取り外しタイプ) ブルー B-1322	13,600	10,900			932			511
8-5238-11	4段スライド式腰掛台 T1125	170,000	178,500			1135			

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
86-3961-23	PE Anti-Mouse CD25 Antibody[PC-61.5.3] 200Tests E-AB-F1102D	39,000	29,000	1780	1780				
86-4008-97	PE Anti-Human CD24 Antibody[ML5] 200Tests E-AB-F1147D	53,000	59,000	1780	1780				
86-4015-42	APC Anti-Mouse Foxp3 Antibody[3G3] 200Tests E-AB-F1238E	61,000	59,000	1780	1780				
86-4370-33	Rat thyroxine,T4 ELISA Kit 96T CSB-E05082r	79,000	81,000	1780	1780				
86-4370-42	Rat Tri-iodothyronine,T3 ELISA Kit 96T CSB-E05085r	79,000	81,000	1780	1780				
86-4370-99	Rat Thyroid Stimulating Hormone,TSH ELISA Kit 96T CSB-E05115r	131,000	135,000	1780	1780				
86-4383-39	Bovine progesterone,PROG ELISA Kit 96T CSB-E08172b	99,000	102,000	1780	1780				
86-4383-90	Human calcitonin gene related peptide,CGRP ELISA Kit 96T CSB-E08210h	158,000	162,000	1780	1780				
86-4387-24	Fish Cortisol ELISA Kit 96T CSB-E08487f	79,000	81,000	1780	1780				
86-4398-54	Human ReverseTri-iodothyronine,rT3 ELISA Kit 96T CSB-E09485h	158,000	162,000	1780	1780				
86-4402-76	Human Lipopolysaccharides,LPS ELISA Kit 96T CSB-E09945h	158,000	162,000	1780	1780				
86-4422-89	Rat Keratin, type I cytoskeletal 18 fragment (K18-Asp396)ELISA Kit 96T CSB-E13708r	158,000	162,000	1780	1780				
86-4426-38	Human Coenzyme Q10 (CoQ10) ELISA Kit 96T CSB-E14081h	158,000	162,000	1780	1780				
86-4428-27	Mouse Keratin, type I cytoskeletal 18 fragment (K18-Asp396)ELISA Kit 96T CSB-E14265m	139,000	143,000	1780	1780				
86-4447-75	Human CD81 antigen(CD81) ELISA kit 96T CSB-EL004960HU	139,000	143,000	1780	1780				
86-4483-64	Human zonulin ELISA kit 96T CSB-EQ027649HU	139,000	143,000	1780	1780				
86-4629-69	Human MMP-1 (Matrix Metalloproteinase 1) ELISA Kit 96T EH0232	76,000	82,000	1779	1779				
86-4629-88	Human PDGF-BB (Platelet Derived Growth Factor-BB) ELISA Kit 96T EH0254	87,000	93,000	1779	1779				
86-4630-12	Human TGFb1 (Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T EH0287	76,000	82,000	1779	1779				
86-4630-43	Human VEGF (Vascular Endothelial Cell Growth Factor) ELISA Kit 96T EH0327	76,000	82,000	1779	1779				
86-4631-41	Human S100B (Protein S100-B) ELISA Kit 96T EH0543	76,000	82,000	1779	1779				
86-4634-56	Human OxLDL (Oxidized low-density lipoprotein) ELISA Kit 96T EH0943	76,000	82,000	1779	1779				
86-4642-39	Human ACLY (ATP-citrate synthase) ELISA Kit 96T EH1580	87,000	93,000	1779	1779				
86-4647-92	Human SEMA3A (Semaphorin-3A) ELISA Kit 96T EH2193	87,000	93,000	1779	1779				
86-4648-57	Human PRKCSH (Glucosidase 2 subunit beta) ELISA Kit 96T EH2259	87,000	93,000	1779	1779				
86-4650-66	Human RHOA (Transforming protein RhoA) ELISA Kit 96T EH2484	87,000	93,000	1779	1779				
86-4651-81	Human BALP (Bone Alkaline Phosphatase) ELISA Kit 96T EH2691	76,000	82,000	1779	1779				
86-4653-72	Human FG (Fibrinogen) ELISA Kit 96T EH3057	87,000	93,000	1779	1779				
86-4655-22	Human MT (Melatonin) ELISA Kit 96T EH3344	87,000	93,000	1779	1779				
86-4659-65	Human PGE2 (Prostaglandin E2) ELISA Kit 96T EH4233	87,000	93,000	1779	1779				
86-4664-23	Mouse TNFA (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T EM0183	76,000	82,000	1779	1779				
86-4668-31	Mouse Cma1 (Chymase 1, Mast Cell) ELISA Kit 96T EM0717	87,000	93,000	1779	1779				
86-4670-50	Mouse CTXI (Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen) ELISA Kit 96T EM0960	87,000	93,000	1779	1779				
86-4671-11	Mouse FSH (Follicle-stimulating hormone) ELISA Kit 96T EM1035	76,000	82,000	1779	1779				
86-4672-39	Mouse LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit 96T EM1188	76,000	82,000	1779	1779				
86-4674-60	Mouse Estrogen ELISA Kit 96T EM1501	87,000	93,000	1779	1779				
86-4675-54	Mouse COR (Cortisol) ELISA Kit 96T EM1721	87,000	93,000	1779	1779				
86-4675-71	Mouse Testosterone ELISA Kit 96T EM1850	87,000	93,000	1779	1779				
86-4677-19	Human IFITM2 (Interferon-induced transmembrane protein 2) ELISA Kit 96T EH9300	98,000	105,000	1779	1779				
86-4678-67	Porcine CHEM (Chemerin) ELISA Kit 96T EP0169	109,000	117,000	1779	1779				
86-4679-62	Rat IL-2 (Interleukin-2) ELISA Kit 96T ER0039	76,000	82,000	1779	1779				
86-4680-83	Rat Cat (Catalase) ELISA Kit 96T ER0264	87,000	93,000	1779	1779				
86-4680-93	Rat Gpx1 (Glutathione peroxidase 1) ELISA Kit 96T ER0274	87,000	93,000	1779	1779				
86-4681-39	Rat SOD1 (Superoxide dismutase [Cu-Zn]) ELISA Kit 96T ER0332	76,000	82,000	1779	1779				
86-4682-26	Rat MT-1 (Metallothionein-1) ELISA Kit 96T ER0447	87,000	93,000	1779	1779				
86-4684-97	Rat Ab40 (Amyloid Beta 40) ELISA Kit 96T ER0754	76,000	82,000	1779	1779				
86-4685-80	Rat CORT (Corticosterone) ELISA Kit 96T ER0859	87,000	93,000	1779	1779				
86-4687-67	Rat IL-1b (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit 96T ER1094	76,000	82,000	1779	1779				
86-4687-81	Rat INS (Insulin) ELISA Kit 96T ER1113	76,000	82,000	1779	1779				
86-4687-88	Rat LH (Luteinizing Hormone) ELISA Kit 96T ER1123	76,000	82,000	1779	1779				
86-4688-28	Rat NF- kappa B (Nuclear Factor Kappa B) ELISA Kit 96T ER1186	87,000	93,000	1779	1779				
86-4689-69	Rat TGF-b1 (Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit 96T ER1378	76,000	82,000	1779	1779				
86-4690-23	Rat T (Testosterone) ELISA Kit 96T ER1462	87,000	93,000	1779	1779				
86-4690-47	Rat E2 (Estradiol) ELISA Kit 96T ER1507	76,000	82,000	1779	1779				
86-4690-95	Rat Ang1-7 (Angiotensin 1-7) ELISA Kit 96T ER1616	87,000	93,000	1779	1779				
86-4691-61	Rat MDA (Malonaldehyde) ELISA Kit 96T ER1878	76,000	82,000	1779	1779				
86-4694-16	FA/VB9 (Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit 96T EU0381	76,000	82,000	1779	1779				
86-4694-29	8-OHdG (8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit 96T EU2548	76,000	82,000	1779	1779				
86-6349-13	組み換えタンパク質 2B4-H82F0-25ug	88,000	94,000	1774	1774				
86-6349-14	組み換えタンパク質 FAP-H82Q6-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-15	組み換えタンパク質 PSA-H82Qb-200ug	395,000	429,000	1774	1774				
86-6349-16	組み換えタンパク質 TR2-H82E5-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-17	組み換えタンパク質 CD4-H82F3-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-18	組み換えタンパク質 FO1-M82E9-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-19	組み換えタンパク質 CD4-H82E8-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-20	組み換えタンパク質 HE2-H5253-100ug	77,000	83,000	1774	1774				
86-6349-21	組み換えタンパク質 CD9-HP2H3-200tests	520,000	558,000	1774	1774				
86-6349-22	組み換えタンパク質 MSN-HP2H5-200tests	520,000	558,000	1774	1774				
86-6349-23	組み換えタンパク質 CDE-H82E1-200ug	394,000	428,000	1774	1774				
86-6349-24	組み換えタンパク質 CDD-H52Wa-100ug	173,000	188,000	1774	1774				
86-6349-25	組み換えタンパク質 CDD-H52W1-1mg	912,000	991,000	1774	1774				
86-6349-26	組み換えタンパク質 LA3-H5222-1mg	652,000	708,000	1774	1774				
86-6349-28	組み換えタンパク質 ILG-H5254-100ug	94,000	102,000	1774	1774				
86-6349-29	組み換えタンパク質 VE5-H82Q0-25ug	63,000	68,000	1774	1774				
86-6349-30	組み換えタンパク質 ILA-H52H9-100ug	75,000	81,000	1774	1774				
86-6349-31	組み換えタンパク質 VE0-H5212-200ug	467,000	507,000	1774	1774				
86-6349-32	組み換えタンパク質 VE5-H5248-50ug	83,000	89,000	1774	1774				
86-6349-33	組み換えタンパク質 RSG-V5221-50ug	88,000	94,000	1774	1774				
86-6349-34	組み換えタンパク質 PH0-H5225-200ug	312,000	336,000	1774	1774				
86-6349-35	組み換えタンパク質 CD3-H52H7-100ug	188,000	94,000	1774	1774				
86-6349-36	組み換えタンパク質 CDA-H82E9-200ug	375,000	408,000	1774	1774				
86-6349-37	組み換えタンパク質 FCA-H52H1-100ug	70,000	76,000	1774	1774				
86-6349-38	組み換えタンパク質 FCN-H52W7-50ug	88,000	94,000	1774	1774				
86-6349-39	組み換えタンパク質 HSA-H5220-500ug	38,000	41,000	1774	1774				
86-6349-41	組み換えタンパク質 FCC-H5214-200ug	65,000	70,000	1774	1774				
86-6349-44	二次抗体 FM3-HPY53-200tests	565,000	614,000	1783	1783				
86-6349-47	脳スライサー BSRC-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-48	脳スライサー BSRC-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-49	脳スライサー BSRS-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-50	脳スライサー BSRS-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-51	脳スライサー BSRLS-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-52	脳スライサー BSRLC-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-53	脳スライサー BSRLC-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-54	脳スライサー BSRLS-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-55	脳スライサー BSRLD-1	38,000	48,000	1784	1784				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
86-6349-56	脳スライサー BSRLD-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-57	脳スライサー BSRH-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-58	脳スライサー BSRH-2	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-59	脳スライサー BSGC-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-60	脳スライサー BSGS-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-61	脳スライサー BSGPC-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-62	脳スライサー BSGPS-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-63	脳スライサー BSFC-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-64	脳スライサー BSFS-2	44,000	55,000	1784	1784				
86-6349-65	脳スライサー BSRBC-2	50,000	63,000	1784	1784				
86-6349-66	脳スライサー BSRBS-2	50,000	63,000	1784	1784				
86-6349-67	脳スライサー BSHC-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-68	脳スライサー BSHS-1	38,000	48,000	1784	1784				
86-6349-69	脳スライサー BSOC-2	160,000	204,000	1784	1784				
86-6349-70	脳スライサー BSDC-2	160,000	204,000	1784	1784				
86-6349-71	脳スライサー BSMRG-2	160,000	204,000	1784	1784				
86-6349-72	脳スライサー BSMCC-2	160,000	204,000	1784	1784				
86-6349-73	脳スライサー BSPC-2	169,000	216,000	1784	1784				
86-6349-74	RBC Lysisﾊﾞｯﾌﾟｱｰ 786-1701	13,000	16,000	1776	1776				
86-6349-75	RBC Lysisﾊﾞｯﾌﾟｱｰ 786-1702	43,000	53,000	1776	1776				
86-6349-95	一次抗体 CSB-RA013563A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6349-96	一次抗体 CSB-RA004969A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6349-97	一次抗体 CSB-RA005934A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6349-98	一次抗体 CSB-RA001205A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6349-99	一次抗体 CSB-RA624111A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-01	一次抗体 CSB-RA009356A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-02	一次抗体 CSB-RA025168A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-03	一次抗体 CSB-RA002272A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-04	一次抗体 CSB-RA010605A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-05	一次抗体 CSB-RA011880A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-06	一次抗体 CSB-RA010833A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-07	一次抗体 CSB-RA008790A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-08	一次抗体 CSB-RA792129A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-09	一次抗体 CSB-RA632595A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
86-6350-10	一次抗体 CSB-RA157765A0HU	50,000	52,000	1782	1782				
8-7544-01	ドクターサンドル29N 黒 M 25.0～25.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-02	ドクターサンドル29N 黒 L 26.0～26.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-07	ドクターサンドル29N 黒 LL 27.0～27.5cm	11,500	12,400			2032			
8-7544-13	ドクターサンドル39N 黒 M 25.0～25.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-14	ドクターサンドル39N 黒 L 26.0～26.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-15	ドクターサンドル49N 黒 M 25.0～25.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-16	ドクターサンドル49N 黒 LL 26.0～26.5cm	10,600	11,500			2032			
8-7544-18	ドクターサンドル39N 黒 LL 27.0～27.5cm	11,500	12,400			2032			
8-7544-19	ドクターサンドル49N 黒 LL 27.0～27.5cm	11,400	12,300			2032			
8-7544-20	ドクターサンドル79N 黒 M 25.0～25.5cm	11,400	12,300			2032			
8-7544-21	ドクターサンドル79N 黒 L 26.0～26.5cm	11,400	12,300			2032			
8-7544-22	ドクターサンドル79N 黒 LL 27.0～27.5cm	12,200	13,100			2032			
89-5241-56	Protein-OUT, 50mL 786-680	27,000	28,000	1775	1775				
89-5245-08	AlbuminOUT, 25 Preps 786-251	78,000	82,000	1776	1776				
89-5245-10	AlbuminOUT, 50 Preps 786-252	145,000	150,000	1776	1776				
89-5246-03	Blue Dextran Loading Dye, 1.5mL 786-556	9,000	10,000	1771	1771				
89-5246-05	Blue Dextran Loading Dye, 10mL 786-574	33,000	34,000	1771	1771				
89-5247-74	Concanavalin A (Con A) Agarose, 10 columns 786-208	64,000	68,000	1776	1776				
89-5247-75	Concanavalin A (Con A) Agarose, 5mL resin 786-216	22,000	23,000	1776	1776				
89-5249-34	EndotoxinOUT, 10mL resin 786-367	48,000	51,000	1768	1768				
89-5249-36	EndotoxinOUT, 5 x 1mL 786-369	40,000	43,000	1768	1768				
89-5249-37	EndotoxinOUT Kit, 5 x 1mL kit 786-366	46,000	51,000	1768	1768				
89-5249-83	プロテアーゼ基質 FITC-Caseinプロテアーゼ基質 786-322	26,000	29,000	1775	1775				
89-5251-53	蛍光色素ラベリングキット(TAMRA・FITC) TAMRA-SEラベリングキット 786-142	69,000	86,000	1783	1783				
89-5251-54	蛍光色素ラベリングキット(TAMRA・FITC) OneQuantTAMRA 786-079	24,000	27,000	1783	1783				
89-5251-66	蛍光色素ラベリングキット(TAMRA・FITC) FITCラベリングキット 786-141	73,000	86,000	1783	1783				
89-5251-67	蛍光色素ラベリングキット(TAMRA・FITC) OneQuantFITC 786-080	15,000	17,000	1783	1783				
89-5255-44	高分子ゲノムDNA抽出試薬(カラム式) 50回 786-147	106,000	124,000	1763	1763				
89-5259-73	プロテアーゼ基質 Resorufin-Caseinプロテアーゼ基質 786-321	58,000	68,000	1775	1775				
89-5259-81	RNaseコンタミ検出・除去試薬 RNase-DETECT 56テスト分 786-115	56,000	67,000	1768	1768				
89-5259-82	RNaseコンタミ検出・除去試薬 RNase-DETECT 112テスト分 786-116	83,000	99,000	1768	1768				
89-5260-01	SDS-PAGE Sample Loading Buffer [6X], 25mL 786-701	10,000	11,000	1776	1776				
89-5260-07	精製用シリカ磁気ビーズ 5mL 786-915	45,000	52,000	1768	1768				
89-5260-08	精製用シリカ磁気ビーズ 25mL 786-916	170,000	199,000	1768	1768				
89-5260-97	STE Buffer [10X] (100mM Tris-HCl (pH8.0), 10mM EDTA, 1M NaCl), 1 Liter 786-569	17,000	19,000	1772	1772				
89-5261-68	TBE/バッファー(10×) 1L R025	11,000	12,000	1772	1772				
89-5261-79	TE/バッファー(100×) 100mL R003	10,000	11,000	1772	1772				
89-5261-84	TE Buffer [1X], pH 8.0, Low EDTA (Tris-EDTA; 10mM Tris base, 0.1mM EDTA), 1L 786-152	25,000	26,000	1772	1772				
89-5263-16	分子生物学用純水 DEPC-Treated 1L 786-109	14,000	15,000	1773	1773				
89-5263-17	分子生物学用純水 DEPC-Treated 125mL 786-117	6,000	7,000	1773	1773				
89-5263-18	分子生物学用純水 DEPC-Treated 500mL 786-118	9,000	10,000	1773	1773				
89-5263-19	分子生物学用純水 Endotoxin Free 1L 786-671	8,000	10,000	1773	1773				
89-5263-20	分子生物学用純水 Endotoxin Free 500mL 786-670	5,000	7,000	1773	1773				
89-5263-21	分子生物学用純水 Molecular Grade 500mL 786-292	6,000	8,000	1773	1773				
89-5263-22	分子生物学用純水 Molecular Grade 1L 786-293	8,000	11,000	1773	1773				
89-5263-26	Well-Coated Amine Binding, 8 well strip plate, Clear, 5 Plates 786-753	45,000	46,000	1777	1777				
89-5263-27	Well-Coated Amine Binding, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-756	45,000	46,000	1777	1777				
89-5263-28	Well-Coated Amine Binding, 96 well plate, White, 5 Plates 786-757	45,000	46,000	1777	1777				
89-5263-35	Well-Coated Biotin, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-747	51,000	53,000	1777	1777				
89-5263-36	Well-Coated Biotin, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-762	51,000	53,000	1777	1777				
89-5263-37	Well-Coated Biotin, 96 well plate, White, 5 Plates 786-763	51,000	53,000	1777	1777				
89-5263-38	Well-Coated Glutathione, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-751	59,000	60,000	1777	1777				
89-5263-39	Well-Coated Glutathione, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-764	59,000	60,000	1777	1777				
89-5263-40	Well-Coated Glutathione, 96 well plate, White, 5 Plates 786-765	59,000	60,000	1777	1777				
89-5263-41	Well-Coated Neutravidin, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-743	56,000	58,000	1777	1777				
89-5263-42	Well-Coated Neutravidin, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-766	56,000	58,000	1777	1777				
89-5263-43	Well-Coated Neutravidin, 96 well plate, White, 5 Plates 786-767	56,000	58,000	1777	1777				
89-5263-44	Well-Coated Nickel, 8 well strip plate, Clear, 5 Plates 786-749	69,000	72,000	1777	1777				
89-5263-45	Well-Coated Nickel, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-768	69,000	72,000	1777	1777				
89-5263-46	Well-Coated Nickel, 96 well plate, White, 5 Plates 786-769	69,000	72,000	1777	1777				

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2023 頁	サンクアスト 2023 頁	ナビス2024 頁	設備2024 頁	アズツール 2021 頁	ナビ助2023 頁
89-5263-47	Well-Coated Protein A, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-731	65,000	66,000	1777	1777				
89-5263-48	Well-Coated Protein A, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-770	65,000	66,000	1777	1777				
89-5263-49	Well-Coated Protein A, 96 well plate, White, 5 Plates 786-771	65,000	66,000	1777	1777				
89-5263-50	Well-Coated Protein A/G, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-735	72,000	74,000	1777	1777				
89-5263-51	Well-Coated Protein A/G, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-772	72,000	74,000	1777	1777				
89-5263-52	Well-Coated Protein A/G, 96 well plate, White, 5 Plates 786-773	72,000	74,000	1777	1777				
89-5263-53	Well-Coated Protein G, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-733	71,000	73,000	1777	1777				
89-5263-54	Well-Coated Protein G, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-774	71,000	73,000	1777	1777				
89-5263-55	Well-Coated Protein G, 96 well plate, White, 5 Plates 786-775	71,000	73,000	1777	1777				
89-5263-56	Well-Coated Protein L, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-737	76,000	78,000	1777	1777				
89-5263-57	Well-Coated Protein L, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-776	76,000	78,000	1777	1777				
89-5263-58	Well-Coated Protein L, 96 well plate, White, 5 Plates 786-777	76,000	78,000	1777	1777				
89-5263-59	Well-Coated Streptavidin, 8-well strip plate, Clear, 5 Plates 786-745	63,000	64,000	1777	1777				
89-5263-60	Well-Coated Streptavidin, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-778	63,000	65,000	1777	1777				
89-5263-61	Well-Coated Streptavidin, 96 well plate, White, 5 Plates 786-779	63,000	65,000	1777	1777				
89-5263-62	Well-Coated Sulphydryl Binding, 8 well strip plate, Clear, 5 Plates 786-755	47,000	48,000	1777	1777				
89-5263-63	Well-Coated Sulphydryl Binding, 96 well plate, Black, 5 Plates 786-780	50,000	51,000	1777	1777				
89-5263-64	Well-Coated Sulphydryl Binding, 96 well plate, White, 5 Plates 786-781	50,000	51,000	1777	1777				
89-6570-57	SynFire 神経細胞 共培養キット (MEA) 1010-7.5	720,000	729,000	1790	1790				
89-6570-62	SynFire 神経細胞 グルタミン酸作動性神経細胞キット (Large) 1001-50	620,000	628,000	1790	1790				
89-6570-64	SynFire 神経細胞 GABA作動性神経細胞キット (Large) 1002-50	620,000	628,000	1790	1790				
89-6570-66	SynFire 神経細胞 長期培養用培地 2003-1	55,000	56,000	1790	1790				
89-7173-04	SynFire 神経細胞 グルタミン酸作動性神経細胞キット (Small) 1001-10	420,000	425,000	1790	1790				
89-7173-05	SynFire 神経細胞 グルタミン酸作動性神経細胞 (Small) 1001-20	157,000	159,000	1790	1790				
89-7173-06	SynFire 神経細胞 グルタミン酸作動性神経細胞 (Large) 1001-60	300,000	304,000	1790	1790				
89-7173-07	SynFire 神経細胞 GABA作動性神経細胞キット (Small) 1002-10	420,000	425,000	1790	1790				
89-7173-08	SynFire 神経細胞 GABA作動性神経細胞 (Small) 1002-20	157,000	159,000	1790	1790				
89-7173-09	SynFire 神経細胞 GABA作動性神経細胞 (Large) 1002-60	300,000	304,000	1790	1790				
89-7173-10	SynFire 神経細胞 共培養キット (Basic) 1010-1.5	530,000	537,000	1790	1790				
89-7173-11	SynFire 神経細胞 培地キット (Small) 2010-10	87,000	88,000	1790	1790				
89-7173-12	SynFire 神経細胞 培地キット (Large) 2010-20	157,000	159,000	1790	1790				
89-7384-43	E.Z.N.A.ゲノムDNA抽出キット (カラム式) Tissue DNAキット D3396-02	66,000	73,000	1764	1764				
89-7384-61	E.Z.N.A.ゲノムDNA抽出キット (カラム式) Blood DNAキット D3392-02	77,000	85,000	1764	1764				
89-7385-42	透明化試薬 (組織用) HISTOスターターキット 1キット HSK-1	199,000	253,000	1783	1783				
89-7385-43	透明化試薬 (組織用) HISTO-1 30mL H1-30	108,000	138,000	1783	1783				
89-7385-44	透明化試薬 (組織用) HISTO-1 100mL H1-100	222,000	283,000	1783	1783				
89-7385-45	透明化試薬 (組織用) HISTO-2 30mL H2-30	37,000	46,000	1783	1783				
89-7385-46	透明化試薬 (組織用) HISTO-2 100mL H2-100	71,000	89,000	1783	1783				
89-7385-47	透明化試薬 (組織用) HISTO-1 and 2セット 10mL HH-10	52,000	66,000	1783	1783				
89-7385-48	透明化試薬 (組織用) HISTO-1 and 2セット 30mL HH-30	129,000	164,000	1783	1783				
89-7385-49	透明化試薬 (組織用) HISTO-1 and 2セット 100mL HH-100	250,000	319,000	1783	1783				
89-7385-73	マウス脳スライサー 1mm冠状脳スライサー BSLM-2	37,000	46,000	1784	1784				
89-7385-74	マウス脳スライサー 1mm矢状脳スライサー BSLM-1	37,000	46,000	1784	1784				
89-7385-75	マウス脳スライサー 2mm冠状脳スライサー BSLC-1	37,000	46,000	1784	1784				
89-7385-76	マウス脳スライサー 2mm矢状脳スライサー BSLS-1	37,000	46,000	1784	1784				
89-7638-93	Human VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit E-EL-H0111	70,000	80,000	1777	1777				
89-7651-78	Human HSP-70/HSPA9 (Heat Shock Protein 70) ELISA Kit E-EL-H1863	70,000	80,000	1777	1777				
89-7664-27	Mouse IgG (Immunoglobulin G) ELISA Kit E-EL-M0692	70,000	80,000	1777	1777				
89-7671-04	Rat IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit E-EL-R0015	70,000	80,000	1777	1777				
89-8143-47	T (Testosterone) ELISA Kit E-EL-0155	70,000	80,000	1777	1777				
89-8143-54	TGF-β1 (Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit E-EL-0162	70,000	80,000	1777	1777				
89-8143-76	Human IL-8 (Interleukin 8) ELISA Kit E-EL-H6008	70,000	80,000	1777	1777				
89-8143-85	Human LEP (Leptin) ELISA Kit E-EL-H6017	70,000	80,000	1777	1777				
89-8144-90	Human ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit E-EL-H6122	70,000	80,000	1777	1777				
89-8149-40	Human TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T EH0302	76,000	82,000	1779	1779				
89-8149-41	Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit 96T ER1393	76,000	82,000	1779	1779				
89-8149-43	Human IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kit 96T EH0201	76,000	82,000	1779	1779				
9-5689-01	MEISTERピンセット 基板用 幅広い 耐酸鋼 ARG-SA	8,690	8,710	3375	3375				
9-5692-01	MEISTERピンセット 平 耐酸鋼 (先端フラットタイプ) 321-SA	3,650	3,750	3374	3374				