

2025年1月

お得意先様 各位

アズワン株式会社  
営業本部

## 価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、  
一部の商品につき、2025年2月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、  
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、  
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

# 価格改定表

研究用総合機器カタログ2025  
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025  
ナビス看護・医療用品総合カタログ2024  
サニーフーズカタログ2024  
研究設備カタログ2024  
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025  
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021  
介護・医療用品総合カタログ ナビ助2023  
感染症対策用品パンフレット  
PluSmile+ウェルビーイング対策用品パンフレット  
サイエンスカタログ2024-2025

2025年2月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2024 円	サニーブーズ 2024 円	数値2024 円	アズビエア 2025 円	アズツール 2021 円	ナビ助2023 円	臨床検査用 品パック 円	ウェルビー ングパック 円	サイエンスカ タログ 円
0-033-01	院内用サンダル 23.5cm ピンク NP-110M	1,500	1,580			2032					517			
0-033-02	院内用サンダル 23.5cm ブルー NL-110M	1,500	1,580			2032					517			
0-033-04	院内用サンダル 24.5cm ピンク NP-110LL	1,500	1,650			2032					517			
0-033-05	院内用サンダル 24.5cm ブルー NL-110LL	1,500	1,650			2032					517			
0-034-01	院内用サンダル 26.0cm ブラウン NB-510L	1,480	1,530			2032					517			
0-034-02	院内用サンダル 27.0cm ブラウン NB-510LL	1,480	1,590			2032					517			
0-034-03	院内用サンダル 26.0cm カーキ NK-510L	1,480	1,530			2032					517			
0-034-04	院内用サンダル 27.0cm カーキ NK-510LL	1,480	1,590			2032					517			
0-089-01	ケリーバット	14,300	16,600			1939					121			
0-1800-15	プロシア検尿カップ(エコ)用 専用フタ φ74 1袋(100枚入)	1,320	1,380			828								
0-2255-01	ケグメイト(舌ブラシ) 白 やわらかめ	480	600			1778					48			
0-2255-02	ケグメイト(舌ブラシ) ピンク やわらかめ	480	600			1778					48			
0-2380-11	UVロッカー 1人用 UVL1-1-0W	116,000	128,000	2,168	2,168	340								
0-2380-12	UVロッカー 2人用 UVL2-2-0W	219,000	240,000	2,168	2,168	340								
0-3056-01	ゴム履機(エアポンプ付) SD	15,400	18,800			1884								
0-3354-11	アークボックス(字簿用)	2,700	2,790			289								
0-3440-01	BOXケース 4BOX 600×137×207mm 920940	16,000	16,500			48								
0-557-03	与薬車(大型内服用) ピンク 655×400×1290mm NCS-40P	298,000	308,000			283								
0-557-04	与薬車(大型内服用) ブルー 655×400×1290mm NCS-40B	298,000	308,000			283								
0-5753-11	注射薬カート 960×480×1190mm ISC-40-P	298,000	298,000			289								
0-5753-12	注射薬カート 640×480×1190mm ISC-24-P	232,000	238,000			289								
0-6394-01	カルテ戸棚 600×320×1790mm HP-SA46F1	162,000	178,000			39								
0-6394-02	カルテ戸棚 900×320×1790mm HP-SA49F1	171,000	188,000			39								
0-6394-03	カルテ戸棚 1200×320×1790mm HP-SA412F1	199,000	219,000			39								
0-6657-01	BOXケース 3BOX 600×163×242mm 920030	20,400	21,400			48								
0-7183-01	顕微鏡室防虫効果 舌ブラシ(フレッシュメイト・ソフト) DC-18	780	900			1777					49			
0-8113-11	湯たんぼ 交換用キャップ	1,100	1,200			1745								
0-8154-01	カット綿 20g 4cm×4cm 033-102000-00	150	170			1310								
0-8154-02	カット綿 50g 8cm×8cm 033-102500-00	310	340			1310								
0-8155-01	カット綿 100g 8cm×16cm 013-012120-00	520	560			1310								
0-8155-02	脱脂綿 平 500g 013-004080-00	1,930	2,090			1311								
0-9180-01	栄養剤ボトル(ディスプレイ)ゴム管付き	680	810			1421					458			
1-1292-01	点滴瓶 6mL 1袋(10本入) KP-7	640	760	1579	1579									
1-1292-14	点滴瓶 6mL 1袋(10本入) TP-5	480	720	1579	1579									
1-1292-15	点滴瓶 13mL 1袋(10本入) TP-10	640	950	1579	1579									
1-1292-17	点滴瓶 34mL 1袋(10本入) TP-30	700	1,020	1579	1579									
1-1594-21-22	低水位恒温温水槽 点検検査書付 THB-1400X	104,000	111,000	76	76									
1-2118-11-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV12201JP	57,200	58,800	434	434									
1-2118-12-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV14201JP	60,500	62,000	434	434									
1-2118-13-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV172000JP	68,800	70,300	434	434									
1-2118-17-20	コンパクト電子天びん 校正証明書付 NV2201JP	58,800	57,900	434	434									
1-2185-21-22	恒温水槽 点検検査書付 HB-1400X	104,000	111,000	76	76									
1-2521-01	清掃用フーハンドル フリーハンドル MO259-00SU-MB	2,090	2,200	2177	2177									
1-2521-11	清掃用フーハンドル用 ヘッド/スラッグ C313-B-300X-MB	910	950	2177	2177									
1-2521-12	清掃用フーハンドル用 ヘッド/ドラワイパー C286-040X-MB	1,820	1,930	2177	2177									
1-2521-13	清掃用フーハンドル用 ヘッド/ブラシ C265-000X-MB	1,650	1,760	2177	2177									
1-2553-02-20	ハンドタコメータ 校正証明書付 TM-7000K	52,800	54,300	726	726									
1-2553-03-20	ハンドタコメータ 校正証明書付 TM-7010K	60,500	62,300	726	726									
1-3270-12	クリーンルーム用ポンペスタンド 1500L×2本用 SUS1500-2-S	164,000	186,000	2404	2404									
1-3270-13	クリーンルーム用ポンペスタンド 1500L×3本用 SUS1500-3-S	199,000	226,000	2404	2404									
1-3270-14	クリーンルーム用ポンペスタンド 7000L×2本用 SUS7000-2-S	285,000	320,000	2404	2404									
1-3270-15	クリーンルーム用ポンペスタンド 7000L×3本用 SUS7000-3-S	317,000	358,000	2404	2404									
1-3558-11	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ ブルー 0~500.0kPa KDM30 α-500kPaG-M-BL	43,000	49,000	679	679									
1-3558-12	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ ブルー 0~1000PaG KDM30 α-1MPaG-M-BL	43,000	49,000	679	679									
1-3558-13	高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ ブルー 0~10.0MPaG KDM30 α-10MPaG-M-BL	43,000	49,000	679	679									
1-3559-11	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0~500.0kPa KDM30 α-500kPaG-B-BL	39,000	45,000	679	679									
1-3559-12	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0~10.0MPaG KDM30 α-10MPaG-B-BL	39,000	45,000	679	679									
1-3559-13	高精度デジタル圧力計 006P(9V)乾電池タイプ ブルー 0~10.0MPaG KDM30 α-10MPaG-B-BL	39,000	45,000	679	679									
1-3790-01	可変スプレ(キャニオン) 500mL H-500 PP	560	620	1581	1581									
1-5651-21	ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4	199,000	210,000	698	698									
1-5774-31-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR221JP	28,800	29,100	441	441									
1-5774-34-20	コンパクト天秤 校正証明書付 CR621JP	33,300	33,900	441	441									
1-6181-01	デジタルマイクロプロセッサ用接続ケーブル1m(GD-AX-CD-CON) 9991/49	3,040	2,930	749	749									
1-6181-02	デジタルマイクロプロセッサ用接続ケーブル1m(MDQ-M)用 937387	3,890	3,660	749	749									
1-6523-01	ガスターモフ 60 600×90×158mm C75-14-045U-M用 937387	6,800	7,250	2176	2176	210								
1-6523-02	ガスターモフ 60 600×90×158mm C75-14-060U-M用	7,430	7,750	2176	2176	210								
1-6523-03	ガスターモフ 60 900×90×158mm C75-14-090U-M用	11,300	11,900	2176	2176	210								
1-662-01	養分軽減マット エルゴマット 20.09	51,900	54,400	2083	2083									
1-666-01	ESD養分軽減マット 20D12	63,000	66,150	2545	2545									
1-7285-02	廃液回収システム 4L 高さ455mm EF4-38-5ys	49,900	53,000	892	892									
1-8018-01	ミラクルパック 粘着シール付平袋S 50枚入 3S-1	3,500	3,830	1431	1431									
1-8018-02	ミラクルパック 粘着シール付平袋M 50枚入 3S-2	4,700	5,010	1431	1431									
1-8018-03	ミラクルパック 粘着シール付平袋L 50枚入 3S-3	5,750	6,070	1431	1431									
1-8018-04	ミラクルパック 粘着シール付平袋LL 50枚入 3S-4	7,250	7,770	1431	1431									
1-8018-05	ミラクルパック 底板付角袋袋小 50枚入 3S-5	9,900	10,900	1431	1431									
1-8018-06	ミラクルパック 底板付角袋袋中 50枚入 3S-6	11,200	12,300	1431	1431									
1-8018-07	ミラクルパック 底板付角袋袋大 50枚入 3S-7	12,000	13,200	1431	1431									
1-8288-01	替アミ式ロート(本体) 125mm	2,300	2,520	1799	1799									
1-8288-02	替アミ式ロート A30メッシュ	490	540	1799	1799									
1-8511-31-20	ポータブル導電率メーター(SevenGo) スタンダード 校正証明書付 30207955	163,300	171,600	571	571									
1-8511-32-20	ポータブル導電率メーター(SevenGo) フィールドキット 校正証明書付 30207956	174,900	180,200	571	571									
1-8691-01	ステンレスパイプヒーター(A型永用・温度コントローラセット) 300W SWS1503	54,100	58,700	172	172									
1-8691-02	ステンレスパイプヒーター(A型永用・温度コントローラセット) 500W SWS1505	55,000	59,500	172	172									
1-8691-03	ステンレスパイプヒーター(A型永用・温度コントローラセット) 1kW SWS1510	57,100	61,900	172	172									
1-8886-01	精密洗浄用エアガン JA-13T	21,400	23,800	2600	2600									
1-8886-02	精密洗浄用エアガン JA-C-13T	34,600	38,100	2600	2600									
1-8886-11	精密洗浄用エアガン ホネスクリーンパック CHC-408	16,900	18,600	2600	2600									
1-8886-12	精密洗浄用エアガン JAHC-13T	51,900	56,100	2600	2600									
1-8886-13	突撃洗浄用エアガン JAHC-13T	19,900	21,900	2600	2600									
1-9533-01	研究者用サンダル スリムタイプ L No.1010	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9533-02	研究者用サンダル スリムタイプ LL No.1010	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9533-03	研究者用サンダル スリムタイプ LL No.1010	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9535-11	研究者用サンダル アクティブタイプ 重 M No.1400	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9535-12	研究者用サンダル アクティブタイプ 重 L No.1400	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9535-13	研究者用サンダル アクティブタイプ 重 LL No.1400	1,480	1,530	2335	2335								41	
1-9907-01	ポリエチレン収集袋 30L 1袋(30枚入) J5303HT	360	440	2186	2186									
1-9907-02	ポリエチレン収集袋 45L 1袋(30枚入) J5453HT	590	700	2186	2186									
1-9907-03	ポリエチレン収集袋 70L 1袋(30枚入) J5703HT	1,120	1,280	2186	2186									
1-9907-04	ポリエチレン収集袋 90L 1袋(20枚入) J5902HT	1,150	1,370	2186	2186									
1-9907-05	ポリエチレン収集袋 30L 1袋(30枚入) J5303T	360	440	2186	2186									
1-9907-06	ポリエチレン収集袋 45L 1袋(30枚入) J5453T	590	700	2186	2186									
1-9907-07	ポリエチレン収集袋 70L 1袋(30枚入) J5703T	1,120	1,280	2186										







品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニークープ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	医療従事者用 品目付 頁	ウェルビー イング 品目付 頁	サイエンスカ タログ 頁
7-160-03	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WF	6,590	7,190	2591	2591									
7-160-04	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WFG	6,580	7,180	2591	2591									
7-160-14	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.48WF	7,990	8,730	2591	2591									
7-160-15	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.3WF	6,720	7,330	2591	2591									
7-160-16	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.5WF	7,570	8,270	2591	2591									
7-160-17	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.6WF	7,830	8,550	2591	2591									
7-160-27	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.34A	5,430	5,910	2591	2591									
7-160-28	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.35A	5,430	5,910	2591	2591									
7-160-30	フラットピンセット(表面洗浄済) 120mm No.36A	5,430	5,910	2591	2591									
7-160-33	フラットピンセット(表面洗浄済) 115mm No.33A	5,280	5,750	2591	2591									
7-1809-01	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 樹脂(純) 10mL 15セット入 NSE4000C	110,400	121,500			1436								
7-1809-02	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 樹脂(純) 10mL 15セット入 NSE4000FC	124,500	137,000			1436								
7-1809-03	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 樹脂(純) 10mL 15セット入 NSE4000C	106,800	117,500			1436								
7-1809-04	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 金属(純) 10mL 15セット入 NSE4100C	102,300	112,800			1436								
7-1809-05	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 金属(純) 10mL 15セット入 NSE4100FC	120,900	133,000			1436								
7-1809-07	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 金属(純) 10mL 15セット入 NSE4100	98,700	108,600			1436								
7-1809-08	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 3/5針 樹脂 10mL 15セット入 NSE4200C	101,800	112,000			1436								
7-1809-09	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 3/5針 樹脂 10mL 15セット入 NSE4200FC	115,900	127,500			1436								
7-1809-11	硬膜外麻酔用フルキット 18G・90mm 3/5針 樹脂 10mL 15セット入 NSE4200	98,100	108,000			1436								
7-1810-01	硬膜外麻酔用ミニバック System1 18G・80mm 金属(純) 5セット入 NSE0118S	23,300	25,700			1436								
7-1810-03	硬膜外麻酔用ミニバック System1 18G・80mm 樹脂(純) 5セット入 NSE0118D	23,300	25,700			1436								
7-2217-01	角型瓶(フラット型) 500ml SCC (純水洗浄処理済み)	690	770	2527	2527									
7-2217-02	角型瓶(フラット型) 1L SCC (純水洗浄処理済み)	900	1,000	2527	2527									
7-2217-03	角型瓶(フラット型) 2L SCC (純水洗浄処理済み)	1,330	1,480	2527	2527									
7-2217-04	角型瓶(フラット型) 4L SCC (純水洗浄処理済み)	2,130	2,400	2527	2527									
7-2572-01	オレンジケアやふれにしいおしりふき 70枚入	190	220								116			
7-3825-11	A.C.T kids/AED+OPRトレーニングキット(バイリンガル) Y283A	8,480	9,330			948								
7-4109-01	1500Lポンプ運搬車 1500-1-4	26,000	27,500			972								
7-4751-01	アルミ製オムツ交換車 本体	111,000	110,000			1919								
7-5253-01	布張りパーテーション(木製) 1連 アイボリー	18,000	25,000								363			
7-5253-02	布張りパーテーション(木製) 1連 ベージュ	18,000	25,000								363			
7-5253-03	布張りパーテーション(木製) 2連 アイボリー	28,000	42,000								363			
7-5253-04	布張りパーテーション(木製) 2連 ベージュ	28,000	42,000								363			
7-5265-01	バイトロック S DC-61	2,700	2,900			1792								
7-5617-01	PTダスターモップネオス 青 DU864-045U-MB-BL	7,300	7,700									11		
7-5617-02	PTダスターモップネオス 緑 DU864-045U-MB-G	7,300	7,700									11		
7-5617-03	PTダスターモップネオス 白 DU864-045U-MB-W	7,300	7,700									11		
7-5617-04	PTダスターモップネオス 黄 DU864-045U-MB-Y	7,300	7,700									11		
7-5617-05	PTダスターモップネオス 赤 DU864-045U-MB-R	7,300	7,700									11		
7-5618-01	PTダスターモップネオス 青 DU864-060U-MB-BL	8,200	8,600									11		
7-5618-02	PTダスターモップネオス 緑 DU864-060U-MB-G	8,200	8,600									11		
7-5618-03	PTダスターモップネオス 白 DU864-060U-MB-W	8,200	8,600									11		
7-5618-04	PTダスターモップネオス 黄 DU864-060U-MB-Y	8,200	8,600									11		
7-5618-05	PTダスターモップネオス 赤 DU864-060U-MB-R	8,200	8,600									11		
7-562-01	精密ピンセット No.1 極細 ステンレス NO.1-INOX	7,980	8,700	2588	2588									
7-562-02	精密ピンセット No.2 極細 ステンレス NO.2-INOX	7,900	8,640	2588	2588									
7-562-03	精密ピンセット No.3 先鋭 ステンレス NO.3-INOX	7,900	8,640	2588	2588									
7-562-04	精密ピンセット No.3C 先鋭 ステンレス NO.3C-INOX	7,900	8,640	2588	2588									
7-562-05	精密ピンセット No.5 先鋭 ステンレス NO.5-INOX	7,900	8,640	2588	2588									
7-562-06	精密ピンセット No.7 先鋭 ステンレス NO.7-INOX	8,600	9,410	2588	2588									
7-562-07	精密ピンセット No.7AE 先鋭 ステンレス NO.7B-INOX	8,600	9,410	2588	2588									
7-562-08	精密ピンセット No.2A 平 ステンレス NO.2A-INOX	7,900	8,640	2589	2589									
7-562-09	精密ピンセット NO.SS 先鋭 ステンレス NO.SS-INOX	7,900	8,640	2589	2589									
7-562-10	精密ピンセット No.5A 先鋭 ステンレス NO.5A-INOX	8,710	9,530	2588	2588									
7-562-31	精密ピンセット No.1 極細 チタン NO.1-TITAN	10,600	11,000	2588	2588									
7-562-33	精密ピンセット No.3 先鋭 チタン NO.3-TITAN	11,000	11,500	2588	2588									
7-562-34	精密ピンセット No.3C 先鋭 チタン NO.3C-TITAN	11,000	11,500	2588	2588									
7-562-35	精密ピンセット No.5 先鋭 チタン NO.5-TITAN	12,500	13,700	2588	2588									
7-562-36	精密ピンセット No.7 先鋭 チタン NO.7-TITAN	13,400	14,700	2588	2588									
7-562-37	精密ピンセット No.7AE 先鋭 チタン NO.7B-TITAN	13,300	14,600	2588	2588									
7-562-38	精密ピンセット No.2A 平 チタン NO.2A-TITAN	10,700	11,400	2589	2589									
7-562-39	精密ピンセット NO.SS 先鋭 チタン NO.SS-TITAN	12,500	13,700	2589	2589									
7-562-40	精密ピンセット No.5A 先鋭 チタン NO.5A-TITAN	9,870	10,700	2588	2588									
7-562-41	精密ピンセット No.5I 先鋭 チタン NO.5I-TITAN	11,000	12,100	2588	2588									
7-5628-11	ストレートスノコ(Dタイプ) #8SD 430-0450	15,900	16,000	2191	2191									
7-5628-12	ストレートスノコ(Dタイプ) #8SD 430-0480	17,200	17,400	2191	2191									
7-5628-13	ストレートスノコ(Dタイプ) #10SD 430-0510	18,900	19,000	2191	2191									
7-5628-14	ストレートスノコ(Dタイプ) #11SD 430-0540	20,900	20,900	2191	2191									
7-5628-15	ストレートスノコ(Dタイプ) #180D 430-0570	28,800	29,000	2191	2191									
7-5639-21	ニューシールワイパーU W845-000U-MB	4,020	4,240	2177	2177									
7-5639-31	ニューシールワイパーU用スベア W845-000U-SP	2,240	2,360	2177	2177									
7-601-01	エレクトリックピンセット 凹 特殊鋼 571	6,060	6,610	2594	2594									
7-601-02	エレクトリックピンセット 丸扁 特殊鋼 572	6,060	6,610	2594	2594									
7-601-03	エレクトリックピンセット 丸扁 特殊鋼 573	6,060	6,610	2594	2594									
7-601-05	エレクトリックピンセット 丸扁 特殊鋼 578	6,060	6,610	2594	2594									
7-601-06	エレクトリックピンセット 丸扁 特殊鋼 579	6,060	6,610	2594	2594									
7-6934-01-20	アズプロミニスケール 220g 校正証明書付 ACX221	24,730	25,200	434	434	778								
7-6934-02-20	アズプロミニスケール 2200g 校正証明書付 ACX2200	24,730	25,200	434	434	778								
7-6934-03-20	アズプロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACX5200	26,600	27,100	434	434	778								
7-7192-01	エコライト 酸素用マスク 中濃度マスク(大人用) 40個入 1135015	21,000	23,600			1468								
7-7192-02	エコライト 酸素用マスク 中濃度マスク(小人用) 40個入 1196015	20,000	22,800			1468								
7-7192-03	エコライト 酸素用マスク 高濃度マスク(大人用) 24個入 1181015	24,000	27,120			1468								
7-7341-01	ロイヒつぼ筒 RT156	1,200	1,320			414								
7-7341-02	ロイヒつぼ筒 RT178	1,200	1,320			414								
7-7341-03	ロイヒつぼ筒 RC156	1,200	1,320			414								
7-7341-04	ロイヒつぼ筒 RC178	1,200	1,320			414								
7-7490-01	眼科用アズビエアバー-100枚入 FT30-10	1,600	1,850			1172								
7-7542-01	MR2ポット(ビークリーマーCA-MR用) L 1箱(40個入) MR-184	34,000	39,200			1216								
7-7542-02	MR2ポット(ビークリーマーCA-MR用) S 1箱(40個入) MR-185	34,000	39,200			1216								
7-7542-03	MR2ポット(ビークリーマーCA-MR用) SS 1箱(40個入) MR-186	34,000	39,200			1216								
7-769-01	RUSCH フォーリーカテテル 12F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-020	5,560	7,000			1891								
7-769-02	RUSCH フォーリーカテテル 14F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-021	5,560	7,000			1891								
7-769-03	RUSCH フォーリーカテテル 16F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-022	5,560	7,000			1891								
7-769-04	RUSCH フォーリーカテテル 18F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-023	5,560	7,000			1891								
7-769-05	RUSCH フォーリーカテテル 20F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-024	5,560	7,000			1891								
7-769-06	RUSCH フォーリーカテテル 22F ガンマ線滅菌済(個包装) 10本入 25-025	5,560	7,000			1891								
7-7993-01	連結式お掃除台(スチール製) 411×311×222	12,000	12,500			1563								
7-7993-02	連結式お掃除台(スチール製) 411×588×442	23,000	23,500			1563								
7-7994-02	連結式お掃除台(ステンレス製) 411×588×444	39,000	39,500			1563								
7-9375-01	検査用コップ 50個入 SCM-480PRP	1,500	1,550			830								
7-9382-02	いつでもキレイがつづくバッド KOTOWAZA 1000×2000mm TC20-BP100	6,280	7,160			1722								
7-952-01	プロシエア・デイスボSMS検査衣 フリー 10枚入 AY-10	3,200	4,000			423								
8-087-01	eストレッチ E-106	200,000	240,000			303								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニープーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	標準検査用 品目付 頁	ウェルビー ンク付 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-423-19	ドライワイパー 60スベア W543-060U-FS	1,250	1,300							32				
8-425-02	スクイザー R 310×360×295mm S0460-000X-MB	7,370	7,700	2178	2178									
8-479-01	マルチレイ TM1500C-SU	410	580			1552								
8-5220-01	ベッド (標準タイプ) 910×2130×500mm) HP-B100F)	66,700	73,400			1684								
8-5220-11	サイドレール HP-BG10F1N	11,900	13,100			1684								
8-5220-32	ファイバーマットレス HP-BM70NN	45,900	50,500			-								
8-5407-03	減菌可能薬液 750mL KD250	860	920			1547								
8-5407-04	減菌可能薬液 1500mL KD300	1,700	2,200			1547								
8-5408-02	減菌可能バット IT215用スリコ MIT215	1,300	1,400			1552								
8-5409-02	減菌可能バット IT2015用スリコ MIT2015	2,000	2,100			1552								
8-587-01	折りたたみベッド FB4-60	28,200	29,000			1692								
8-6296-01	バイドロクック やわらかめ DC-59	2,700	2,900			1792					56			
8-6296-02	バイドロクック やわらかめ DC-60	2,700	2,900			1792					56			
8-686-01	デイスホ検器 DUB-1 20枚入	3,950	3,500			1887								
8-6928-11	デイスホーザブルスベキユ(シリコン)1袋(24個入) AP-MS101-019	3,000	7,000			787								
8-7007-01	エルクート(洗剤型)トレスコート ホワイト 1箱(100枚入)1トレスコート	600	650			212								
8-704-11	ヒーロー機 スタンドシラー 5枚入	3,000	3,600			1512								
8-704-12	アフロシード スタンドシラー 8枚入	2,400	2,900			1512								
8-704-13	アフロシード スタンドシラー	2,900	3,500			1512								
8-7049-11	パルスオキシメータ ATP-D1RF	64,800	73,000											
8-7059-11	センター引出し 425×332×45 SDC-15SWSF5	5,400	5,800			620								
8-7059-12	POハンガー 280×125×430 SDA-GTPC10SAW	17,200	18,900			620								
8-7059-13	海島デスプレイアーム 17ーム(12~22型対応) SDA-LCD1N	23,700	26,100			620								
8-7059-15	かばん置き棚 350×250 HPA-DBT20SAW	31,500	34,700			620								
8-7059-16	シングルハンギングフレーム 1395×72×1070 HPV-DDIS14SSAW	59,600	65,500			620								
8-7059-17	サイド収納(左トレー) 540×600×720 HP-DHT546LSAWMT1	106,000	116,000			620								
8-7059-18	サイド収納(右トレー) 540×600×720 HP-DHT546RSAWMT1	106,000	116,000			620								
8-7059-19	ダブルハンギングフレーム 1395×72×1605 HPV-DDIS14WSAW	87,500	96,200			620								
8-7335-11	ふきとりアイコロン40包 033-62320-00	760	820			1158								
8-8576-21	ロフトランドクラッチ Opti-Comfort PREMIUM	3,700	3,800			1846					407			
8-8793-11	医療廃棄物容器 ウェットペール20L用ホルダー	12,100	16,000			495								
8-8793-12	医療廃棄物容器 ウェットペール50L用ホルダー	14,200	19,300			495								
8-8793-13	医療廃棄物容器 ウェットペール70L用ホルダー	16,800	22,000			495								
8-8979-01	壁掛け身長計 500Z01	5,300	5,750			750								
89-0126-10	ナフタリン 01422-1G 01422	7,600	7,820	1500	1500									
89-0126-49	アクリルアミド溶液 01697-500ML 01697	57,900	59,500	1500	1500									
89-0127-40	塩酸 2104-50ML 2104	10,800	11,100	1500	1500									
89-0130-78	Ehrliche solution 03691-250ML 03691	12,200	12,800	1500	1500									
89-0131-09	Acetamide K, for food analysis, >=99.0% 04054-100G 04054	41,300	42,400	1500	1500									
89-0131-10	Acetamide K, for food analysis, >=99.0% 04054-25G 04054	15,000	15,400	1500	1500									
89-0173-02	クロロホルム-イソプロピルアルコール 24:1 25686-100ML 25686	19,200	19,700	1500	1500									
89-0173-03	クロロホルム-イソプロピルアルコール 24:1 25686-500ML 25686	79,200	81,200	1500	1500									
89-0185-64	Diethylenetriaminedipentaacetic acid, for complexometry, >=99.0% 32319-100G-F 32319	13,000	13,400	1500	1500									
89-0185-65	Diethylenetriaminedipentaacetic acid, for complexometry, >=99.0% 32319-500G-F 32319	52,400	54,000	1500	1500									
89-0194-36	クロロホルム(高濃度液体クロマトグラフィー用) 34854-100ML 34854	15,800	16,300	1500	1500									
89-0194-45	ジクロロメタン(高濃度液体クロマトグラフィー用) 34856-100ML 34856	4,180	4,310	1500	1500									
89-0195-21	蒸留水 34877-1L 34877	9,570	9,880	1500	1500									
89-0205-03	Melting point standard 235-237 C, analytical standard 41019-1G 41019	3,090	3,180	1500	1500									
89-0205-04	Melting point standard 235-237 C, analytical standard 41019-5G 41019	7,410	7,620	1500	1500									
89-0206-87	Melting point standard 182-184 C, analytical standard 42183-1G 42183	11,400	11,800	1500	1500									
89-0206-88	Melting point standard 182-184 C, analytical standard 42183-250MG 42183	2,950	3,030	1500	1500									
89-0210-92	Iron(III) citrate tribasic monohydrate, 18-20% Fe basis (T) 44941-250G 44941	12,600	13,000	1500	1500									
89-0210-94	Iron(II) gluconate hydrate 44948-250G 44948	14,400	14,800	1500	1500									
89-0227-19	Melting point standard 47-49 C, analytical standard 50296-1G 50296	7,010	7,210	1500	1500									
89-0227-20	Melting point standard 47-49 C, analytical standard 50296-5G 50296	16,700	17,200	1500	1500									
89-0246-17	Potassium chloride solution, BioUltra, ~3 M in H2O 60135-250ML 60135	14,700	15,100	1500	1500									
89-0246-29	Potassium citrate monobasic, >=98.0% (NT) 60215-1KG 60215	41,300	42,400	1500	1500									
89-0246-42	ケイフ化カリウム 60322-1KG 60322	15,500	16,000	1500	1500									
89-0255-65	Melting point standard 283-286 C, analytical standard 67372-1G 67372	32,600	33,500	1500	1500									
89-0255-66	Melting point standard 283-286 C, analytical standard 67372-250MG 67372	10,500	10,800	1500	1500									
89-0272-20	Melting point standard 121-123 C, analytical standard 76170-5G 76170	8,000	8,230	1500	1500									
89-0273-56	Phosphate buffer solution, BioUltra, 0.044 M Na2HPO4, 0.022 M NaH2PO4 76847-100ML-F 76847	35,400	36,400	1500	1500									
89-0274-97	フェニールクロロホルム-イソプロピルアルコール 125:24:1 77619-100ML 77619	18,500	19,000	1500	1500									
89-0274-98	フェニールクロロホルム-イソプロピルアルコール 125:24:1 77619-500ML 77619	70,200	72,100	1500	1500									
89-0275-04	Poly(vinylpyrrolidone), ~10 µm nominal particle size 77627-25G 77627	10,500	10,800	1500	1500									
89-0277-34	Amino Acids Mix Solution, certified reference material, TracocERT (R) 79248-5X2ML 79248	67,400	69,400	1500	1500									
89-0286-17	Spermine dihydrate, BioUltra, >=99.5% (GC) 85589-5G 85589	42,100	42,200	1500	1500									
89-0286-64	Methoxypolyethylene glycol 5000 propionic acid N-succinimidyl ester, >=80% 85969-1G 85969	150,000	154,000	1500	1500									
89-0286-67	Methoxypolyethylene glycol 5000 acetic acid N-succinimidyl ester, >=80% 85973-1G 85973	99,500	102,000	1500	1500									
89-0289-30	Tetrabutylammonium methanesulfonate, >=97.0% (T) 86877-10G 86877	21,800	25,100	1500	1500									
89-0301-71	TE緩衝液pH8.0分子生物学用 93283-100ML 93283	5,940	6,120	1490	1490									
89-0301-87	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩, 1M 標準原液pH7.40分子生物学用 93313-1L 93313	22,200	23,500	1500	1500									
89-0302-51	トリトンX-100溶液 93443-100ML 93443	30,400	31,300	1490	1490									
89-0307-15	Xanthinol, for the detection of urea, >=99.0% (HPLC) 95580-100G 95580	129,000	133,000	1500	1500									
89-0307-16	Xanthinol, for the detection of urea, >=99.0% (HPLC) 95580-25G 95580	38,800	40,000	1500	1500									
89-0416-20	テトラクロロエチレン 270393-100ML 270393	14,700	15,200	1500	1500									
89-0416-75	蒸留水 270733-1L 270733	8,620	8,900	1500	1500									
89-0435-11	トリフルオロ酢酸 302031-100ML 302031	40,500	41,800	1500	1500									
89-0468-48	クロロホルム 366927-100ML 366927	11,700	12,100	1500	1500									
89-0615-59	ジクロロメタン, Methylene chloride 650463-1L 650463	14,100	14,600	1500	1500									
89-0615-63	クロロホルム 650471-1L 650471	20,500	21,200	1500	1500									
89-0615-67	クロロホルム 650488-1L 650488	20,800	21,500	1500	1500									
89-0769-81	ORBO(TM) 65P (OVS) Amberlite(R) XAD(R)-4 specially cleaned, 160/80 mg, RC.GFF.F.F (specially 20029-U)	61,300	63,400	1315	1315									
89-0770-15	ORBO(TM) 32 Small Activated Coconut Charcoal (20/40, 100/500 mg, W.F.F separators, O.D. x L 20267-U)	17,300	17,900	1315	1315									
89-0770-47	ORBO(TM) 1000 Precleaned Small PUF Plug, Replacement, O.D. x L 22 mm x 7.6 cm, pkg of 3 ea 20800-U)	9,970	10,300	1315	1315									
89-0771-91	ORBO(TM) 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite(R) XAD(R)-2/PUF Cartridge, O.D. x L 22 mm x 10 21233-U)	33,800	35,000	1315	1315									
89-0789-87	Tenax(R) TA, 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. x L 1/4 in. x 3 1/2 in., preconditioned 29530-U)	190,000	197,000	1315	1315									
89-0789-89	Carboxen(TM) B, glass TD tube, fritted, O.D. x L 1/4 in. x 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 29539-U)	159,000	167,000	1315	1315									
89-0789-98	Carboxen(TM) CR, 60/80 mesh, O.D. x L 1/4 in. x 3 1/2 in., stainless steel TD tube, sealed with Brass 29742-U)	165,000	171,000	1315	1315									
89-0789-96	Carboxen(TM) 217, O.D. x L 1/4 in. x 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass EN 29750-U)	164,000	170,000	1315	1315									
89-0790-21	Tenax(R) TA, glass TD tube, fritted, O.D. x L 1/4 in. x 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 30134-U)	103,000	107,000	1315	1315									
89-0801-14	ORBO(TM) 5020 Tenax(R) TA (35/60) OVS Tube, pkg of 10 ea 52881-U)	51,700	53,500	1315	1315									
89-0804-16	LpDNPH Rezorlin(TM) Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 54074-U)	18,500	19,100	1315	1315									
89-0804-17	LpDNPH Rezorlin(TM) Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea 54075-U)	67,400	69,800	1315	1315									
89-0804-84	Carboxen(R) 572 for Tobacco Smoke, Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 54294-U)	92,000	110,000	1315	1315									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2024 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	ナビス2023 頁	販売価格表 品番 頁	ウェルビー ング ページ 頁	サイエンス カ タログ 頁
89-3608-64	MEM、液体 M4655-500ML M4655	2,180	2,760	1490	1490									
89-3615-71	MEM非必須ミノ酸溶液(100×)、細胞生物学用 M7145-100ML M7145	6,900	6,840	1490	1490									
89-3621-83	MOPSナトリウム M9381-250G M9381	43,300	44,600	1490	1490									
89-3732-02	ペニシリンストレプトマイシン溶液(100×)、細胞生物学用 P0781-100ML P0781	7,900	8,100	1490	1490									
89-3744-08	リソ核酸緩衝剤、pH7.4 P3813-10PAK P3813	15,400	15,900	1490	1490									
89-3746-49	リソ核酸緩衝剤生理食塩液、pH7.4 P4417-100TAB P4417	30,500	31,400	1490	1490									
89-4126-86	ストレプトマイシン硫酸塩 S6501-25G S6501	5,800	5,970	1490	1490									
89-4149-91	炭酸水素ナトリウム、水溶液、細胞生物学用 S8761-100ML S8761	3,710	3,140	1490	1490									
89-4707-33	テリフィックス(改変)、微生物培養用 T0918-1KG T0918	33,100	34,000	1500	1500									
89-4707-34	テリフィックス(改変)、微生物培養用 T0918-250G T0918	10,800	11,100	1500	1500									
89-4741-07	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン塩酸塩 T3253-1KG T3253	40,700	41,900	1490	1490									
89-4749-27	Tris Buffered Saline, 10 x, solution T5912-1L T5912	11,600	12,000	1490	1490									
89-4749-68	トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 分子生物学用 T6066-1KG T6066	29,700	30,600	1490	1490									
89-4758-28	トリンクス-100 T9284-100ML T9284	14,900	15,300	1490	1490									
89-4758-32	TE緩衝液(100×)、分子生物学用 T9285-100ML T9285	5,810	5,990	1490	1490									
89-4809-47	トリンクス-100 X100PC-SML X100PC	20,900	21,500	1490	1490									
89-4816-43	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y0750-20G Y0750	85,600	87,900	1500	1500									
89-4816-63	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y1376-20G Y1376	40,100	41,200	1500	1500									
89-4816-67	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y1501-20G Y1501	19,000	19,500	1500	1500									
89-4816-76	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y1751-20G Y1751	34,000	34,900	1500	1500									
89-4816-78	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y1876-20G Y1876	23,600	24,200	1500	1500									
89-4816-80	酵母合成ドロップアウト培地用添加物 酵母培養用 Y2001-20G Y2001	18,800	19,100	1500	1500									
89-6357-38	シリカゲル 13787-500G-R 13787	11,000	11,300	1500	1500									
89-6375-62	クロロホルム 366919-1L 366919	16,300	16,800	1500	1500									
89-6381-27	Water solution, contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, for HPLC 576905-18L 576905	81,500	84,100	1500	1500									
89-6444-50	水酸化カリウム溶液 P4494-50ML P4494	10,000	17,000	1500	1500									
89-6625-19	ウシ胎児血清、オーストラリア産、細胞培養用 F9423-500ML F9423	220,000	226,000	1490	1490									
89-6630-88	Fetal Bovine Serum, USDA approved, sterile-filtered, suitable for cell culture F0926-500ML F0926	74,800	76,800	1490	1490									
89-6632-02	Fetal Bovine Serum, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybr F2442	104,000	107,000	1490	1490									
89-7683-93	Water, for UHPLC, for mass spectrometry 900682-1L 900682	16,300	16,800	1500	1500									
89-7684-42	Supelco 37 Component FAME Mix, certified reference material, TraceCERT(R), in dichloromethane CRM47885	21,200	21,800	1500	1500									
89-7694-42	Water solution, contains 0.1 % (v/v) formic acid, for UHPLC, for mass spectrometry 900687-1L 900687	12,500	12,900	1500	1500									
8-9775-12	センシバイトブロック 中 89×42×13mm 1箱(100個入) 4191	20,000	25,000											
8-9775-13	センシバイトブロック 大 73×45×16mm 1箱(100個入) 4190	20,000	25,000											
89-8247-39	Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 57923-U	101,000	105,000	1315	1315									
89-8260-65	Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (Carboxen/PDMS), df 75 57907-U	101,000	105,000	1315	1315									
89-8268-54	Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (Carboxen/PDMS), for us 57904-U	101,000	105,000	1315	1315									
89-8418-41	30131-U Tenax(R) TA, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, unconditioned, 35-90 m	131,000	136,000	1315	1315									
8-115-01	ジョイントスリコ (450×600×25mm) 600-0010	5,400	5,700	2190	2190	1960								
8-115-03	ジョイントスリコ (フチ部分(コーナー)) 600-0120	240	260	2190	2190	1960								
8-115-04	ジョイントスリコ (フチ部分(1)) 600-0190	380	400	2190	2190	1960								
8-115-05	ジョイントスリコ (フチ部分(2)) 600-0110	380	400	2190	2190	1960								
8-252-13	にがい塩用 鼻あて 100入	4,400	5,500	613	613									
7-7601-11	ミニスキャンカー 1481GVFSR 1本入	280	190			1616								
7-7601-51	ミニスキャンカー 1481GVFSR-100 100本入	24,000	18,000			1616								