

「ナビス看護・医療用品総合カタログNo.70000」訂正のお知らせ

11月1日に発刊致しました「ナビス看護・医療用品総合カタログNo.70000」におきまして、一部掲載事項に誤りがございました。

誠に恐縮ではございますが、訂正の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

掲載ページ	品番	商品名	項目	内容		代替品
				誤	正	
74	7-3833-01~04 7-3834-01~04 7-3835-01~04	メディワークカートS	仕様	重量:樹脂天板タイプ/19.0kg、樹脂天板タイプ/ 20.6kg、ソフトエッジタイプ/20.2kg	重量:樹脂天板タイプ/19.0kg、ソフトエッジタイプ/ 20.6kg、ウレタンエッジタイプ/20.2kg	
248	8-3969-09~16	MDS調剤台 (麻薬保管庫・引出し付きステージ)	仕様	サイズ:本体/600×500×850mm(小セット) ・900×500×850mm(大セット)	サイズ:本体/600×500×850mm (SF7667WH・SF7668WH・SF7675WH・SF7676WH) ・900×500×850mm (SF7671WH・SF7672WH・SF7679WH・SF7680WH)	
269	5-4054-01~08 5-4055-01~08	乳鉢(化陶型)	仕様	化学組成:SiO ₂ /63%、Al ₂ O ₃ /31%	SiO ₂ /69%(CW-1~3)・72%(CW-4~8)、 Al ₂ O ₃ /22%(CW-1~3)・19%(CW-4~8)	
269	5-4056-01~04 5-4057-01~04	乳鉢(薬局型)	仕様	化学組成:SiO ₂ /63%、Al ₂ O ₃ /31%	化学組成:SiO ₂ /58%(乳鉢)・70%(乳棒)、 Al ₂ O ₃ /35%(乳鉢)・23%(乳棒)	
348	8-6589-01	アルタンNAハンドソープ	価格表	型番:297	型番:270	
348	8-6589-11	アルタンNAハンドソープ	価格表	型番:299	型番:271	
348	8-6589-11	アルタンNAハンドソープ	価格表	内容量:4800ml	内容量:5000ml	
348	8-6589-01・11	アルタンNAハンドソープ	仕様	成分:エタノール・グリセリン・ラウリルグルコシド・ カキタンニン他	成分:エタノール・グリセリン・ ラウリル硫酸アンモニウム・カキタンニン他	
348	8-6589-01・11	アルタンNAハンドソープ	写真	写真と現物が異なります。正しい写真はAXELをご参照ください。		
356	8-3547-01・02・61・52	ペーパータオル	仕様	個装サイズ:小判/220×85×64mm、 中判/220×115×64mm	個装サイズ:小判/220×85×63mm、 中判/220×115×63mm	
673	7-4861-01・11・12	LED検耳鏡	特長	リユーズブルスペキュラはポリプロピレン製で オートクレーブ可能です。	リユーズブルスペキュラはポリアミド製で オートクレーブ可能です。	
695	7-1215-01~04	LED視力検査器	価格表	-	タイプ:脚立式	
695	7-1215-05~08	LED視力検査器	価格表	-	タイプ:壁掛式	
739	7-4731-01・11~15	トリアージテストメーター	脚注	8000028の精度管理には 800002839が、800002860には 800002877が必要です。	800002815・800002822の精度管理には 800002839が、800002860には 800002877が必要です。	*
1249	0-9577-14	オーバーザイヤ型酸素カニューレ	取扱中止	-	-	
1427	0-5453-36	サージカルクリッパー	取扱中止	-	-	