

検査



サニ太くん®
 ●手軽にかつ正確な微生物検査が可能です。
 ●食材等の試料液検査をはじめ、スタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査が可能です。

2-5838				2-5838					
品名	セルコード	入数	価格(税別)	セル価格(税別)	品名	セルコード	入数	価格(税別)	セル価格(税別)
一般生菌用	-01-30	1箱(25枚/袋×4袋入)	¥10,000	▶ ¥9,500	一般生菌用	-51-30	1ケース(10箱入)	¥80,000	▶ ¥76,000
大腸菌群用	-02-30		¥10,000	▶ ¥9,500	大腸菌群用	-52-30		¥80,000	▶ ¥76,000
黄色ブドウ球菌用	-04-30		¥15,000	▶ ¥14,300	黄色ブドウ球菌用	-54-30		¥120,000	▶ ¥114,000
大腸菌・大腸菌群用	-07-30		¥15,000	▶ ¥14,300	大腸菌・大腸菌群用	-57-30		¥120,000	▶ ¥114,000
酵素基質サルモネラ	-08-30		¥20,000	▶ ¥19,000	酵素基質サルモネラ	-58-30		¥150,000	▶ ¥142,500
真菌用迅速タイプ	-13-30		¥18,000	▶ ¥17,100	真菌用迅速タイプ	-63-30		¥150,000	▶ ¥142,500
減菌水パック	-11-30	3ml×100本	¥6,000	▶ ¥5,700					

サニ太くん® (迅速タイプ)
 ●培養条件一般生菌用/35℃×48時間、大腸菌用迅速タイプ/25℃×48時間、一般生菌用迅速タイプ/35℃×24時間、その他/35℃×24時間
 ●減菌水パック成分リン酸緩衝減菌水(3ml×11パック3枚分)

精製水
¥3,330(税別)
 ●16改日本薬局方準拠 ※本品は研究開発用です。人体へは使用しないでください。

りん酸緩衝生理食塩水
¥8,100(税別)
 ●pH7.2±0.2 ●ろ過滅菌済

サニスペック
滅菌希釈水(パウチタイプ) ¥5,400~(税別)
 ●ORP-90・225は10倍希釈用に、ORP-2000は定量分注等に使用します。

希釈水
1本あたり ¥39.8(税別)
 ●1mlの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。

測定

防水デジタル温度計
¥17,800(税別)
 ●測定値のホールド(HOLD)と最高(MAX)・最低(MIN)が測定できます。

温度計用センサー
赤外線放射温度計 ¥7,360(税別)
 ●測定範囲-35~+63.0℃ ●分解能0.1℃ ●精度-35~0℃:±2.5℃, 0~100℃:±1.5℃, 100~630℃:±2%

ペトリフィルム™ 培地

セルコード	品名	仕様	入数	価格(税別)	セル価格(税別)
6-8641-01-30	6400AC	生菌数測定用 ^{※2}	1箱(50枚/袋×2袋入)	¥14,200	▶ ¥13,500
6-8641-05-30	6406AC		1箱(50枚/袋×2袋入)	¥100,000	▶ ¥95,000
6-8641-02-30	6410CC	大腸菌群数測定用 ^{※2}	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥7,100	▶ ¥6,750
6-8641-06-30	6416CC		1箱(25枚/袋×4袋入)	¥100,000	▶ ¥95,000
6-8641-03-30	6404EC	E.coli及び大腸菌群数測定用 ^{※2}	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥13,200	▶ ¥12,500
6-8641-07-30	6414EC		1箱(25枚/袋×2袋入)	¥90,000	▶ ¥85,500
2-7440-01-30	6434SEC	大腸菌選択用	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥13,200	▶ ¥12,540
2-7440-02-30	6435SEC		1箱(25枚/袋×2袋入)	¥90,000	▶ ¥85,500
6-8641-08-30	6407YM	カビ・酵母測定用	1箱(50枚/袋×2袋入)	¥26,300	▶ ¥25,000
6-8641-09-30	6417YM		1箱(50枚/袋×2袋入)	¥200,000	▶ ¥190,000
6-8641-10-30	6402CC	大腸菌群数迅速測定用 ^{※2}	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥6,800	▶ ¥7,830
6-8641-11-30	6412CC		1箱(25枚/袋×2袋入)	¥63,000	▶ ¥56,700
6-8641-12-30	6420EB	腸内細菌群数測定用	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥7,100	▶ ¥6,800
6-8641-13-30	6420EB		1箱(25枚/袋×4袋入)	¥100,000	▶ ¥95,000
6-8641-18-30	6490STX	黄色ブドウ球菌測定用プレート ^{※2}	1箱(100枚)	¥11,100	▶ ¥9,990
6-8641-19-30	6491STX		1箱(20枚)	¥90,000	▶ ¥81,000
6-8641-20-30	6492STX	黄色ブドウ球菌測定用ディスク ^{※2}	1箱(20枚)	¥3,200	▶ ¥3,040
6-8641-21-30	6493STX	黄色ブドウ球菌測定用ディスク	1箱(100枚)	¥13,700	▶ ¥13,000
6-8641-15-30	6425	黄色ブドウ球菌測定用プレート	1箱(2袋)	¥320	▶ ¥300
2-4226-01-30	6536SALX	サルモネラ菌測定用プレート	1箱(25枚/袋×8袋入)	¥18,000	▶ ¥17,100
2-4226-02-30	6537SALX		1箱(25枚/袋×8袋入)	¥60,000	▶ ¥57,000
2-4226-03-30	6538SALX	サルモネラ菌測定用プレート	1箱(5枚)	¥6,000	▶ ¥5,700
2-4226-04-30	6539SALX	サルモネラ菌測定用プレート	1箱(25枚)	¥25,500	▶ ¥23,750
2-4226-11-30	SEB500	サルモネラ菌測定用プレート	1本(50g)	¥6,000	▶ ¥5,700
2-4226-12-30	SEB025	サルモネラ菌測定用プレート	1本(25g)	¥26,000	▶ ¥24,700
2-4226-13-30	SESUP001	カビ・酵母菌測定用プレート	1本(1g)	¥8,800	▶ ¥8,360
2-4226-14-30	BP0288500	カビ・酵母菌測定用プレート	1本(50g)	¥10,000	▶ ¥9,500
2-4226-05-30	6475RYM	カビ・酵母菌測定用プレート	1箱(25枚/袋×2袋入)	¥14,200	▶ ¥12,800
2-4226-06-30	6477RYM		1箱(25枚/袋×2袋入)	¥108,000	▶ ¥97,200

衛生

サニエコ手袋シリーズ ①破れにくい「**中厚手タイプ**」を特別価格でご提供! ②誤って混入しても、発見しやすい青色タイプで**異物混入対策**を! ③サイズ毎にパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます(エコシリーズを除く)。

サニエコニトリル手袋(パウダーフリー)
1枚あたり ¥5.58(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約250mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(ロング・パウダーフリー)
1枚あたり ¥7.47(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約300mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(パウダーフリー)
1枚あたり ¥6.3(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約300mm ●厚み約0.22mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥5.85(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約250mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥5.76(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥7.1(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋ホワイト(パウダーフリー)
1枚あたり ¥5.85(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●厚み約0.1mm ●全長約250mm

サニエコニトリル手袋(パウダー付)
1枚あたり ¥5.9(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋・エコ(パウダーフリー)
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥10.8(税別)
 ●材質:NBR(ニトリルゴム) ●全長約250mm ●厚み約0.07mm

サニーノール手袋エコロジー(ケース販売)
1枚あたり ¥5.9(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコマスク
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥1.5(税別)
 ●材質:LDPE(低密度ポリエチレン) ●厚み約0.02mm

サニエコマスク
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコマスク
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコニトリル手袋(中厚手)
1枚あたり ¥1.5(税別)
 ●材質:LDPE(低密度ポリエチレン) ●厚み約0.02mm

サニエコマスク
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm

サニエコマスク
1枚あたり ¥5.4(税別)
 ●材質:PP(ポリプロピレン) ●全長約240mm ●厚み約0.1mm