

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ			品番	商品名	項目	内容	
ナビス	SF	プロセス				誤	正
787			0-204-01~04	ファイバースコープ格納庫GSタイプ	脚注	※消化器科用 ※ご注文の前にご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。	削除
			0-5568-01~04	ファイバースコープ格納庫 DGSタイプ	脚注	※消化器科用 ※ご注文の前にご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。	削除
			0-8905-01~03 0-8906-01~03	内視鏡キャビネットDM-FS・DM-FSAタイプ	脚注	※消化器科用 ※ご注文の前にご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。	削除
			8-8623-01-03-05-06	内視鏡保管庫 TMタイプ	脚注	※上部下部消化器用です。 ※ご注文の前にご使用の内視鏡メーカー名・型番をお知らせください。	削除
1267			8-4863-01-02-04	タオルウォーマーSO-H8Fタイプ	仕様	庫内寸法:S/270×200×140mm(おしぼり約50本)	庫内寸法:S/270×200×140mm(おしぼり約30本)
	276	244	2-8838-01-02-11	毛髪除去器 TRシリーズ	脚注	ご注文の際に電源のご指定(50Hzまたは60Hz)が必要です。	

ナビス…ナビス看護・医療用品総合カタログNo.50000/SF…サニーフーズ食品検査・衛生管理総合カタログ2016>2017/プロセス…プロセスソリューション2016

「研究用総合機器2017・サンクアスト産業用研究機器2017」訂正のお知らせ

11月1日に発刊いたしました「研究用総合機器2017・サンクアスト産業用研究機器2017」におきまして一部掲載事項に誤りがございました。誠に恐縮ではございますが、訂正の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

掲載ページ	品番	商品名	項目	誤	正	代替品					
95	7-620-13-16	チタン製パイプヒーター LYPAT220・LYPCT220	仕様	電源:LYPAT220・LYPCT220/200V	電源:LYPAT220・LYPCT220/AC200V						
211	1-312-06-17	ハンドホットプレス	仕様	(型番)HHP2-1/~/、HHP2-2D/~/	HHP-1/~/、HHP2-2D/~/						
212	2-7945-12	万力熱プレス機 MNP2-002D	仕様	(型番)MNP-002D/~/	MNP2-002D/~/						
284	1-1505-01	ダイアフラム圧力ポンプ 4405-143	仕様	入力電圧:DC12V(ヒューズ3.9A)	入力電圧:DC12V(ヒューズ14A)						
296	1-3344-01	サイフォンポンプBL-2	価格	¥360	¥270						
			照会No.	029650	029660						
323	2-943-03	エコノミー油回転真空ポンプAOP100C	価格	¥28,800	¥28,000						
346	1-9990-11~14	校正分銅内蔵精密電子天秤	仕様	(品番)-01-02/~/、-03-04/~/	-11-12/~/、-13-14/~/						
350	3-6553-04	電子天秤 AXA20002	仕様	-	直線性:±0.02g						
424 1126	2-897-01	アラーム時計付大画面温度計BT-3	特長	アラームで異常をお知らせ	アラーム時計付です						
			仕様	機能:アラーム設定可	機能:アラーム設定(時刻)可						
552	3-6696-01	ファンクションジェネレータAWG1005	仕様	(型番)AWG1010/~/	(型番)AWG1005/~/						
603	2-2917-12	グルコース計GF-501-SALセンサ	取扱中止	-	-	*					
606	3-6557-02	ハロゲン水分計 HMA1101	特長	100MWは3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。	HMA1101は3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。						
679	2-193-07	ピークルーベNo.2032	取扱中止	-	-						
686	3-5128-07	ステージ X11-013(薄型・軽量)	仕様	ストローク:0.13/±10mm	ストローク:0.13/±10mm						
841	3-119-01~02	グローブバッグ Xタイプ	写真	ガス注入口:1箇所	ガス注入口:5箇所						
932	3-290-06	レターケース B4-W5P	価格表	引出し内寸法:259×382×37mm	引出し内寸法:377×270×37mm						
998	3-6314-01~07 3-6378-01~07	クライオバイアル CRYタイプ	仕様	材質:キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)、キャップ/PP(ポリプロピレン)	材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)						
	2-978-02 2-979-02 2-980-02						ビベットチップ スタックラック	仕様	入数:96本/ラック×5ラック	入数:96本/ラック×10ラック	
1082	3-6366-01~04	フィルターチップ	取扱中止	-	-						
1086	1-6233-01~02	ボトルトップ・ピュレット	取扱中止	-	-	*					
1120	5-391-01	デューフラスコ(広口) 26B-E	価格表	サイズ:(B)φ115mm	サイズ:(B)φ120mm						
	5-391-01~04	デューフラスコ(広口) B-Eタイプ	価格表	サイズ:(E)-01/185mm、-02/210mm、-03/280mm、-04/365mm	サイズ:(E)-01/215mm、-02/245mm、-03/305mm、-04/385mm						
1184	1-3136-01~03	カートリッジ純水器 樹脂再生費	照会No.	118408	1184560						
	1-3176-22~24	カートリッジ純水器 Gタイプ 樹脂再生費	照会No.	118408	1184560						
1319	3-6287-01	PET遮光試薬ボトル W220003	取扱中止	-	-						
1329	2-9668-21~23-31	密閉容器(UN規格/ソリッド)	脚注	※固体用の容器です。液体には使用しないでください。							
1365	3-6289-01	遮光ミニバイアル W986333NG	取扱中止	-	-						
1506	1-7348-01	遠心瓶 3120-0250	価格表	サイズ:φ61.8×127.7mm	サイズ:φ61.8×125.2mm						
1663	3-5090-01~05	ポリイミドフィルム	価格表	サイズ:A4サイズ(210mm×297m)	サイズ:A4サイズ(210mm×297mm)						
1743	5-3079-52-54-65 1-1952-31	卓上シーラー用部品	価格表	型番:交換用テフロン	型番:交換用テフロンシート						
	1809						1-2162-01~05	超音波洗浄器 ASU-Mタイプ	特長	洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です(ASU-2・2D・2M・3・3D・3M除く)。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。	洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します(ASU-2・2D・2M・3・3D・3M除く)。
1970	3-6431-01~04	グリーンノールコンフォート	脚注	※サンプルは-03をご用意しております。	※サンプルは-02をご用意しております。						
1990	3-6030-01~03 3-6031-01~03 3-6032-01~03	低温防水手袋	特長	オートクレーブによる滅菌が可能です。	削除(※オートクレーブ滅菌は不可です。)						
	2034						3-6033-01	低温防水エプロンT-CRYOLIGHT	特長	オートクレーブによる滅菌が可能です。	削除(※オートクレーブ滅菌は不可です。)
								仕様	水洗い可	削除(※水洗いは不可です。)	
2037	6-991-02	ディスクキャップSC-G1 白 100入	仕様	材質:レーヨン	材質:PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(帯電防止材入)						
2043	3-6034-01	低温防水シューズカバーGHETTECRYO	特長	オートクレーブによる滅菌が可能です。	削除(※オートクレーブ滅菌は不可です。)						
			仕様	水洗い可	削除(※水洗いは不可です。)						
2218	7-103-01~03	クリーンラベル	取扱中止	-	-	*					

※代替品列に[*]が入っている商品には代替品がございます。お問い合わせください。