

# カタログ訂正のお知らせ

下記データはai-com webからダウンロードしてご利用頂けます。

掲載カタログ					品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	SF2016	プロセス	ナビ助				誤	正
171					3-7028-01~04	ポルテックスミキサーMX-F/MX-S	仕様	サイズ:127×130×160mm	サイズ:133×146×137mm
444					3-6945-15・16	マルチユースUSBロガーTPX310P	仕様	測定レンジ:-200~+200℃	測定レンジ:-50~+180℃
1219					3-7015-02	卓上ハイスピン遠心機 D3024R	仕様表	温度設定範囲:-20~40℃	温度設定範囲:-9~40℃
1456					3-7079-04	トールメジャーカップ 1089	価格表	一目盛:20ml	一目盛:50ml
2251					7-5629-01	ソフマットD S-100	価格表	サイズ(幅×長さ):610×910mm	サイズ(幅×長さ):618×910mm
2251					7-5629-02	ソフマットD S-101	価格表	サイズ(幅×長さ):450×610mm	サイズ(幅×長さ):476×618mm
	420				8-3449-01	診察台 NE65B ベージュ	仕様	組み立て式(要工具)	組み立て式(工具付)
	607				0-9639-04	フロゼリー ハードタイプ 5kg	価格表	型番:ハード密着タイプ	型番:密着タイプ
	699				8-9997-01	女性用胸部サポーターDR-B019-1S	価格表	前部幅×背部幅×長さ:85×229×750mm 適合胸囲:60~80cm	前部幅×背部幅×長さ:85×229×800mm 適合胸囲(アンダー):75~81cm
	699				8-9997-02	女性用胸部サポーターDR-B019-1M	価格表	前部幅×背部幅×長さ:85×229×820mm 適合胸囲:80~100cm	前部幅×背部幅×長さ:85×229×850mm 適合胸囲(アンダー):80~86cm
	699				8-9997-03	女性用胸部サポーターDR-B019-1L	価格表	前部幅×背部幅×長さ:85×229×880mm 適合胸囲:100~120cm	前部幅×背部幅×長さ:85×229×900mm 適合胸囲(アンダー):85~91cm
	699				8-9997-04	女性用胸部サポーターDR-B019-1LL	価格表	前部幅×背部幅×長さ:85×229×970mm 適合胸囲:120~140cm	前部幅×背部幅×長さ:85×229×950mm 適合胸囲(アンダー):90~96cm
	735				8-5595-01~03	外反母趾トースプレッターDR-T005	仕様	入数:1個入	入数:2個入
	744				8-2389-06	アタッチメント 836-104-055	画像	型番:840-055	型番:836-104-055
	947				8-9859-01~02	呼吸筋訓練器 IMT(吸気用)	仕様	医療機器クラス:雑品	医療機器クラス:クラスI
	1042				0-237-01	外科ピンセット STA-1 細筋無鉤	仕様	材質:STC-5・6以外/ステンレス(SUS304)、 STC-5・6/ステンレス(SUS420J2)	材質:ステンレス(SUS304)
	1047				0-247-01~08・13~20	止血鉗子(ドイツ製)	商品名	止血鉗子(ドイツ製)	止血鉗子
	1050				0-246-01~10	透析用チューブ鉗子(ドイツ製)	商品名	透析用チューブ鉗子(ドイツ製)	透析用チューブ鉗子
	1051				0-248-01~06	タオル鉗子(ドイツ製)	商品名	タオル鉗子(ドイツ製)	タオル鉗子
	1057				0-250-01~02・06~08	持針器(ドイツ製)	商品名	持針器(ドイツ製)	持針器
	1058			270	0-250-10~17	持針器(ダイヤチップ付・ドイツ製)	商品名	持針器(ダイヤチップ付・ドイツ製)	持針器(ダイヤチップ付)
		209			3-4832-01	pHイオン水質計電極STARA2146	仕様	劇物となります。	
		374	213		3-3485-01~05 3-3616-01~05	ニューボトルブラシヘッド551・552タイプ	ピクト	メタルディテクト	削除(※金属検出器で検出不可です。)
		374	213		3-3485-01~05 3-3616-01~05	ニューボトルブラシヘッド551・552タイプ	特長	金属検出器で検出可能な カラーの毛を使用しています。	削除(※金属検出器で検出不可です。)