

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ					品 番	商 品 名	項 目	内 容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	アズツール				誤	正
442				28	2-7963-02	温湿度データロガー RX-350TH	仕 様	対応OS:Windows®XP(SP2以上)/Vista®(32bitのみ)/7(32bitのみ)	対応OS:Windows®Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)
442				28	2-7963-03	K熱電対データロガー RX-450K	仕 様	対応OS:Windows®2000(SP4のみ)/XP(SP2以上)/Vista®(32bitのみ)/7(32bitのみ)	対応OS:Windows®Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)
1127	59				2-8169-03	バイオボックス SBE-10W	特 長	ボックス上部に蓄冷材収納室を設置していますので、冷却効率が良いです。	※2-8169-03はボックス上部に蓄冷材収納室の設置はありません。 ※左記は、2-8169-01に関する説明です。
	29/1266				7-4568-01~03	アルティア用ステンレス棚板	仕 様	材質:ステンレス(SUS304)	材質:ステンレス(SUS430)
	71				8-9931-31	ナースカートバッテリーホルダー	仕 様	ホルダー内寸法:バッテリーホルダー/ (幅)287×(奥行)210×(高さ)43mm	ホルダー内寸法:バッテリーホルダー/ (幅)388×(奥行)260×(高さ)59mm
	307				7-4692-01~08、 7-4691-01~16	シュアーフューザーA	ピクト	「分割販売」対象商品	※「分割販売」対象ではありません。
	308				7-4075-01~10、 7-4076-01~30	アキュフューザー	ピクト	「分割販売」対象商品	※「分割販売」対象ではありません。
	309	巻頭17			7-4748-01	与薬カート36床MC-L3DC36P-8	価格表	サイズ(mm):1223×561×1332	サイズ(mm):1220×534×1334
	309	巻頭17			7-4749-01	与薬カート27床用MC-L2DC27P8	価格表	サイズ(mm):1223×561×1086	サイズ(mm):1220×534×1088
	309	巻頭17			7-4750-01	与薬カート18床用MC-L2DC18P8	価格表	サイズ(mm):882×561×1080	サイズ(mm):886×534×1088
	819				7-3415-01	スマート救急カート	価格表	幅×奥行×高さ(mm):375×520×960	幅×奥行×高さ(mm):355×455×960
	926	19			8-9045-01	骨盤ベルト820M-Lシングルサポート	価格表	適応周囲(cm):79~90	適応周囲(cm):70~90
	1053				8-6893-02	MRIサウンドパッド3ユニバーサル用	画 像	※画像のキャプションが誤っている。	※ユニバーサル用とスタープロダクト用の画像キャプションが逆
	1053				8-6893-03	MRIサウンドパッド3スタープロダクト用	画 像	※画像のキャプションが誤っている。	※ユニバーサル用とスタープロダクト用の画像キャプションが逆
	1057				7-3428-01	MRI対応踏み台	仕 様	材質:アルミニウム・合成ゴム	材質:本体/アルミニウム、滑り止めシート/ セラミックス、足ゴム/エラストマー
	1322				7-3429-01	軽量踏み台	仕 様	材質:アルミニウム・合成ゴム	材質:本体/アルミニウム、滑り止めシート/ セラミックス、足ゴム/エラストマー
	1329				7-2841-01	オベカート	仕 様	材質:ステンレス(SUSU304)	材質:ステンレス(SUS304)
	1330				7-4308-01・02	連結器械台	仕 様	キャスター:φ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 付属品:連結ネジ×1個	キャスター:φ75mmゴム製(4輪ストッパー付き) 付属品:連結プレート×2枚、M8ノブネジ×4個
	1332				7-4579-01~03	セカンドモニタースタンド	仕 様	※「組み立て式(要工具)」の記載漏れ	組み立て式(要工具)
	1355				7-4980-01	サージカルシート	価格表	幅×奥行×厚み(mm):750×120×3	幅×奥行×厚み(mm):750×1200×3
			229		7-3891-01~03	瞬間式電気温水器	価格表	照会No.:070	照会No.:080