

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ			品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助				誤	正
549			3-5157-01	デジタル粉じん計 LD-5R	価格表	照会No.:054908	照会No.:054995
1222			3-7018-01	遠心分離機 DM0412S	仕様	回転数精度:±20rpm、サイズ:245×255×140mm	回転数精度:±100rpm、サイズ:301×354×217mm
1222			3-7018-02	遠心分離機 DM0412	仕様	サイズ:245×255×140mm	サイズ:301×354×217mm
1320			3-6072-04	PETサンプル瓶 CPTI-300	価格表	サイズ(mm):Φ27×86	サイズ(mm):Φ74×86
1567			6-539-07	安全硝子管切り器	仕様	切断可能径:φ5~38mm	切断可能径:φ5~40mm
	248		8-1088-04	MDS調剤台Bセット SF7661WH	仕様	引出しサイズ:231×300×150mm	引出しサイズ:231×310×147mm
	248		8-1088-06	MDS調剤台Cセット SF7665WH	仕様	引出しサイズ:249×300×118mm	引出しサイズ:382×310×147mm
	248		8-1088-08	SF7685WH 開き戸ステージセット	仕様	引出しサイズ:開き戸ステージセット/380×300×119mm	引出しサイズ:開き戸ステージセット/382×310×147mm
	248		8-1088-13	MDS調剤台Bセット SF7659WH	仕様	引出しサイズ:231×300×150mm	引出しサイズ:231×310×147mm
	248		8-1088-15	MDS調剤台Cセット SF7663WH	仕様	引出しサイズ:249×300×118mm	引出しサイズ:513×310×147mm
	248		8-1088-17	SF7683WH 開き戸ステージセット	仕様	引出しサイズ:開き戸ステージセット/231×300×119mm	引出しサイズ:開き戸ステージセット/231×310×147mm
	248		8-3969-09	調剤台小BセットL型 SF7667WH	仕様	サイズ:本体/600×500×850mm(小セット)	サイズ:本体/600×500×850mm ※「小BセットL型」の「小」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-10	調剤台小BセットR型 SF7668WH	仕様	サイズ:本体/600×500×850mm(小セット)	サイズ:本体/600×500×850mm ※「小BセットR型」の「小」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-11	調剤台小BセットL型 SF7671WH	仕様	サイズ:本体/600×500×850mm(小セット)	サイズ:本体/900×500×850mm ※「小BセットL型」の「小」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-12	調剤台小BセットR型 SF7672WH	仕様	サイズ:本体/600×500×850mm(小セット)	サイズ:本体/900×500×850mm ※「小BセットR型」の「小」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-13	調剤台大BセットL型 SF7675WH	仕様	サイズ:本体/900×500×850mm(大セット)	サイズ:本体/600×500×850mm ※「大BセットL型」の「大」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-14	調剤台大BセットR型 SF7676WH	仕様	サイズ:本体/900×500×850mm(大セット)	サイズ:本体/600×500×850mm ※「大BセットR型」の「大」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-15	調剤台大BセットL型 SF7679WH	仕様	サイズ:本体/900×500×850mm(大セット)	サイズ:本体/900×500×850mm ※「大BセットL型」の「大」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-3969-16	調剤台大BセットR型 SF7680WH	仕様	サイズ:本体/900×500×850mm(大セット)	サイズ:本体/900×500×850mm ※「大BセットR型」の「大」は本体サイズではなく麻薬保管庫のタイプを指しています。
	248		8-4067-11	MDS調剤台 青 OF7102WH	型番	MDS調剤台 青 OF7102WH	MDS調剤台 青 OF7090WH
	337		7-4866-01	自動手指消毒器NR-650DR	仕様	電源:単3アルカリ乾電池×2本(別売)	電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)
	629		8-5780-23	水銀レス血圧計KM-382II本体のみWC	価格表 仕様	型番:0382B101(スタンドなし) 材質:送気球/ラテックス	型番:0382B151(スタンドなし) 材質:送気球/PVC
	629		8-5780-24	水銀レス血圧計KM-382II本体のみNC	価格表 仕様	型番:0382B102(スタンドなし) 材質:送気球/ラテックス、ブラダー/ラテックス	型番:0382B152(スタンドなし) 材質:送気球/PVC、ブラダー/PVC
	986		8-7583-01	電動サイクルマシン	価格表	幅×奥行×高さ(mm):約410×400×310	幅×奥行×高さ(mm):約420×400×310
	1466		0-6060-01	防水シート	仕様	洗濯方法:乾燥機可 ※塩素系洗剤はお避けください。	洗濯方法:乾燥機可(~80℃) ※業務用タンブラー乾燥、塩素系洗剤はお避けください。
	1514	97	7-2181-01	ウォッシュャブルパッド 枕型IIかため	価格表	サイズ(mm):300×450×105	サイズ(mm):340×450
	1514	97	7-2181-02	ウォッシュャブルパッド 棒型	価格表	サイズ(mm):220×520×130	サイズ(mm):270×600
	1514	97	7-2181-03	ウォッシュャブルパッド ミニ	価格表	サイズ(mm):220×280×120	サイズ(mm):250×270
	1519	96	0-4527-15	ビーズパッド枕型用カバー	価格表	サイズ(mm):420×590	サイズ(mm):440×600
	1519	96	0-4527-16	ビーズパッド棒型用カバー	価格表	サイズ(mm):290×570	サイズ(mm):290×580
	1519	96	0-4527-21	ビーズパッド用バイルカバー枕型用	価格表	サイズ(mm):420×590	サイズ(mm):380×580
	1519	96	0-4527-23	ビーズパッド用バイルカバーマット型用	価格表	サイズ(mm):500×490	サイズ(mm):470×530
	1519	96	0-4527-24	ビーズパッド用バイルカバー円座用	価格表	サイズ(mm):400×430	サイズ(mm):380×380
	1519	96	0-4527-25	ビーズパッド用バイルカバー角座用	価格表	サイズ(mm):400×430	サイズ(mm):380×380
	1519	96	0-4527-26	ビーズパッド用バイルカバー長棒型用	価格表	サイズ(mm):300×1060	サイズ(mm):280×1160
	1520		8-3657-21	アウルカンフィ 円座OWL50-BR	価格表	型番:OWL50-BR	型番:OWF50-BR
	1567		7-3565-01	車いす用ウロバッグホルダーU-Bag	価格表	幅×高さ(mm):330×350	幅×高さ(mm):420×350
	1808		7-3074-01	2wayナースポーチ	価格表	型番:NP-2	型番:WNP-1
		116	61-8931-07	25627 車いす アシスターイス I	画像	座面奥行:450mm ※図面イラストにサイズ記載	座面奥行:400mm ※図面イラストにサイズ記載
		176	7-2672-01~04	補高便座	特長	今お使いの便座にプラスして、立ち座りがしづらい方におすすめです。	今お使いの便器にプラスして、立ち座りがしづらい方におすすめです。
		188	7-2575-01~03	肌ともパッド	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2576-01~03	いちばんすっきり軽快フィットテープ止め	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2577-01	いちばんパンツ用パッド	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2578-01	いちばん尿とりパッドパワフルスーパー吸収	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2579-01	お茶の力あんしん夜用快適おやすみパッド	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2594-01	お茶の力あんしん長時間ワイドパッド	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2595-01~03	いちばんうす型パンツ	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)
		188	7-2596-01~02	いちばんお茶の力パンツ	ピクト	一般医療機器(クラスI)	ピクト削除(対象外のため)