

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ					品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	素材				誤	正
723			194		3-3871-02~05 3-3872-02~05	中央実験台(ホワイト天板・木製タイプ)	仕様	試薬棚:両面メラミンパーティクルボード (ガラス戸・蛍光灯・転倒防止用ステンレスパイプ付き)	試薬棚:両面メラミンパーティクルボード (ガラス戸・LED照明・転倒防止用ステンレスパイプ付き)
992				207	2-741-01~02	PFAマイクロチューブ	特長	マイクロ遠心用チューブとして使用可能です。	※マイクロ遠心用チューブとしては使用できません。
1494					2-9624-05	ホールねじ口試験管NT-16H	価格表	胴径×長さ×口内径(mm):φ16.5×35×φ10.0	胴径×長さ×口内径(mm):φ16.5×65×φ10.0
1573					1-2816-01	トンクス ピーカー用トング	仕様	全長:330mm	全長:400mm
1573					1-2816-02	トンクス 皿用トング	仕様	全長:275mm	全長:260mm
1573					1-2816-03	トンクス フラスコ用トング	仕様	全長:355mm	全長:230mm
2181					1-9180-01	クリーンインナーグローブNHG-11CP	仕様	材質:キュブラ70%・ナイロン30%	材質:キュブラ67%・PET33%
	162	300			8-1297-11	車載用ストレッチャー WS-110	価格表	照会No:0162650	照会No:0162080
	501				7-3568-06	ネックストラップ M-NV	価格表	型番:M-IB	型番:M-NV
	721	231			0-6204-01	バリアフリースケール AD-6106NW	価格表	仕様:表示器スタンド無し・プリンタ無し	仕様:表示器スタンド付き・プリンタ無し
	1135				7-4383-03	エルホワイト014	価格表	幅×長さ(伸縮時):100mm×9m	幅×長さ(伸縮時):90mm×9m
	1135				7-4384-03	エルホワイト-S034	価格表	幅×長さ(伸縮時):100mm×9m	幅×長さ(伸縮時):90mm×9m
	1141				8-8913-01	レテラタイ00061	価格表	幅×長さ(伸縮時):10mm×25m	幅×長さ(伸縮時):13mm×25m
	1141				8-8913-02	レテラタイ00062	価格表	幅×長さ(伸縮時):20mm×25m	幅×長さ(伸縮時):25mm×25m
	1141				8-8913-04	レテラタイ00064	価格表	幅×長さ(伸縮時):32mm×25m	幅×長さ(伸縮時):37mm×25m
	1141				8-8913-05	レテラタイ00065	価格表	幅×長さ(伸縮時):55mm×25m	幅×長さ(伸縮時):61mm×25m
	1141				8-8913-06	レテラタイ00066	価格表	幅×長さ(伸縮時):70mm×25m	幅×長さ(伸縮時):78mm×25m
	1141				8-8913-07	レテラタイ00067	価格表	幅×長さ(伸縮時):80mm×25m	幅×長さ(伸縮時):88mm×25m
	1231				0-6123-12	エマジン小型吸引器 EP-1200S	ピクト	特定保守管理医療機器	管理医療機器 ※特定保守商品ではありません。
	1401				7-3115-01~02	耳鼻用異物鉗子	画像	<先端部分の画像表記>上:鋭匙/下:麦粒	<先端部分の画像表記>上:麦粒/下:鋭匙
	1603				0-659-41	松葉杖 交換用脇パッド HC9000A	価格表	型番:HC9003A	型番:HC9000A
			180		3-7906-01~04 3-7907-01~04 3-7872-01~04 3-7873-01~04	中央実験台(フレームタイプ)	共通仕様	試薬棚:両面メラミン化粧パーティクルボード (蛍光灯・転倒防止用ステンレスパイプ付き)	試薬棚:両面メラミン化粧パーティクルボード (LED照明・転倒防止用ステンレスパイプ付き)