

カタログ訂正のお知らせ

掲載カタログ				品番	商品名	項目	内容	
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	AT				誤	正
				3-659-06	ピストンポンプ PDL-50	仕様	サイズ:126×244×188mm	サイズ:126×179×244mm
				1-5794-01,02	真空ポンプ	画像	-	外観の一部が白色から黒色に変更
				2-2621-01	カード PHI15MAX/50-90	脚注	有効期限:約半年間	有効期限:製造後1年(未開封)
				1-1411-01,02	ボトルキャリア	仕様	材質:HDPE	材質:PP
			51	4-536-01~12	チャック付袋 CB	仕様	厚み:0.4mm	厚み:0.04mm
				1-9706-02	真空ピンセット VPWE7000AR-X	仕様	本体のみ	充電式バッテリー付き
	69			8-3920-03	折りたたみテーブルSB-900A	価格表	型番:SB-900A	型番:SB-900TA
	85	359		8-4537-01	カルテワゴンRFFR-STBR	画像	対角ストッパー付き	4輪ストッパー付き
	428	246		8-7842-01~03	サージカルマスク SME	画像	-	化粧箱デザインのみ変更
	637	285		0-9626-11	電子血圧計 CH-657F	価格表	色:ホワイト	色:シルバー
	703			8-5244-01	リード線付モニタリング電極 2269TP	画像	プラグ色:グレー	プラグ色:リード線と同色
	1184	270		8-9093-12	皮膚用リムーバー TP2 30枚入	画像	-	化粧箱デザインのみ変更
	1350			7-1126-05~07	滅菌ドレープ	仕様	対物レンズ径(mm):68	対物レンズ径(mm):70
		270		61-9940-65~67	3Mコーティングクリーム	画像	-	化粧箱デザインのみ変更

■ 総合…研究用総合機器カタログ2019
 ■ SANQ…サンクアスト産業用研究機器カタログ2019
 ■ ナビス…ナビス看護・医療用品総合カタログNo.70000
 ■ ナビ助…介護・医療用品の総合カタログ2019
 ■ AT…アズツールカタログ2019