

# 取扱中止のお知らせ

\*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

平成29年1月31日現在

掲載カタログ							品番	商品名	代替品
総合・SANQ	ナビス	SF	プロセス	素材	アズツール	ナビ助			
82							1-3962-11~12	小型電気炉 mini-BS I	*
83							1-3961-11	小型電気炉 NHK-120BS-II	*
85							1-4424-11	卓上小型電気炉 NHK-170AF	*
204							5-3252-11	凍結粉砕機・オプション TPH-01H	
403							3-1670-01・04・05	K熱電対KTOタイプ	
403							3-1673-03・05	K熱電対KTO-Cタイプ	
403							3-1674-05	K熱電対KTO-64300C	
405							3-1575-01~02	測温抵抗体TPTタイプ	
638							3-5539-01	生物顕微鏡 BA210LED-MU	*
644		71					2-7638-12	顕微鏡デジタルシステムMoticam2	*
644			222				3-3339-01	一体型デジタルカメラAR-TC500	*
675							2-3277-03	LED拡大鏡3R-5MOLIA-PLUS	*
1052							2-5001-19	可変式連続分注器 オプションNS-ADP	
1105							2-5636-13	白硬注射筒ガラス先 1000ml	*
1105							2-5637-07	白硬注射筒洗脱先 1000ml	*
1351							3-6294-01	セーフティガロン瓶 220979	
1432				54			3-1598-12	ガラス棒φ25	*
1522							1-2136-12	アルミロート120	*
1527							3-1701-10~13・16・17・19	コルク栓 10個入	*
1566							5-5662-02~03	ステンレスインクヘラ	*
1988							6-6137-01~02	テクノーラ耐熱手袋	*
1988							8-4006-01~02	テクノーラ耐熱手袋ロング	*
2172							3-1570-03	ダブルフィットPA手袋DW-003GS	
2250							1-2684-03・04・06	安全長靴 静電長13型	*
2289							1-6790-12	ウエハー用真空ピンセット VMWT-B	*
	300					224	8-8137-02	汚物処理剤 スプレータイプ	*
	467						0-2246-12	リットマンクラシックIISE2218BE	*
	468						0-8041-02・08	リットマンステソスコープ	*
	569						8-4392-22・24	体重体組成計HBF-223-PK	*
	572						0-7037-12	自動身長体重計 CT-S280	*
	572						0-8198-12	自動身長体重計 感熱記録紙 RP-20	*
	664						8-2393-02	エコーサウンダーE5-101EX2MHz	
	684						8-8435-01~05	オルソグラスNWタイプ	*
	684						8-8914-01~05	オルソグラスIIタイプ	*
	688						8-3307-01・11・12	ギブスカッター	*
	838					249	8-7752-02	PIPiナースIV	*
	917					256	8-8017-14・16	ネプライザNE-C30-1	
	1034						7-1246-01~05	手術室安全管理品	
	1317					6	8-2818-01	コミュニケーションロボット 120595	*
	1374						8-6771-04	スマートオーガナイザー334313	*
	1376						8-3405-06	アロマオイル 13736 ラベンダー	*
		224					2-8917-16	全塩素液体試薬 HI 93701-T	*
		294					2-8807-01	防虫対策用ブラシ 23020000	*
				65			3-3274-01~04	樹脂サンプルプレートPAB-□50タイプ	
				65			3-3275-01~04	樹脂サンプルプレートPAB-□100タイプ	
				65			3-3276-01~04	樹脂サンプルプレートPAB-□195タイプ	
				65			3-3277-01~04	樹脂サンプルプレートPAB-□300タイプ	
				135			2-9820-01	樹脂メッシュPP5-#100	*
				139			3-2515-11	ネトロンネットWF5-GN-1000	*
					8		3-7176-01~04	ダイロープ手袋 T2-F・Dタイプ	*
						11	7-2720-01	ダイニチ加湿器 HDEN500W	*