

# 取扱中止のお知らせ

\*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ						品 番	商 品 名	代 替 品
総合・SANQ	ナビス	SF2016	プロセス	素材	ナビ助			
68						1-2240-01	デジタル恒温槽 6788-SB	
109	201	176				1-7927-01	スリム型薬用保冷庫 FMS-173GS	*
109	201	176				1-5460-03	冷蔵ショーケース FMS-303GS	*
109	201	176				1-7927-02・03	薬用保冷庫FMSシリーズ	*
110	202	176				2-8021-01	スリム型薬用保冷庫 FMS-123GS	*
195						2-3869-05・06	ホモジナイザー	*
264						1-4496-01・21~23	紫外線LED照射器LX405Sシリーズ	
648						1-1268-01	デジタルマイクロスコブ500X	
649						3-6095-01	デジタルカメラ拡大鏡 DM540	
783	31					1-8318-11	耐薬引違保管庫 N-90RB(515)	
875						1-4413-11~16	デシケーター	*
1692				158		6-5021-01・04	耐熱性無機質接着剤	
1840						7-5613-01	パイプ用チューブブラシ 長柄4連	*
1864						61-0446-22・24	ステンレス角ハンガー	
1864						61-0446-25	PIH-M20Sステンレス丸ハンガー	*
1925						9-4001-52	使い捨て式防じんマスク9322J-DS2	*
2234						1-7667-13・14	静電気除去ブロワYM-1000D	*
2285						1-2820-02・03	シッパーHWSシリーズ	*
	202					2-8021-11・21	薬用保冷庫FMS-123GS麻薬金庫付	*
	389	283				8-8331-01	防水型高画質カメラMTW-SD02HIR	*
	443					8-9002-01	衝立H032 グレー	
	467					0-5398-16	ステソスコブ 3137CPR	*
	507					0-8545-01~03	フェバー体温計	
	611					8-8649-02・03	コアルーバッグDTTJ01	*
	635					8-6419-01~03	ライト付スタイレット	
	707					8-5863-04	楽らく腰ガード スリム 63085 2L	*
	763				311	7-1110-01	仰臥位イージースフロ-KSE-01	
	809					8-8271-01	カラフル上肢台GL-P	*
	1028					8-9517-01・03~05	手術衣ズボンREP155C/3	
	1067				71	8-2679-44	在宅ケアベッドHBS-041-MS2	*
		249				2-3583-01~03	食品触感試験機 FRTシリーズ	*
			78			2-6072-01	低グルコースSH30021.01	
			78			2-6428-01~06	高グルコースSHシリーズ	
			78			2-6429-01~04	RPM11640SHシリーズ	
			78			2-6440-01・02	細胞解離用試薬	
			79			2-6451-01~04	幹細胞培養製品	
				73		3-3109-01~09	丸棒・板TECATRON GF40-1	
				79		3-3089-01・02	丸棒TECAPEEKタイプ	
				83		3-3075-03~20	丸棒TECASINT4111タイプ	
				83		3-3076-01~18	板TECASINT4111タイプ	
					298	7-2080-01	衣料用漂白剤 ワイドハイター	*