

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ						品 番	商 品 名	代 替 品
総合・SANQ	ナビス	SF	設 備	素材	プロセス			
13						1-5184-01	熱風循環オープンKLO-30M	*
14						2-6800-01	恒温乾燥器MOV-212F-PJ	*
14						2-6800-03	恒温乾燥器MOV-112F-PJ	*
27						2-939-21	検査書付クールインキュベーターCIX150	*
27						2-939-22	検査書付クールインキュベーターCIX250	*
27		55				2-939-01	クールインキュベーターCIX-150	*
27		55				2-939-02	クールインキュベーターCIX-250	*
115						3-6735-01	小型製氷機Ti-24	*
171						3-7028-05	ボルテックスミキサーMX-E	
189						1-6682-22	SUSジェネレーターG7-95	*
217						3-6492-11	冷却ユニット19-8010	
217						3-6492-16	カートリッジ 19-345-107	*
260						1-5280-02	ハンダコテSKZ-01	
308						3-6276-01	スマートポンプ ASP-250	
382		192				2-8605-02	赤外線サーモグラフィE5	*
382		192				2-8605-04	赤外線サーモグラフィE8	*
580						3-6254-11	マスフローコントローラPE-D20	
631						2-5711-01	実体双眼顕微鏡SZ-3003	*
655						2-630-13	コールドライトFGF6F	
1124						2-5894-02	液体窒素保存容器SC20/20	*
1339						3-6118-01	洗浄瓶キャリアBGS024	*
1663						3-5090-06~10	ポリイミドフィルム	
1793						2-9841-02	ホワイボード両面タイプWSK-1800	*
	419					0-3304-05・11・13・15	診察台(角パイプ脚)	*
	419					0-3305-05・11・13・15	診察台(丸パイプ脚)	*
	667					8-4063-01	医療用弾性ミトン531001 ベージュS	
	667					8-4063-02	医療用弾性ミトン531002 ベージュM	
	667					8-4063-03	医療用弾性ミトン531003 ベージュL	
	667					8-4064-01	医療用弾性ミトン531101 ブラックS	
	667					8-4064-02	医療用弾性ミトン531102 ブラックM	
	667					8-4064-03	医療用弾性ミトン531103 ブラックL	
	667					8-4065-01	医療用弾性ミトン531201 ピンクS	
	667					8-4065-02	医療用弾性ミトン531202 ピンクM	
	667					8-4065-03	医療用弾性ミトン531203 ピンクL	
	667					8-3940-01	医療用弾性スリーブ530201 ピンクS	*
	667					8-3940-02	医療用弾性スリーブ530202 ピンクM	*
	667					8-3940-03	医療用弾性スリーブ530203 ピンクL	*
	979					7-1115-01	洗浄剤ブライム 2367544	*
	982					7-1141-01	アニオス RHWAN11813038	*
	1064					8-1894-02	サージカルクリッパー 9661SET	*
				61		3-3072-10~12	ジルコニア板	*
			113			3-3668-32~33	アームユニット	*
		189				2-7223-01	中心温度計 AD-5625 ホワイト	*
		14				2-8949-09	試験管付綿棒 CTBI-754A	*
		11			91	2-3099-11	タンパク残留スワブDHB120 加熱器	
		227				2-8970-14	アレルゲン検出キット051556	
		227				2-8970-06	アレルゲン検出キット056014	*