

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ					品 番	商 品 名	代 替 品
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	SF	アズツール			
1135					2-8125-11	水中ヒーター NHA-095	*
1275					3-4995-01・11、3-4996-01・11	ウエスタンプロット検出試薬	
1276					3-6220-01~02、3-6221-01~02、 3-6222-01~02	PCR用試薬(長鎖合成PCR/高正確性PCR)	
1276					3-6264-01~06、3-6265-01~06	PCR用試薬(スタンダードPCR/ホットスタートPCR)	
1277					3-6110-01~02	リアルタイムPCR用試薬(HRM分析用)	
1277					3-6111-01~02	PCR用試薬(ダイレクトPCR)	
1277					3-6252-01~06、3-6253-01~04	リアルタイムPCR用試薬(プローブ方式/ダイ式)	
1779				99	3-5906-02~03	絶縁ドライバースセット	
1889			361		3-5076-01	サイクロンクリーナー VS-5202 パープル	
1935					2-1051-01	防塵防毒マスク6000DDSR/2091RL3 S	*
2054					2-9767-01~05・07、2-9768-01・02・05~07、 2-9769-01~07、2-9904-01~03・05~07、2-9905-01~07	安全スニーカー	
2112	406				2-1553-01	レーザーパーティクルカウンター 3887	*
2291					7-593-01	マルチ真空ピンセット NCQ1	*
	463				8-3159-51	ポケットシャープスコンテナ0.4 ケース	
	498				8-8331-11	防水型高画質カメラMTW-SD02AHD	
	1202				7-1222-01~06	クーデック輸液ポンプCIP-100T	
	1233	259			0-6229-31	1400mlプラ瓶 D7317-MWD2	*
	1705	58			0-7817-11	シャトレチェアBSW-6050四輪自在穴	*
					1-1403-11	食品衛生検査指針 微生物編 2015	
			227		2-7428-11~15	アレルギー検出キット	*
			188		3-4718-01	真空調理用芯温度計セットHI9063VC	*
			267		3-4743-01	検食用チャック袋KSH-4	
				58	3-7256-02	ブラダンシート 3.0	*
		128			7-1883-03	ゲルファースト ゲルファースト ローズ	*
		128			7-1885-03	FC-コキュー君 ローズ	*
		188			7-2575-01	肌ともパッド 80cc	*
		162			7-2617-01~05、7-2618-01~05、 7-2618-01~05、7-2621-01~05、 7-2622-01~05、7-2625-01~05、 7-2626-01~05、7-2629-01~05、7-2630-01~05	ダブルマジックII	*
			283		8-8332-01	高画質ドームカメラMTC-SD03DIR	
		234			8-9284-12	徒手筋力計MT-120	