

# 取扱中止のお知らせ

\*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ				品番	商品名	代替品
総合SANQ	ナビス	SF	アズツール			
157				1-1815-13	ソフトウェア labworldsoft	
172		407		8-6547-03	キュービテナーカートFSQBC-P	
182				1-1465-42	薄型シェーカー SA-7021	
189				1-6609-13	シャフトジェネレーターS50N-G45F	
205				5-3068-16	ハイフレックスホモジナイザー 1G	
212				3-6801-01,3-6802-01	低床プレス機	
267				3-5097-01~20	テンションチェッカーベン	
313				2-9494-12~13	マイクロフィルター	
370		351		8-6448-11	オゾン殺菌装置外付け検知ユニット	
401				3-1484-14	センサー PC151HT-A	
422				1-3556-13	分離プローブ S.TC1.2P	
501				1-3621-01	アンモニアメータTiN-9001	
514				1-2713-09	テドラバッグ1つ口スタンダード100L	
677				3-5889-01~02	望遠鏡	
683				3-6906-06	ファイバーレーザー MFSC-50	
685				3-6831-01-03	ファイバーレーザーマーカ	
701			93	1-7188-03~04	デジタルノギス	*
701			93	1-7188-13~14	校正済デジタルノギス	
963			60	3-6565-01	ボンベ運搬車 BHT	*
985				2-7211-04	フィルコンS カップ70μm	
1053				1-7393-02~03	ビベットスタンド	
1064				3-1609-04	アキュラエレクトロ926.0050	
1066				2-8046-12	スペアアダプタ 1.411.7	
1144				1-1861-01	焼灼メスキット 70-1700	*
1198				2-839-01	メンブレンフィルタ013100MFMCE	
1198				2-849-01	フィルタ013045MFPVDF	
1215				1-1380-03	シリンジフィルター PP025022	
1273				2-9883-05	DNAラダーマーカ-VIO-wide-1	
1283		93		1-2957-04	ディスポPPクリアカップ500ml 1箱	
1426				1-7800-04	セパラブルプラスコ005760-5000	
1491				2-9451-41	試験管9820-22	
1620				1-3825-10	コネクタ30-12.7MCT12-C	
1638				1-2040-04	LOK継手 VUWL-3	
1761				1-2015-02	タイムスイッチ TB23P	*
1787				1-2885-08	バーコードリーダ1900HSR-0USB	
1809				1-2161-02	超音波洗浄器 ASU-3D	*
1886				7-4037-14	ニューマティッククリーナー PPH-320	
1937				1-4556-04	吸収缶 CA-1P1/0V 2個入	
1970				3-3648-01	ベルテキマックスSFC-100 SS	
2138				1-9151-01	ワンピース PP1030X ブルーS	
2227				2-4904-05	アイボトル 茶 SCC500ml	
2227				7-2220-04	アイボトル 白 300ml SCC	
2257				3-5523-01	導電性フィルムPCFNB103CCA1m	
	77			8-9977-11	PCカートトレイ用ホルダー	
	89			7-1289-02	アクリルトレイMDオーブントレイ 小	
	115			8-6993-02	抗菌ステンレス静音ワゴンレギュラー3段	
	199			0-5625-03	カルテブック NS-420-4 グレー	
	284			0-8170-05	投薬瓶1本包B200滅菌1本×120袋入	
	441			8-5420-13・15・17	手術用手袋(トリアンフ クラシック)	*
	463			7-1328-13~14	注射針安全ディスポーザー	
	602			8-6677-09	エンジェルナーススコープ レッド	
	608			8-9809-15	141 チェストピースキット(小)	

掲載カタログ					品番	商品名	代替品
ナビス	ナビ助	SF	アズビュア	アズツール			
1001	318				8-8286-01	モビマットMAT001 ピンク×オレンジ	
1058					8-6534-01	脚立SS3T-H900	
1093					8-7079-02-05	点滴スタンド	
1156					61-9711-93	YB-Q2550 アトレスケア30枚	*
1212	254				8-4138-13	胃ろう交換セット 192575	
1213	252				8-8516-01	胃腸交換用カテーテル8000009265	
1222					8-6170-11~12	バリ・ネプライザー用部品	
1232	260				7-1241-05	吸引用交換部品E7236MWD2	
1247					7-1321-02	セレクトベント気管切開用マスク子供用	*
1283					6-645-31	ポリシーラーP-600	
1287					7-3842-01~06	プラズマ滅菌ロール	*
1345					8-6710-02~04	胃カテーテル	
1473	80				8-8510-01	吸溜快適マットベビー	
1503	93				8-6504-03	床ずれ予防パッドF3-W	
1557					8-3573-01~03	車椅子(アルミ製・背折れタイプ)	*
1583	135				8-6501-21	らくらくあるくんオレンジ	
1623					8-2772-22	電子レンジ IMB-T171-6	*
1651					8-9577-05	腎盂バルーンカテ0010660160	
1732	164				7-1763-01~07	快步主義 KS19732	*
1762					8-6851-06	メンズスラックス252-20 4L	
1763					8-6855-02	メンズジャケット半袖094-25 M	
1779					8-1124-04	ロングカーディガンC-10 LL ピンク	
1798					8-1504-02	電卓付き長時間タイマー CL-1160R	*
				3	3-1747-03	マイクロファイバーPU手袋2610RLL	
				41	3-1831-04	フィルターATW-P-25-P-500	
				70	3-1790-01	切断磁石スーパーカット RSC	
				71	3-1844-03	レジックロスベルトA80 X871SCA	
				74	3-1851-03,3-1853-01	カップブラシ	
				22	1-5110-83	アズビュア静電防止指サックLL	
				38	3-5275-08・18	標準菌株	
				51	2-8939-13	イーゼースパイラル 2Lボトル	
				79	2-2187-01-03-04	バイオロジカルインジケータ(EZ Test)	
				239	2-5212-01~02	分光光度計(水質分析用)	
				240	2-4245-01	テストキット 1.09751.0001	
				240	2-4245-02	テストキット 1.09752.0001	
				330	2-1222-11	食品ユニフォーム SP-SS	
				407	8-6548-01-03-05	クリーナーカート	
	5				8-9956-03	ナビロール医療ニトリル手袋 S	
	8				7-1403-01	サウンドアシストAT-SPH1000TV	*
	10				7-2189-02	ピントチェアリビング beige	*
	27				7-2696-01~03	サンキストポチプラス	*
	71				8-2676-16	スイングアーム介助バー KS-096AG	*
	143				7-1830-01	マーチS バイアスチェック	*
	164				7-1794-01~08	快步主義 L052	*
					7-1771-02-03-05-06、 7-1772-03~05-07、 7-1773-05~13、 7-1780-03~06、 7-1781-03-06、 7-1782-04-06-08、 7-1783-02-08、 7-1785-02~08	快步主義	*
	171				7-2174-01~04	家具調トイレラヴィーノコンパクト	