

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

| 掲載カタログ | | | | 品番 | 商品名 | 代替品 |
|---------|------|------|-----|--------------|----------------------|-----|
| 総合・SANQ | ナビス | ナビ助 | SF | | | |
| 128 | | | 390 | 1-305-11 | 卓上型万能ミキサー KMM770 | * |
| 277 | | | | 6-7189-12 | メタロールポンプMRP-1XG シリコン | |
| 399 | | | | 3-1483-01 | 放射型温度調節器TRT-301TC | |
| 472 | | | | 1-6936-11 | pH電極 ECGE7251000B | |
| 598 | | | 255 | 3-5440-03 | 光学式屈折計45-07 | * |
| 1104 | | | | 3-7118-01~07 | ナビスシリンジ(針なし・滅菌済) | |
| 1197 | | | | 2-336-01 | シリカ繊維円筒濾紙 2812-259 | * |
| 1612 | | | | 5-5666-21~31 | PPチューブ | * |
| 1886 | | | | 7-4037-23 | ニュマティッククリーナー HVR-160 | * |
| 2060 | | | | 8-5362-01 | 実験台プロテクター 14-666-301 | * |
| 2061 | | | | 1-6933-02 | 洗眼器 17-713-000 | |
| 2323 | | | | 62-0854-10 | 126SG 検知管 | * |
| 2324 | | | | 62-0854-15 | 139U 検知管 | * |
| | 676 | | | 7-4864-01 | 診察用電灯NV-OT10Y | |
| | 676 | | | 7-4864-11 | 診察用電灯交換用LED電球 | |
| | 684 | | | 61-9071-57 | ST-ZMF0007 LEDペンライト | |
| | 988 | | | 7-3320-05 | リハビリ専用油圧マシンRL-5 | |
| | 1345 | | | 8-6710-01~07 | ザヘルス胃カテーテル | * |
| | 1746 | | | 7-4737-01 | アップライトバイクSU135-30 | * |
| | | 10 | | 7-1886-02 | チェア KSC981DBブラウン | |
| | | 190 | | 7-2449-01~02 | パンツやわらかスリムうす型スーパー | * |
| | | 311 | | 7-1109-01 | 不随意運動イージースワローKIE-01 | |
| | | 311 | | 7-1109-11 | 不随意運動イージースワローKB1 | |
| | | 318 | | 7-2137-01~02 | ダンベルリング(ロコレッチシリーズ) | |
| | | 巻頭18 | | 7-4953-01 | スベラナイト A4-20 | |
| | | | 261 | 3-5104-01 | APベジBOX100-200本体 | |