

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ						品番	商品名	代替品
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	SF	AT			
333						2-1515-21	定量送液ポンプ NRP-3000	*
342						1-1837-02,04,06	定量ポンプFEM	
398						1-3043-01,02	油回転真空ポンプ E2M	
680						2-9737-01,02	線量計	
709						62-8594-40~45	ストレージオシロスコープ	*
836				282	130	3-5367-01	IPカメラACC1308A1WH	
870						3-5255-11	LED光源FOLS-01-660	
1641						3-6873-01~06	細口瓶用キャップノズル	*
1641						3-6873-17,18	ドロップキャップ	*
1661						1-4631-21	PSサンプル管瓶 PS-5橙	*
1661						9-892-11	ラボランPSサンプル管瓶 PS-5橙	*
1807						3-9674-17	三角プラスチック 29/42 300ml	*
2127						3-9563-60,61	金属材料	
2148						3-1952-16,18,20	酸化セリウム粉末	
2265						6-9179-21	クリップシーラー Z-1	*
2358	193					2-9648-01	テブラPROテープSM6XC	
2518						3-8815-01	傘入れ用袋スタンド	
2518						3-8815-11	交換用傘袋 200	
2709						3-7468-01	反射安全タスキ 2363-028	*
2732					30	3-9855-01~04	ドレインカバー	*
2805	393					8-3303-01	嘔吐物用凝固剤 ゲロボン 176-W	*
2814	1086					7-1191-11	エスマルヒ駆血帯YLU50	
3051						62-2992-53	F-300-1014 ESDマルチカバー	
3111					61	3-7063-01~03	ガラス管ヒューズ	
	371					7-4225-01	業務用光触媒式脱臭装置TP-F60	
	578					7-2907-04,05	スクリーンADS-No.16-HK	
	578					7-2927-04,05	スクリーンADS-No.18-HK	
	706					0-6053-21	加速度脈波計BCチェッカー 10.00M	
	879					7-1091-01	胎児超音波心音計JPD-100S4 桃	
	911					8-8857-01,03	カラーキーパー	
	923					8-6906-01	ベルトレディースチタン201212 S	
	964					7-4605-01~03	弾性ストッキングJP-U20T	
	964					7-4609-01~03	弾性ストッキングJP-U30T	
	1079					7-1349-02	ペインライトEMS	
	1175	276				8-3600-02	ソープサンリボン 2号 5本入	
	1380					61-3812-73	DA41S ピンセット ハンター	
	1400					61-3812-67~70	CC44S1 マイクロ剪刀耳鼻科用	
	1501	116				8-7088-01	体圧分散型マットレスWMR	*
		338				7-2906-11	コアルーバッグ CRKR1707グレー	*
		250				7-2720-11	ダイニチ加湿器 HD5017(W)	*
			305			3-1512-01	エアシャワー PCJ-87J	*
			305			3-7756-01,02	エアシャワー PCJ-87JP	*
				10		2-8950-01	ATPふき取り検査キット Pi-102	
				38		3-5275-12	標準菌株0497Z	
				203		2-2727-01	水分活性測定装置AquaLab Pre	
					43	3-7172-13	フィルターバッグ1BHS2LD-SZ	
					44	3-7170-01~09	フィルターシステム	
					44	3-7171-09	カートリッジ1KMS40H-SZ-E	