

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

掲載カタログ						品番	商品名	代替品
総合・SANQ	ナビス	ナビ助	設備	SF	AT			
26						3-8694-01	パーソナルインキュベーターH2200-H	
108						3-5209-01	IHコンロ IHK-T34-B	*
140						3-697-01,02	ジャーテスター SF4,6	
335						1-5072-01,02	送液ポンプ(可変ポンプ)07554	*
526						1-9897-04	バイメタル表面温度計TMS50N-250	*
557				196		6-8030-21	温度(湿度)記録計TR-72wf	*
557						4-342-01	温度記録計 TR-71wfカバー付	*
557						4-383-01	温湿度記録計 TR-72wfカバー付	*
595						1-3538-11	交換電極 HI 1285-5	*
960						3-2015-11	ポリタンク用台車 DL-55	*
972						2-8218-02	クリーンチェア TCC-20LN	
1058			314	172		3-1145-01	バイオクリーンベンチ ICB-840J	*
1178						61-0424-17	KC-230R小物キャビネット	*
1198						1-2172-11	アクティブワゴン SW-3P-W	
1198						1-2172-14	アクティブワゴン SW-4SP-W	
1198						1-3940-11~14	アクティブワゴン SW	
1218				405		1-3221-01~06	ハンドリフターATH	
1219						1-3222-01~03	ハンドリフターATH-SUS	
1274						3-8709~8710-02,03,06	凍結容器用テープTFS	*
1282						3-546-01	ディープウェルプレート89106-790	
1623						2-4303-12	ハイフィデリティ制限酵素R3535L	
2337						3-9008-01,03,05	布製工具ケース FTC2	
2343						3-9836-01,02	基盤 IchigoJam-T	*
2343						3-9836-03	スターターフルセット T-SFSET	*
2381						3-8379-01	スマートラベルロック GT2000	*
2388						2-3400-04~08	疲労軽減クッションマット C00304~8	
2483				75		2-2812-01~04	高圧蒸気滅菌器HV	
2492	1289					0-198-34	HP滅菌バッグTS-160 100枚入	
2710					23	3-801-01~04	ハーネス WKS-10B-HB	*
2766						3-7561・7562-11	工場扇 KSF	*
2820	650	286				8-4783-01	電子体温計ET-C230P	*
2829	825					7-3898-11	パッドカートリッジ RQ-PC101	*
3074						7-593-05	マルチ真空ピンセット DSNQC1	
3074						7-594-17	チップ T37504TOR	
3074						7-594-35	真空ピンセット用チップT75013SST	
3142						3-965-01~04	ワイヤリールセット ID	
3191						4-179-01	ロボット製作キット MR-974	
	266					8-5202-01,02	調剤用電子天びんPJ	*
	338			345		2-3133-11	活性液 FCL-03	
	568					8-9743-01	ハンガーバスケット 7495BE	
	634					8-3333-01,11	全自動血圧計 診之助TM-2656VPW	*
	672					0-6801-07	予備電球(LS-150)04450-U	
	704					7-3853-01	Gel電極intercross-810A	
	704					7-3853-11	電極intercross-810-20	
	867					8-8696-19	プローブカバーOM-1200	*
	898					7-4367・4369-01~06 7-4368・4370-01	ニールスプリント	
	899					7-4371・4372-01~04	ニールキャスト	
	930					7-4373・4374-01,02	ハイブリッドシーネ	
	1200					7-3485-03	セーフフローバルブ4097145	*
	1241					8-1251-02	吸引スタンド 川重型吸引2個用VA-W	
	1259					8-3676-01	CPAPシステム XT Auto	*
	1260					7-3392~3394-01 7-3393-02	酸素濃縮装置	
	1397					7-4536-02	整形外科用ペンチ 大	
	1423					7-3479-02~04	縫合糸切糸B45SV	
	1495					8-1551-11,13	スモール湯たんぽ	*
	1580	207				8-2966-01~03	ダンスローブライツスリム	*
	1680					61-6712-24	6003410 ウォーマー25FA(M)	*
	1680					61-6712-25	6003420ウォーマー25FA(LM)	*
	1761					0-7672-01~03	ドクタウェアKES-5167ページュ	*
	1783					7-2947-03,06,08,09	サンコークロックス10074 白	
	1783					7-2948-02,05,07	サンコークロックス10074 黒	
	1809					7-1197-01,02	クリップ付キーホルダーCKH	*
		19				7-5399-01	アタック消臭ストロング粉末	
		27				7-2685-03,07	小さなハイカロリーゼリー	
		93				7-1962-01	ピララ®ケアワイブ 090006	
		222				7-2345-01	トリベンバッグ	
		449				3-4647-05	災害用レトルト食品7043405	
					59	61-8545-76	PBL-30 充電LEDパランドル	