

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

| 掲載カタログ | | | | 品番 | 商品名 | 代替品 |
|---------|-----|-----|-----|-----------------|----------------------|-----|
| 総合・SANQ | ナビス | 設備 | SF | | | |
| 160 | | | | 3-7016-02 | マグネチックスターラーMS-M-S16 | * |
| 191 | | | | 4-741-12・13 | マイクロプレートアタッチメント | |
| 265 | | | | 5-5600-19・20 | 電磁ふるい振とう機 | * |
| 717 | | | | 1-1107-02-20 | マルチメータCDM-2000D 校正書付 | * |
| 788 | | | | 2-7468-01・02 | ストロボスコープ DT | |
| 960 | | 224 | 173 | 2-7597-01 | 流し台(電気温水器付) XJ900セット | * |
| 972 | | | | 3-9791-04 | 抗菌カラフル椅子 ASSTB127F 黒 | |
| 1010 | | | | 1-3454-04・05 | 薬品保管庫 | |
| 1118 | | | | 2-7968-01~04 | ガス置換デシケーター VGD | |
| 1178 | | | | 61-0424-19・22 | KC小物キャビネット | |
| 1272 | | | | 2-5479-01 | クライオチューブ 366656 500本 | |
| 1430 | | | | 3-7470-01 | 保冷温バッグ 4436-088 | |
| 1550 | | | | 61-0204-61 | SCHVU11RE STERICUP-H | * |
| 1712 | | | | 3-9139-01 | ネジ口びん用ラベル 6310674 | * |
| 2104 | | | 148 | 6-652-01 | ホースバンド 22-14 | |
| 2104 | | | | 9-873-01 | ラポランホースバンド 22-14 | |
| 2354 | | | | 3-9053-01・02 | 壁掛け型TVモニターマウント | |
| 2390 | 219 | | | 7-2974-01・02 | 倒れにくいマグGR-D007BK | |
| 2400 | | | | 3-8121-03 | 小型加湿器 SHM-120D-C | |
| 2559 | | | | 1-3609-01 | マスクFF-400J/2091-RL3M | * |
| 2560 | | | | 1-2873-01 | 防毒マスク FF-400J M | * |
| 2633 | | | | 3-589-01 | 耐冷耐熱ミトン 89026-680 | * |
| 2740 | | | | 3-7477-05 | 油吸着マット 海上用 | |
| 3051 | | | | 62-2992-52 | F-300-0710 ESDマルチカバー | |
| 3166 | | | | 3-168~175-01~20 | 単列深溝玉軸受6000・6200番台 | |

| 掲載カタログ | | | | | 品番 | 商品名 | 代替品 |
|--------|-----|----|-----|----|--------------------|------------------------|-----|
| ナビス | ナビ助 | 設備 | SF | AP | | | |
| 83 | | | | | 0-6633-02 | カルテワゴン CW-60H-A 60冊用 | |
| 124 | | | | | 8-6755-04 | ワゴンFLF006-4LG-WHT 4段 | |
| 186 | | | | | 0-4187-11~13 | メディコールII | |
| 220 | | | | | 8-5257-04 | スキマ型ワゴン 61-129-5-1 | |
| 240 | | | | | 7-3196-01 | ABSバケツ角型 10L Art. 4401 | * |
| 516 | | | | | 7-2963-01,02 | 防災セット2349 | |
| 530 | | | | | 8-4161-04 | 訓練用モデルGM-UC0020 | |
| 704 | | | | | 8-7554-01・02・04・07 | 心電計用電極 | * |
| 977 | 67 | | | | 0-7130-01 | 足浴バケツ(30L) SAX30B(青) | |
| 1342 | | | | | 8-6965-01 | アダプタC-PMLLA-VTA-L | |
| 1357 | | | | | 8-9514-01~05 | 手術衣REP136C/3 | |
| 1364 | | | | | 62-2191-19・20 | iFloIPCDC用ガーメント | |
| 1432 | | | | | 7-4164-01 | 揺動ベッドpulpulPM-A190 | * |
| 1569 | | | | | 7-3135-02 | テーブルnishiuraT-D-0 | |
| 1714 | | | | | 0-3094-01 | 入浴介助用ネット スウィーパーライト | * |
| 1739 | 3 | | | | 8-4085-01 | 操作支援スイッチ00048C00 | |
| | 238 | | | | 7-4928-03 | ポイテック ワインレッド | |
| | 353 | | | | 7-5588-04 | ピタットクッション PT-CS BR | |
| | 401 | | | | 61-6066-24 | 102957グリーンペットベジミニトマット | |
| | 418 | | | | 7-5687-02・03 | 水で書けるはじめてのお習字 | |
| | | 93 | | | 3-3673-06 | アームシステムFX-CB500 | |
| | | | 219 | | 3-5414-03 | 採水用サンプリングバッグB01440WA | * |
| | | | 224 | | 2-8917-18 | セル用キャップ HI 731335 | |
| | | | | 5 | 3-1723-51 | APラテックスGエンボスLBT100LL | * |
| | | | | 14 | 3-7379-01~05 | アズピュア黒色PU手袋ナイロン | * |