

取扱中止のお知らせ

*印の商品には代替品がございます。お問い合わせください。

平成28年12月31日現在

掲載カタログ							品 番	商 品 名	代替品
総合・SANQ	ナビス	SF	プロセス	素材	アズツール	ナビ助			
351							2-2280-23	高精度電子天びん ALE 424F	
635							3-6411-01～03	金属顕微鏡 HRM-330シリーズ	
644							2-7638-14	顕微鏡デジタル Moticam580	*
651							3-5532-01～02	デジタルマイクロスコープHDS5800	
656							2-232-24	ルミナエースLA-150UE 2分岐付	*
1058							2-8249-09・11	フィンチップ	*
1080							2-978-02	ピペットチップTR10RKJ	*
1080							2-979-02	ピペットチップTR200YRKJ	*
1080							2-980-02	ピペットチップTR300RKJ	*
1291							3-6874-01～03	バリア層付き丸型瓶	*
1296							3-6981-01～04	細口角瓶	*
1296							3-7129-01～08	広口角瓶	*
1490							3-4918-06	ピペット86.1175.010	*
1590							3-6516-01	石英るつぼ SJM-15HT	
1590							3-6516-11～13	石英るつぼ用フタ	
1671							3-5093-23	樹脂メッシュ 07-800/55	*
1773							1-2011-01～04	OAタップ WHAシリーズ	*
2044							2-8961-01・04・05	レインウェア オレンジタイプ	*
2044							2-8962-05	レインウェア ネイビー 4L	*
	467						0-5398-01・06	リットマンステススコープ(カーディオロジーⅢ)	*
	502						8-9792-21	上腕血圧計EW-BU76-W	*
	625					302	8-9632-21	自動体外式除細動器AED-2100	*
	679						8-9197-14～17	病産院用哺乳瓶乳首 KRシリーズ	*
	770						8-6251-01	電動鼻水吸引器すーすー	
	1070						8-4663-01	ベッドサイドレール KS-161G	*
	1076					73	8-6964-01	昇降式テーブルYST-1319	*
	1150						8-8437-01	いびき防止マウスピースAJ-NMS	*
	1173						8-6598-01～02	人工腎筋クッション	
	1233					181	8-9567-02	差込便器NBP-81WC	
	1320						8-6864-02・03	達成度チェック活動量計 H-302シリーズ	*
	1330						8-6870-01～02	マタニティパンツ HO-1958シリーズ	*
	1378						8-7031-01	スキンチェッカー6938	*
		100					3-4767-01～16	電子天びん PRACTUMシリーズ	*
		288					2-8403-01	ステンレスクリップボード 230×330	*
		340					2-7394-01～02	長靴殺菌庫 TD-M2シリーズ	*
			9				2-5107-01	サーモサイクラー050-551	
			60				3-3324-01～04	三次元培養プレート	*
			78				2-6072-02	低グルコース81090003	
			78				2-6428-11～13・15	高グルコース	
			78				2-6429-11～13	RPMI1640シリーズ	
			125				2-5852-05	シングルバス04142	
			192				3-3380-01～03・11・12	センサモニター	
			192				3-3424-01～05	シングルユース圧力センサー	
			192				3-3425-01～05	シングルユース温度センサー	
			192				3-3426-01～05	シングルユース導電率センサー	
			193				3-3368-01～03	送液ポンプ	
			193				3-3381-01	TFFシステム200-PURE-7181	
			193				3-3427-01～04	シングルユースパック	
			193				3-3428-01～04	濾過フィルタ PLGFシリーズ	
			193				3-3429-01～04	濾過フィルタ ZLHCシリーズ	
				146			3-1950-01	スチールビーズSB	
				146			3-1951-01～04	ステンレスビーズSUS304L	
				147			3-1948-01～06	ジルコニアビーズ DZBシリーズ	
				195			1-7568-03	PFAボトルACPFA-250-W	*
					50		3-7217-12	エクステンションチューブ	*
						86	7-1859-01	湯たんぽ・カバー 羊TPK-0011W	*