

2026年5月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2026年5月20日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
災害対策カタログ2025
サイエンスカタログ2026

2026年5月20日

 **アズワン株式会社**

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2025	サンクアスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長崎県産カボ チャログ 頁	サイエンスカボ ログ 頁
0-1020-02	打診錐(ケーラー(米式)) 針付	7,250	8,600			223						
0-1405-13	便器いす(折りたたみ式)用 交換用ゴム HA9010	460	490			1812						
0-1540-01	作業車カード 55人用 752×483×1287mm GC-55	274,000	291,000			1585						
0-1540-12	作業車カード 55人用(交換用別注) 1428×483×1287mm OC-55WIDE	374,000	415,000			1585						
0-2590-01	ホウキ(掃帚) 長さ178×幅188mm 1箱(2本入) 12品 No.12121	6,500	7,200	1562	1562				101			
0-2590-10	ホウキ(掃帚) 長さ275×幅200mm No.1449	6,500	7,200	1562	1562				101			
0-315-02	打診錐(踏踏式)	5,080	6,330			223						
0-3593-21	ナピール手袋 L 100枚入り	2,350	2,570			984						
0-3593-22	ナピール手袋 M 100枚入り	2,350	2,570			984						
0-3593-23	ナピール手袋 S 100枚入り	2,350	2,570			984						
0-4448-01	ワフタ折たたみ歩行器(固定型) HA6006	12,900	13,600			1748						
0-4448-11	ワフタ折たたみ歩行器(交換用ゴム1個入) R-041(交換用ゴム1個入)	450	470			1748						
0-4483-01	湯のみφ280×高さ100mm H94010	11,500	12,100			1203						
0-4483-21	湯のみφ280×高さ100mm H9410	590	620			1203						
0-5342-21	湯たんぽ(700mL)	1,500	1,900			1663						
0-659-44	松葉杖(アルミコーティング) 交換用中足 HC9111-00-AS	430	450			1762						
0-6617-07	松葉杖(アルミコーティング) 交換用グリップ止め部 HC9051	580	610			1762						
0-6617-23	松葉杖 交換用先端部 HC9080	520	550			1762						
0-6617-41	松葉杖 適合身長(参考):137~157cm 1箱(2本入) HC2080T	5,100	5,360			1762						
0-6617-42	松葉杖 適合身長(参考):157~178cm 1箱(2本入) HC2081T	5,200	5,470			1762						
0-6617-43	松葉杖 適合身長(参考):178~188cm 1箱(2本入) HC2082T	5,300	5,590			1762						
0-6617-51	松葉杖 交換用握柄(グレー) HC9005GR	740	780			1762						
0-6617-52	松葉杖 交換用グリップ(グレー) HC9015GR	740	780			1762						
0-6620-01	オーバートーブル(昇降止め式) 600mm HP1030	21,000	22,100			1617						
0-6620-02	オーバートーブル(昇降止め式) 800mm HP1060	18,200	19,200			1617						
0-6629-11	トイレ椅子(シャワー) 取付用 交換用部品 HC930	720	750			1812						
0-6630-01	高さ調節機能付きシャワーいす(背無し・座幅515mm) HS4083	9,870	10,400			1890						
0-6630-02	高さ調節機能付きシャワーいす(背付き・座幅515mm) HS4251	11,100	11,700			1890						
0-6650-01	車イス用イリコリガードカバー HP2010	5,300	5,570			1730						
0-6651-01	車イス用イリコリガードカバー HP3040	5,300	5,590			1730						
0-7969-01	ナニシング船着車 557×350×840mm SW220	88,000	91,500			1458						
0-7969-02	ナニシング船着車 557×350×840mm SW222	88,000	91,600			1458						
0-8051-01	ハイオクハードケースφ50mm×50mm 裸	690	7080			1089						
0-8070-01	シャワーいす(回転式) HS4335	23,100	23,800			1891						
0-8073-01	シャワーいす(可動式)H1掛け/座面角タイプ HS4510	22,600	23,800			1891					101	
0-8073-02	シャワーいす(可動式)H1掛け/座面Lタイプ HS4520	22,600	23,800			1891					101	
0-8128-12	Uシートシャワーいす 背付	13,800	14,500			1890						
0-8128-01	トイレ椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm HT2100	1,430	1,510			1812						
0-8128-11	トイレ椅子(折りたたみ式)用 交換用バケツ HT0020	1,430	1,510			1812						
0-837-01	ロフトランドクラッチ(160~185cm) HC8012	4,650	4,750			1765						
0-9888-11	CA500用切替板 6枚入	400	500			1584						
0-9888-01	車イスカード32人用 オープンタイプ 620×360×750mm HYC-32	176,000	182,000			1584						
0-9888-02	車イスカード48人用 オープンタイプ 620×360×1028mm HYC-48	197,000	206,000			1584						
0-9888-03	車イスカード32人用 覆付扉タイプ 714×360×782mm HYC-32T	291,000	297,000			1584						
0-9888-04	車イスカード48人用 覆付扉タイプ 714×360×1060mm HYC-48T	390,000	399,000			1584						
I-102-01	モニター IWB-1000A	55,500	70,000	78	78							
I-103-11	ラムドエース(デジタル恒温器型 水補付) HT-100VND	108,000	117,000	77	77							
I-104-01	コンスタントレール HCL-10-R	62,600	68,100	73	73							
I-107-03	ラムドエース(アナログ恒温器型) 98×357×228mm HT-80	122,000	131,000	77	77							
I-113-01	ハイパーモニター HCL-10-R	68,100	73,600	285	285							
I-1616-03	スタンド(ステンレスシヤフ) 平台 小型	6,000	5,180	1816	1816							
I-1617-02	スタンド(ステンレスシヤフ) 三層 中型	5,100	6,500	1816	1816							
I-1617-03	スタンド(ステンレスシヤフ) 三層 小型	4,100	5,270	1816	1816							
I-1640-01	縦型製氷機冷凍庫 410×330×815mm MUC-ZJT	298,000	316,000	2102	2102							
I-1640-02	縦型製氷機冷凍庫 410×330×815mm MUC-ZJT-E	214,000	223,000	2102	2102							
I-1647-01	モジュールコンテナ 透明 PZ-0001	6,490	7,790	1657	1657							
I-1647-02	モジュールコンテナ 透明 PZ-0002	2,760	3,320	1657	1657							
I-1647-03	モジュールコンテナ 透明 PZ-0003	5,100	6,120	1657	1657							
I-1647-04	モジュールコンテナPZ-0001用フタ 透明 PZ-1001	2,920	3,400	1657	1657							
I-1647-05	モジュールコンテナPZ-0002用フタ 透明 PZ-1002	940	1,130	1657	1657							
I-1648-01	モジュールコンテナ 透明 PZ-0004	1,290	1,550	1657	1657							
I-1648-02	モジュールコンテナ 透明 PZ-0005	1,130	1,360	1657	1657							
I-1648-03	モジュールコンテナ 透明 PZ-0006	1,030	1,240	1657	1657							
I-1648-04	モジュールコンテナ 透明 PZ-0008	690	850	1657	1657							
I-1733-25	廃液回収用ロー(HDPE材質) GL45 318952	24,500	25,300	1311	1311							
I-1969-01	ミニザルト SRP φ4mm/0.45μm 1袋(50枚入り) 17820	9,300	9,600	1274	1274							
I-1969-02	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50枚入り) 17575	14,300	14,800	1274	1274							
I-1969-03	ミニザルト SRP φ15mm/0.45μm 1袋(50枚入り) 17574	14,300	14,800	1274	1274							
I-1969-04	ミニザルト SRP φ25mm/0.2μm 1袋(50枚入り) 17575	30,200	30,600	1274	1274							
I-1969-05	ミニザルト SRP φ25mm/0.45μm 1袋(50枚入り) 17576	29,700	30,100	1274	1274							
I-1969-06	ミニザルト SRP φ15mm/0.2μm 1袋(50枚入り) 17578	14,300	14,800	1274	1274							
I-1969-07	ミニザルト SRP φ15mm/0.45μm 1袋(50枚入り) 17579	14,300	14,800	1274	1274							
I-1970-01	吸引式フィルターホルダー レザーバフス付き 16510	19,500	20,010	1253	1253							
I-1970-02	吸引式フィルターホルダー レザーバフス付き 16511	13,200	13,540	1253	1253							
I-245-01	マグネツクスター HS-50H	63,000	65,300	246	246							
I-250-02	マグネツクスター HS-30型	42,900	46,800	221	221							
I-254-11	強力マグネツクスター HS-45D	147,000	165,000	234	234							
I-255-01	マグネツクスター HS-360	178,000	195,000	226	226							
I-2616-11	ハイカムカメラ(1/3インチ)AE9201-010P用 クラウドカメラ付(1074)9590	68,600	70,060	2171	2171							
I-2616-21	ハイカムカメラ(1/3インチ)AE9201-010P用 クラウドカメラ付(1074)9590	71,200	62,000	2171	2171							
I-262-01	電池式スター HS-4DC	35,900	39,100	224	224							
I-269-01	試験機ミキサー HM-10H	61,300	64,900	259	259							
I-2781-01	ロッケ付テーブル 高さ調整型 GLRF5D	12,210	14,680	1663	1663							
I-2782-01	グリーンレーベルコンテナ 本体 1L GL-321.5	1,620	1,850	1657	1657							
I-2782-02	グリーンレーベルコンテナ 本体 1L GL-321.5	1,910	2,300	1657	1657							
I-2782-03	グリーンレーベルコンテナ GL321タイプ用フタ GL32	1,090	1,310	1657	1657							
I-2782-04	グリーンレーベルコンテナ 本体 1.8L GL-531	2,820	3,390	1657	1657							
I-2782-05	グリーンレーベルコンテナ 本体 2.4L GL-531.5	3,640	4,370	1657	1657							
I-2782-06	グリーンレーベルコンテナ GL531タイプ用フタ GL53	1,450	1,660	1657	1657							
I-2845-01	窓アキ透明オリタタミニコンテナ OC-50N	9,670	11,610	1663	1663							
I-2845-02	窓アキ透明オリタタミニコンテナ OC-75N	13,080	15,700	1663	1663							
I-2845-11	窓アキ透明オリタタミニコンテナ フタ(OC-50N用) OCF01B	3,700	3,340	1663	1663							
I-2845-12	窓アキ透明オリタタミニコンテナ フタ(OC-75N用) OCF02B	3,700	4,440	1663	1663							
I-2845-13	窓アキ透明オリタタミニコンテナ フタ(OC-50N用)	26,790	32,150	1663	1663							
I-2845-14	窓アキ透明オリタタミニコンテナ フタ(OC-75N用)	26,790	32,150	1663	1663							
I-3016-01	アズビエアキャップ(1箱100枚入り) YA-201	14,200	11,400								66	
I-3022-51	アズビエアポリイミドテープ 19mm 14巻 CCT130AS19	48,000	49,500								90	
I-3099-01	10速式マグネツクスター HS-400	273,000	324,000	227	227							
I-3219-11	小型電子顕微鏡計 TYP620H	243,000	232,000	652	652							
I-3254-31	アズラボグリーンズ 1箱(滅菌) 500枚入り	6,200	6,900	2041	2041							
I-3254-32	アズラボグリーンズ 2箱(滅菌) 250枚入り	6,200	6,900	2041	2041							
I-3254-33	アズラボグリーンズ 3箱(滅菌) 200枚入り	8,250	11,600	2041	2041							
I-3254-34	アズラボグリーンズ 4箱(滅菌) 100枚入り	5,780	7,990	2041	2041							
I-3254-35	アズラボグリーンズ 5箱(滅菌) 100枚入り	5,780	7,990	2041	2041							
I-3254-36	アズラボグリーンズ 6箱(滅菌) 100枚入り	9,410	13,500	2041	2041							
I-3254-37	アズラボグリーンズ 7箱(滅菌) 50枚入り	5,780	7,790	2041	2041							
I-3254-38	アズラボグリーンズ 8箱(滅菌) 50枚入り	20,130	29,300	2041	2041							
I-3520-11-20	ワイレステータロカ 温度1ch(内蔵) おんどとJRTF500Bシリーズ 手機校正証明書付 RTR501B	32,500	41,000	535	535							
I-3520-12-20	ワイレステータロカ 温度1ch(内蔵) おんどとJRTF500Bシリーズ 手機校正証明書付 ケース付 RTR501B	32,500	41,000	535	535							
I-3520-12-20	ワイレステータロカ 温度1ch(内蔵) おんどとJRTF500Bシリーズ 手機校正証明書付 ケース付 RTR501BL	36,500	45,900	535	535							
I-354-01	アズラボ滅菌手袋(パウダーフリー) M 1箱(100枚×50袋入り)	8,400	5,710	2243	2243							
I-354-02	アズラボ滅菌手袋(パウダーフリー) M 1箱(100枚×50袋入り)	8,400	5,710	2243	2243							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機材2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長崎県産カボ チャログ 頁	サイエンスカボ ログ 頁
I-6164-03	サニメント手袋 PE エンボス付(エコミー) L 1箱(100枚入) 外エンボスL	560	780	2250	2250	988						
I-6311-11	ペーパーハット 5枚入 81620000	3,650	3,550	2503	2503							
I-6311-12	ドライバキューム用ULPAフィルター 1枚入 1737601	137,000	131,000	2503	2503							
I-6311-13	ドライバキューム用HEPAフィルター 1枚入 11565000	85,000	87,700	2503	2503							
I-6311-31	ドライバキューム用HEPAフィルター 1枚入 107418525	44,800	44,800	2503	2503							
I-6311-41	ドライバキューム 9L 300×350×410mm GM80P	183,000	155,000	2503	2503							
I-6311-42	ドライバキューム 9L 300×350×410mm HEPAフィルター付 GM80P	285,000	261,000	2503	2503							
I-6311-43	ドライバキューム 9L 300×350×410mm ULPAフィルター付 GM80P	334,000	293,000	2503	2503							
I-6393-01-20	非接触型計量 校正証明書付 RM-2000	44,800	46,000	726	726							
I-6614-01	シリコン接着剤 TSE3941	4,520	4,980	1990	1990							
I-6685-12	オイルレス吸引ポンプ 10.7kPa Rocker400	82,900	85,000	399	399							
I-7303-01	コールドラップ500mm×300mm 6人	12,000	13,800	2008	2008							
I-7445-01	コールドラップ 導電レ-2H 導電レ-2H	3,320	4,080	1823	1823							
I-7493-01	ムップ ML-13	780	1,010	1823	1823							
I-7493-02	ムップ ML-16	920	1,190	1823	1823							
I-7493-03	ムップ MNL-16	1,280	1,640	1823	1823							
I-7493-04	ムップ MNR-16	2,150	2,750	1823	1823							
I-7493-05	ムップ MNR-18	2,200	2,820	1823	1823							
I-7494-11	ムップ MST-19T	1,800	2,320	1823	1823							
I-7494-12	ムップ サポート付き MRA-19T	2,200	2,820	1823	1823							
I-7494-13	ムップ 大口径型タイプ MGS-29T	3,320	4,080	1823	1823							
I-7495-01	両面クランプ ステンレスパイプ C-100	3,300	4,150	1818	1818							
I-7495-02	両面クランプ ステンレスパイプ C-80	3,050	3,950	1818	1818							
I-7495-03	両面クランプ ステンレスパイプ G-50	2,500	3,240	1818	1818							
I-7496-11	両面クランプ 自在ムップ付き 10~100mm CMF-100T	4,000	4,950	1818	1818							
I-7496-12	両面クランプ 自在ムップ付き 5~80mm CME-80T	3,800	4,860	1818	1818							
I-7496-13	両面クランプ 自在ムップ付き 3~50mm CME-50T	3,650	4,670	1818	1818							
I-7497-11	両面クランプ 固定ムップ付き 10~100mm CML-100T	4,000	5,010	1818	1818							
I-7497-12	両面クランプ 固定ムップ付き 5~80mm CML-80T	4,880	6,210	1818	1818							
I-7497-13	両面クランプ 固定ムップ付き 3~50mm CML-50T	3,850	4,870	1818	1818							
I-7581-11	リクテラ特製 器具 RTS-1973	40,400	41,700	740	740							
I-7649-01	穴付き赤ゴム棒 1種入 8号	115	140	1802	1802							
I-7649-02	穴付き赤ゴム棒 1種入 9号	145	160	1802	1802							
I-7649-03	穴付き赤ゴム棒 1種入 10号	170	190	1802	1802							
I-7649-04	穴付き赤ゴム棒 1種入 11号	200	230	1802	1802							
I-7649-05	穴付き赤ゴム棒 1種入 12号	210	240	1802	1802							
I-7649-06	穴付き赤ゴム棒 1種入 13号	265	300	1802	1802							
I-7649-07	穴付き赤ゴム棒 1種入 14号	300	340	1802	1802							
I-7649-08	穴付き赤ゴム棒 1種入 15号	325	360	1802	1802							
I-7650-01	穴付きシリコン棒 1種入 8号	230	270	1802	1802							
I-7650-02	穴付きシリコン棒 1種入 9号	240	280	1802	1802							
I-7650-03	穴付きシリコン棒 1種入 10号	280	320	1802	1802							
I-7650-04	穴付きシリコン棒 1種入 11号	380	440	1802	1802							
I-7650-05	穴付きシリコン棒 1種入 12号	480	550	1802	1802							
I-7650-06	穴付きシリコン棒 1種入 13号	540	620	1802	1802							
I-7650-07	穴付きシリコン棒 1種入 14号	630	730	1802	1802							
I-7650-08	穴付きシリコン棒 1種入 15号	710	810	1802	1802							
I-8018-01	ミラクルバック 粘着シール付平袋S 50枚入 35-1	3,830	4,790	1431	1431							
I-8018-02	ミラクルバック 粘着シール付平袋M 50枚入 35-2	5,010	6,290	1431	1431							
I-8018-03	ミラクルバック 粘着シール付平袋L 50枚入 35-3	6,010	7,580	1431	1431							
I-8018-04	ミラクルバック 粘着シール付平袋LL 50枚入 35-4	7,170	9,720	1431	1431							
I-8018-05	ミラクルバック 底折付角袋袋小 50枚入 35-5	10,900	13,700	1431	1431							
I-8018-06	ミラクルバック 底折付角袋袋中 50枚入 35-6	12,300	15,400	1431	1431							
I-8018-07	ミラクルバック 底折付角袋袋大 50枚入 35-7	13,800	16,900	1431	1431							
I-8213-01	エコリペール丸型用フタ グレー PEK5H本体	3,450	4,190	2183	2183							
I-8213-02	エコリペール丸型用フタ PEFN4SHフタ	1,000	1,200	2183	2183							
I-8213-03	エコリペール丸型用フタ グレー PEK6H本体	4,540	5,450	2183	2183							
I-8213-04	エコリペール丸型用フタ PEFN6Hフタ	1,330	1,600	2183	2183							
I-8213-05	エコリペール丸型用フタ グレー PEK7H本体	6,140	7,170	2183	2183							
I-8213-06	エコリペール丸型用フタ PEFN7Hフタ	2,070	2,490	2183	2183							
I-8213-07	エコリペール丸型用フタ PEK9H本体	10,010	12,020	2183	2183							
I-8213-08	エコリペール丸型用フタ PEFN9Hフタ	2,330	2,800	2183	2183							
I-8214-01	エコリペール丸型用フタ グレー PEK35H本体	3,950	4,890	2183	2183							
I-8214-02	エコリペール丸型用フタ PEK3H PEK3Hフタ	1,280	1,540	2183	2183							
I-8214-03	エコリペール丸型用フタ グレー PEK45H本体	4,330	5,200	2183	2183							
I-8214-04	エコリペール丸型用フタ PEK4H PEK4Hフタ	1,280	1,540	2183	2183							
I-8214-05	エコリペール丸型用フタ グレー PEK60H本体	6,190	7,490	2183	2183							
I-8214-06	エコリペール丸型用フタ PEK6H PEK6Hフタ	1,600	1,920	2183	2183							
I-8214-07	エコリペール丸型用フタ グレー PEK70H本体	8,270	9,930	2183	2183							
I-8214-08	エコリペール丸型用フタ PEK7H PEK7Hフタ	2,070	2,490	2183	2183							
I-8214-09	エコリペール丸型用フタ グレー PEK90H本体	11,620	14,280	2183	2183							
I-8214-10	エコリペール丸型用フタ PEK9H PEK9Hフタ	2,330	2,800	2183	2183							
I-8242-11	防じんマスク用フィルター/DR185-DR80用/RL2 (2種入) L2W7(めがね用)1種	1,850	1,800	2205	2205							
T-8396-05	補液瓶 1600mL 242092808	39,900	48,900	1708	1708							
I-8407-07	純水用カートリッジ Q3022937	4,200	4,380	1668	1668							
I-8450-05	【滅菌済】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー L 100枚入	5,960	7,340	2243	2243							
I-8450-06	【滅菌済】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー M 100枚入	5,960	7,340	2243	2243							
I-8450-07	【滅菌済】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー S 100枚入	5,960	7,340	2243	2243							
I-8450-08	【滅菌済】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー LL 100枚入	6,960	7,340	2243	2243							
I-8450-21-77	【純水洗浄】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー L 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,330	4,890	2243	2243							
I-8450-22-77	【純水洗浄】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー M 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,330	4,890	2243	2243							
I-8450-24-77	【純水洗浄】クリンノールニトリル手袋 ショート(パウダーフリー) ブルー S 1箱(50枚/袋×2袋入)	4,330	4,890	2243	2243							
I-8682-02	コナチナ(キャスター付き) BS-100	37,800	39,240	1665	1665							
I-8682-03	コナチナ(キャスター付き) BS-140	40,380	48,440	1665	1665							
I-8682-04	コナチナ(キャスター付き) BS-200	50,940	61,130	1665	1665							
I-8683-01	希釈バケツφ20 Q6208	3,780	4,520	1596	1596							
I-8848-07	ヒーター 50mL 211081708	1,150	1,190	1715	1715							
I-8848-07	ヒーター 5mL 211080701	1,500	1,580	1715	1715							
I-8899-01	ポンプ内蔵真空デシケーター VE-ALL	115,000	123,000	997	997							
I-9124-01	導電フラタシール 1箱(10枚入) YPDB0433	6,890	8,800	2555	2555							
I-9124-02	導電フラタシール 1箱(20枚入) YPDB0213	8,240	10,750	2555	2555							
I-9124-03	導電フラタシール 1箱(10枚入) YPH-A4	25,000	28,000	2555	2555							
I-914-11	ホットプレート HP-4530N	170,000	188,000	126	126							
I-915-11	フコエース(デジタル恒温器型)φ7×342×21mm HT-100N	149,000	165,000	77	77							
I-915-11	フコエース(デジタル恒温器型)105×142×320mm HT-800N	14,900	15,600	77	77							
I-9180-01	クリンインターグローブ クリーンハット 1袋(10枚入) NHG-11CP	2,860	4,090	2475	2475							
I-9180-11	【滅菌済】クリンインターグローブ クリーンハット	4,590	6,440	2475	2475				152			
I-9181-01	ハイクリーンポリ規格袋 150×250mm 1箱(100枚×5袋入) 1号	23,500	33,800	2041	2041							
I-9181-02	ハイクリーンポリ規格袋 200×300mm 1箱(100枚×5袋入) 2号	28,200	40,700	2041	2041							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アジア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長壽寄附カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
2-2396-01	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ1	11,650	13,980	2556								
2-2396-02	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ2	4,960	5,960	2556								
2-2396-03	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ3	9,220	11,070	2556								
2-2396-04	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ4	2,300	2,760	2556								
2-2396-05	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ5	2,300	2,760	2556								
2-2396-06	湯電タイフコンナー-PZ ECPZ8	1,050	1,260	2556								
2-2396-11	湯電タイフコンナー-PZ ECPZFA	5,100	6,120	2556								
2-3139-01	ヒスラツキ後継DDSキット ヒスラツキDDS	245,000	262,000				100					
2-3300-11	サニスベック装置新水 ORP-90	7,000	8,410	1373								
2-3300-12	サニスベック装置新水 ORP-225	7,000	8,410	1373								
2-3300-13	サニスベック装置新水 ORP-2000	7,200	8,640	1373								
2-347-11	ステップ増設板(pH-Fix)増設10.0ノズル(100枚入)	2,800	3,900	1343								
2-3688-11	アキュティイ(TM)MM-25寒天培地 05135	11,000	24,000				96					
2-3788-01	アキュティイ(TM)X-VP寒天培地 05135	12,000	14,940	1351								
2-3788-02	粉末培地 X-SAL寒天培地 05140	16,000	20,800	1351								
2-3788-03	粉末培地 X-GAL寒天培地 05631	12,000	13,820	1351								
2-3788-04	アキュティイ(TM)MM-25寒天培地 05631	18,800	18,470	1351								
2-4101-01	バッグインコンナー 20L 本体六有 フタ六無 BIC20-1	3,450	4,480	1513								
2-4101-02	バッグインコンナー 20L 本体六有 フタ六有 BIC20-1	3,900	4,680	1513								
2-4101-03	バッグインコンナー 20L 本体六無 フタ六無 BIC20-2	3,900	4,680	1513								
2-4101-04	バッグインコンナー 10L 本体六有 フタ六無 BIC10	3,450	4,480	1513								
2-4101-05	バッグインコンナー 10L 本体六無 フタ六有 BIC10	3,450	4,480	1513								
2-4101-11	バッグインコンナー 本体六有 フタ六無 青 BIC20-1	3,880	4,660	1513								
2-4101-12	バッグインコンナー 本体六有 フタ六有 青 BIC20-1	3,880	4,660	1513								
2-4101-13	バッグインコンナー 本体六無 フタ六無 青 BIC20-2	3,900	4,680	1513								
2-4101-14	バッグインコンナー 本体六有 フタ六有 青 BIC10	3,450	4,480	1513								
2-4101-15	バッグインコンナー 本体六無 フタ六有 青 BIC10	3,450	4,480	1513								
2-4101-21	バッグインコンナー 用台座 BIC-10用	13,200	14,800	1513								
2-4101-22	バッグインコンナー 用台座 BIC-20用	18,600	21,000	1513								
2-441-01-20	性状分類 MIRF-20K JCSS校正証明書付	35,000	41,000	461								
2-441-02-20	性状分類 MIRF-10K JCSS校正証明書付	29,000	34,000	461								
2-441-03-20	性状分類 MIRF-5K JCSS校正証明書付	26,500	31,500	461								
2-441-04-20	性状分類 MIRF-2K JCSS校正証明書付	21,000	25,500	461								
2-441-05-20	性状分類 MIRF-1K JCSS校正証明書付	18,500	23,000	461								
2-442-01-20	性状分類 M2RF-20K JCSS校正証明書付	32,000	37,500	461								
2-442-02-20	性状分類 M2RF-10K JCSS校正証明書付	26,500	31,500	461								
2-442-03-20	性状分類 M2RF-5K JCSS校正証明書付	24,000	29,500	461								
2-442-04-20	性状分類 M2RF-2K JCSS校正証明書付	20,000	24,500	461								
2-442-05-20	性状分類 M2RF-1K JCSS校正証明書付	17,000	21,000	461								
2-4501-01	セルスレーパー(12×240mm)1袋(1本×10袋入) 99002-i	6,440	7,430	1076								
2-4501-02	セルスレーパー(20×300mm)1袋(1本×10袋入) 99003-i	7,220	8,340	1076								
2-4501-03	セルスレーパー(20×380mm)1袋(1本×10袋入) 99004-i	11,920	13,800	1076								
2-4591-01	電子ピペッター(プロラインMid Plus) 710931	51,400	55,000	1207								
2-470-01-20	性状分類 20kg JCSS校正証明書付 F2RS-20K	141,500	157,000	461								
2-470-02-20	性状分類 10kg JCSS校正証明書付 F2RS-10K	106,500	118,500	461								
2-470-03-20	性状分類 5kg JCSS校正証明書付 F2RS-5K	63,000	72,500	461								
2-470-04-20	性状分類 2kg JCSS校正証明書付 F2RS-2K	65,500	73,500	461								
2-470-05-20	性状分類 1kg JCSS校正証明書付 F2RS-1K	42,000	48,500	461								
2-470-06-20	性状分類 500g JCSS校正証明書付 F2RS-500G	40,500	46,500	461								
2-471-01-20	性状分類 20kg JCSS校正証明書付 MIRS-20K	128,500	136,000	461								
2-471-02-20	性状分類 10kg JCSS校正証明書付 MIRS-10K	95,000	95,500	461								
2-471-03-20	性状分類 5kg JCSS校正証明書付 MIRS-5K	69,000	70,500	461								
2-471-04-20	性状分類 2kg JCSS校正証明書付 MIRS-2K	50,500	50,000	461								
2-471-05-20	性状分類 1kg JCSS校正証明書付 MIRS-1K	36,500	39,500	461								
2-471-06-20	性状分類 500g JCSS校正証明書付 MIRS-500G	33,500	31,500	461								
2-478-11	テイスセル 角型フタ 100個入 1962	1,010	1,050	1333								
2-494-01-20	内筒分類 F1CSB-20K JCSS校正証明書付	239,000	263,500	459								
2-494-02-20	内筒分類 F1CSB-10K JCSS校正証明書付	148,000	161,500	459								
2-494-03-20	内筒分類 F1CSB-5K JCSS校正証明書付	83,000	92,500	459								
2-494-04-20	内筒分類 F1CSB-2K JCSS校正証明書付	49,000	55,000	459								
2-494-05-20	内筒分類 F1CSB-1K JCSS校正証明書付	33,000	38,000	459								
2-494-06-20	内筒分類 F1CSB-500G JCSS校正証明書付	27,000	31,500	459								
2-494-07-20	内筒分類 F1CSB-200G JCSS校正証明書付	24,000	28,500	459								
2-494-08-20	内筒分類 F1CSB-100G JCSS校正証明書付	21,000	25,000	459								
2-494-09-20	内筒分類 JCSS校正証明書付 F1CSB-50G	18,000	22,000	459								
2-494-10-20	内筒分類 F1CSB-20G JCSS校正証明書付	16,000	20,000	459								
2-494-11-20	内筒分類 JCSS校正証明書付 F1CSB-10G	13,500	16,500	459								
2-494-12-20	内筒分類 F1CSB-5G JCSS校正証明書付	15,700	19,500	459								
2-494-13-20	内筒分類 F1CSB-2G JCSS校正証明書付	15,700	19,500	459								
2-494-14-20	内筒分類 F1CSB-1G JCSS校正証明書付	15,700	19,500	459								
2-495-01-20	内筒分類 F2CSB-20K JCSS校正証明書付	129,000	143,500	459								
2-495-02-20	内筒分類 F2CSB-10K JCSS校正証明書付	74,000	83,000	459								
2-495-03-20	内筒分類 F2CSB-5K JCSS校正証明書付	41,000	47,000	459								
2-495-04-20	内筒分類 F2CSB-2K JCSS校正証明書付	28,500	34,500	459								
2-495-05-20	内筒分類 F2CSB-1K JCSS校正証明書付	23,000	27,500	459								
2-495-06-20	内筒分類 F2CSB-500G JCSS校正証明書付	21,000	25,500	459								
2-495-07-20	内筒分類 F2CSB-200G JCSS校正証明書付	17,500	21,500	459								
2-495-08-20	内筒分類 F2CSB-100G JCSS校正証明書付	16,000	20,500	459								
2-495-09-20	内筒分類 F2CSB-50G JCSS校正証明書付	14,500	18,500	459								
2-495-10-20	内筒分類 F2CSB-20G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-495-11-20	内筒分類 F2CSB-10G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-495-12-20	内筒分類 F2CSB-5G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-495-13-20	内筒分類 F2CSB-2G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-495-14-20	内筒分類 F2CSB-1G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-496-01-20	内筒分類 M1CSB-20K JCSS校正証明書付	188,000	207,000	459								
2-496-02-20	内筒分類 M1CSB-10K JCSS校正証明書付	118,000	131,000	459								
2-496-03-20	内筒分類 M1CSB-5K JCSS校正証明書付	62,000	70,500	459								
2-496-04-20	内筒分類 M1CSB-2K JCSS校正証明書付	33,000	37,500	459								
2-496-05-20	内筒分類 M1CSB-1K JCSS校正証明書付	24,500	29,500	459								
2-496-06-20	内筒分類 M1CSB-500G JCSS校正証明書付	18,000	22,000	459								
2-496-07-20	内筒分類 M1CSB-200G JCSS校正証明書付	17,000	21,000	459								
2-496-08-20	内筒分類 M1CSB-100G JCSS校正証明書付	15,500	19,500	459								
2-496-09-20	内筒分類 M1CSB-50G JCSS校正証明書付	13,500	17,500	459								
2-496-10-20	内筒分類 M1CSB-20G JCSS校正証明書付	12,400	16,000	459								
2-496-11-20	内筒分類 M1CSB-10G JCSS校正証明書付	12,400	16,000	459								
2-496-12-20	内筒分類 M1CSB-5G JCSS校正証明書付	12,000	15,500	459								
2-496-13-20	内筒分類 M1CSB-2G JCSS校正証明書付	12,000	15,500	459								
2-496-14-20	内筒分類 M1CSB-1G JCSS校正証明書付	12,000	15,500	459								
2-5091-01	ビーカー 30mL	500	510	1714			335					
2-5091-02	ビーカー 50mL	350	400	1714			335					
2-5091-03	ビーカー 100mL	350	360	1714			335					
2-5091-04	ビーカー 200mL	410	420	1714			335					
2-5091-05	ビーカー 300mL	490	500	1714			335					
2-5091-06	ビーカー 500mL	740	750	1714								
2-5091-07	ビーカー 1L	1,440	1,470	1714								
2-5091-08	ビーカー 2L	3,510	3,580	1714								
2-5091-09	ビーカー 3L	5,680	5,800	1714								
2-5091-10	ビーカー 4L	8,610	10,100	1714								
2-5091-13	ビーカー 20mL	600	510	1714			335					
2-5091-22	ビーカー 10mL	500	510	1714								
2-5322-01	ミニザルト 50個入 0.2um 青 S6534-----FMOSK	18,600	19,200	1275								
2-5322-02	ミニザルト 50個入 0.45um 青 S6535-----FMOSK	18,600	19,200	1275								
2-5322-03	ミニザルト 50個入 1.2um 1758-----FMOSK	18,600	19,200	1275								
2-5322-04	ミニザルト 50個入 Sum S7594-----FMOSK	18,600	19,200	1275								
2-5323-01	ミニザルト(R) RC15-AC 50個入 0.2um 17761-----ACK	15,500	16,000	1274								
2-5324-01	ミニザルト フラス 50個入 0.2um 青 17823-----K	36,500	36,900	1274								
2-5324-02	ミニザルト フラス 50個入 0.45um 青 17828-----K	36,500	36,900	1274								
2-5488-12	遠沈管 20個×4袋 91051-	12,900	14,900									

品番	品名	旧価格	新価格	研究開発費 2025 頁	サンクコスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	飯橋2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	長崎商研カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
2-6391-53	サニベックテストバッグ ケース販売 1ケース(500枚×10箱入) L(コビル付)	124,000	162,000	1384	1384		47					
2-6391-54	サニベックテストバッグ ケース販売 1ケース(500枚×10箱入) L(コビル付)	147,000	192,000	1384	1384		47					
2-6391-56	サニベックテストバッグ ケース販売 1ケース(500枚×10箱入) L(コビル付)	133,000	174,000	1384	1384		47					
2-7588-11	サニベック薬用紙 50mm×110mm(400入) OR-50	23,000	27,800				38					
2-7588-12	サニベック薬用紙 50mm×110mm(600入) OR-50	38,000	45,800				38					
2-7825-01	EGボトル(少液タイプ) 10L KH-1	7,500	5,000	1533	1533							
2-7825-02	EGボトル(少液タイプ) 20L KH-2	4,800	5,800	1533	1533							
2-7825-03	EGボトル KH-1 前蓋200g	4,600	5,800	1533	1533							
2-7825-04	EGボトル KH-2 前蓋200g	8,600	7,000	1533	1533							
2-7909-01	湿潤箱 モイストチャンバー 270×190×51mm MC-NM12	13,300	13,900	1448	1448	297						
2-7909-02	湿潤箱 モイストチャンバー 363×263×50mm MC-NM20	17,600	18,300	1448	1448	297						
2-8258-21	コロニーカウンター Galaxy 330	160,000	164,000	1388	1388							
2-9146-01	オートクレープ用1000ml用(100枚入) S	15,000	23,800	1500	1500							
2-9146-02	オートクレープ用1000ml用(100枚入) M	13,900	15,300	1983	1983							
2-9654-48	安全減圧キャップ用排気フィルター(20Lタンク用)407986	34,800	35,800	1311	1311							
2-9656-01	廃液回収容器(GL45) 2.5L 107950	5,000	5,150	1311	1311							
2-9801-01	オートクレープ用耐熱PPバッグ 1袋(100枚入) L	3,010	4,000	2163	2163	1088						
2-9801-02	オートクレープ用耐熱PPバッグ 1袋(20枚入) S	1,620	2,110	2163	2163	1088						
2-9801-03	オートクレープ用耐熱PPバッグ 1袋(20枚入) L	2,190	2,850	2163	2163	1088						
2-9837-01	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 3000MMWCO/12箱入 VS15T91	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-02	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 3000MMWCO/12箱入 VS15T11	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-03	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 1000MMWCO/12箱入 VS15T01	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-04	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 3000MMWCO/12箱入 VS15T21	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-05	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 5000MMWCO/12箱入 VS15T31	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-06	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 10000MMWCO/12箱入 VS15T41	23,500	23,800	1261	1261							
2-9837-11	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 3000MMWCO/48箱入 VS15T22	74,200	77,600	1261	1261							
2-9837-12	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 5000MMWCO/48箱入 VS15T23	74,200	77,600	1261	1261							
2-9837-13	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 10000MMWCO/48箱入 VS15T24	74,200	77,600	1261	1261							
2-9837-14	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 3000MMWCO/48箱入 VS15T22	74,200	77,600	1261	1261							
2-9837-15	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 5000MMWCO/48箱入 VS15T23	74,200	77,600	1261	1261							
2-9837-16	遠心濃縮器(ビハスビン)(R)ターボ15 10000MMWCO/48箱入 VS15T24	74,200	77,600	1261	1261							
2-2052-01	グリーンロッカー PS-900	222,000	251,000					358				
2-2052-11	グリーンロッカー用ハンチング棚 1段目用 ハンチング棚(1段目用)	9,800	9,800					358				
2-2052-12	グリーンロッカー用ハンチング棚 2段目用 ハンチング棚(2段目用)*2	20,200	23,200					358				
2-220-01	サンプル管ケース M-1型	18,400	20,300	1005	1005							
2-220-02	サンプル管ケース M-2型	18,400	20,300	1005	1005							
3-399-01	ポセセル グリーンバック 12箱入 1212T	16,100	22,300	1562	1562				101			
3-399-02	ポセセル グリーンバック 1箱入 13	1,310	4,550	1562	1562				101			
3-399-03	ポセセル グリーンバック 1箱入 32	3,010	3,140	1562	1562				101			
3-399-04	ポセセル グリーンバック 1箱入 23	3,210	3,350	1562	1562				101			
3-399-05	ポセセル グリーンバック 1箱入 148	3,310	3,450	1562	1562				101			
3-399-06	ポセセル グリーンバック 1箱入 225	4,200	4,580	1562	1562				101			
3-399-07	ポセセル グリーンバック 1箱入 420	4,200	4,990	1562	1562				101			
3-399-08	ポセセル グリーンバック 1箱入 651	4,700	4,910	1562	1562				101			
3-399-09	ポセセル グリーンバック 1箱入 1180	5,400	5,650	1562	1562				101			
3-399-10	ポセセル グリーンバック 1箱入 1448	7,400	12,200	1562	1562				101			
3-4846-11	防水シート 1.4×2m	10,000	12,100									
3-4846-12	防水シート 1.4×3m	15,000	18,100									
3-4846-13	防水シート 1.4×4m	20,000	24,000									
3-4846-14	防水シート 1.4×5m	24,900	30,000									
3-4846-15	防水シート 1.4×6m	29,800	36,100									
3-4906-01	ソーボルクロス 1箱(50枚×16線入) XG-55	27,300	29,100	2029	2029							
3-5034-01	ニューダストアウトドライ用アクセサリー 浸バスケット組	2,700	2,940	2142	2142					147		
3-5034-02	ニューダストアウトドライ用アクセサリー 浸バスケット組	2,500	2,730	2142	2142						147	
3-5312-14	ダストアウト(R)ガラス器具保管庫用スライバスケケット 深	6,930	6,190	852	852							
3-5312-15	ダストアウト(R)ガラス器具保管庫用スライバスケケット 浅	5,930	5,970	852	852							
3-5374-01	業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 4.5kg×1本入 N4500	1,500	1,510	2111	2111	1999	139					
3-5374-12	業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 4.5kg×4本入 850mLボトル(空)付き N4500	6,000	6,070	2111	2111		139					
3-5375-01	業務用強力油汚れ用洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 5kg×3本入 A5000	1,600	1,620	2111	2111	1998	139					
3-5375-12	業務用強力油汚れ用洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 5kg×3本入 スプレーボトル(空)付き A5000 3本セット	5,400	5,450				139					
3-5375-13	業務用強力油汚れ用洗剤 A5000 4本セット	7,200	7,270	2111	2111							
3-5376-01	業務用脱脂洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 5.5kg×1本入 B5500	1,400	1,410	2111	2111	1049	139					
3-5376-11	業務用脱脂洗剤 Sani-Clear (サニクリア) 5.5kg×3本入 B5500 3本セット	3,300	3,310	2111	2111	1049	139					
3-5377-01	業務用アルコール製剤 Sani-Clear (サニクリア) 5L×1本入 E5000	3,300	3,310	2114	2114	1043	141					
3-5377-12	業務用アルコール製剤 Sani-Clear (サニクリア) 5L×4本入 スプレーボトル(空)付き E5000 4本セット	13,200	13,300	2114	2114	1043	141					
3-5378-01	業務用用ハンドソープ Sani-Clear (サニクリア) 洗剤料 5kg×1本入 H5000	3,100	3,110	2116	2116	1014	136					
3-5378-12	業務用用ハンドソープ Sani-Clear (サニクリア) 洗剤料 5kg×2本入 フォーム入付付き 3本セット H5000	7,200	7,210	2116	2116	1014	136					
3-576-03	グリーンレール用ビニールテープ 黄 11211-950	6,100	6,330	2510	2510							
3-583-12	通気流路管(薬菌液) 50本入 10025-682	5,750	6,820	1776	1776							
3-5939-01	ポリタンク 10L 標準品 ひとつ付 10L-BL 1口	1,850	2,110	1533	1533							
3-5939-02	ポリタンク 10L 標準品 ひとつ付 10L-BL 2口	1,850	2,110	1533	1533							
3-5939-03	ポリタンク SL-BL 1口	1,300	1,490	1533	1533							
3-6101-01	前薬品性真空ポンプ 10.7kPa Chemker300	15,400	16,000	401	401							
3-6121-02	薬品標準品広口洗淨機(Azlon) 250ml エタノール WGWS33V1TM	2,200	2,380	1574	1574							
3-6121-04	標準品広口洗淨機(Azlon) 250ml エタノール WGWS33V1TM	2,200	2,380	1574	1574							
3-6127-02	標準品三角広口ガラスコ 250ml 212273804	3,200	3,500	1671	1671							
3-6129-05	標準品ローラー 1000ml 211075409	5,820	6,300	1716	1716							
3-6129-06	標準品ローラー 2000ml 211076302	9,200	9,800	1716	1716							
3-6415-01	プレミウムグリップ(パウダークリーナー)指先エンボスタイプ) 100枚入	3,250	3,550	2241	2241							
3-6415-02	プレミウムグリップ(パウダークリーナー)指先エンボスタイプ) M100枚入	3,250	3,550	2241	2241							
3-6415-03	プレミウムグリップ(パウダークリーナー)指先エンボスタイプ) S100枚入	3,250	3,550	2241	2241							
3-6479-01	吸引漏捕ホド LaRi 400-LF30	126,200	130,000	1257	1257							
3-6626-02	OPPテープ(クローラム)用 48mm×90m 1巻入 PTC-48	590	800	2511	2511							
3-6626-03	OPPテープ(クローラム)用 48mm×90m 1巻入 薬液用 PTC-48	1,050	1,350	2511	2511							
3-7100-04	PP製時計皿 118.5φ mm 456	500	550	1710	1710							
3-710-02	ストレッチフィルム 500mm×300m×15μm 6巻入	6,780	7,860	2020	2020							
3-710-03	ストレッチフィルム 500mm×300m×17μm 6巻入	8,000	9,110	2020	2020							
3-710-11	ストレッチフィルムBC 500mm×500m×12μm 6巻入	10,100	11,600	2020	2020							
3-7104-02	メスプラスチック ClassA 10ml 218780807	1,800	1,900	1728	1728							
3-7108-01	ラベリン edding 0.75mm 線幅 黒 4-404001	600	620	1446	1446							
3-7120-02	ネジ止三角フラスコ(PB)1ヶセット(GL32) 250ml 218033653	7,770	8,170	1672	1672							
3-7121-11	保冷用(ポリ)安全容器(保冷) 5L 218033653	7,600	8,000	1672	1672							
3-7122-05	ヘルメット+保護メガネ用安全保護用具保管ケース ブルー MAXI-5	8,800	9,300	2237	2237							
3-7122-06	ヘルメット+イヤーマフ用安全保護用具保管ケース ブルー MAXI-6	8,600	9,000	2237	2237							
3-7122-08	防音スクリーン安全保護用具保管ケース ブルー MAXI-8	8,800	9,300	2237	2237							
3-7129-04	脱脂剤 2000ml 211 2500029213	950	1,000	892	892							
3-7179-11	消液棒(タンクステン電極棒) トロム入り φ1.6mm×150mm WT20	2,920	4,220	349	349							
3-7179-13	消液棒(タンクステン電極棒) トロム入り φ2.4mm×150mm WT20	6,340	9,700	349	349							
3-7219-01	産業用PE規格袋 0.08×1000×1900mm 170~200L 50枚 L-1	17,600	25,200									
3-7219-02	産業用PE規格袋 0.1×950×1700mm 110~200L 50枚 L-1	1,800	2,800									
3-7219-03	産業用PE規格袋 0.08×680×1200mm 50~90L 100枚 L-7	20,900	29,900									
3-7219-04	産業用PE規格袋 0.05×500×730mm 20~30L 500枚 L-9	26,000	37,200									
3-8186-01	ステンレススチールサフラー 150ml 5321-0300	42,400	47,800	1839	1839							
3-8246-01	ドラバキュームユニット D 638-74	4,500	5,200	1583	1583							
3-8305-12	ドラバキュームクリーナー 交換用エクステンションチューブ	4,750	6,400	2172	2172							
3-8305-15	ドラバキュームクリーナー 交換用コンピュール(32mm)	10,100	10,400	2172	2172							
3-8305-16	ドラバキュームクリーナー 交換用サフラー	8,440	8,200									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アジア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長崎寄附カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
4-5670-01	洗浄剤カラフルバリエーションブルー 250mL	290	330	1573	1573							
4-5670-02	洗浄剤カラフルバリエーションブルー 500mL	330	420	1573	1573							
4-5670-03	洗浄剤カラフルバリエーションブルー 1L	430	560	1573	1573							
4-5892-02	プロテクトムローブ S1503 MEDIUM	740	11,200	2258	2258							
4-6281-01	殺菌剤 700	79,200	79,200	2143	2143							
4-6281-01	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-1 11入	690	710	1801	1801							
4-6281-02	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-2 11入	620	890	1801	1801							
4-6281-03	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-3 11入	930	990	1801	1801							
4-6281-04	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-4 11入	1,110	1,170	1801	1801							
4-6281-05	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-5 11入	1,470	1,590	1801	1801							
4-6281-06	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-6 11入	1,690	1,750	1801	1801							
4-6281-07	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-7 11入	1,810	1,930	1801	1801							
4-6281-08	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-8 11入	2,210	2,430	1801	1801							
4-6281-09	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-9 11入	2,630	2,750	1801	1801							
4-6281-10	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-10 11入	3,190	3,450	1801	1801							
4-6281-11	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-11 11入	3,370	3,660	1801	1801							
4-6281-12	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-12 11入	4,340	4,700	1801	1801							
4-6281-13	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-13 11入	4,940	5,380	1801	1801							
4-6281-14	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-14 11入	5,820	6,320	1801	1801							
4-6281-15	[AC滅菌]ラボランシロン栓 NO-15 11入	6,390	6,950	1801	1801							
4-6459-01	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS019	3,000	3,150	992	992							
4-6459-02	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS011	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-03	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS010	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-04	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS012	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-05	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS013	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-06	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS014	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-07	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS015	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-08	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(25個入) VS016	18,600	18,900	1261	1261							
4-6459-09	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS018	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-10	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS019	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-11	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS012	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-12	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS012	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-13	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS012	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-14	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS012	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-15	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS012	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-16	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0142	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-17	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0152	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-18	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0162	58,600	60,300	1261	1261							
4-6459-19	真空濃縮器ピバスピン500 1箱(100個入) VS0172	58,600	60,300	1261	1261							
4-6460-01	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0291	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-02	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0211	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-03	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0201	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-04	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0221	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-05	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0231	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-06	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(25個入) VS0241	31,800	32,100	1260	1260							
4-6460-11	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0292	97,500	98,300	1260	1260							
4-6460-12	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0312	97,500	98,300	1260	1260							
4-6460-13	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0302	97,500	98,300	1260	1260							
4-6460-14	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0222	97,500	98,300	1260	1260							
4-6460-15	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0232	97,500	98,300	1260	1260							
4-6460-16	真空濃縮器(ピバスピン2) 1箱(100個入) VS0242	97,500	98,300	1260	1260							
4-6470-01	リベントイEVTH06BK-HA 20個	1,700	1,850	2063	2063							
4-6494-11	滅菌PSチューブ(自滅付) 5ml 500本(25本×20入り) 34181009Z	16,000	17,200	1769	1769							
4-6494-12	滅菌PSチューブ(自滅付) 15ml 500本(25本×20入り) 34181021Z	20,600	22,300	1769	1769							
4-6525-01	スライドガラス 92	900	850	1450	1450							
4-6535-01	薬品識別カラフル安全洗浄剤 AS-ACT	1,100	1,270	1574	1574							
4-6535-02	薬品識別カラフル安全洗浄剤 AS-ETH	1,100	1,270	1574	1574							
4-6535-03	薬品識別カラフル安全洗浄剤 AS-MTH	1,100	1,270	1574	1574							
4-6535-04	薬品識別カラフル安全洗浄剤 AS-SP	1,100	1,270	1574	1574							
4-6535-05	薬品識別カラフル安全洗浄剤 AS-PSF	1,100	1,270	1574	1574							
4-6595-01	耐熱・耐薬液製 FIREMAN SA/BF 25	23,500	26,100	2332	2332				180			
4-6595-02	耐熱・耐薬液製 FIREMAN SA/BF 26	23,500	26,100	2332	2332				180			
4-6595-03	耐熱・耐薬液製 FIREMAN SA/BF 27	23,500	26,100	2332	2332				180			
4-6973-01	クリアブルー(5巻)	1,400	1,470									
4-6973-01	クリーンルーム用マスク(耳掛けタイプ) クラス1000対応 50枚	850	880									
4-6973-51	クリーンルーム用マスク(耳掛けタイプ) クラス1000対応 2000枚	28,900	29,900									
4-734-02	モールド洗浄剤(フロロノナト) 500mL S800F	940	1,090	1548	1548							
4-734-03	モールド洗浄剤(フロロノナト) 1000mL S1000F	1,580	1,580	1548	1548							
4-772-11	廃液回収容器用交換タンクブルー	2,350	2,850	893	893							
4-772-12	廃液回収容器用交換タンクレッド	2,350	2,850	893	893							
4-772-14	廃液回収容器用交換タンクイエロー	2,350	2,850	893	893							
4-772-21	廃液回収容器 SF-R2	19,500	19,900	893	893							
4-772-22	廃液回収容器 SF-R2	19,500	19,900	893	893							
4-772-24	廃液回収容器 SF-G2	19,500	19,900	893	893							
4-786-01-22	ケールインキュベーター(高精度モデル) 106L 出荷前点検検査書付 CHI-106	469,000	469,000	69	69							
4-786-02-22	ケールインキュベーター(高精度モデル) 178L 出荷前点検検査書付 CHI-178	541,000	542,000	69	69							
4-786-03-22	ケールインキュベーター(高精度モデル) 230L 出荷前点検検査書付 CHI-230	637,000	638,000	69	69							
4-786-04-22	ケールインキュベーター(高精度モデル) 383L 出荷前点検検査書付 CHI-383	873,000	880,000	69	69							
5-068-02	ハイフレックス/プロセスホモジナイザー用部品 12L用 200×180×51mm	4,370	5,030	1562	1562							
5-085-02	廃液回収容器用型 角 20Lノズル-ロード付	2,650	3,200	893	893							
5-085-03	廃液回収容器用型 角 20Lノズル-ロード付	2,650	3,200	893	893							
5-085-10	廃液回収容器専用ロード目	720	840	893	893							
5-085-11	廃液回収容器用型 角 20Lノズル-ロード付	2,750	3,200	893	893							
5-085-12	廃液回収容器用型 角 20Lノズル-ロード付	2,750	3,200	893	893							
5-182-01	ブラッキンバット キャンペ	7,290	7,290	1569	1569							
5-182-02	ブラッキンバット ハリ切	830	1,020	1569	1569							
5-182-03	ブラッキンバット 両切	1,350	1,610	1569	1569							
5-182-04	ブラッキンバット 両切+切	2,720	3,540	1569	1569							
5-182-05	ブラッキンバット 半紙	4,180	5,380	1569	1569							
5-193-01	ポリバケツ φ225×210mm BA5B	890	1,070	2178	2178	1195						
5-193-02	ポリバケツ用フタ φ230×10mm BA5FB	320	390	2178	2178	1195						
5-193-03	ポリバケツ用フタ φ280mm BA10B	1,260	1,260	2178	2178	1195						
5-193-04	ポリバケツ用フタ φ280×20mm BA10FB	440	530	2178	2178	1195						
5-193-05	ポリバケツ φ315×285mm BA15B	2,060	2,480	2178	2178	1195						
5-193-06	ポリバケツ用フタ φ320×25mm BA15FB	530	640	2178	2178	1195						
5-210-01	モジュールコンテナーブルー PZ-0004	1,250	1,550	1657	1657							
5-210-02	モジュールコンテナーブルー PZ-0005	1,130	1,360	1657	1657							
5-210-03	モジュールコンテナーブルー PZ-0006	1,030	1,240	1657	1657							
5-210-04	モジュールコンテナーブルー PZ-0008	570	690	1657	1657							
5-210-01	モジュールコンテナーブルー PZ-0001	6,450	7,750	1657	1657							
5-212-02	モジュールコンテナーブルー PZ-0002	2,760	3,320	1657	1657							
5-212-03	モジュールコンテナーブルー PZ-0003	5,100	6,120	1657	1657							
5-212-04	モジュールコンテナーPZ-0001+PZ-0003用フタブルー PZ-1001	2,830	3,400	1657	1657							
5-213-05	モジュールコンテナーPZ-0002用フタブルー PZ-1002	260,000	1,130	1657	1657							
5-213-01	コンテナー TR-17	5,510	6,620	1657	1657							
5-213-02	コンテナー TR-27	6,770	8,130	1657	1657							
5-213-03	コンテナー TR-37	7,590	9,060	1657	1657							
5-213-04	コンテナー用フタ TR	9,310	9,980	1657	1657							
5-213-05	コンテナー TR-22	5,510	6,620	1657	1657							
5-213-06	コンテナー TR-47	9,200	11,040	1657	1657							
5-213-07	コンテナー TR-30	7,230	8,680	1657	1657							
5-213-08	コンテナー TR-40	8,810	10,580	1657	1657							
5-213-10	コンテナー TR-80	11,050	13,280	1657	1657							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長善研発カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
61-4396-29	FRONT#101両面テープ 0.4×25×30m1巻 F-7200-002	28,600	32,900	1980	1980							
61-4396-30	FRONT#101両面テープ 0.4×50×30m1巻 F-7200-003	52,800	60,800	1980	1980							
61-8015-68	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 3k 25個 VSD4T91	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-69	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 3k 100個 VSD4T92	109,200	112,600	1261	1261							
61-8015-70	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 5k 25個 VSD4T1	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-71	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 5k 100個 VSD4T12	109,200	112,600	1261	1261							
61-8015-72	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 10k 25個 VSD4T01	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-73	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 10k 100個 VSD4T02	109,200	112,600	1261	1261							
61-8015-74	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 30k 25個 VSD4T21	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-75	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 30k 100個 VSD4T22	109,200	112,600	1261	1261							
61-8015-76	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 50k 25個 VSD4T31	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-77	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 50k 100個 VSD4T32	109,200	112,600	1261	1261							
61-8015-78	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 100k 25個 VSD4T41	35,900	37,000	1261	1261							
61-8015-79	ヒバシピンターボ4 PE5級 MWC0 100k 100個 VSD4T42	109,200	112,600	1261	1261							
62-1609-23	マイクロプレートホルダーシステム用 デジタル 02-216-101	161,800	223,000	262	262							
62-3614-36	吸収機(防じん・防音)標準型(スクリーン)有機ガス用/0V	510	480	212	212							
62-3780-98	Mine 手動ピペット 1ch 2-20μL	41,000	44,000									
62-3780-97	Mine 手動ピペット 1ch 10-100μL	41,000	44,000									
62-3780-96	Mine 手動ピペット 1ch 20-200μL	41,000	44,000									
62-3780-95	Mine 手動ピペット 1ch 100-1000μL	41,000	44,000									
62-3781-01	Mine 手動ピペット 1ch 500-5000μL	41,000	44,000									
62-3781-02	Mine 手動ピペット 1ch 1-10mL	41,000	44,000									
62-3781-05	Mine 手動ピペット 8ch 30-300μL	131,000	137,000									
62-3781-08	Mine 手動ピペット 12ch 30-300μL	140,000	147,000									
62-3781-43	Tacta 手動ピペット 1ch 0.3-3μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-44	Tacta 手動ピペット 1ch 1-10μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-45	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 2-20μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-46	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 10-100μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-47	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 20-200μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-48	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 100-1000μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-49	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 500-5000μL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-50	Tacta 手動ピペット Pipette 1ch 1-10 mL	51,000	53,000	1165	1165							
62-3781-51	Tacta 手動ピペット 8ch 1-10 μL	141,000	144,000	1165	1165							
62-3781-52	Tacta 手動ピペット 8ch 10-100 μL	141,000	144,000	1165	1165							
62-3781-53	Tacta 手動ピペット Pipette 8ch 30-300 μL	141,000	144,000	1165	1165							
62-3781-54	Tacta 手動ピペット 12ch 1-10 μL	153,000	158,000	1165	1165							
62-3781-55	Tacta 手動ピペット 12ch 10-100 μL	153,000	158,000	1165	1165							
62-3781-56	Pipetta 手動ピペット 1ch 30-300 μL	153,000	158,000	1165	1165							
62-3782-19	1台掛け充電スタンド Picus/Picus Nxt用 730981	33,600	36,000									
62-3782-20	4台掛回転充電スタンド Picus/Picus Nxt用 730991	63,300	67,000									
62-3782-40	スタンダードチップ シングルチップ 5mL 96本 未滅菌 790304	2,800	2,900									
62-3782-41	スタンダードチップ シングルチップ 5mL 96本 滅菌済 790305	2,800	2,900									
62-3782-47	スタンダードチップ 10μL 96本×10ラック 未滅菌 790010	11,400	11,600									
62-3782-48	スタンダードチップ 10μL 96本×10ラック 滅菌済 790011	15,900	16,200									
62-3782-52	スタンダードチップ 200μL 96本×10ラック 未滅菌 790200	10,400	10,600									
62-3782-53	スタンダードチップ 200μL 96本×10ラック 滅菌済 790201	13,500	13,800									
62-3782-56	スタンダードチップ 350μL 96本×10ラック 未滅菌 790350	10,400	10,600									
62-3782-57	スタンダードチップ 350μL 96本×10ラック 滅菌済 790351	13,500	13,800									
62-3782-62	スタンダードチップ 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 791000	10,400	10,600									
62-3782-63	スタンダードチップ 1000μL 96本×10ラック 滅菌済 791001	13,500	13,800									
62-3782-66	ワイドボア 1000μL 96本×10ラック 未滅菌 791020	11,400	11,600									
62-3782-67	ワイドボア 1000μL 96本×10ラック 滅菌済 791021	15,200	16,000									
62-3782-68	スタンダードチップ 1200μL 96本×10ラック 未滅菌 791200	12,900	13,100									
62-3782-69	スタンダードチップ 1200μL 96本×10ラック 滅菌済 791201	16,300	16,600									
62-3782-86	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 790011F	20,400	22,000									
62-3782-91	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 790101F	20,400	22,000									
62-3782-93	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 790101F	20,400	22,000									
62-3782-97	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 790201F	20,400	22,000									
62-3783-10	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 791010F	20,400	22,000									
62-3783-22	フィルタチップ Endotoxin Free 96本×10ラック 滅菌済 791210F	22,400	24,000									
62-3783-28	FlexiB ⅡLk 200μL ハルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790204	5,100	5,200	1183	1183							
62-3783-29	FlexiB ⅡLk 200μL ハルクチップ 960本入り 滅菌済 LH-B790204CTN	33,600	35,000	1183	1183							
62-3783-30	FlexiB ⅡLk 350μL ハルクチップ 960本入り 未滅菌 LH-B790354	5,100	5,100	1183	1183							
62-3783-31	FlexiB ⅡLk 350μL ハルクチップ 960本入り 滅菌済 LH-B790354CTN	33,500	35,500	1183	1183							
62-3783-32	FlexiB ⅡLk 1000μL ハルクチップ 480本入り 未滅菌 LH-B791004	2,700	2,800	1183	1183							
62-3783-33	FlexiB ⅡLk 1000μL ハルクチップ 480本入り 滅菌済 LH-B791004CTN	11,800	12,300	1183	1183							
62-3783-34	FlexiB ⅡLk 1000μL ハルクチップワイドボア 480本入り 未滅菌 LH-B791024	3,200	3,300	1183	1183							
62-3783-35	FlexiB ⅡLk 1000μL ハルクチップワイドボア 480本入り 滅菌済 LH-B791024CTN	21,300	23,000	1183	1183							
62-3783-36	FlexiB ⅡLk 1200μL ハルクチップ 480本入り 未滅菌 LH-B791204	3,400	3,600	1183	1183							
62-3783-37	FlexiB ⅡLk 1200μL ハルクチップ 480本入り 滅菌済 LH-B791204CTN	22,200	24,000	1183	1183							
6-255-02	磁製ピペットスタンド用 2個架橋用 丁指	2,600	6,620	1817	1817							
6-255-03	磁製ピペットスタンド用 2個架橋用 丁指	5,200	6,760	1817	1817							
62-6594-38	デジタルストレージユニット DCS-1072B	98,800	79,800									181
6-290-01	駒込ピペット(LDPE製) 1mL 10本入	330	360	1756	1756							
6-290-02	駒込ピペット(LDPE製) 2mL 10本入	390	450	1756	1756							
6-290-03	駒込ピペット(LDPE製) 5mL 10本入	450	520	1756	1756							
6-290-04	駒込ピペット(LDPE製) 10mL 10本入	510	580	1756	1756							
62-9221-51	ハイカーン(ボ)規格袋 1000×1800mm 1箱(10枚×3袋入) 11号	52,000	74,500									
62-9221-52	グリーンセンターロー 1箱(100枚入) NHG-11W	21,300	30,500									
63-2577-22	ストマフィルター EGOタイプ 1箱(500枚入) SF0501	14,600	17,800	1385	1385							
6-336-01	シリコン栓 1号	40	42	1801	1801							
6-336-02	シリコン栓 2号	59	64	1801	1801							
6-336-03	シリコン栓 3号	69	74	1801	1801							
6-336-04	シリコン栓 4号	88	94	1801	1801							
6-336-05	シリコン栓 5号	95	110	1801	1801							
6-336-06	シリコン栓 6号	114	120	1801	1801							
6-336-07	シリコン栓 7号	132	150	1801	1801							
6-336-08	シリコン栓 8号	187	210	1801	1801	1885						
6-336-09	シリコン栓 9号	220	240	1801	1801							
6-336-10	シリコン栓 10号	230	250	1801	1801							
6-336-12	シリコン栓 12号	360	400	1801	1801							
6-336-13	シリコン栓 13号	430	470	1801	1801							
6-336-14	シリコン栓 14号	520	570	1801	1801							
6-336-15	シリコン栓 15号	570	630	1801	1801							
6-336-16	シリコン栓 16号	620	720	1801	1801							
6-336-17	シリコン栓 17号	850	930	1801	1801							
6-336-18	シリコン栓 18号	1,070	1,170	1801	1801							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
69-9074-90	QuintixProシリーズ 1mg/420g/レベルコントロール機能 QTX423IRU-1SJP	450,000	487,000									
69-9074-91	QuintixProシリーズ 1mg/620g/レベルコントロール機能 QTX623IRU-1SJP	507,000	549,000									
69-9074-92	QuintixProシリーズ 1mg/1200g/レベルコントロール機能 QTX1203IRU-1SJP	619,000	670,000									
69-9074-93	QuintixProシリーズ 1mg/1500g/レベルコントロール機能 QTX1503IRU-1SJP	653,000	707,000									
69-9074-94	QuintixProシリーズ 10mg/1200g/レベルコントロール機能 QTX1202IRO-1SJP	391,000	429,000									
69-9074-95	QuintixProシリーズ 10mg/2200g/レベルコントロール機能 QTX2202IRO-1SJP	338,000	366,000									
69-9074-96	QuintixProシリーズ 10mg/3200g/レベルコントロール機能 QTX3202IRO-1SJP	394,000	426,000									
69-9074-97	QuintixProシリーズ 10mg/4200g/レベルコントロール機能 QTX4202IRO-1SJP	450,000	487,000									
69-9074-98	QuintixProシリーズ 10mg/6200g/レベルコントロール機能 QTX6202IRO-1SJP	507,000	549,000									
69-9074-99	QuintixProシリーズ 0.1g/3200g/レベルコントロール機能 QTX3201IRO-1SJP	304,000	329,000									
69-9075-01	QuintixProシリーズ 0.1g/6200g/レベルコントロール機能 QTX6201IRO-1SJP	338,000	366,000									
69-9075-02	QuintixProシリーズ 0.1g/8200g/レベルコントロール機能 QTX8201IRO-1SJP	394,000	426,000									
69-9075-03	QuintixProシリーズ 0.1g/10200g/レベルコントロール機能 QTX10201IRO-1SJP	450,000	487,000									
69-9075-04	QuintixProシリーズ 0.1g/12200g/レベルコントロール機能 QTX12201IRO-1SJP	507,000	549,000									
7-1020-01	アームストラップ (Dr.MED) (R) S DRI125S	570	610									
7-1020-02	アームストラップ (Dr.MED) (R) M DRI125M	570	610									
7-1020-03	アームストラップ (Dr.MED) (R) L DRI125L	570	610									
7-1052-01	リストサポーター (Dr.MED) (R) 14.5~16.5 DR-W008S	650	690									
7-1052-02	リストサポーター (Dr.MED) (R) 15.5~16.5 DR-W008M	650	690									
7-1052-03	リストサポーター (Dr.MED) (R) 16.5~17.5 DR-W008L	650	690									
7-1055-01	サムリストサポーター (Dr.MED) (R) 14~20 DR-W132-1	1,530	1,650									
7-1057-01	サムリストサポーター (Dr.MED) (R) 14~20 DR-W132-3	1,530	1,750									
7-1058-01	リストストラップ (Dr.MED) (R) 14~20 DR-W001	1,150	1,200									
7-1059-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (S) DR-W004SR	1,400	1,500									
7-1059-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (M) DR-W004MR	1,400	1,500									
7-1059-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (L) DR-W004LR	1,400	1,500									
7-1059-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (XL) DR-W004XLR	1,400	1,500									
7-1060-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (S) DR-W004SL	1,400	1,500									
7-1060-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (M) DR-W004ML	1,400	1,500									
7-1060-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (L) DR-W004LL	1,400	1,500									
7-1060-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (XL) DR-W004XLL	1,400	1,500									
7-1061-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (S) DR-W021SR	2,350	2,500									
7-1061-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (M) DR-W021MR	2,350	2,500									
7-1061-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (L) DR-W021LR	2,350	2,500									
7-1061-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (XL) DR-W021XLR	2,350	2,500									
7-1062-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (S) DR-W021SL	2,350	2,500									
7-1062-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (M) DR-W021ML	2,350	2,500									
7-1062-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (L) DR-W021LL	2,350	2,500									
7-1062-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (XL) DR-W021XLL	2,350	2,500									
7-1064-01	縦横ソフトカラー S DR-122-S	980	1,050									
7-1064-02	縦横ソフトカラー M DR-122-M	980	1,050									
7-1064-03	縦横ソフトカラー L DR-122-L	980	1,050									
7-1065-01	縦横ライトカラー S DR-122S	1,800	1,900									
7-1065-02	縦横ライトカラー M DR-122M	1,800	1,900									
7-1065-03	縦横ライトカラー L DR-122L	1,800	1,900									
7-1066-01	縦横ハードカラー S DR-123S	2,840	3,000									
7-1066-02	縦横ハードカラー M DR-123M	2,840	3,000									
7-1066-03	縦横ハードカラー L DR-123L	2,840	3,000									
7-1067-01	縦横フォームカラー 27~33 DR-127S	3,990	4,250									
7-1067-02	縦横フォームカラー 36~38 DR-127M	3,990	4,250									
7-1067-03	縦横フォームカラー 37~43 DR-127L	3,990	4,250									
7-1067-04	縦横フォームカラー 42~48 DR-127XL	3,990	4,250									
7-1080-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (S) DR-W012SR	2,300	2,450									
7-1080-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (M) DR-W012MR	2,300	2,450									
7-1080-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (L) DR-W012LR	2,300	2,450									
7-1080-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 右用 (XL) DR-W012XLR	2,300	2,450									
7-1081-01	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (S) DR-W012SL	2,300	2,450									
7-1081-02	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (M) DR-W012ML	2,300	2,450									
7-1081-03	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (L) DR-W012LL	2,300	2,450									
7-1081-04	リストステーサポーター (Dr.MED) (R) 左用 (XL) DR-W012XLL	2,300	2,450									
7-1084-01	おとどりん(嘔吐物処理キット) 防護品キット	630	660	2377	2377	1061	169				264	
7-1386-01	フェイスガード M Dr.MED E112	900	960									
7-1373-01	キブスサンダル Dr.MED DR-PC107-1M	960	1,050									
7-1373-02	キブスサンダル Dr.MED DR-PC107-1L	960	1,050									
7-1373-03	キブスサンダル Dr.MED DR-PC107-1XL	960	1,050									
7-2386-01	ロゼット付のフットシート 500x入 M N8109	890	920									1702
7-418-01	サニメント手袋 ホリパックスタンダード L 10パック 1000枚	8,200	10,700	2249	2249							
7-418-02	サニメント手袋 ホリパックスタンダード M 10パック 1000枚	8,200	10,700	2249	2249							
7-418-03	サニメント手袋 ホリパック エンボス付 L 10パック 1000枚 エンボスL	9,930	13,000	2249	2249							
7-418-04	サニメント手袋 ホリパック エンボス付 M 10パック 1000枚 エンボスM	9,930	13,000	2249	2249							
7-4285-01	Dr.MED (R) アームスリミング Sサイズ E028S	1,200	1,300									598
7-4285-02	Dr.MED (R) アームスリミング Mサイズ E028M	1,200	1,300									598
7-4285-03	Dr.MED (R) アームスリミング Lサイズ E028L	1,200	1,300									598
7-4285-04	Dr.MED (R) アームスリミング XLサイズ E028XL	1,200	1,300									598
7-4286-01	Dr.MED (R) アームスリミング Sサイズ E027S	1,500	1,600									598
7-4286-02	Dr.MED (R) アームスリミング Mサイズ E027M	1,500	1,600									598
7-4286-03	Dr.MED (R) アームスリミング Lサイズ E027L	1,500	1,600									598
7-4286-04	Dr.MED (R) アームスリミング XLサイズ E027XL	1,500	1,600									598
7-4295-01	Dr.MED (R) フレックスマスプリング DR-W132-7	720	770									613
7-4296-01	Dr.MED (R) 小指薬指スプリント DR-W132-4S	1,450	1,550									614
7-4296-02	Dr.MED (R) 小指薬指スプリント DR-W132-4L	1,450	1,550									614
7-4406-01	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 右用 (S) DR-W003SR	1,550	1,650									615
7-4406-02	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 右用 (M) DR-W003MR	1,550	1,650									615
7-4406-03	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 右用 (L) DR-W003LR	1,550	1,650									615
7-4406-04	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 右用 (XL) DR-W003XLR	1,550	1,650									615
7-4407-01	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 左用 (S) DR-W003SL	1,550	1,650									615
7-4407-02	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 左用 (M) DR-W003ML	1,550	1,650									615
7-4407-03	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 左用 (L) DR-W003LL	1,550	1,650									615
7-4407-04	リストダブルステーサポーター Dr.MED (R) 左用 (XL) DR-W003XLL	1,550	1,650									615
7-4412-01	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Sサイズ DR-K019S	920	980									618
7-4412-02	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Mサイズ DR-K019M	920	980									618
7-4412-03	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Lサイズ DR-K019L	920	980									618
7-4412-04	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター XLサイズ DR-K019XL	920	980									618
7-4413-01	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Sサイズ DR-K021S	1,550	1,650									618
7-4413-02	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Mサイズ DR-K021M	1,550	1,650									618
7-4413-03	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター Lサイズ DR-K021L	1,550	1,650									618
7-4413-04	Dr.MED (R) 縫スリーブサポーター XLサイズ DR-K021XL	1,550	1,650									618
7-4488-01	快適アームスリップ 白 N-DR01W	1,650	1,750									598
7-4488-02	快適アームスリップ 白 N-DR01B	1,650	1,750									598
7-468-01	アーム固定ホルダー 180×500mm ARM-ST500	9,770	10,400									1112
7-468-02	アーム固定ホルダー 180×600mm ARM-ST600	9,770	10,400									1112
7-469-01	アーム固定ホルダー 150×300mm Wrst-ST	6,780	7,200									1112
7-471-01	アーム固定ホルダー 180×330mm Elbow-ST	6,780	7,200									1112
7-5311-01	ポリベール角型 PK30B	4,490	5,990	2184	2184							
7-5311-02	ポリベール角型 PK40B	5,410	6,900	2184	2184							
7-5311-03	ポリベール角型 PK60B	7,830	9,400	2184	2184							
7-5311-11	ポリベール角型用フタ PK30FB (フタ)	1,230	1,350	2184	2184							
7-5311-12	ポリベール角型用フタ PK40FB (フタ)	1,230	1,480	2184	2184							
7-5311-13	ポリベール角型用フタ PK60FB (フタ)	1,690	2,030	2184	2184							
7-5322-01	オーケラープ用産業バッグ 305×680mm 200枚入 S	14,400	18,000	2166	2166	1088						
7-5322-02	オーケラープ用産業バッグ 305×680mm 200枚入 M	23,700	30,080	2166	2166	1088						
7-5322-03	オーケラープ用産業バッグ 610×810mm 200枚入 L	32,000	42,300	2166	2166	1088						
7-5322-06	オーケラープ用産業バッグ 900×1000mm 100枚入 LL	25,600	33,200	2166	2166	1088						
7-5954-02	ポリ袋 半透明タイプ 30L 10枚 (10枚入) N-30	210	220	2186	2186	1090						
7-5954-03	ポリ袋 半透明タイプ 45L 10枚 (10枚入) N-45	310	350	2186	2186	1090						
7-5954-04	ポリ袋 半透明タイプ 70L 10枚 (10枚入) N-7											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	長崎県産カサ ログ 頁	サイエンスカサ ログ 頁
8-2259-11	標本容器 20mL 1箱(100個入)	3,400	3,550			330						
8-2259-12	標本容器 40mL 1箱(100個入)	3,500	3,750			330						
8-2259-13	標本容器 60mL 1箱(100個入)	3,800	4,050			330						
8-2259-14	標本容器 120mL 100個入	6,000	6,450			330						
8-2587-01	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 M 1袋(200枚入) エンボス無し	510	540			886						
8-2587-02	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 M 1袋(200枚入) エンボス無し	510	540			886						
8-2587-03	プロシエア ポリエチレン手袋 エンボス無 S 1袋(200枚入) エンボス無し	510	540			886						
8-2601-13	プロシエア 滅菌バッグ 90 x 260mm 200枚入 SFS-3	1,350	1,700			1160						
8-360-01	バイオハザードバッグ PP 300枚入 No.1	56,000	86,400	2164	2164							
8-360-02	バイオハザードバッグ PP 300枚入 No.2	56,000	86,400	2164	2164							
8-360-03	バイオハザードバッグ PP 300枚入 No.3	38,000	58,600	2164	2164							
8-389-01	松葉杖 HC2218-GR-AS	5,600	5,800			1762						
8-389-02	松葉杖 HC2217-GR-AS	5,700	5,900			1762						
8-389-03	松葉杖 HC2218-GR-AS	5,900	6,200			1762						
8-389-11	松葉杖グリップ HC9009-GR-AS	1,200	1,270			1762						
8-398-31	ワンタッチゴミ袋 200 x 300(薄型) 30枚入	2,000	2,600	2188	2188							
8-398-32	ワンタッチゴミ袋 300 x 300(薄型) 30枚入	2,000	2,600	2188	2188							
8-400-01	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.22 本体(箱付) P22EB	3,950	4,040	2184	2184	1094						
8-400-12	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.22 フタ P22FKB	1,120	1,350	2184	2184							
8-401-01	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.45 本体 P45NB	5,240	6,290	2184	2184	1094						
8-401-02	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.45 フタ P45FB	1,570	1,890	2184	2184							
8-402-01	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.70 本体 P70B	9,330	11,200	2184	2184	1094						
8-402-02	ポリバケル(PEポリエチレン製・ブルー) NO.70 フタ P70FB	2,240	2,690	2184	2184	1094						
8-403-01	ポリダスター 本体 EPD3S	3,850	4,620	2184	2184	1094						
8-403-02	ポリダスター-用フタ EPDF3S	1,470	1,770	2184	2184	1094						
8-404-01	ポリダスター 本体 EPD4S	4,780	5,720	2184	2184	1094						
8-404-02	ポリダスター-用フタ EPDF4S	1,680	2,020	2184	2184	1094						
8-406-01	エコポリバケル角型#45本体 ブルー PEK45B	4,330	5,200			1094						
8-406-02	エコポリバケル角型フタ PEK45B	1,280	1,540			1094						
8-412-01	IVSスタンド HP2090	11,300	11,900			370						
8-412-02	IVSスタンド HP2090-S	11,300	11,900			370						
8-412-03	IVSスタンド シルバー HP2090-S	11,300	11,900			370						
8-4400-01	プロシエア 滅菌用エチレンオキド(種別) 50枚入 ホワイト	790	1,100			931						
8-4400-02	プロシエア 滅菌用エチレンオキド(種別) 50枚入 ホワイト × 12セット ホワイト種々	8,200	11,700			931						
8-5576-01	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ S DR-B053S	2,350	2,500			604						
8-5576-02	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ M DR-B053M	2,350	2,500			604						
8-5576-03	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ L DR-B053L	2,350	2,500			604						
8-5576-04	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ XL DR-B053XL	2,350	2,500			604						
8-5577-01	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ S DR-B033S	7,030	7,450			604						
8-5577-02	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ M DR-B033M	7,030	7,450			604						
8-5577-03	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ L DR-B033L	7,030	7,450			604						
8-5577-04	薬用サポーター(Dr.MED(R)) 固定カフタイプ XL DR-B033XL	7,030	7,450			604						
8-5578-01	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) DR-K006	2,100	2,250			606						
8-5579-01	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) DR-K009	2,840	3,000			606						
8-5580-01	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) S DR-K014S	6,130	6,500			607						
8-5580-02	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) M DR-K014M	6,130	6,500			607						
8-5580-03	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) L DR-K014L	6,130	6,500			607						
8-5580-04	フルオープンサポーター(Dr.MED(R)) XL DR-K014XL	6,130	6,500			607						
8-5585-01	ニイモライザー(Dr.MED(R)) S DR-K106S	4,290	4,550			607						
8-5585-02	ニイモライザー(Dr.MED(R)) M DR-K106M	4,290	4,550			607						
8-5585-03	ニイモライザー(Dr.MED(R)) L DR-K106L	4,290	4,550			607						
8-5585-04	ニイモライザー(Dr.MED(R)) XL DR-K106XL	4,290	4,550			607						
8-5586-01	パチパチサポーター(Dr.MED(R)) DR-K142	1,400	1,500			606						
8-5588-01	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) S DR-A004S	1,350	1,450			610						
8-5588-02	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) M DR-A004M	1,350	1,450			610						
8-5588-03	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) L DR-A004L	1,350	1,450			610						
8-5588-04	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) XL DR-A004XL	1,350	1,450			610						
8-5589-01	クロスストラップアンクルサポーター(Dr.MED(R)) S DR-A009S	770	830			611						
8-5589-02	クロスストラップアンクルサポーター(Dr.MED(R)) M DR-A009M	770	830			611						
8-5589-03	クロスストラップアンクルサポーター(Dr.MED(R)) L DR-A009L	770	830			611						
8-5591-01	アンクルパッチ(Dr.MED(R)) 18~28 DR-A135	880	940			611						
8-5592-01	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) S DR-A002S	2,000	2,150			610						
8-5592-02	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) M DR-A002M	2,000	2,150			610						
8-5592-03	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) L DR-A002L	2,000	2,150			610						
8-5592-04	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) XL DR-A002XL	2,000	2,150			610						
8-5593-01	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) S DR-A011S	3,090	3,300			610						
8-5593-02	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) M DR-A011M	3,090	3,300			610						
8-5593-03	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) L DR-A011L	3,090	3,300			610						
8-5593-04	アンクルサポーター(Dr.MED(R)) XL DR-A011XL	3,090	3,300			610						
8-5594-01	外反母趾サポーター 右用 DR-A001R	1,200	1,300			630						
8-5594-02	外反母趾サポーター 左用 DR-A001L	1,200	1,300			630						
8-5595-01	外反母趾トースプレッダー S 22~24 2個入 DR-T005S	620	660			630						
8-5595-02	外反母趾トースプレッダー M 24~26 2個入 DR-T005M	620	660			630						
8-5595-03	外反母趾トースプレッダー L 26~28 2個入 DR-T005L	620	660			630						
8-5596-01	エルボサポーター(Dr.MED(R)) 20~40 E001	1,250	1,350			616						
8-5599-01	エルボサポーター(Dr.MED(R)) 20~40 E002	1,250	1,350			616						
8-5627-21	個人装着型酸素濃度計 O2 Pac 6500	54,000	44,300	627	627							
8-5627-22	個人装着型酸化炭素計 CO Pac 6500	74,000	59,300	627	627							
8-5627-23	個人装着型酸化炭素計 H2S Pac 6500	74,000	60,600	627	627							
8-5627-24	個人装着型酸化炭素計 NH3 Pac 6500	120,000	99,000	627	627							
8-5627-25	個人装着型酸化炭素計 CO2 Pac 6500	168,000	134,200	627	627							
8-5627-27	個人装着型アン酸化水素計 HCN Pac 6500	120,000	99,000	627	627							
8-5627-28	個人装着型酸化炭素計 NO2 Pac 6500	168,000	134,200	627	627							
8-5627-30	個人装着型酸化炭素計 COH4 Pac 6500 OV	168,000	134,200	627	627							
8-5627-32	個人装着型酸化炭素計 H2S(2年使い切り) Pac 6000	53,000	43,300	627	627							
8-5627-33	個人装着型酸素濃度計 O2(2年使い切り) Pac 6000	43,000	34,900	627	627							
8-5627-38	個人装着型酸化炭素計 SO2 Pac 6500	83,000	65,900	627	627							
8-5627-41	個人装着型酸化炭素計 CO(2年使い切り) Pac 6000	53,000	42,100	627	627							
8-5686-11	グリーンニトリル手袋ロング L 1箱(100枚入)	4,200	4,690			981						
8-5686-12	グリーンニトリル手袋ロング M 1箱(100枚入)	4,200	4,690			981						
8-5686-13	グリーンニトリル手袋ロング S 1箱(100枚入)	4,200	4,690			981						
8-5687-01	【純水滅菌】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 100枚入	4,950	5,180	2243	2243	981						
8-5687-01-77	【純水滅菌】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 1箱(50枚×2袋入)	3,300	3,810	2243	2243							
8-5687-02-77	【純水滅菌】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト M 1箱(50枚×2袋入)	4,950	5,180	2243	2243							
8-5687-03	【純水滅菌】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 100枚入	4,950	5,180	2243	2243	981						
8-5687-03-77	【純水滅菌】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 1箱(50枚×2袋入)	4,950	5,180	2243	2243							
8-5687-11	【滅菌済】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 100枚入	5,880	6,390	2243	2243							
8-5687-12	【滅菌済】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト M 100枚入	5,880	6,390	2243	2243							
8-5687-13	【滅菌済】グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト L 100枚入	5,880	6,390	2243	2243							
8-5687-51	グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト M 100枚×10個	29,700	34,300	2243	2243							
8-5687-52	グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト L 100枚×10個	29,700	34,300	2243	2243							
8-5687-53	グリーンニトリル手袋 ショート(ハワダーフリー) ホワイト S 100枚×10個	29,700	34,300	2243	2243							
8-5903-01	床拭き(巾480×480×70mm)	23,000	25,200			1619						
8-5903-02	床拭き(巾480×480×70mm)	23,000	25,200			1619						
8-616-01	口腔洗浄ウォッシュャー NV5025	3,900	4,200			1655						
8-667-01	洗浄ボトル ASB-450-PU	940	1,230			1652						
8-667-02	洗浄ボトル ASB-450-BU	940	1,230			1652						
8-681-01	2wayバッキング EMBD1	5,500	5,750			574						
8-697-01	配導線 BFD-30	183,000	190,000			1793						
8-7060-11	ドライバキュームクリーナー交換用ペーパーバッグ(10枚)	3,400	3,510	2172	2172							
8-7060-12	ドライバキュームクリーナー交換用PEフィルター	1,530	1,760	2172	2172							
8-714-11	アズワンのリフレクシオンポイナール BS専用ボトル	390	440			1911						
8-715-11	アズワンのリフレクシオンインジャンパー RS専用ボトル	390	440			1911						
8-7479-21	滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入	2,980	3,810	2163	2163							
8-7479-22	滅菌用耐熱PP袋 中 50枚入	4,390	5,720	2163	2							

2026年5月20日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2028 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
9-860-10	ラボランシリコン栓 11個入 10号	2,300	2,500	1801	1801							
9-860-11	ラボランシリコン栓 11個入 11号	2,500	2,800	1801	1801							
9-860-12	ラボランシリコン栓 11個入 12号	3,600	4,000	1801	1801							
9-860-13	ラボランシリコン栓 11個入 13号	4,300	4,700	1801	1801							
9-860-14	ラボランシリコン栓 11個入 14号	5,200	5,700	1801	1801							
9-860-15	ラボランシリコン栓 11個入 15号	5,700	6,300	1801	1801							
9-861-01	ラボラン赤ゴム栓 11個入 1号	330	360	1801	1801							
9-861-02	ラボラン赤ゴム栓 11個入 2号	350	380	1801	1801							
9-861-03	ラボラン赤ゴム栓 11個入 3号	400	430	1801	1801							
9-861-05	ラボラン赤ゴム栓 11個入 5号	550	580	1801	1801							
9-861-06	ラボラン赤ゴム栓 11個入 6号	600	630	1801	1801							
9-861-07	ラボラン赤ゴム栓 11個入 7号	700	750	1801	1801							
9-861-08	ラボラン赤ゴム栓 11個入 8号	950	980	1801	1801							
9-861-09	ラボラン赤ゴム栓 11個入 9号	1,100	1,200	1801	1801							
9-861-10	ラボラン赤ゴム栓 11個入 10号	1,400	1,500	1801	1801							
9-861-11	ラボラン赤ゴム栓 11個入 11号	1,550	1,700	1801	1801							
9-861-12	ラボラン赤ゴム栓 11個入 12号	1,900	2,000	1801	1801							
9-861-13	ラボラン赤ゴム栓 11個入 13号	2,050	2,200	1801	1801							
9-861-14	ラボラン赤ゴム栓 11個入 14号	2,800	3,000	1801	1801							
9-861-15	ラボラン赤ゴム栓 11個入 15号	2,900	3,100	1801	1801							
9-888-01	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) L 10箱+1箱スタンダード	8,100	11,400	2249	2249	987						
9-888-02	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) M 10箱+1箱スタンダード	8,100	11,400	2249	2249	987						
9-888-03	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) S 10箱+1箱スタンダード	8,100	11,400	2249	2249	987						
9-889-01	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) エンボス付 L 10箱+1箱	10,500	13,200	2249	2249	987						
9-889-02	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) エンボス付 M 10箱+1箱	10,500	13,200	2249	2249	987						
9-889-03	ラボラン(R)サニメント手袋(PE・厚手タイプ) エンボス付 S 10箱+1箱	10,500	13,200	2249	2249	987						